

Invacare® AVIVA® RX10



Silla de ruedas electrónica de tracción trasera, ultracompacta (anchura base motorizada de 539 mm), que ofrece un radio de giro muy reducido y una maniobrabilidad optimizada en interiores. Reposabrazos ajustables en anchura, altura y profundidad. Tapizado de respaldo ajustable en tensión (8 cinchas). Reposapiés ajustables en anchura.

**Configuración estándar:**

- Ruedas delanteras **9"**
- Ruedas traseras **14"**
- Baterías **51 Ah Gel**
- Motores **10 km/h** (400W)
- **Suspensiones traseras** ajustables
- Electrónica **LINX programable**

3 versiones disponibles:

AVIVA RX10 **versión estándar** - Ajuste manual del asiento hasta 20° - Categoría Reembolso ***SRE 000A***
 AVIVA RX10 **Basculación de asiento electrónica** - Categoría Reembolso ***SRE 000F***
 AVIVA RX10 **Kit de Luces**
 Cumple con la normativa ISO 7176-19 2022
 Peso máx. usuario: 136 kg



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario =

Kg

Código	Descripción	P.V.P
Invacare® AVIVA RX10 - Versión Estándar - Mando LiNX DLX-REM060-A		
1680057	AVIVA RX10 - Ancho de asiento 430 mm 	3.200,00
1680058	AVIVA RX10 - Ancho de asiento 480 mm 	3.200,00
Invacare® AVIVA RX10 - Basculación de Asiento electrónica (incluye reposacabezas) - Mando LiNX DLX-REM210-A		
1680067	AVIVA RX10 - Basculación de Asiento electrónica 20° - Ancho de asiento 430 mm 	4.050,00
1680068	AVIVA RX10 - Basculación de Asiento electrónica 20° - Ancho de asiento 480 mm 	4.050,00
Invacare® AVIVA RX10 - Kit de Luces con intermitentes - Mando LiNX DLX-REM150-A		
1680063	AVIVA RX10 - Kit de Luces con intermitentes - Ancho de asiento 430 mm	3.540,00
1680064	AVIVA RX10 - Kit de Luces con intermitentes - Ancho de asiento 480 mm	3.540,00



1680057/ 1680058



1680067/ 1680068



1680363/ 1680364



Ruedas traseras macizas 14"




Ruedas delanteras 9"



Suspensión trasera ajustable



Ajuste del ángulo de asiento manual o electrónico



Motores 10 km/h (400 W)



Tapizado respaldo acolchado microventilado, ajustable en tensión (8 cinchas)