

Invacare® AVIVA® RX20



CE



Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y tracción trasera.
 Modelo muy compacto y maniobrable gracias a:
 - Chasis estrecho (a partir de 560 mm)
 - Distancia entre ejes (batalla) reducida
 Sistema de suspensión CTC ajustable
 Motores 340W 4 polos
 Ruedas traseras 14"
 Velocidad: 10 km/h
 Baterías 60 Ah
 Ruedas delanteras 8"
 Electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth
 Nuevo kit de luces Leds con intermitentes de alto rendimiento (30 o 60 luxes) opcional.
 Peso máximo del usuario: 136 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Direccion entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Versiones AVIVA RX	Descripción	Prescripción (Código producto)	PVP
AVIVA RX 20 D  (Categoría SRE 000D)	Seleccionar Modelo Base Aviva RX 20 (JCB0000) - Configuración estándar ☒	S0006098	3.750,00
AVIVA RX 20 E  (Categoría SRE 000E)	Seleccionar Modelo Base Aviva RX 20 (JCB0000) + anchura 330 mm (anchura 380 mm JCB2121 + brazos incurvados JCB2183) + cojín Lite (JCB2142) + Reposapiés VARI F (JCB0536/JCB0546)	S0006115	4.200,00
AVIVA RX 20 F  (Categoría SRE 000F)	Seleccionar Modelo Base Aviva RX 20 (JCB0000) + basculación asiento eléctrica 20° (JCB1092) + mando REM 211 (JCB2203)	S0006137	4.050,00
AVIVA RX 20 G  (Categoría SRE 000G)	Seleccionar Modelo Base Aviva RX 20 + anchura 330 mm (anchura 380 mm JCB2121 + brazos incurvados JCB2183) + cojin Lite (JCB2142) + basculación asiento 20° (JCB1092) + mando REM 211 (JCB2203) + Reposapiés VARI F (JCB0536/JCB0546)	S0006159	4.500,00

Opciones con reembolso señaladas en la tarifa con este símbolo 

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO BASE AVIVA RX		
JCB0000	☒ AVIVA RX 20 Modelo Base Peso máx.usuario hasta 136 kg Incluye Módulo Potencia 75A y baterías 60 ah (con elevación eléctrica, módulo de potencia 120A y baterías 60Ah)	NC 1916 3.750,00
ESPECIAL		
N	No	☐
JBX1300	Especial Plazo de entrega adicional: + 10 días	☐
CHASIS AVIVA RX		
JCB2810	☒ Chassis Estrecho (560 mm/22")	☒
UNIDAD DE ASIENTO		
JCB2105	☒ Unidad asiento Modulite estándar Placa asiento fija, 2 anchuras disponibles	NC 2052, 2053, 2128, 2113, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401 ☒
BASE ASIENTO		
JCB2110	☒ Placa de asiento fija	☒
ANCHURA DE ASIENTO		
JCB2121	380 mm (placa asiento) Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados	NC 2141, 2174, 2175, 2176 ☐
JCB2122	☒ 430 mm (placa asiento) Posibilidad de reducir la anchura a 380 mm con opción de reposabrazos incurvados	☒
PROFUNDIDAD ASIENTO		
JCB2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2195+1404/1405) ☐
JCB2134	☒ 460 mm	☒
JCB2136	510 mm	☐



560mm

2105



Código	Descripción			P.V.P €
COJÍN ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido				
JCB2141	◆	Cojín estándar espuma - perfil 50 mm	NC 2121, 2155	◆
JCB2142		Matrx Flo-tech Lite / Lite (75 mm hasta 127 kg) Contour Contour (100 mm hasta 160 kg)		105,43
JCB2143		Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica)		105,43
JCB2147		Matrx Libra , perfil 90 mm Plazo de entrega adicional: + 4 días		323,15
JCB2144		Matrx Vi (tejido microventilado)		323,15
JCB2140		Sin cojín de asiento		○
TUBOS RESPALDO				
JCB2161	◆	Tubos desmontable, altura 480 mm Desmontable sin herramienta	Compatible con tapizado ajustable en tensión /Respaldos Matrx	◆
TAPIZADO RESPALDO/ RESPALDO MATRX				
JCB2171	◆	Ajustable en tensión - Tapizado nylon	Altura = 480 mm / 7 cinchas Medida desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2155, 2230, 2247 ◆
JCB2174		Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg)	NC 2121 770,00
JCB2175		Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg)	NC 2121 770,00
JCB2176		Matrx Elite E2, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg)	NC 2121 770,00
JCB2177		Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegida	770,00
JCB2178		Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegida (peso máximo usuario 136 kg)	770,00
JCB2170		Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)	NC 2230, 2247	○
COLOR DE TAPIZADO				
JCB2151	◆	Tejido negro (Nylon con opción 2141, bi elástica con 2142,2143)		◆
JCB2155		Tejido microventilado negro	NC 2141, 2171	○
REPOSABRAZOS (PAR)				
JCB2191	◆	Reposabrazos en T-desmontable	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	◆
JCB2181		Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	26,25
JCB2198		Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199	185,22
JCB2183		Reposabrazos incurvados	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	59,19
JCB2190		Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)				
JCB2195	◆	Almohadilla corta (325 cm)	NC 2198, (2132+1404/1405)	◆
JCB2196		Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	○
JCB2197		Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	38,75
JCB2199		Almohadilla suave	En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198 27,56
REPOSACABEZAS (tapizado negro suave)				
JCB1350		Reposacabeza simple	NC 2230, 2247	131,25
JCB1432		Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC 2230, 2247	152,25
JCB1427		Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC 2230, 2247	170,00
JCB2324		Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm,funda estándar negra	Completo con soporte	NC 2230, 2247 412,50
JCB2325		Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra	Completo con soporte	NC 2230, 2247 423,00
JCB2327		Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte	NC 2230, 2247 560,00



Código	Descripción			P.V.P €
BASCULACIÓN DE ASIENTO				
JCB1091	◆	Basculación asiento manual (0-15°)		NC 1401 ◆
JCB1092		Basculación eléctrica (0°- 20°) 		NC 1401, 2201 180,00
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento (ángulo 0°)				
JCB2857	◆	Altura asiento-suelo 435 mm ◆		
JCB2858		Altura asiento-suelo 460 mm ○		
JCB2859		Altura asiento-suelo 485 mm ○		
RECLINACIÓN DE RESPALDO				
JCB0975	◆	Respaldo reclinable manual (en intervalos 3,75°) 90° - 120°		◆
UNIDAD DE ASIENTO				
JCB2100		Invacare® Modulite telescópico	Base de asiento rígida, ajustable en anchura y profundidad, reposabrazos ajustables en anchura (+25 mm en cada lado)	○
PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO				
JCB2111		Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 380 a 530 mm 	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)	216,82
JCB2112		Chasis asiento telescópico y tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm + 30 mm altura asiento	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)	216,82
ANCHURA ASIENTO PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)				
JCB2121		380 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados	NC (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977 +2285/2283/2287) ○
JCB2122		430 mm (placa asiento)		NC 2701, 2703, 2705, ○
JCB2123		480 mm (placa asiento)		NC 2702, 2704, 2706 ○
JCB2124		530 mm (placa asiento)		NC 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2173), (2132+2147/2144), 2106 ○
KIT BODYFIT (espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo)				
JCB2106		Kit Body fit	Espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo 2,54 cm) por lado - recomendado en caso de montar asiento moldeado	NC 2124, 2192, 2194, 2171 63,00
PROFUNDIDAD ASIENTO Ajuste sin intervalos, el ajuste depende del tipo de respaldo montado según ISO 7176-7				
JCB2132		410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188 2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 ○
JCB2134		460 mm		NC (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+2253) ○
JCB2136		510 mm		NC 2143 ○
COJINES DE ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido				
JCB2142		Matrx Flo-tech Lite / Contour 	Lite (75 mm hasta 127 kg) Contour (100 mm hasta 160 kg)	105,43
JCB2143		Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica) 		NC 2136, 2124 105,43
JCB2147		Matrx Libra , perfil 90 mm 	Plazo de entrega adicional: + 4 días	NC (2124+2132) 323,15
JCB2144		Matrx Vi (tejido microventilado) 		NC (2124+2132) 323,15
JCB2140		Sin cojín de asiento		○
TUBOS RESPALDO Incluye Push Handles				
JCB2163		Tubos cortos (480 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura	NC 2173 ○
JCB2162		Tubos largos (540 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura	○
SIN PUÑOS DE EMPUJE				
JCB2108		Tubos de respaldo sin puños		NC 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292 ○



2324



2325



2327

soporte
Elan

1092



1091



0975




2100

2121/2122/
2123/2124

2111



2112



2106

2163/
2162

Código	Descripción			P.V.P €	
TAPIZADO/ ACOLCHADO RESPALDO					
JCB2171		Tapizado ajustable en tension (recubierto de nylon)	Altura = 540 mm / 8 cinchas; Altura = 480 mm / 7 cinchas Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2152, 1445, 1446, 1496, 2155, 2230, 2247,1288, 1289, 2106, (2273+1093/1094)	○
JCB2179		Tapiza Flex3 Ajustable en tensión 	Altura del tapizado 540 mm Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	295,00
JCB2173		Placas ajustables Flex3 con cojín de respaldo Laguna 	Placas ajustables en altura y profundidad Flex3 desde 560 mm hasta 790 mm	NC 2163, 2128, (2124+2192/2194)	245,00
JCB2174		Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2175		Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2176		Matrx Elite E2 Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2177		Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2178		Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2168		Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa 	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	NUEVO	770,00
JCB2169		Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™ 	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	NUEVO	770,00
JCB2170		Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)		NC 1445, 1446,1496, 2230, 2247	○
OPCIONES MATRX MAC (Si JCB2168 o JCB2169 seleccionada)					
ALTURA RESPALDO MATRX MAC					
JCB2380		405 mm			○
JCB2381		455 mm			○
JCB2382		505 mm			○
JCB2383		560 mm			○
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO					
JCB2385		90 mm			100,00
JCB2386		150 mm			100,00
JCB2387		230 mm			100,00
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO					
JCB2389		90 mm			100,00
JCB2390		150 mm			100,00
JCB2391		230 mm			100,00
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC					
JCB2393		Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla			○
JCB2394		Estándar = misma anchura que anchura de la silla			○
JCB2395		Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla			○
TAPIZADO COJÍN & RESPALDO					
JCB2151		Tejido negro	(Funda bielástica si opción 2142, 2143 elegida)	NC 2179	○
JCB2152		Tapizado Negro suave		NC 2171	○
JCB2155		Microventilado negro		NC 2171, 2179	○
REPOSABRAZOS (PAR)					
JCB2191		Reposabrazos en T-desmontable 	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	○
JCB2181		Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm) 	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	26,25
JCB2198		Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,22
JCB2183		Reposabrazos incurvados 	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	59,19
JCB2193		Reposabrazos abatible (ajuste altura) 	Peso máx. usuario 150 kg	NC 1445, 1446, 2179	117,62



2179


2179



2173



2168/2169




2168



2169



2385 a 2391



2151

2152



2155



2191

Código	Descripción		P.V.P €	
JCB2192	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 230-300 mm)	NC 1445, 1446, 2179, 2106, , (2124+2173); (2 132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189 +2253)	209,48	
JCB2194	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 300-360 mm)	NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2124+2173); (2 132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189 +2253)	209,48	
JCB2190	Sin reposabrazos		○	
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)				
JCB2195	Almohadilla corta (325 cm)	NC 2198, (2132 + 1404/1405)	○	
JCB2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	○	
JCB2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	38,59	
JCB2199	Almohadilla suave	En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198, 2179	27,56
SOPORTE CADERA IZQ. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos				
JCB2184	Soporte cadera izq. 140 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/213 4+2191/2181/2192/2194 +2253)	243,65	
JCB2186	Soporte cadera izq, 230 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/213 4+2191/2181/2192/2194 +2253)	243,65	
JCB2188	Soporte cadera izq, 330 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/213 4+2191/2181/2192/2194 +2253)	243,65	
SOPORTE CADERA DER. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos				
JCB2185	Soporte cadera der, 140 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/213 4+2191/2181/2192/2194 +2253)	243,65	
JCB2187	Soporte cadera der, 230 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/213 4+2191/2181/2192/2194 +2253)	243,65	
JCB2189	Soporte cadera der, 330 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/213 4+2191/2181/2192/2194 +2253)	243,65	
FIJACIÓN SOPORTE CADERA				
JCB2164	Fijación soporte cadera (altura 6,1" / 155 mm)		○	
JCB2165	Fijación soporte cadera (altura 8,1" / 206 mm)		○	
REPOSACABEZAS (Tapizado negro suave)				
JCB1350	Reposacabeza simple	NC 2230, 2247, 1288, 1289	131,25	
JCB1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC 2230, 2247, 1288, 1289	152,25	
JCB1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC 2230, 2247, 1288, 1289	170,00	
JCB2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte	NC 2230, 2247	374,85
JCB2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra	Completo con soporte	NC 2230, 2247	386,40
JCB2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte	NC 2230, 2247	535,50
JCB1495	Reposacabezas no Invacare compatible con ISO 7176-19 (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo)	(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos)	NC 2229	○

Código	Descripción			P.V.P €
SOPORTES DE TRONCO (par; Tapizado negro suave)				
JCB1445		Soportes laterales con brazo prolongado y almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	239,40
ELEVACIÓN ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO				
JCB1091		Basculación asiento manual 0° - 15° (0-15°)	NC 1401, 2054	○
JCB1092		Basculación eléctrica (0°- 20°)	NC 1401, 2054, 2201	180,00
JCB1093		Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1401, 2201, (2171/0975+2273)	837,90
JCB1094		Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1494, 2201, 2220, (2171/0975+2273)	2.467,50
JCB2052		Basculación eléctrica 0º-50º con Desplazamiento Centro Gravedad NUEVO Peso usuario Hasta 136 kg	NC 1401, 2201, 2171	1.300,00
JCB2053		Elevación con Basculación Elect (300 mm, 45°), con Desplazamiento Centro Gravedad NUEVO Peso usuario Hasta 136 kg	NC 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	3.000,00
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento (ángulo 0°)				
JCB2857		Altura asiento-suelo 435 mm		○
JCB2858		Altura asiento-suelo 460 mm	NC 2054	○
JCB2859		Altura asiento-suelo 485 mm	NC 2054	○
OTRAS OPCIONES DE BASCULACIÓN (Si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)				
JBX2054		Asiento con ángulo negativo 5º - Pedir como especial Reduce el ángulo de asiento máx. de 5º	NC 1091, 1092, 2858, 2859	355,01
RECLINACIÓN DE RESPALDO				
JCB0975		Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75º) Respaldo desmontable sin herramienta 90° - 120°	NC (1093/1094+2273)	○
JCB0977		Respaldo reclinable eléctrico 30º Respaldo abatible sobre asiento (desmontable con herramienta) 30°	NC 2201, (2121+1287), (2121 +2285/2283/2287)	429,98
PESCAANTES / REPOSAPIÉS				
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO IZQ				
JCB0565	◆	Pescante estándar 80° izq. Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596	◆
JCB0555		Soporte amputado izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596	159,01
JCB0536		Reposapiés VARI F - ajustable 90-65º izq.  Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta	NC 0566, 0554	142,69
JCB0537		Reposapiernas VARI A - elevable manual izq.  Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554	142,69
JCB0539		Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° izq.  Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554, 2201, 0596	450,00
JCB0535		Sin reposapiés izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0596	○
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO DER				
JCB0566	◆	Pescante estándar 80° der. Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596	◆
JCB0554		Soporte amputado der.	NC 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596	159,01
JCB0546		Reposapiés VARI F - ajustable 90-65º der.  Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta	NC 0565, 0555	142,69
JCB0547		Reposapiernas VARI A - elevable manual der.  Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555	142,69
JCB0549		Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° der.  Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555, 2201, 0596	450,00
JCB0545		Sin reposapiés der.	NC 0502, 0506, 0508, 0596	○
PALETA IZQUIERDA				
JCB0505	◆	Paleta fija, izq.	NC 0555, 0535, 0537, 0538, 0539	◆
JCB0509		Paleta ajustable en ángulo izq.	NC 0535, 0565, 0555	22,05
JCB0511		Paleta ajustable ángulo y prof. Izq.	NC 0555, 0535	121,28



1495

1445



1094



1093



2053



0977

0975



0977

0555/
05540565/
05660536/
05460537/
05470539/
0549

Código	Descripción			P.V.P €
PALETA DERECHA				
JCB0502	◆	Paleta fija, der.	NC 0544, 0545, 0547, 0548, 0549	◆
JCB0506		Paleta ajustable en ángulo, der.	NC 0545, 0566, 0554	22,05
JCB0508		Paleta ajustable ángulo y prof, der.	NC 0544, 0545	121,28
MANDOS LINX				
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte				
JCB2201	◆	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0539, 0549; (2220+1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 1905	◆
JCB2203		Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	120,00
JCB2204		Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y control de luces	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	203,96
JCB2205		Mando LiNX DLX-REM400, con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores	NC 2220	955,87
JCB2206		Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5"- conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores. Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233	NC 1709, 1710, 2220, 2270	1.461,92
OPCIÓN MANDO REM400				
JCB2270		Par de interruptores para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación veocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206	248,06
SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM 110/211/216/400)				
JCB1207		Soporte estándar derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○
JCB1208		Soporte estándar izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JCB1707	◆	Soporte abatible derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆
JCB1708		Soporte abatible izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JCB1709		Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha.	NUEVO NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	350,00
JCB1710		Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda	NUEVO NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	350,00
JCB2209		Soporte abatible derecho (solo para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○
JCB2210		Soporte abatible izquierdo (solo para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 2218, 1405	○
JCB2213		"Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)"	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	633,94
JCB2214		"Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)"	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	633,94
JCB2227		Montaje derecha, para acompañante	NC 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,64
JCB2228		Montaje izquierda, para acompañante	NC 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,64
JBX2239		Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	□
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE				
JCB2220		Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283), 2227, 2228	551,25

0505/
05020509/
05060511/
0508

REM110



REM211



2205



2206



REM216



2270




2270






1709/1710




2209/ 2210



2213/2214

Código	Descripción			P.V.P €		
JCB2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) 			NC 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	756,00	 2220
JCB2245	Doble mando intuitivo IDC 			NC 2201, 2108, 2259, 2260	803,25	
JCB2259	soporte derecho, Acompañante			NC 1287, 2291, 2245, 1312		 2245
JCB2260	soporte izquierdo, Acompañante			NC 1286, 2292, 2245, 1363		
JCB1221	Soporte derecho, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX			NC 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312		 2231/ 2232
JCB1222	Soporte izquierdo, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX			NC 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363		
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)						
JCB2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 			NC 2201, 2203, 2204	987,00	 2265/ 2266
JCB2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF 			NC 2201, 2203, 2204	1.081,50	
JCB2207	Soporte derecho			NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404		 2207/ 2208
JCB2208	Soporte izquierdo			NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405		
JCB2265	Montaje Central, abatible hacia DER. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	633,94		
JCB2266	Montaje Central, abatible hacia IZQ. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	633,94		
JBX2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria				
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)						
MANDO MENTÓN & SOPORTES						
JCB2229	Mando mentón proporcional (ASL138) - Consultar disponibilidad 	Se entrega con pulsador ovalado	NC 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128	3.171,00		 2229+1289 2229+ 1288
JCB1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496			
JCB1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496			 2229+1287 2229+ 1286
JCB1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415	2.193,98		
JCB1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	2.193,98		
MANDO OCCIPITAL (tecnología ATOM)						
JCB2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con soportes laterales estándares M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) 		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	4.856,25	 2230	
JCB2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con soportes laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) 		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.197,50	 2247	
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)						
JCB2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) 		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5.785,50		
JCB2275	Montaje central, abatible hacia der, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415		 2275/ 2276	
JCB2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339			
JBX2269	Montaje personalizado (especial)	Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente				 2257
LiNX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)						
JCB2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130 		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3.911,25		

Código	Descripción		P.V.P €	
JCB2240	Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2.331,00	
JCB2285	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	○	 2233
JCB2286	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	 2285
JCB2283	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	633,94	 2287/2288
JCB2284	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	633,94	 2240
JCB2287	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	650,48	
JCB2288	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	650,48	
JBX2289	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria		
MANDOS ALTERNATIVOS Montaje en el lado opuesto al mando principal				
MANDO 10 BOTONES LINX				
JCB2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		495,00	 2251
JCB2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	
JCB2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	
JCB2291	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	
JCB2292	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	
JCB2225	Sin soporte		○	
ACCESORIOS LINX				
CONEXIÓN USB				
JCB2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152/2154+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	292,16	 2217/2218
JCB2281	Soporte derecha		○	
JCB2282	Soporte izquierda		○	
MANDO PARADA EMERGENCIA				
JCB2258	Mando parada emergencia inalámbrico (ASL504)	NC 2201, 2203, 2204	749,70	 2253
MÓDULO DE ENTRADA INPUT200				
JCB2273	Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para accionar/apagar y salida DB9)	NC (1093 /1094+2171/0975), 2220	330,75	 2273
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS LINX				
JCB2300	Incluidos con la silla		○	 2258
JBX2301	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente		□	
PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm				
JCB1685	Pulsador redondo rojo		115,76	 1685-1690
JCB1686	Pulsador redondo amarillo		115,76	
JCB1687	Pulsador redondo verde		115,76	
JCB1690	Pulsador redondo azul		115,76	
PULSADORES OVALADOS				
JCB2254	Pulsador ovalado, negro		115,76	 1711-1716
MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm				
JCB1711	Pulsador Piko Rojo		143,33	 2721/2722 2724 2725
JCB1712	Pulsador Piko Amarillo		143,33	
JCB1713	Pulsador Piko Verde		143,33	
JCB1714	Pulsador Piko Naranja		143,33	
JCB1715	Pulsador Piko Azul		143,33	
JCB1716	Pulsador Piko Negro		143,33	
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)				

Código	Descripción			P.V.P €	
JCB2721		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A		82,69	
JCB2722		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A		82,69	
JCB2723		Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		82,69	
JCB2724		Pomo de goma tipo "seta" (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A		82,69	
ADAPTADOR 5:1					
JCB1681		Adaptador 5:1		99,23	
BASE MOTRIZ					
COLOR CHASIS					
JCB2871		Negro/Antracita		○	
JCB2872		Plateado		○	
JCB2873		Rojo bengala		○	
JCB2874		Azul mercurio		○	
JCB2875		Púrpura medianoche		○	
JBX0299		Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891	□
JCB2865		Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035		NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891	545,74
JCB2866		Gama Premium- Caracasa Azul Oceano satinado RAL5026		NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891	545,74
JCB2867		Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025		NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891	545,74
JCB2868		Gama Premium - Caracsa oro RAL1035		NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890	545,74
COLOR EMBELLECEDORES RUEDAS TRASERAS (con horquilla doble (JCB2632): embellecedores en ruedas traseras del color seleccionado / con horquilla monobrazo (JCB2631): embellecedores en ruedas traseras y delanteras del color seleccionado)					
JCB2882	◆	Negro/Antracita		◆	
JCB2883		Plateado		104,74	
JCB2884		Rojo bengala		104,74	
JCB2885		Azul mercurio		104,74	
JCB2886		Púrpura medianoche		104,74	
JBX2887		Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2865, 2866, 2867, 2868	□
JCB2888		Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868	○
JCB2889		Gama Premium- Caracasa Azul Oceano satinado RAL5026		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868	○
JCB2890		Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868	○
JCB2891		Gama Premium - Caracsa oro RAL1035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867	○
HORQUILLAS					
JCB2631		Horquilla monobrazo	Base ancha + horquilla simple: anchura total: 635 mm!	292,16	
JCB2632	◆	Horquilla doble	Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm!	◆	
RUEDAS DELANTERAS					
Black, non-marking castors					
JCB0828	◆	8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm), macizas negras		◆	
SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS					
JCB1490		Bloqueo ruedas delanteras	NC (2631+1416)	132,30	
RUEDAS MOTRICES Negras, anti-huellas					
JCB0704		14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras		○	
JCB0705	◆	14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras		◆	
JCB0706		14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	55,13	
FRENO DE ESTACIONAMIENTO					
JCB1206		Freno estacionamiento (par)		38,59	
SUSPENSIÓN CTC					
JCB2870	◆	CTC Suspension Control - Traction - Comfort		◆	
PESO USUARIO / SUSPENSION CTC para AVIVA RX20 y RX40					
JCB1910		Peso usuario Hasta 70 kg		○	
JCB1912		Peso usuario Hasta 90 kg		○	



1681

Negro/Antracita Azul mercurio



Rojo bengala Plateado



Púrpura medianoche



2865

2866



2867

2868



2632

2631



1490



0705




0828

Código	Descripción			P.V.P €
JCB1911		Peso usuario Hasta 110 kg		○
JCB1915	◆	Peso usuario Hasta 136 kg		◆
VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS				
JCB1294		Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox.	NC 1244	○
JCB1282		Motores OPS - 4 polos - 6 km/h		○
JCB1283	◆	Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	NC (2201+2220)	◆
BATERÍAS				
JCB1259	◆	60 Ah Gel		◆
G-TRAC				
JCB1215		Módulo G-Trac		899,64
CARGADOR				
JCB1343	◆	Cargador Opti Charge 8A (IP44)		◆
JCB1313		Cargador Opti Charge 10A (IP44)		369,34
ANTIVUELCOS				
JCB1205	◆	Antivuelcos		◆
KIT DE LUCES				
JCB1437		Kit de luces LED con intermitentes (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 30 Luxes NC 2201, 2203	633,94
JCB2837		Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes NC 2201, 2203	766,24
JCB1254	◆	Sin kit de luces		◆
KIT SUBEBORDILLOS				
JCB1244		Kit subebordillos 	Abatible hacia dentro NC 0596, 1294	197,13
PREPARACIÓN SISTEMA DE ACOUPLE DAHL				
Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo				
JCB1450		Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado)	Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado)	259,09
KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO)				
JCB1493	◆	Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)		NC 2894 ◆
JCB1494		Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado NC 1094	24,26
JCB1401		Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado NC 2105, 1091, 1092, 1093	66,15
OPCIONES KIT TRANSPORTE				
JCB2894		Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos	Solo compatible con opciones 1494/1401 NC 1493	82,69
CINTURONES				
JCB1329	◆	Cinturón de fijación con hebilla 	Montaje estándar	◆
JCB2113		Cinturón de fijación con hebilla 	Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento NC 2105, (2132+2191/2183/2181)	94,50
JCB2701		Estabilizador pélvico Evoflex, hebilla Rehab, talla L 	(longitud acolchado 620 mm) NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCB2702		Estabilizador pélvico Evoflex ,hebilla Rehab, talla M 	(longitud acolchado 460 mm) NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCB2703		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L 	(longitud acolchado 620 mm) NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCB2704		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M 	(longitud acolchado 460 mm) NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCB2705		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico . Cinch-Mount, Talla L 	(longitud acolchado 620 mm) NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72



1205



1215




1437


2837



1244



1450



2894



1329



2701/ 2702



2703/ 2704



2705/ 2706

Código	Descripción		P.V.P €
JCB2706	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla M 	(longitud acolchado 460 mm) NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
RETROVISOR TRASERO			
JCB1415	Derecho	NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	38,59
JCB1339	Izquierdo	NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	38,59
ACCESORIOS			
GANCHOS BOLSO			
JCB2128	Ganchos para bolso (Solo asiento Modulite telescópico) Peso máximo 6 kg	NC 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	126,79
SOPORTE PARA BASTONES (en combinación con mando acompañante o doble mando se ha de montar en el lado inverso al mando)			
JCB1312	Derecho	NC 1287, 2227, 2259, 1221	33,08
JCB1363	Izquierdo	NC 1286, 2228, 2260, 1222	33,08
GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros)			
JCB1416	Guardabarros ruedas delanteras	NC (2631+1490)	44,10
GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros)			
JCB1417	Guardabarros ruedas motrices		77,18
BANDEJA			
JCB1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	303,19
JCB1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	303,19
KIT DE HERRAMIENTAS			
JCB1333	Kit de herramientas		57,75



1415/ 1339



2128



1416



1417



1404/1405



1333