

INVACARE S.A
www.invacare.es



Invacare® AVIVA® RX40 Ultra Low Maxx €€

Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y **tracción trasera**

Modelo muy compacto y maniobrable gracias a:
- Chasis estrecho (a partir de 560 mm)
- Distancia entre ejes (batalla) reducida

Unidad de asiento multiposición Ultra Low Maxx:

- Asiento ajustable en anchura y profundidad
- **Respaldo reclinable electrónico hasta 170° con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)**
- **Basculación electrónica con desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 50°)**
- Reposabrazos abatibles y ajustables en anchura & altura
Sistema de suspensión CTC ajustable
Motores 340W 4 polos
Ruedas traseras 14"
Velocidad: 10 km/h
Baterías 73,5 Ah

Mando **REM400** con pantalla a color táctil de 3,5", electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth
Nuevo kit de luces Leds con intermitentes de alto rendimiento (30 o 60 luxes) opcional.

Opciones disponibles:

- Elevación de asiento electrónica (300 mm) que incluye basculación a 45°
- Pescante central electrónico LNX con compensación ergonómica
- Gran número de accesorios de posicionamiento: soportes de tronco, cadera y codo, reposabrazos ergonómico Hemi
- Basculación negativa (-5° o -10°).
Peso máximo usuario: 136 kg
Código provisional Prescripción (comunicado): S0028814 (Categoría SRE000F)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción			P.V.P €																				
BASE MODELS AVIVA RX																								
JAA0001	◆	Modelo Base AVIVA RX 40	Peso máx.usuario 136 kg Incluye módulo de potencia: 120A y baterías 60 Ah (como mínimo)	◆																				
SPECIAL																								
N		No																						
JAX1300		Special	Plazo adicional + 10 días																					
CHASIS AVIVA RX		Medida base motriz																						
JAA2810		Chassis Estrecho (560 mm/22")	NC 2024, (0589/0592+0835/0836/0838), (0589/0592+1416)																					
JAA2830		Chassis Ancho (horquilla doble (JCF2632): 655 mm / horquilla monobrazo (JCF2631): 635 mm)	NC 1244																					
 <table><tr><th>Customized settings:</th><th>Measured from:</th></tr><tr><td>A Seat Height</td><td>Seat plate to floor</td></tr><tr><td>B Seat Width</td><td>Front seat plate edge LH to seat plate edge RH</td></tr><tr><td>C Seat Depth</td><td>Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)</td></tr><tr><td>D Finished Back Height</td><td>Seat plate to top of back</td></tr><tr><td>E Armrest Height LH</td><td>Seat plate to top of tube</td></tr><tr><td>F Armrest Height RH</td><td>Seat plate to top of tube</td></tr><tr><td>G Centre mount legrest</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>H Pivot Plus Legrest LH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>K Pivot Plus Legrest RH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr></table>					Customized settings:	Measured from:	A Seat Height	Seat plate to floor	B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH	C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)	D Finished Back Height	Seat plate to top of back	E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube	F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube	G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
Customized settings:	Measured from:																							
A Seat Height	Seat plate to floor																							
B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH																							
C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)																							
D Finished Back Height	Seat plate to top of back																							
E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube																							
F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube																							
G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																							
H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																							
K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																							
ASIENTO																								
JAA2020	☐	Sistema Posicionador Eléctrico Ultra Low Maxx		15.750,00																				
Unidad de asiento Ultra Low Maxx																								
BASCULACIÓN DE ASIENTO / BASCULACIÓN DE ASIENTO + ELEVACIÓN																								
JAA2052	◆	Basculación de asiento Ultra Low Maxx con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 50°)	NC 1401	◆																				
JAA2053		Basculación de asiento Ultra Low Maxx con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 45°) en combinación con elevación eléctrica 300 mm	La altura de asiento incrementa +4 mm NC 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, 2261, 2262, 1494	1.654,70																				
A	AJUSTE ALTURA DE ASIENTO		La altura asiento-suelo puede incrementar en función de los ajustes!																					
JAA2856		Altura asiento-suelo 420 mm	NC (2054/2055+0592)																					
JAA2857	◆	Altura asiento-suelo 435 mm	NC 2054, 2055, 2056	◆																				
JAA2858		Altura asiento-suelo 460 mm	NC 2054, 2055, 2056																					
JAA2859		Altura asiento-suelo 485 mm	NC 2054, 2055, 2056																					
OPCIONES DE BASCULACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA																								
JAA2057	◆	Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)			◆																			
JAX2054		Asiento con ángulo negativo -5° (proclive) : basculación -5° a +45° - Consultar tabla con alturas de asiento	Solo con pescante central Altura de asiento delantera según selección arriba NC 2312, 2313, 2314, 2315, (2856+0592), 2857, 2858, 2859,+F56	330,94																				



Código	Descripción				P.V.P €	
JAX2055		Asiento con ángulo negativo -10º (proclive) : basculación -10º a +40º - Consultar tabla con alturas de asiento	Solo con pescante central	Altura de asiento delantera según selección arriba	NC 2312, 2313, 2314, 2315, (2856+0592), 2857, 2858, 2859	397,13
JAX2056		Asiento con ángulo positivo +5º (declive) : basculación +5º a +55º o +50º + elevación	Altura de asiento delantera incrementa 6 cm - Compatible con todas las versiones de reposapiernas		NC 2312, 2313, 2314, 2315, 0592, 2857, 2858, 2859	330,94
RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR)						
JAA2069		Respaldo fijo (sin inclinación eléctrica)			NC 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245	○
JAA2060	◆	Respaldo reclinable eléctrico ESR 90 a 170º , Montaje estándar			NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543, 2261, 2262	◆
JAA2063		Respaldo reclinable eléctrico ESR (proclive 8º). Reclinación negativa, 82º a 162º			NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543, 2261, 2262	○
JAA2066		Respaldo reclinable eléctrico ESR (proclive 30º). Reclinación negativa, 60º a 140º			NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543, 2261, 2262	397,13
DIMENSIONES DE ASIENTO						
ANCHURA DE ASIENTO AJUSTABLE						
JAA2021	◆	405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"			NC 2030, 2031	◆
JAA2003		480 mm - 555 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 22"	Plazo de entrega adicional + 15 días		NC 2025, 2026, 2027	○
PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE						
JAA2008	◆	405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"			NC 2040, 2041, 2042	◆
JAA2024		480 mm - 580 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 23"	Plazo de entrega adicional + 15 días		NC 2035, 2036, 2037, 2810	○
B ANCHURA DE ASIENTO PARA CHASIS DE ASIENTO AJUSTABLE						
JAA2025		405 mm / 16"			NC 2003, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, 2701, 2703, 2705	○
JAA2026	◆	430 mm / 17"			NC 2003, 2041, 2042, 2701, 2703, 2705	◆
JAA2027		455 mm / 18"			NC 2003, (2041/2042/+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705	○
JAA2028		480 mm / 19"			NC (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706, 2550	○
JAA2029		505 mm / 20"			NC (2041/2042+2147), 2550, (2037/2038/2039/2040+2145), 2702, 2704, 2706	○
JAA2030		530 mm / 21"			NC 2021, 2035, 2036, 2145, 2702, 2704, 2706	○
JAA2031		555 mm / 22"			NC 2021, 2035, 2036, 2145, 2702, 2704, 2706	○
C PROFUNDIDAD ASIENTO						
JAA2035		405 mm / 16"			NC 2024, 2030, 2031, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
JAA2036		430 mm / 17"			NC 2024, 2030, 2031	○
JAA2037	◆	455 mm / 18"			NC 2024, (2029+2145)	◆
JAA2038		480 mm / 19"			NC (2029+2145)	○
JAA2039		505 mm / 20"			NC (2029+2145)	○
JAA2040		530 mm / 21"			NC 2008, (2029+2145)	○
JAA2041		555 mm / 22"			NC 2008, 2025, 2026, 2145, (2027/2028+2146), (2027/2028/2029+2147)	○
JAA2042		580 mm / 23"			NC 2008, 2025, 2026, 2145, 2146, (2027/2028/2029+2147)	○
COJINES DE ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido						
JAA2144		Matrx Vi (tejido microventilado)				323,15
JAA2145	◆	Matrx Flo-Tech Lite Funda PU negra bielasica, perfil 75 mm	Hasta 127 kg		NC 2041, 2042, 2030, 2031, (2037/2038/2039/2040+2029)	◆
JAA2146	□	Matrx Flo-tech Contour Funda PU negra bielasica, perfil 100 mm			NC 2042, (2041+2027/2028)	○
JAA2147		Matrx Libra Perfil 90 mm	Plazo de entrega adicional: + 4 días	Additionnal Delivery Time + 4 days	NC (2027/2028/2029+2041/2042)	323,15


Código	Descripción		P.V.P €
JAA2140	Sin cojín asiento		○
ALTURA TUBOS RESPALDO (ÁNGULO FIJO)		NC 2060, 2063, 2066	
JAA2510	Tubo recto con altura 455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
JAA2511	Tubo recto con altura 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	○
JAA2512	Tubo recto con altura 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	○
JAA2513	Tubo recto con altura 610 mm / 24"		○
JAA2514	Tubo angulado (5º) con altura 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	○
JAA2515	Tubo angulado (5º) con altura 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	○
JAA2516	Tubo angulado (5º) con altura 610 mm / 24"		○
ÁNGULO DE TUBO (TUBO RECTO)		NC 2514, 2515, 2516	
JAA2517	75º		○
JAA2518	79º		○
JAA2519	85º		○
JAA2520	90º		○
JAA2521	95º		○
JAA2522	101º		○
JAA2523	106º		○
JAA2524	112º		○
JAA2525	116º		○
ÁNGULO DE TUBO (TUBO ANGULADO 5º)		NC 2510, 2511, 2512, 2513	
JAA2526	81º		○
JAA2527	84º		○
JAA2528	91º		○
JAA2529	96º		○
JAA2530	101º		○
JAA2531	106º		○
JAA2532	111º		○
JAA2533	117º		○
JAA2534	121º		○
OPCIONES DE RESPALDOS (altura de respaldo, para altura total, ver abajo)			
RESPALDO ESTÁNDAR REHAB (sólo manual), No compatible sistema ESR			
JAA2540	Respaldo estándar Rehab, altura 355 mm / 14"	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)	○
JAA2541	Respaldo estándar Rehab, altura 405 mm / 16"	NC 2060, 2063, 2066, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510	○
JAA2542	Respaldo estándar Rehab, altura 455 mm / 18"	(NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)	○
JAA2543	Respaldo estándar Rehab, altura 505 mm / 20"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069)	○
Respaldo HIGH BACK (anchura 16 - 24")			
JAA2050	◆ High Back, altura 405 mm / 16" (tejido microventilado)	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	◆
JAA2051	High Back, altura 455 mm / 18" (tejido microventilado)	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	○
JAA2320	High Back, altura 505 mm / 20" (tejido microventilado)	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	○
Respaldo MATRX ELITE (3" Contour) (anchura 16 - 20")		NC 2030, 2031	
JAA2550	Matrx Elite, altura 355mm / 14"	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069); (2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029	770,00

Código	Descripción			P.V.P €
JAA2551	Matrx Elite, altura 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/ 2066)		770,00
JAA2552	Matrx Elite, altura 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/ 2066)		770,00
JAA2553	Matrx Elite, altura 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)		770,00
MATRX ELITE HD, (3" Contour) anchura 21 - 24"			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
JAA2554	Matrx Elite HD, altura 405 mm /16"	Plazo adicional: + 4 días	Additional Delivery Time + 4 days	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/ 2066)
JAA2555	Matrx Elite HD, altura 505 mm / 20"	Plazo adicional: + 4 días	Additional Delivery Time + 4 days	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/ 2066)
MATRX ELITE TR (3" Contour) (anchura 16 - 20")			NC 2030, 2031	
JAA2556	Matrx Elite TR , altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado]	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)		770,00
JAA2557	Matrx Elite TR , altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado]	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/ 2066)		770,00
JAA2177	Matrx Elite TR , altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado]	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)		770,00
Respaldo MATRX ELITE HD, (3" Contour) anchura 21 - 24"			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
JAA2563	Matrx Elite TR HD, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado]	Plazo adicional: + 4 días	Additional Delivery Time + 4 days	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
MATRX ELITE DEEP (6" Contour) (anchura 16 - 20")			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031	
JAA2558	Matrx Elite Deep, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado]	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/ 2066)		770,00
JAA2559	Matrx Elite Deep, altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado]	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/ 2066)		770,00
JAA2178	Matrx Elite Deep, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado]	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/ 2066)		770,00
MATRX PB (5" Contour) (anchura 16 - 18")			NC 2028, 2029, 2030, 2031	
JAA2174	Matrx PB, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado]	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/ 2066)		770,00
JAA2175	Matrx PB, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado]	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/ 2066)		770,00
MATRX PB DEEP BACKS (7" Contour) (anchura 16 - 18")			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031	
JAA2560	Matrx PB Deep, altura 405mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/ 2066)		770,00
JAA2561	Matrx PB Deep, altura 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/ 2066)		770,00
MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7" Contour) (anchura 21 - 24")			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
JAA2562	Matrx Elite Deep HD, altura 505 mm / 20"	Plazo adicional: + 4 días	Additional Delivery Time + 4 days	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/ 2066)

Código	Descripción		P.V.P €	
JAA2570	Sin respaldo, solo fijaciones	NC 2092, 2324, 2325, 2327, 2230, 2247	220,50	
RESAPALDO MATRX MAC				
JJA2168	Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa	 NUEVO	770,00	
JJA2169	Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™	 NUEVO	770,00	
OPCIONES MATRX MAC (Si JJA2168 o JJA2169 seleccionada)				
ALTURA RESPALDO MATRX MAC				
JJA2380	405 mm		☐	
JJA2381	455 mm		☐	
JJA2382	505 mm		☐	
JJA2383	560 mm		☐	
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO				
JJA2385	90 mm		100,00	
JJA2386	150 mm		100,00	
JJA2387	230 mm		100,00	
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO				
JJA2389	90 mm		100,00	
JJA2390	150 mm		100,00	
JJA2391	230 mm		100,00	
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC				
JJA2393	Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla		☐	
JJA2394	Estándar = misma anchura que anchura de la silla		☐	
JJA2395	Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla		☐	
D	ALTURA MONTAJE RESPALDO			
ALTURA RESPALDO: SOLO BASCULACIÓN (NO RECLINACIÓN)		Se recomienda un intervalo de 100-125 mm / 4-5" (para sistema de basculación solo / Sin reclinación)		
JAA2504	455 mm / 18"	Sólo con respaldo altura 355mm/14"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	☐
JAA2505	485 mm / 19"	Sólo con respaldo altura 355mm/14"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	☐
JAA2506	505 mm / 20"	Sólo con respaldo altura 405mm/16"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	☐
JAA2501	535 mm / 21"	Sólo con respaldo altura 405mm/16"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	☐
JAA2070	555 mm / 22"	Sólo con respaldo altura 455mm/18"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	☐
JAA2071	585 mm / 23"	Sólo con respaldo altura 455mm/18"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	☐
JAA2072	610 mm / 24"	Sólo con respaldo altura 505mm/20"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	☐
JAA2073	635 mm / 25"	Sólo con respaldo altura 505mm/20"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	☐
ALTURA RESPALDO: CON RECLINACIÓN DE RESPALDO ELÉCTRICA (ESR)		NOTA: se recomienda un intervalo mínimo de 150-175 mm / 6-7" con la reclinación con sistema ESR		
JAA2506	505 mm / 20"	Solo con respaldo Elite , altura 355mm/14"(2550)	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	☐
JAA2501	535 mm / 21"	Solo con respaldo Elite , altura 355mm/14"(2550)	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	☐



2168/2169



2168



2169



2385 a 2391

MUST BE COMPLETED	INCHES
Actual Back Pan Height: _____ (ADD)	
GAP (space between seat pan to bottom of back) _____ (ADD)	
☐ 4-5" Gap is required for Tilt Systems	
☐ 6-7" Gap is required for Recline Systems	
Finished Back Height (Seat Pan to top of back) _____ (TOTAL)	

Código	Descripción			P.V.P €	
JAA2070		555 mm / 22"	Sólo con respaldo altura 405mm/16"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○
JAA2071		585 mm / 23"	Sólo con respaldo altura 405mm/16"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○
JAA2072		610 mm / 24"	Sólo con respaldo altura 455mm/18"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
JAA2073		635 mm / 25"	Sólo con respaldo altura 455mm/18"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
JAA2074		660 mm / 26"	Sólo con respaldo altura 505mm/20"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○
JAA2502		685 mm / 27"	Sólo con respaldo altura 505mm/20"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○
TIPO DE REPOSABRAZOS (PAR)					
REPOSABRAZOS PARA SILLA CON BASCULACIÓN ASIENTO SOLO (NO RECLINACIÓN)					
JAA2307		Reposabrazos abatibles 230-320mm (9-12.5"), montado en el asiento		NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309	○
REPOSABRAZOS PARA SISTEMA DE RECLINACIÓN DE RESPALDO ESR					
JAA2095	◆	Reposabrazos abatibles y ajustables en anchura, altura y ángulo (240 - 330mm)		NC 2069, 2308, 2309	◆
JAA2096		Reposabrazos abatibles y ajustables en anchura, altura y ángulo (340 - 405 mm)		NC 2069, 2308, 2309	○
JAA2097		Reposabrazos abatibles y ajustables, con soporte (230 - 330 mm)		NC 2069	193,05
JAA2098		Reposabrazos abatibles y ajustables, con soporte (320 - 405 mm)		NC 2069	193,05
ACCESORIOS REPOSABRAZOS					
JAA2308		Espaciadores 1" (par), solo para respaldo reclinable		NC 2095, 2096, 2307	112,46
JAA2309		Espaciadores 1/2" (par), solo para respaldo reclinable		NC 2095, 2096, 2307	112,46
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS					
Izquierda					
JAA2012	◆	Almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm		NC 2080, 2081	◆
JAA2013		Almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm		NC 2080, 2081	○
JAA2014		Ergonómico Hemi, grosor 30 mm		NC 1404, 1405, 2311, 2347, 2348, 2349, 2350	165,47
JAA2015		Sin almohadilla Izquierda		NC 2080, 2081	○
Derecha					
JAA2016	◆	Almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm		NC 2083, 2084	◆
JAA2017		Almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm		NC 2083, 2084	○
JAA2018		Ergonómico Hemi, grosor 30 mm		NC 1404, 1405, 2311, 2351, 2352, 2353, 2354	165,47
JAA2019		Sin almohadilla Derecha		NC 2083, 2084	○
ACCESORIOS PARA REPOSABRAZOS & OPCIONES DE MONTAJE		(Solo en combinación con reposabrazos); Solo puede ir montado en el lado opuesto al mando			
Lado Izquierdo					
JAA2080		Apoyo palmar plano, izq.		NC 2012, 2013, 2015	126,86
JAA2081		Soporte ergonómico para montar Apoyo palmar Otto Bock (EMO), izq		NC 2012, 2013, 2015	88,25
Lado Derecho					
JAA2083		Apoyo palmar plano, der.		NC 2016, 2017, 2019	126,86
JAA2084		Soporte ergonómico para montar Apoyo palmar Otto Bock (EMO), der		NC 2016, 2017, 2019	88,25
SOPORTE MULTIAJUSTABLE					
Izquierda					
JAA2082		Soporte multiajustable(MACES) izq, Altura mínima del reposabrazos incrementará en 43 mm			231,66
Derecha					
JAA2085		Soporte multiajustable(MACES) der, Altura mínima del reposabrazos incrementará en 43 mm			231,66
E		Altura reposabrazos IZQ.	Placa asiento hasta parte superior del tubo		
		Ajuste fábrica			◆
		Personalizado			○

Código	Descripción		P.V.P €
	230 mm		○
	240 mm		○
	250 mm		○
	260 mm		○
	270 mm		○
	280 mm		○
	290 mm		○
	300 mm		○
	310 mm		○
	320 mm		○
	330 mm		○
	340 mm		○
	350 mm		○
	360 mm		○
	370 mm		○
	380 mm		○
	390 mm		○
	405 mm		○
F	Altura reposabrazos DER.	Placa asiento hasta parte superior del tubo	
	◆ Ajuste fábrica		◆
	Personalizado		○
	230 mm		○
	240 mm		○
	250 mm		○
	260 mm		○
	270 mm		○
	280 mm		○
	290 mm		○
	300 mm		○
	310 mm		○
	320 mm		○
	330 mm		○
	340 mm		○
	350 mm		○
	360 mm		○
	370 mm		○
	380 mm		○
	390 mm		○
	405 mm		○
Soporte codo IZQUIERDO: ALMOHADILLA			
JAA2347	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2014	220,63
JAA2348	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2014	220,63
JAA2349	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2014	220,63
JAA2350	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2014	220,63
Soporte codo IZQUIERDO: MONTAJE			
JAA2361	Vertical 3"/ Horizontal 5"		○
JAA2362	Vertical 3"/ Horizontal 7"		○
JAA2363	Vertical 5"/ Horizontal 5"		○
JAA2364	Vertical 5"/ Horizontal 7"		○
Soporte codo DERECHO: ALMOHADILLA			
JAA2351	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2018	220,63
JAA2352	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2018	220,63
JAA2353	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2018	220,63
JAA2354	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2018	220,63
Soporte codo DERECHO: MONTAJE			
JAA2371	Vertical 3"/ Horizontal 5"		○
JAA2372	Vertical 3"/ Horizontal 7"		○

Código	Descripción		P.V.P €
JAA2373	Vertical 5"/ Horizontal 5"		○
JAA2374	Vertical 5"/ Horizontal 7"		○
SOPORTE CADERA IZQUIERDO			
JAA2184	Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2114	Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2186	Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 230 x 100 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2188	Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 330 x 100 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
SOPORTE CADERA DERECHO			
JAA2185	Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2115	Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2187	Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 230 x 100 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2189	Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 330 x 100 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
JAA2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)		○
JAA2165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)		○
REPOSACABEZAS Y SOPORTES			
JAA2092	◆	Reposacabezas Onyx tipo Auto con soporte estándar	NC 2255, 2230, 2247, 2570 ◆
JAA2324		Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570 412,50
JAA2325		Reposacabezas Elan Occipital almohadilla anchura 230X180 mm con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570 423,00
JAA2327		Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570 560,00
JAA1495	Mando occipital o reposacabeza no Invacare o equivalente, proporcionado de forma independiente por el usuario. Según ISO 7176-19, el reposacaezbzas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo	Según ISO 7176-19, el reposacaezbzas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo	NC 2229 ○
SOPORTE DE TRONCO izq			
JAA2343		Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2345		Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2043		Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2045		Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
SOPORTE DE TRONCO der			
JAA2344		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2346		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2044		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2046		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
ACCESORIOS PARA SOPORTES DE TRONCO			
JAA2049		Soportes de tronco prolongados 25 mm Maxx Style - Par	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 100,00
REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA			
PESCANTE MONTAJE CENTRAL PARA ULTRA LOW-MAXX (incluye ACOLCHADO PANTORRILLAS)			
JAA0586		Pescante central manual, ajustable en ángulo para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)	NC 0517, 1244 ○
JAA0589		Pescante central eléctrico LNX, con sistema de compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx (Largo: 340-410 mm)	NC 2261, 2262, 2263, 2264, 1244, (2810+0835/0836/0838), (2810+1416) 1.963,50

Código	Descripción			P.V.P €
JAX0592	Pescante central eléctrico LNX con sistema de compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx, con paleta monobloc telescópica incluida (longitud del reposapiés ajustable de 380 a 419 mm).	El ajuste de la longitud del reposapiés depende de la altura de asiento delantera iA medida! Seleccionar valor (G)	„NC 0559, 0516, 0517, 2056, (2856+2054/2055), 2261, 2262, 2263, 2264, 2365, 1244, (2810+0835/0836/0838), (2810+1416)“	2.500,00
PALETAS / PALETA MONOBLOC				
JAA2365	Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")	NC 0592		○
JAA0559	◆ Paleta ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")	NC 0592		◆
JAA0516	Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")	NC 0592		○
JAA0517	Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75")	NC 0592, 0586		93,64
G	Ajuste altura Pescante central (opciones 586 & 589)		Placa de asiento - paleta	
	◆ Ajuste fábrica			◆
	Personalizado			○
	310 mm			○
	325 mm			○
	335 mm			○
	345 mm			○
	355 mm			○
	364 mm			○
	375 mm			○
	385 mm			○
	410 mm			○
G	Ajuste altura: Pescante central eléctrico LNX con sistema de compensación ergonómica & con paleta monobloc telescópica		Placa de asiento - paleta	
	Personalizado			○
	380 mm			○
	393 mm			○
	406 mm			○
	419 mm			○
REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS; IZQ				
JAA0539	Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE 0° - 80° IZQ	NC 2261, 2262, 2263, 2264		450,00
REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS; DER				
JAA0549	Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE 0° - 80° DER	NC 2261, 2262, 2263, 2264		450,00
PALETA INDIVIDUAL, IZQ				
JAA0509	Paleta ajustable en ángulo, IZQ			○
JAA0511	Paleta ajustable en ángulo & Profundidad, IZQ			115,50
PALETA INDIVIDUAL, DER				
JAA0506	Paleta ajustable en ángulo, DER			○
JAA0508	Paleta ajustable en ángulo & Profundidad, DER			115,50
H	Ajuste altura Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE (IZQ)		Placa de asiento - paleta	
	◆ Ajuste fábrica			◆
	Personalizado			○
	270 mm			○
	280 mm			○
	290 mm			○
	300 mm			○
	310 mm			○
	320 mm			○
	330 mm			○
	340 mm			○
	350 mm			○
	360 mm			○
	370 mm			○

Código	Descripción		P.V.P €
	380 mm		○
	390 mm		○
	400 mm		○
	410 mm		○
	420 mm		○
	430 mm		○
K	Ajuste altura Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE (DER)		Placa de asiento - paleta
	Ajuste fábrica		◆
	Personalizado		○
	270 mm		○
	280 mm		○
	290 mm		○
	300 mm		○
	310 mm		○
	320 mm		○
	330 mm		○
	340 mm		○
	350 mm		○
	360 mm		○
	370 mm		○
	380 mm		○
	390 mm		○
	400 mm		○
	410 mm		○
	420 mm		○
	430 mm		○
REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES PIVOT PLUS; IZQ			
JAA0572	◆	Reposapiernas elevable manual Pivot Plus, IZQ	NC 2025 ◆
JAA0577		Reposapiernas elevable eléctrico Pivot Plus, IZQ	NC 2025, 2261, 2262, 2263, 2264 1.268,60
JAA0535		Sin Reposapiernas elevable, IZQ	NC 0511 ○
REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES PIVOT PLUS; DER			
JAA0579	◆	Reposapiernas elevable manual Pivot Plus, DER	NC 2025 ◆
JAA0584		Reposapiernas elevable eléctrico Pivot Plus, DER	NC 2025, 2261, 2262, 2263, 2264 1.268,60
JAA0545		Sin Reposapiernas elevable, DER	NC 0508 ○
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ			
JAA0511	◆	Paleta ajustable en ángulo y prof izq	NC 0535 ◆
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER			
JAA0508	◆	Paleta ajustable en ángulo y prof der	NC 0545 ◆
H	Ajuste altura: reposapiernas Pivot Plus IZQ.		Placa asiento hasta paleta
	Ajuste fábrica		◆
	Personalizado		○
	402 mm		○
	414 mm		○
	426 mm		○
	438 mm		○
	450 mm		○
	462 mm		○
	474 mm		○
K	Ajuste altura: reposapiernas Pivot Plus DER.		Placa asiento hasta paleta
	Ajuste fábrica		◆
	Personalizado		○
	402 mm		○
	414 mm		○
	426 mm		○
	438 mm		○
	450 mm		○
	462 mm		○

Código	Descripción		P.V.P €	
	474 mm		p	
MANDOS LINX				
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte				
JAA2203	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores		NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2209, 2210	○
JAA2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces		NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2209, 2210	○
JAA2205	◆	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas pulsadores	NC 2209, 2210	◆
JAA2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas pulsadores	Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233	NC 1709, 1710, 2270, 1207, 1208, 1707, 1708, 2075, 2076, 2227, 2228	481,95
PALANCA JOYSTICK REM400				
JAA2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.		NC 2203, 2204, 2206	236,25
SOPORTE MANDO PRINCIPAL				
JAA1207	Soporte estándar derecho		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311	○
JAA1208	Soporte estándar izquierdo		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405	○
JAA1707	◆	Soporte abatible derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311	◆
JAA1708	Soporte abatible izquierdo		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405	○
JAA1709	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, Der.		NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404	350,00
JAA1710	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, Izq.		NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405	350,00
JAA2209	Soporte abatible derecho (solo para REM500)		NC 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1415, 2217, 1404, 2311	○
JAA2210	Soporte abatible izquierdo (solo para REM500)		NC 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1339, 2218, 1405	○
JAA2075	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - der		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311, 1415	194,16
JAA2076	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - izq		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405, 1339	194,16
JAA2213	Montaje central, abatible hacia derercha, Nucleus		NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 2217, 1404, 1405, 1415	589,05
JAA2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus		NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 2218, 1404, 1405, 1339	589,05
JAA2227	Montaje derecha, para acompañante		NC 2219, 1221, 2206, 1287	141,11
JAA2228	Montaje izquierda, para acompañante		NC 2219, 1222, 2206, 1286	141,11
JAX2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Requiere información adicional		
DOBLE MANDOL LINX + SOPORTE				
JAA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)		NC 1221, 1222, 2227, 2228	738,99
JAA2245	Doble mando intuitivo IDC		NC 2259, 2260, 2069	783,23
JAA2259	Soporte estándar der		NC 1287, 2245	○
JAA2260	Soporte estándar izq		NC 1286, 2245	○
JAA1221	Soporte derecho, desmontable		NC 1287, 2219, 2227	○
JAA1222	Soporte izquierdo, desmontable		NC 1286, 2219, 2228	○
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE		Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500)		
JAA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400		NC 2203, 2204	963,90



1709/1710

Código	Descripción		P.V.P €
JAA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF		1.060,29
JAA2207	Soporte derecho		NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 2311
JAA2208	Soporte izquierda		NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1405
JAA2265	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415
JAA2266	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1208, 1708, 2076 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339
JAX2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Requiere información adicional	
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS & SOPORTES		Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500)	
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500)			
JAA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (reposacabezas seleccionado siempre con soporte estándar) - Consultar disponibilidad		NC 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240
JAA1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha , (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2322
JAA1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda , (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2322
JAX1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico		NC 2227, 2259, 1221
JAX1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico		NC 2228, 2260, 1222
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
JAA2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)		NC 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2570
JAA2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)		NC 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2570
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
JAA2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)		NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240
JAA2275	Montaje central, abatible hacia der Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415
JAA2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339
JAX2269	Montaje personalizado (especial)	Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
LINX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS		Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500)	
JAA2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130		NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257
JAA2240	Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick		NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257
JAA2285	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405
JAA2286	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405
JAA2283	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)		NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405
JAA2284	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)		NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405
JAA2287	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405
JAA2288	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405
JAX2289	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente Información adicional necesaria		
MANDO COMPACTO PEDIÁTRICO			

Código	Descripción		P.V.P €
JAA2243	Joystick compacto proporcional pediátrico (ASL132), incluye módulo de entrada		NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256 2.553,15
JAA2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 ○
JAA2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 ○
JAA2267	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)		NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 589,05
JAA2268	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)		NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 589,05
JAA2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus),	incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 604,02
JAA2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus)	incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 604,02
JAX2277	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	
MANDO POR SOPLIDO CON SENSORES DE PROXIMIDAD			
JAA2255	Mando por soplido (ASL109) y sensores de proximidad incluye módulo de entrada y pulsador labial (ASL 301 LIP) (Combina control por soplido simple con movimiento de cabeza)		NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2324, 2325, 2327, 2243 5.674,78
MANDO POR SOPLIDO			
JAA2256	Mando por soplido (ASL 109). Incluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de Atención al Cliente)		NC 2271, 2203, 2204, 2243
OPCIONES INTERFAZ LiNX (montado & conectado)			
JAA2271	Modulo de entrada DLX-IN500-A (mando por soplido)		NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204 426,36
MANDOS ALTERNATIVOS			
JAX2216	Mando alternativo especial (consultar con Departamento de fabricación especial)		
MANDOS ALTERNATIVOS (ACTUADORES ASIENTO)		Mandos alternativos: solo en lado opuesto al joystick	
MANDO LiNX 10 BOTONES			
JAA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		408,16
JAA2217	Soporte derecho, montaje usuario		NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2285, 2275, 2213, 2209, 2265, 2267, 2241, 2235, 1404, 2311 ○
JAA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario		NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 2268, 2242, 2236, 1405 ○
JAA2226	Montaje acompañante, montaje carcasa respaldo		○
JAA2225	Sin montar		○
PULSADORES			
JAA2261	Selector con conexión stereo (control directo para basculación solo)		NC 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066 243,64
JAA2262	Pulsador con conexión stereo (control directo para basculación solo)		NC 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066 243,64
JAA2263	Selector 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)		NC 2053, 2069, 0577, 0584, 0589, 0592 345,16
JAA2264	Pulsador 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)		NC 2053, 2069, 0577, 0584, 0589, 0592 345,16
JAA2279	Soporte der.		○
JAA2280	Soporte izq.		○
JAA2278	Sin montar		○
ACCESORIOS LiNX			
CONEXIÓN USB			
JAA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 262,50
JAA2281	Montaje derecha		○
JAA2282	Montaje izquierda		○
MANDO PARADA EMERGENCIA			
JAA2258	Mando parada emergencia inalámbrico (ASL504)		700,47
MÓDULO DE ENTRADA INPUT200			
JAA2273	Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para encender/apagar y salida DB9)		
MODULO DE SALIDA			
JAA2272	Modulo de salida LiNX (DLX-OUT500)		NC 2203, 2204 456,21

Código	Descripción		P.V.P €
OTROS COMPONENTES/ACCESORIOS LINX			
JAA2300		Sin montar	○
JAX2301		Conectados y programados (Especial)	
PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm			
JAA1685		Pulsador redondo rojo	107,26
JAA1686		Pulsador redondo amarillo	107,26
JAA1687		Pulsador redondo verde	107,26
JAA1690		Pulsador redondo azul	107,26
PULSADORES OVALADOS			
JAA2254		Pulsador ovalado, negro	107,26
MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm			
JAA1711		Pulsador Piko Rojo	132,37
JAA1712		Pulsador Piko Amarillo	132,37
JAA1713		Pulsador Piko Verde	132,37
JAA1714		Pulsador Piko Naranja	132,37
JAA1715		Pulsador Piko Azul	132,37
JAA1716		Pulsador Piko Negro	132,37
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)			
JAA2721		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A	78,75
JAA2722		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A	78,75
JAA2723		Pomo de goma tipo „cúpula“ (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	78,75
JAA2724		Pomo de goma tipo „seta“ (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A	78,75
ADAPTADOR 5:1			
JAA1681		Adaptador 5:1	94,50
BASE MOTRIZ			
COLOR CHASIS			
JAA2871		Negro/Antracita	○
JAA2872		Plateado	○
JAA2873		Rojo bengala	○
JAA2874		Azul mercurio	○
JAA2875		Púrpura medianoche	○
JAX0299		Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días
JAA2865		Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891
JAA2866		Gama Premium- Caracasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891
JAA2867		Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891
JAA2868		Gama Premium - Caracsa oro RAL1035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890
COLOR EMBELLECEDORES LLANTAS			
JAA2882	◆	Negro/Antracita	◆
JAA2883		Plateado	99,75
JAA2884		Rojo bengala	99,75
JAA2885		Azul mercurio	99,75
JAA2886		Púrpura medianoche	99,75
JAX2887		Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días
JAA2888		Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868
JAA2889		Gama Premium- Caracasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868
JAA2890		Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868
JAA2891		Gama Premium - Caracsa oro RAL1035	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867
HORQUILLAS			
JAA2631		Horquilla monobrazo	Base ancha + horquilla monobrazo: anchura total: 635 mm!
JAA2632	◆	Horquilla doble	Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm!

Código	Descripción			P.V.P €	
RUEDAS DELANTERAS					
		Negras, anti-huellas			
JAA0835		9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras	NC (2810+0589/0592)	○	
JAA0836	◆	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), macizas negras	NC (2810+0589/0592)	◆	
JAA0838		9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	NC (2810+0589/0592)	52,50
JAA0828		8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm), macizas negras	NC 1224	○	
SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS					
JAA1490		Bloqueo ruedas delanteras	NC (2631+1416)	126,00	
		RUEDAS MOTRICES			
		Cubierta negra, non-marking tyres			
JAA0704		14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras		○	
JAA0705	◆	14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras	Doble densidad	◆	
JAA0706		14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	52,50	
FRENO DE ESTACIONAMIENTO					
JAA1206		Freno estacionamiento (par)		36,75	
SUSPENSIÓN CTC					
JAA2870	◆	CTC Suspension Control - Traction - Comfort		◆	
PESO USUARIO / SUSPENSION CTC					
JAA1910		Peso usuario Hasta 70 kg		○	
JAA1912		Peso usuario hasta 90 kg		○	
JAA1911		Peso usuario Hasta 110 kg		○	
JAA1915	◆	Peso usuario Hasta 136 kg		◆	
VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS					
JAA1294		Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox.	NC 1244	○	
JAA1282		Motores OPS - 4 polos - 6 km/h		○	
JAA1283	◆	Motores OPS - 4 polos - 10 km/h		◆	
JAA1224		Motores OPS - 4 polos - 12 km/h - Para uso exterior	NC 0828	682,50	
BATERÍAS					
JAA1259		60 Ah Gel		○	
JAA1260	◆	73,5 Ah Gel	NC 2820, 1450	◆	
G-TRAC					
JAA1215		Módulo G-Trac		856,80	
CARGADOR					
JAA1343	◆	Cargador Opti Charge 8A (IP44)	NC AU, CA, ID, JP, US	◆	
JAA1313		Cargador Opti Charge 10A (IP44)	NC AU, CA, ID, JP, US	351,75	
ANTIVUELCO					
JAA1205	◆	Antivuelcos		◆	
KIT DE LUCES					
JAA1437		Kit de luces LED con intermitentes (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 30 Luxes	NC 2203	603,75
JAA2837		Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes	NC 2203	729,75
JAA1254	◆	Sin kit de luces		◆	
KIT SUBEBORDILLOS					
JAA1244		Kit subebordillos	Abatible hacia dentro	NC 2830, 0586, 0589, 0592, 1294	197,13
PREPARACIÓN SISTEMA DE ACOPLE DAHL					
Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo					
JAA1450		Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado)	Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado)	NC 1260	246,75
KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO)					
JAA1493	◆	Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)		NC 2894	◆
JAA1494		Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado	NC 2053	23,10

Código	Descripción			P.V.P €
JAA1401		Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado NC 2052	63,00
OPCIONES KIT TRANSPORTE				
JAA2894		Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos	Solo compatible con opciones 1494/1401 NC 1493	78,75
CINTURONES				
JAA2113	◆	Cinturón de fijación con hebilla	Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento	◆
JAA2701		Estabilizador pélvico Evoflex, hebilla Rehab, talla L	(longitud acolchado 620 mm) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035	141,75
JAA2702		Estabilizador pélvico Evoflex, hebilla Rehab, talla M	(longitud acolchado 460 mm) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035	141,75
JAA2703		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L	(longitud acolchado 620 mm) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035	119,41
JAA2704		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M	(longitud acolchado 460 mm) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035	119,41
JAA2705		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico . Cinch-Mount, Talla L	(longitud acolchado 620 mm) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035	119,41
JAA2706		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla M	(longitud acolchado 460 mm) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035	119,41
RETROVISOR TRASERO				
JAX1415		Derecho	NC 2213, 2075, 2209, 2265, 2235, 2241, 2267, 2283, 2285, 2287, 2275, 2217	36,75
JAX1339		Izquierdo	NC 2214, 2076, 2210, 2266, 2236, 2242, 2268, 2284, 2286, 2288, 2276, 2218	36,75
ACCESORIOS				
GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros)				
JAA1416		Guardabarros ruedas delanteras	NC (2631+1490), (2810+0589/0592)	42,00
GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros)				
JAA1417	◆	Guardabarros ruedas motrices		◆
BANDEJA				
JAA1404		Abatible derecha	NC 2014, 2018, 1207, 1707, 2075, 2207, 2209, 2213, 2214, 2217, 2235, 2236, 2267, 2268, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2241, 2242	303,19
JAA1405		Abatible izquierda	NC 2014, 2018, 1208, 1708, 2076, 2208, 2210, 2213, 2214, 2218, 2235, 2236, 2267, 2268, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2241, 2242	303,19
KIT DE HERRAMIENTAS				
JAA1333		Kit de herramientas		30,45