



Yes, you can.®

Invacare® AVIVA® RX40 Ultra Low Maxx €

Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y **tracción trasera**

Modelo muy compacto y maniobrable gracias a:
- Chasis estrecho (a partir de 560 mm)
- Distancia entre ejes (batalla) reducida

Unidad de asiento multiposición Ultra Low Maxx:
- Asiento ajustable en anchura y profundidad
- **Respaldo reclinable electrónico hasta 170° con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)**

- **Basculación electrónica con desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 50°)**
- Reposabrazos abatibles y ajustables en anchura & altura
Sistema de suspensión CTC ajustable
Motores 340W 4 polos
Ruedas traseras 14"
Velocidad: 10 km/h
Baterías 73,5 Ah

Mando **REM400** con pantalla a color táctil de 3,5", electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth
Nuevo kit de luces Leds con intermitentes de alto rendimiento (30 o 60 luxes) opcional.

Opciones disponibles:

- Elevación de asiento electrónica (300 mm) que incluye basculación a 45°
- Pescante central electrónico LNX con compensación ergonómica
- Gran número de accesorios de posicionamiento: soportes de tronco, cadera y codo, reposabrazos ergonómico Hemi
- Basculación negativa (-5° o -10°).
Peso máximo usuario: 136 kg
Código provisional Prescripción (comunicado): S0028814 (Categoría SRE000F)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

| Código | Descripción | | P.V.P € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|--|
| BASE MODELS AVIVA RX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA0001 | <input checked="" type="checkbox"/> | Modelo Base AVIVA RX 40 Peso máx.usuario 136 kg Incluye módulo de potencia: 120A y baterías 60 Ah (como mínimo) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAX1300 | | Special Plazo adicional + 10 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHASIS AVIVA RX | | Medida base motriz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2810 | | Chassis Estrecho (560 mm/22") NC 2024, (0589/0592+0835/0836/0838), (0589/0592+1416) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2830 | | Chassis Ancho (horquilla doble (JCF2632): 655 mm / horquilla monobrazo (JCF2631): 635 mm) NC 1244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Customized settings:</th> <th>Measured from:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Seat Height</td> <td>Seat plate to floor</td> </tr> <tr> <td>B Seat Width</td> <td>Front seat plate edge LH to seat plate edge RH</td> </tr> <tr> <td>C Seat Depth</td> <td>Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)</td> </tr> <tr> <td>D Finished Back Height</td> <td>Seat plate to top of back</td> </tr> <tr> <td>E Armrest Height LH</td> <td>Seat plate to top of tube</td> </tr> <tr> <td>F Armrest Height RH</td> <td>Seat plate to top of tube</td> </tr> <tr> <td>G Centre mount legrest</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> <tr> <td>H Pivot Plus Legrest LH</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> <tr> <td>K Pivot Plus Legrest RH</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> </tbody> </table> | Customized settings: | Measured from: | A Seat Height | Seat plate to floor | B Seat Width | Front seat plate edge LH to seat plate edge RH | C Seat Depth | Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point) | D Finished Back Height | Seat plate to top of back | E Armrest Height LH | Seat plate to top of tube | F Armrest Height RH | Seat plate to top of tube | G Centre mount legrest | Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length | H Pivot Plus Legrest LH | Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length | K Pivot Plus Legrest RH | Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length | |
| Customized settings: | Measured from: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Seat Height | Seat plate to floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B Seat Width | Front seat plate edge LH to seat plate edge RH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C Seat Depth | Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D Finished Back Height | Seat plate to top of back | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Armrest Height LH | Seat plate to top of tube | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F Armrest Height RH | Seat plate to top of tube | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G Centre mount legrest | Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H Pivot Plus Legrest LH | Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K Pivot Plus Legrest RH | Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2020 | <input type="checkbox"/> | Sistema Posicionador Eléctrico Ultra Low Maxx | 15.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de asiento Ultra Low Maxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASCULACIÓN DE ASIENTO / BASCULACIÓN DE ASIENTO + ELEVACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2052 | <input checked="" type="checkbox"/> | Basculación de asiento Ultra Low Maxx con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 50°) | NC 1401 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2053 | | Basculación de asiento Ultra Low Maxx con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 45°) en combinación con elevación eléctrica 300 mm La altura de asiento incrementa +4 mm | NC 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, 2261, 2262, 1494 1.654,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | AJUSTE ALTURA DE ASIENTO | | La altura asiento-suelo puede incrementar en función de los ajustes! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2856 | | Altura asiento-suelo 420 mm | NC (2054/2055+0592) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2857 | <input checked="" type="checkbox"/> | Altura asiento-suelo 435 mm | NC 2054, 2055, 2056 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2858 | | Altura asiento-suelo 460 mm | NC 2054, 2055, 2056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2859 | | Altura asiento-suelo 485 mm | NC 2054, 2055, 2056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPCIONES DE BASCULACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2057 | <input checked="" type="checkbox"/> | Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAX2054 | | Asiento con ángulo negativo -5° (proclive) : basculación -5° a +45° - Consultar tabla con alturas de asiento Solo con pescante central Altura de asiento delantera según selección arriba | NC 2312, 2313, 2314, 2315, (2856+0592), 2857, 2858, 2859,+F56 330,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Código | Descripción | | | P.V.P € | |
|---|--|---|---|--|--------|
| JAX2055 | Asiento con ángulo negativo -10° (proclive) : basculación -10° a +40° - Consultar tabla con alturas de asiento | Solo con pescante central | Altura de asiento delantera según selección arriba | NC 2312, 2313, 2314, 2315, (2856+0592), 2857, 2858, 2859 | 397,13 |
| JAX2056 | Asiento con ángulo positivo +5° (declive) : basculación +5° a +55° o +50° + elevación | Altura de asiento delantera incrementa 6 cm - Compatible con todas las versiones de reposapiernas | | NC 2312, 2313, 2314, 2315, 0592, 2857, 2858, 2859 | 330,94 |
| RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR) | | | | | |
| JAA2069 | Respaldo fijo (sin reclinación eléctrica) | | NC 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245 | ○ | |
| JAA2060 | ◆ | Respaldo reclinable eléctrico ESR 90 a 170° , Montaje estándar | NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543, 2261, 2262 | ◆ | |
| JAA2063 | | Respaldo reclinable eléctrico ESR (proclive 8°). Reclinación negativa, 82° a 162° | NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543, 2261, 2262 | ○ | |
| JAA2066 | | Respaldo reclinable eléctrico ESR (proclive 30°). Reclinación negativa, 60° a 140° | NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543, 2261, 2262 | 397,13 | |
| DIMENSIONES DE ASIENTO | | | | | |
| ANCHURA DE ASIENTO AJUSTABLE | | | | | |
| JAA2021 | ◆ | 405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20" | NC 2030, 2031 | ◆ | |
| JAA2003 | | 480 mm - 555 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 22" | Plazo de entrega adicional + 15 días NC 2025, 2026, 2027 | ○ | |
| PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE | | | | | |
| JAA2008 | ◆ | 405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20" | NC 2040, 2041, 2042 | ◆ | |
| JAA2024 | | 480 mm - 580 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 23" | Plazo de entrega adicional + 15 días NC 2035, 2036, 2037, 2810 | ○ | |
| B ANCHURA DE ASIENTO PARA CHASIS DE ASIENTO AJUSTABLE | | | | | |
| JAA2025 | | 405 mm / 16" | NC 2003, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, 2701, 2703, 2705 | ○ | |
| JAA2026 | ◆ | 430 mm / 17" | NC 2003, 2041, 2042, 2701, 2703, 2705 | ◆ | |
| JAA2027 | | 455 mm / 18" | NC 2003, (2041/2042/+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705 | ○ | |
| JAA2028 | | 480 mm / 19" | NC (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706, 2550 | ○ | |
| JAA2029 | | 505 mm / 20" | NC (2041/2042+2147), 2550, (2037/2038/2039/2040+2145), 2702, 2704, 2706 | ○ | |
| JAA2030 | | 530 mm / 21" | NC 2021, 2035, 2036, 2145, 2702, 2704, 2706 | ○ | |
| JAA2031 | | 555 mm / 22" | NC 2021, 2035, 2036, 2145, 2702, 2704, 2706 | ○ | |
| C PROFUNDIDAD ASIENTO | | | | | |
| JAA2035 | | 405 mm / 16" | NC 2024, 2030, 2031, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | ○ | |
| JAA2036 | | 430 mm / 17" | NC 2024, 2030, 2031 | ○ | |
| JAA2037 | ◆ | 455 mm / 18" | NC 2024, (2029+2145) | ◆ | |
| JAA2038 | | 480 mm / 19" | NC (2029+2145) | ○ | |
| JAA2039 | | 505 mm / 20" | NC (2029+2145) | ○ | |
| JAA2040 | | 530 mm / 21" | NC 2008, (2029+2145) | ○ | |
| JAA2041 | | 555 mm / 22" | NC 2008, 2025, 2026, 2145, (2027/2028+2146), (2027/2028/2029+2147) | ○ | |
| JAA2042 | | 580 mm / 23" | NC 2008, 2025, 2026, 2145, 2146, (2027/2028/2029+2147) | ○ | |
| COJINES DE ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido | | | | | |
| JAA2144 | | Matrx Vi (tejido microventilado) | | 323,15 | |
| JAA2145 | ◆ | Matrx Flo-Tech Lite Funda PU negra bielastica, perfil 75 mm | Hasta 127 kg NC 2041, 2042, 2030, 2031, (2037/2038/2039/2040+2029) | ◆ | |
| JAA2146 | □ | Matrx Flo-tech Contour Funda PU negra bielastica, perfil 100 mm | Hasta 191 kg NC 2042, (2041+2027/2028) | ○ | |

| Código | Descripción | | | P.V.P € |
|---|--|---|---|--|
| JAA2147 | Matrx Libra Perfil 90 mm | Estándar: hasta 136 kg Plazo de entrega adicional: + 4 días | Additional Delivery Time + 4 days | NC (2027/2028/2029+2041/2042) 323,15 |
| JAA2140 | Sin cojín asiento | | | ○ |
| ALTURA TUBOS RESPALDO (ÁNGULO FIJO) | | | NC 2060, 2063, 2066 | |
| JAA2510 | Tubo recto con altura 455 mm / 18" | | NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ○ |
| JAA2511 | Tubo recto con altura 505 mm / 20" | | NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562 | ○ |
| JAA2512 | Tubo recto con altura 555 mm / 22" | | NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562 | ○ |
| JAA2513 | Tubo recto con altura 610 mm / 24" | | | ○ |
| JAA2514 | Tubo angulado (5º) con altura 505 mm / 20" | | NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562 | ○ |
| JAA2515 | Tubo angulado (5º) con altura 555 mm / 22" | | NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562 | ○ |
| JAA2516 | Tubo angulado (5º) con altura 610 mm / 24" | | | ○ |
| ÁNGULO DE TUBO (TUBO RECTO) | | | NC 2514, 2515, 2516 | |
| JAA2517 | 75° | | | ○ |
| JAA2518 | 79° | | | ○ |
| JAA2519 | 85° | | | ○ |
| JAA2520 | 90° | | | ○ |
| JAA2521 | 95° | | | ○ |
| JAA2522 | 101° | | | ○ |
| JAA2523 | 106° | | | ○ |
| JAA2524 | 112° | | | ○ |
| JAA2525 | 116° | | | ○ |
| ÁNGULO DE TUBO (TUBO ANGULADO 5º) | | | NC 2510, 2511, 2512, 2513 | |
| JAA2526 | 81° | | | ○ |
| JAA2527 | 84° | | | ○ |
| JAA2528 | 91° | | | ○ |
| JAA2529 | 96° | | | ○ |
| JAA2530 | 101° | | | ○ |
| JAA2531 | 106° | | | ○ |
| JAA2532 | 111° | | | ○ |
| JAA2533 | 117° | | | ○ |
| JAA2534 | 121° | | | ○ |
| OPCIONES DE RESPALDOS (altura de respaldo, para altura total, ver abajo) | | | | |
| RESPALDO ESTÁNDAR REHAB (sólo manual), No compatible sistema ESR | | | | |
| JAA2540 | Respaldo estándar Rehab, altura 355 mm / 14" | | NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/ 2072/2073+2069) | ○ |
| JAA2541 | Respaldo estándar Rehab, altura 405 mm / 16" | | NC 2060, 2063, 2066, (2070/2 071/2072/2073/2504/2505+20 69), 2510 | ○ |
| JAA2542 | Respaldo estándar Rehab, altura 455 mm / 18" | | (NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/25 01/2072/2073+2069) | ○ |
| JAA2543 | Respaldo estándar Rehab, altura 505 mm / 20" | | NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/25 06/2501/2070/2071+2069) | ○ |
| Respaldo HIGH BACK (anchura 16 - 24") | | | | |
| JAA2050 | ◆ | High Back, altura 405 mm / 16" (tejido microventilado) | NC 2510,(2070/2071/2072/2073 /2504/2505+2069); (2506/2501 /2072/2073/2074/2502/+2060/ 2063/2066) | ◆ |
| JAA2051 | | High Back, altura 455 mm / 18" (tejido microventilado) | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505 /2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/25 02+2060/2063/2066) | ○ |

| Código | Descripción | | | P.V.P € |
|---|--|---------------------------|-----------------------------------|---|
| JAA2320 | High Back, altura 505 mm / 20" (tejido microventilado) | | | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) |
| Respaldo MATRX ELITE (3" Contour) (anchura 16 - 20") | | | | NC 2030, 2031 |
| JAA2550 | Matrx Elite, altura 355mm / 14" | | | NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069); (2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029 |
| JAA2551 | Matrx Elite, altura 405 mm / 16" | | | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) |
| JAA2552 | Matrx Elite, altura 455 mm / 18" | | | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066) |
| JAA2553 | Matrx Elite, altura 505 mm / 20" | | | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) |
| MATRX ELITE HD, (3" Contour) anchura 21 - 24" | | | | NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 |
| JAA2554 | Matrx Elite HD, altura 405 mm /16" | Plazo adicional: + 4 días | Additional Delivery Time + 4 days | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) |
| JAA2555 | Matrx Elite HD, altura 505 mm / 20" | Plazo adicional: + 4 días | Additional Delivery Time + 4 days | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) |
| MATRX ELITE TR (3" Contour) (anchura 16 - 20") | | | | NC 2030, 2031 |
| JAA2556 | Matrx Elite TR , altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] | | | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) |
| JAA2557 | Matrx Elite TR , altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado] | | | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066) |
| JAA2177 | Matrx Elite TR , altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] | | | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) |
| Respaldo MATRX ELITE HD, (3" Contour) anchura 21 - 24" | | | | NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 |
| JAA2563 | Matrx Elite TR HD, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] | Plazo adicional: + 4 días | Additional Delivery Time + 4 days | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) |
| MATRX ELITE DEEP (6" Contour) (anchura 16 - 20") | | | | NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031 |
| JAA2558 | Matrx Elite Deep, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] | | | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) |
| JAA2559 | Matrx Elite Deep, altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado] | | | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066) |
| JAA2178 | Matrx Elite Deep, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] | | | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) |
| MATRX PB (5" Contour) (anchura 16 - 18") | | | | NC 2028, 2029, 2030, 2031 |
| JAA2174 | Matrx PB, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] | | | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) |
| JAA2175 | Matrx PB, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] | | | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) |
| MATRX PB DEEP BACKS (7" Contour) (anchura 16 - 18") | | | | NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031 |
| JAA2560 | Matrx PB Deep, altura 405mm / 16" | | | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) |

| Código | Descripción | | | P.V.P € | |
|---|--|---|---|--|--------|
| JAA2561 | Matrx PB Deep, altura 505 mm / 20" | | | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/ 2066) | 770,00 |
| MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7" Contour) (anchura 21 - 24") | | | | NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | |
| JAA2562 | Matrx Elite Deep HD, altura 505 mm / 20" | Plazo adicional: + 4 días | Additional Delivery Time + 4 days | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/ 2066) | 770,00 |
| JAA2570 | Sin respaldo, solo fijaciones | | | NC 2092, 2324, 2325, 2327, 2230, 2247 | 220,50 |
| D ALTURA MONTAJE RESPALDO | | | | | |
| ALTURA RESPALDO: SOLO BASCULACIÓN (NO RECLINACIÓN) | | Se recomienda un intervalo de 100-125 mm / 4-5" (para sistema de basculación solo / Sin reclinación) | | | |
| JAA2504 | 455 mm / 18" | Sólo con respaldo altura 355mm/14" | NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2505 | 485 mm / 19" | Sólo con respaldo altura 355mm/14" | NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2506 | 505 mm / 20" | Sólo con respaldo altura 405mm/16" | NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2501 | 535 mm / 21" | Sólo con respaldo altura 405mm/16" | NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2070 | 555 mm / 22" | Sólo con respaldo altura 455mm/18" | NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2071 | 585 mm / 23" | Sólo con respaldo altura 455mm/18" | NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2072 | 610 mm / 24" | Sólo con respaldo altura 505mm/20" | NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | ○ | |
| JAA2073 | 635 mm / 25" | Sólo con respaldo altura 505mm/20" | NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | ○ | |
| ALTURA RESPALDO: CON RECLINACIÓN DE RESPALDO ELÉCTRICA (ESR) | | NOTA: se recomienda un intervalo mínimo de 150-175 mm / 6-7" con la reclinación con sistema ESR | | | |
| JAA2506 | 505 mm / 20" | Solo con respaldo Elite , altura 355mm/14"(2550) | NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2501 | 535 mm / 21" | Solo con respaldo Elite , altura 355mm/14"(2550) | NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2070 | 555 mm / 22" | Sólo con respaldo altura 405mm/16" | NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2071 | 585 mm / 23" | Sólo con respaldo altura 405mm/16" | NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2072 | 610 mm / 24" | Sólo con respaldo altura 455mm/18" | NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2073 | 635 mm / 25" | Sólo con respaldo altura 455mm/18" | NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ○ | |
| JAA2074 | 660 mm / 26" | Sólo con respaldo altura 505mm/20" | NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | ○ | |
| JAA2502 | 685 mm / 27" | Sólo con respaldo altura 505mm/20" | NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | ○ | |

| MUST BE COMPLETED | | INCHES |
|---|---------------|--------|
| Actual Back Pan Height | _____ (ADD) | |
| GAP (space between seat pan to bottom of back) (ADD) | _____ | |
| <input type="checkbox"/> 4-5" Gap is required for Tilt Systems | | |
| <input type="checkbox"/> 6-7" Gap is required for Recline Systems | | |
| Finished Back Height (Seat Pan to top of back) | _____ (TOTAL) | |

| Código | Descripción | P.V.P € | |
|--|---|--|--------|
| TIPO DE REPOSABRAZOS (PAR) | | | |
| REPOSABRAZOS PARA SILLA CON BASCULACIÓN ASIENTO SOLO (NO RECLINACIÓN) | | | |
| JAA2307 | Reposabrazos abatibles 230-320mm (9-12.5"), montado en el asiento | NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309 | |
| REPOSABRAZOS PARA SISTEMA DE RECLINACIÓN DE RESPALDO ESR | | | |
| JAA2095 | ◆ Reposabrazos abatibles y ajustables en anchura, altura y ángulo (240 - 330mm) | NC 2069, 2308, 2309 | ◆ |
| JAA2096 | Reposabrazos abatibles y ajustables en anchura, altura y ángulo (340 - 405 mm) | NC 2069, 2308, 2309 | ○ |
| JAA2097 | Reposabrazos abatibles y ajustables, con soporte (230 - 330 mm) | NC 2069 | 193,05 |
| JAA2098 | Reposabrazos abatibles y ajustables, con soporte (320 - 405 mm) | NC 2069 | 193,05 |
| ACCESORIOS REPOSABRAZOS | | | |
| JAA2308 | Espaciadores 1" (par), solo para respaldo reclinable | NC 2095, 2096, 2307 | 112,46 |
| JAA2309 | Espaciadores 1/2" (par), solo para respaldo reclinable | NC 2095, 2096, 2307 | 112,46 |
| ALMOHADILLA REPOSABRAZOS | | | |
| Izquierda | | | |
| JAA2012 | ◆ Almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm | NC 2080, 2081 | ◆ |
| JAA2013 | Almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm | NC 2080, 2081 | ○ |
| JAA2014 | Ergonómico Hemi, grosor 30 mm | NC 1404, 1405, 2311, 2347, 2348, 2349, 2350 | 165,47 |
| JAA2015 | Sin almohadilla Izquierda | NC 2080, 2081 | ○ |
| Derecha | | | |
| JAA2016 | ◆ Almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm | NC 2083, 2084 | ◆ |
| JAA2017 | Almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm | NC 2083, 2084 | ○ |
| JAA2018 | Ergonómico Hemi, grosor 30 mm | NC 1404, 1405, 2311, 2351, 2352, 2353, 2354 | 165,47 |
| JAA2019 | Sin almohadilla Derecha | NC 2083, 2084 | ○ |
| ACCESORIOS PARA REPOSABRAZOS & OPCIONES DE MONTAJE | | | |
| (Solo en combinación con reposabrazos); Solo puede ir montado en el lado opuesto al mando | | | |
| Lado Izquierdo | | | |
| JAA2080 | Apoyo palmar plano, izq. | NC 2012, 2013, 2015 | 126,86 |
| JAA2081 | Soporte ergonómico para montar Apoyo palmar Otto Bock (EMO), izq | NC 2012, 2013, 2015 | 88,25 |
| Lado Derecho | | | |
| JAA2083 | Apoyo palmar plano, der. | NC 2016, 2017, 2019 | 126,86 |
| JAA2084 | Soporte ergonómico para montar Apoyo palmar Otto Bock (EMO), der | NC 2016, 2017, 2019 | 88,25 |
| SOPORTE MULTIAJUSTABLE | | | |
| Izquierda | | | |
| JAA2082 | Soporte multiajustable(MACES) izq, Altura mínima del reposabrazos incrementará en 43 mm | | 231,66 |
| Derecha | | | |
| JAA2085 | Soporte multiajustable(MACES) der, Altura mínima del reposabrazos incrementará en 43 mm | | 231,66 |
| E | Altura reposabrazos IZQ. | Placa asiento hasta parte superior del tubo | |
| | Ajuste fábrica | | ◆ |
| | Personalizado | | ○ |
| | 230 mm | | ○ |
| | 240 mm | | ○ |
| | 250 mm | | ○ |
| | 260 mm | | ○ |
| | 270 mm | | ○ |
| | 280 mm | | ○ |
| | 290 mm | | ○ |
| | 300 mm | | ○ |
| | 310 mm | | ○ |
| | 320 mm | | ○ |
| | 330 mm | | ○ |

| Código | Descripción | P.V.P € |
|--|--|--|
| | 340 mm | ○ |
| | 350 mm | ○ |
| | 360 mm | ○ |
| | 370 mm | ○ |
| | 380 mm | ○ |
| | 390 mm | ○ |
| | 405 mm | ○ |
| F | Altura reposabrazos DER. | Placa asiento hasta parte superior del tubo |
| | ◆ Ajuste fábrica | ◆ |
| | Personalizado | ○ |
| | 230 mm | ○ |
| | 240 mm | ○ |
| | 250 mm | ○ |
| | 260 mm | ○ |
| | 270 mm | ○ |
| | 280 mm | ○ |
| | 290 mm | ○ |
| | 300 mm | ○ |
| | 310 mm | ○ |
| | 320 mm | ○ |
| | 330 mm | ○ |
| | 340 mm | ○ |
| | 350 mm | ○ |
| | 360 mm | ○ |
| | 370 mm | ○ |
| | 380 mm | ○ |
| | 390 mm | ○ |
| | 405 mm | ○ |
| Soporte codo IZQUIERDO: ALMOHADILLA | | |
| JAA2347 | Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm) | NC 2014 220,63 |
| JAA2348 | Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm) | NC 2014 220,63 |
| JAA2349 | Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm) | NC 2014 220,63 |
| JAA2350 | Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm) | NC 2014 220,63 |
| Soporte codo IZQUIERDO: MONTAJE | | |
| JAA2361 | Vertical 3"/ Horizontal 5" | ○ |
| JAA2362 | Vertical 3"/ Horizontal 7" | ○ |
| JAA2363 | Vertical 5"/ Horizontal 5" | ○ |
| JAA2364 | Vertical 5"/ Horizontal 7" | ○ |
| Soporte codo DERECHO: ALMOHADILLA | | |
| JAA2351 | Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm) | NC 2018 220,63 |
| JAA2352 | Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm) | NC 2018 220,63 |
| JAA2353 | Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm) | NC 2018 220,63 |
| JAA2354 | Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm) | NC 2018 220,63 |
| Soporte codo DERECHO: MONTAJE | | |
| JAA2371 | Vertical 3"/ Horizontal 5" | ○ |
| JAA2372 | Vertical 3"/ Horizontal 7" | ○ |
| JAA2373 | Vertical 5"/ Horizontal 5" | ○ |
| JAA2374 | Vertical 5"/ Horizontal 7" | ○ |
| SOPORTE CADERA IZQUIERDO | | |
| JAA2184 | Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24 |
| JAA2114 | Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24 |
| JAA2186 | Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 230 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24 |
| JAA2188 | Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 330 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24 |
| SOPORTE CADERA DERECHO | | |
| JAA2185 | Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24 |

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|--|--|---|---|
| JAA2115 | Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm | | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24 |
| JAA2187 | Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 230 x 100 mm | | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24 |
| JAA2189 | Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 330 x 100 mm | | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24 |
| FIJACIÓN SOPORTE CADERA | | | |
| JAA2164 | Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm) | | ○ |
| JAA2165 | Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm) | | ○ |
| REPOSACABEZAS Y SOPORTES | | | |
| JAA2092 | ◆ | Reposacabezas Onyx tipo Auto con soporte estándar | NC 2255, 2230, 2247, 2570 ◆ |
| JAA2324 | | Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW) | NC 2255, 2230, 2247, 2570 374,85 |
| JAA2325 | | Reposacabezas Elan Occipital almohadilla anchura 230X180 mm con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW) | NC 2255, 2230, 2247, 2570 386,40 |
| JAA2327 | | Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW) | NC 2255, 2230, 2247, 2570 535,50 |
| JAA1495 | Mando occipital o reposacabeza no Invacare o equivalente, proporcionado de forma independiente por el usuario. Según ISO 7176-19, el reposacabezas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo | Según ISO 7176-19, el reposacabezas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo | NC 2229 ○ |
| SOPORTE DE TRONCO izq | | | |
| JAA2343 | | Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (110 mm anchura x 83 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11 |
| JAA2345 | | Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (135 mm anchura x 90 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11 |
| JAA2043 | | Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (145 mm anchura x 95 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11 |
| JAA2045 | | Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (165 mm anchura x 110 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11 |
| SOPORTE DE TRONCO der | | | |
| JAA2344 | | Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (110 mm anchura x 83 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11 |
| JAA2346 | | Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (135 mm anchura x 90 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11 |
| JAA2044 | | Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (145 mm anchura x 95 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11 |
| JAA2046 | | Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (165 mm anchura x 110 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11 |
| ACCESORIOS PARA SOPORTES DE TRONCO | | | |
| JAA2049 | | Soportes de tronco prolongados 25 mm Maxx Style - Par | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 100,00 |
| REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA | | | |
| PESCANTE MONTAJE CENTRAL PARA ULTRA LOW-MAXX (incluye ACOLCHADO PANTORRILLAS) | | | |
| JAA0586 | | Pescante central manual, ajustable en ángulo para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm) | NC 0517, 1244 ○ |
| JAA0589 | | Pescante central eléctrico LNX, con sistema de compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx (Largo: 340-410 mm) | NC 2261, 2262, 2263, 2264, 1244, (2810+0835/0836/0838), (2810+1416) 1.963,50 |
| JAX0592 | Pescante central eléctrico LNX con sistema de compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx, con paleta monobloc telescópica incluida (longitud del reposapiés ajustable de 380 a 419 mm). | El ajuste de la longitud del reposapiés depende de la altura de asiento delantera ¡A medida! Seleccionar valor (G) | „NC 0559, 0516, 0517, 2056, (2856+2054/2055), 2261, 2262, 2263, 2264, 2365, 1244, (2810+0835/0836/0838), (2810+1416)“ 2.500,00 |
| PALETAS / PALETA MONOBLOC | | | |
| JAA2365 | | Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5") | NC 0592 ○ |
| JAA0559 | ◆ | Paleta ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5") | NC 0592 ◆ |
| JAA0516 | | Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5") | NC 0592 ○ |
| JAA0517 | | Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75") | NC 0592, 0586 93,64 |

| Código | Descripción | P.V.P € |
|---|---|----------------------------------|
| G | Ajuste altura Pescante central (opciones 586 & 589) | Placa de asiento - paleta |
| | ◆ Ajuste fábrica | ◆ |
| | Personalizado | ○ |
| | 310 mm | ○ |
| | 325 mm | ○ |
| | 335 mm | ○ |
| | 345 mm | ○ |
| | 355 mm | ○ |
| | 364 mm | ○ |
| | 375 mm | ○ |
| | 385 mm | ○ |
| | 410 mm | ○ |
| G | Ajuste altura: Pescante central eléctrico LNX con sistema de compensación ergonómica & con paleta monobloc telescópica | Placa de asiento - paleta |
| | Personalizado | ○ |
| | 380 mm | ○ |
| | 393 mm | ○ |
| | 406 mm | ○ |
| | 419 mm | ○ |
| REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS; IZQ | | |
| JAA0539 | Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE 0° - 80° IZQ | NC 2261, 2262, 2263, 2264 450,00 |
| REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS; DER | | |
| JAA0549 | Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE 0° - 80° DER | NC 2261, 2262, 2263, 2264 450,00 |
| PALETA INDIVIDUAL, IZQ | | |
| JAA0509 | Paleta ajustable en ángulo, IZQ | ○ |
| JAA0511 | Paleta ajustable en ángulo & Profundidad, IZQ | 115,50 |
| PALETA INDIVIDUAL, DER | | |
| JAA0506 | Paleta ajustable en ángulo, DER | ○ |
| JAA0508 | Paleta ajustable en ángulo & Profundidad, DER | 115,50 |
| H | Ajuste altura Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE (IZQ) | Placa de asiento - paleta |
| | ◆ Ajuste fábrica | ◆ |
| | Personalizado | ○ |
| | 270 mm | ○ |
| | 280 mm | ○ |
| | 290 mm | ○ |
| | 300 mm | ○ |
| | 310 mm | ○ |
| | 320 mm | ○ |
| | 330 mm | ○ |
| | 340 mm | ○ |
| | 350 mm | ○ |
| | 360 mm | ○ |
| | 370 mm | ○ |
| | 380 mm | ○ |
| | 390 mm | ○ |
| | 400 mm | ○ |
| | 410 mm | ○ |
| | 420 mm | ○ |
| | 430 mm | ○ |
| K | Ajuste altura Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE (DER) | Placa de asiento - paleta |
| | Ajuste fábrica | ◆ |
| | Personalizado | ○ |
| | 270 mm | ○ |
| | 280 mm | ○ |
| | 290 mm | ○ |
| | 300 mm | ○ |

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|--|---|
| | | 310 mm | ○ |
| | | 320 mm | ○ |
| | | 330 mm | ○ |
| | | 340 mm | ○ |
| | | 350 mm | ○ |
| | | 360 mm | ○ |
| | | 370 mm | ○ |
| | | 380 mm | ○ |
| | | 390 mm | ○ |
| | | 400 mm | ○ |
| | | 410 mm | ○ |
| | | 420 mm | ○ |
| | | 430 mm | ○ |
| REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES PIVOT PLUS; IZQ | | | |
| JAA0572 | ◆ | Reposapiernas elevable manual Pivot Plus, IZQ | NC 2025 |
| JAA0577 | | Reposapiernas elevable eléctrico Pivot Plus, IZQ | NC 2025, 2261, 2262, 2263, 2264 |
| JAA0535 | | Sin Reposapiernas elevable, IZQ | NC 0511 |
| REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES PIVOT PLUS; DER | | | |
| JAA0579 | ◆ | Reposapiernas elevable manual Pivot Plus, DER | NC 2025 |
| JAA0584 | | Reposapiernas elevable eléctrico Pivot Plus, DER | NC 2025, 2261, 2262, 2263, 2264 |
| JAA0545 | | Sin Reposapiernas elevable, DER | NC 0508 |
| TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ | | | |
| JAA0511 | ◆ | Paleta ajustable en ángulo y prof izq | NC 0535 |
| TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER | | | |
| JAA0508 | ◆ | Paleta ajustable en ángulo y prof der | NC 0545 |
| H | Ajuste altura: reposapiernas Pivot Plus IZQ. | | Placa asiento hasta paleta |
| | | Ajuste fábrica | ◆ |
| | | Personalizado | ○ |
| | | 402 mm | ○ |
| | | 414 mm | ○ |
| | | 426 mm | ○ |
| | | 438 mm | ○ |
| | | 450 mm | ○ |
| | | 462 mm | ○ |
| | | 474 mm | ○ |
| K | Ajuste altura: reposapiernas Pivot Plus DER. | | Placa asiento hasta paleta |
| | | Ajuste fábrica | ◆ |
| | | Personalizado | ○ |
| | | 402 mm | ○ |
| | | 414 mm | ○ |
| | | 426 mm | ○ |
| | | 438 mm | ○ |
| | | 450 mm | ○ |
| | | 462 mm | ○ |
| | | 474 mm | p |
| MANDOS LINX | | | |
| MANDOS LINX para usuario con joystick proporcional + soporte | | | |
| JAA2203 | | Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores | NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2209, 2210 |
| JAA2204 | | Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y Luces | NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2209, 2210 |
| JAA2205 | ◆ | Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas pulsadores | NC 2209, 2210 |
| JAA2206 | | Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas pulsadores | Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257 |
| | | | NC 2270, 1207, 1208, 1707, 1708, 2075, 2076, 2227, 2228 |

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|--|---|---|--|
| PALANCA JOYSTICK REM400 | | | |
| JAA2270 | Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad. | | NC 2203, 2204, 2206 236,25 |
| SOPORTE MANDO PRINCIPAL | | | |
| JAA1207 | Soporte estándar derecho | | NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311 ○ |
| JAA1208 | Soporte estándar izquierdo | | NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405 ○ |
| JAA1707 | ◆ | Soporte abatible derecho | NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311 ◆ |
| JAA1708 | Soporte abatible izquierdo | | NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405 ○ |
| JAA1709 | Soporte Matrix Resolve, abatible int/ext, Der. | | NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404 350,00 |
| JAA1710 | Soporte Matrix Resolve, abatible int/ext, Izq. | | NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405 350,00 |
| JAA2209 | Soporte abatible derecho (solo para REM500) | | NC 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1415, 2217, 1404, 2311 ○ |
| JAA2210 | Soporte abatible izquierdo (solo para REM500) | | NC 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1339, 2218, 1405 ○ |
| JAA2075 | Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - der | | NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311, 1415 194,16 |
| JAA2076 | Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - izq | | NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405, 1339 194,16 |
| JAA2213 | Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus | | NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 2217, 1404, 1405, 1415 589,05 |
| JAA2214 | Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus | | NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 2218, 1404, 1405, 1339 589,05 |
| JAA2227 | Montaje derecha, para acompañante | | NC 2219, 1221, 2206, 1287 141,11 |
| JAA2228 | Montaje izquierda, para acompañante | | NC 2219, 1222, 2206, 1286 141,11 |
| JAX2239 | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | Requiere información adicional | |
| DOBLE MANDO LiNX + SOPORTE | | | |
| JAA2219 | Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) | | NC 1221, 1222, 2227, 2228 738,99 |
| JAA2245 | Doble mando intuitivo IDC | | NC 2259, 2260, 2069 783,23 |
| JAA2259 | Soporte estándar der | | NC 1287, 2245 ○ |
| JAA2260 | Soporte estándar izq | | NC 1286, 2245 ○ |
| JAA1221 | Soporte derecho, desmontable | | NC 1287, 2219, 2227 ○ |
| JAA1222 | Soporte izquierdo, desmontable | | NC 1286, 2219, 2228 ○ |
| MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE | | | |
| Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500) | | | |
| JAA2231 | Mando Compacto proporcional DLX-CR400 | | NC 2203, 2204 963,90 |
| JAA2232 | Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF | | NC 2203, 2204 1.060,29 |
| JAA2207 | Soporte derecho | | NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 2311 ○ |
| JAA2208 | Soporte izquierda | | NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1405 ○ |
| JAA2265 | Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus | En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215! | NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 603,75 |
| JAA2266 | Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus | En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215! | NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 603,75 |



1709/1710

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| JAX2215 | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | Requiere información adicional | |
| OTROS MANDOS Y ACCESORIOS & SOPORTES | | Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500) | |
| MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) | | | |
| JAA2229 | Mando mentón proporcional (ASL138) (reposacabezas seleccionado siempre con soporte estándar) - Consultar disponibilidad | NC 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240 | 3.105,90 |
| JAA1289 | Soporte abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628) | Requiere reposacabezas ELAN | NC 2322 |
| JAA1288 | Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628) | Requiere reposacabezas ELAN | NC 2322 |
| JAX1287 | Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico | NC 2227, 2259, 1221 | 2.047,50 |
| JAX1286 | Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico | NC 2228, 2260, 1222 | 2.047,50 |
| MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM | | | |
| JAA2230 | Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) | NC 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2570 | 4.761,13 |
| JAA2247 | Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) | NC 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2570 | 5.092,50 |
| MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM) | | | |
| JAA2257 | Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) | NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240 | 5.670,00 |
| JAA2275 | Montaje central, abatible hacia der Nucleus | (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm) | NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 |
| JAA2276 | Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus | (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm) | NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 |
| JAX2269 | Montaje personalizado (especial) | Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | |
| LiNX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS | | Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500) | |
| JAA2233 | Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130 | NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257 | 3.832,50 |
| JAA2240 | Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick | NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257 | 2.284,12 |
| JAA2285 | Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm | NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | ○ |
| JAA2286 | Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm | NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | ○ |
| JAA2283 | Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus) | NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | 589,05 |
| JAA2284 | Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus) | NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | 589,05 |
| JAA2287 | Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus) | Incluye bandeja ASL603 100x150 mm | NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 |
| JAA2288 | Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus) | Incluye bandeja ASL603 100x150 mm | NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 |
| JAX2289 | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente Información adicional necesaria | | |
| MANDO COMPACTO PEDIÁTRICO | | | |
| JAA2243 | Joystick compacto proporcional pediátrico (ASL132), incluye módulo de entrada | NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256 | 2.553,15 |
| JAA2235 | Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm | NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | ○ |
| JAA2236 | Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm | NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | ○ |
| JAA2267 | Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus) | NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | 589,05 |
| JAA2268 | Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus) | NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | 589,05 |
| JAA2241 | Montaje Central, abat. der. (Nucleus), | incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm | NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 |
| JAA2242 | Montaje Central, abat. izq. (Nucleus) | incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm | NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 |

| | | | | |
|---|---|--|---|----------|
| JAX2277 | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | Información adicional necesaria | | |
| MANDO POR SOPLIDO CON SENSORES DE PROXIMIDAD | | | | |
| JAA2255 | Mando por soplido (ASL109) y sensores de proximidad incluye módulo de entrada y pulsador labial (ASL 301 LIP) (Combina control por soplido simple con movimiento de cabeza) | | NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2324, 2325, 2327, 2243 | 5,674,78 |
| MANDO POR SOPLIDO | | | | |
| JAA2256 | Mando por soplido (ASL 109). Incluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de Atención al Cliente) | | NC 2271, 2203, 2204, 2243 | |
| OPCIONES INTERFAZ LiNX (montado & conectado) | | | | |
| JAA2271 | Módulo de entrada DLX-IN500-A (mando por soplido) | | NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204 | 426,36 |
| MANDOS ALTERNATIVOS | | | | |
| JAX2216 | Mando alternativo especial (consultar con Departamento de fabricación especial) | | | |
| MANDOS ALTERNATIVOS (ACTUADORES ASIENTO) | | Mandos alternativos: solo en lado opuesto al joystick | | |
| MANDO LiNX 10 BOTONES | | | | |
| JAA2251 | Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) | | | 408,16 |
| JAA2217 | Soporte derecho, montaje usuario | | NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2285, 2275, 2213, 2209, 2265, 2267, 2241, 2235, 1404, 2311 | ○ |
| JAA2218 | Soporte izquierdo, montaje usuario | | NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 2268, 2242, 2236, 1405 | ○ |
| JAA2226 | Montaje acompañante, montaje carcasa respaldo | | | ○ |
| JAA2225 | Sin montar | | | ○ |
| PULSADORES | | | | |
| JAA2261 | Selector con conexión stereo (control directo para basculación solo) | | NC 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066 | 243,64 |
| JAA2262 | Pulsador con conexión stereo (control directo para basculación solo) | | NC 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066 | 243,64 |
| JAA2263 | Selector 4 salidas (control directo para basculación y reclinación) | | NC 2053, 2069, 0577, 0584, 0589, 0592 | 345,16 |
| JAA2264 | Pulsador 4 salidas (control directo para basculación y reclinación) | | NC 2053, 2069, 0577, 0584, 0589, 0592 | 345,16 |
| JAA2279 | Soporte der. | | | ○ |
| JAA2280 | Soporte izq. | | | ○ |
| JAA2278 | Sin montar | | | ○ |
| ACCESORIOS LiNX | | | | |
| CONEXIÓN USB | | | | |
| JAA2253 | Cargador USB Puerto DLX-USB02-A | | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 262,50 |
| JAA2281 | Montaje derecha | | | ○ |
| JAA2282 | Montaje izquierda | | | ○ |
| MANDO PARADA EMERGENCIA | | | | |
| JAA2258 | Mando parada emergencia inalámbrico (ASL504) | | | 700,47 |
| MÓDULO DE ENTRADA INPUT200 | | | | |
| JAA2273 | Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para encender/apagar y salida DB9) | | | |
| MODULO DE SALIDA | | | | |
| JAA2272 | Módulo de salida LiNX (DLX-OUT500) | | NC 2203, 2204 | 456,21 |
| OTROS COMPONENTES/ACCESORIOS LiNX | | | | |
| JAA2300 | Sin montar | | | ○ |
| JAX2301 | Conectados y programados (Especial) | | | |
| PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm | | | | |
| JAA1685 | Pulsador redondo rojo | | | 107,26 |
| JAA1686 | Pulsador redondo amarillo | | | 107,26 |
| JAA1687 | Pulsador redondo verde | | | 107,26 |
| JAA1690 | Pulsador redondo azul | | | 107,26 |
| PULSADORES OVALADOS | | | | |
| JAA2254 | Pulsador ovalado, negro | | | 107,26 |
| MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm | | | | |
| JAA1711 | Pulsador Piko Rojo | | | 132,37 |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| JAA1712 | | Pulsador Piko Amarillo | | 132,37 |
| JAA1713 | | Pulsador Piko Verde | | 132,37 |
| JAA1714 | | Pulsador Piko Naranja | | 132,37 |
| JAA1715 | | Pulsador Piko Azul | | 132,37 |
| JAA1716 | | Pulsador Piko Negro | | 132,37 |
| ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados) | | | | |
| JAA2721 | | Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A | | 78,75 |
| JAA2722 | | Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A | | 78,75 |
| JAA2723 | | Pomo de goma tipo „cúpula“ (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A | | 78,75 |
| JAA2724 | | Pomo de goma tipo „seta“ (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A | | 78,75 |
| ADAPTADOR 5:1 | | | | |
| JAA1681 | | Adaptador 5:1 | | 94,50 |
| BASE MOTRIZ | | | | |
| COLOR CHASIS | | | | |
| JAA2871 | | Negro/Antracita | | ○ |
| JAA2872 | | Plateado | | ○ |
| JAA2873 | | Rojo bengala | | ○ |
| JAA2874 | | Azul mercurio | | ○ |
| JAA2875 | | Púrpura medianoche | | ○ |
| JAX0299 | | Premium - Color especial para chasis y respaldo | Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días | NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891 |
| JAA2865 | | Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035 | | NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891 |
| JAA2866 | | Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026 | | NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891 |
| JAA2867 | | Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025 | | NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891 |
| JAA2868 | | Gama Premium - Caracsa oro RAL1035 | | NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890 |
| COLOR EMBELLECEDORES LLANTAS | | | | |
| JAA2882 | ◆ | Negro/Antracita | | ◆ |
| JAA2883 | | Plateado | | 99,75 |
| JAA2884 | | Rojo bengala | | 99,75 |
| JAA2885 | | Azul mercurio | | 99,75 |
| JAA2886 | | Púrpura medianoche | | 99,75 |
| JAX2887 | | Premium - Color especial para chasis y respaldo | Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días | NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875 |
| JAA2888 | | Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035 | | NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868 |
| JAA2889 | | Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026 | | NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868 |
| JAA2890 | | Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025 | | NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868 |
| JAA2891 | | Gama Premium - Caracsa oro RAL1035 | | NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867 |
| HORQUILLAS | | | | |
| JAA2631 | | Horquilla monobrazo | Base ancha + horquilla monobrazo: anchura total: 635 mm! | NC (1490+1416) |
| JAA2632 | ◆ | Horquilla doble | Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm! | ◆ |
| RUEDAS DELANTERAS | | | | |
| Negras, anti-huellas | | | | |
| JAA0835 | | 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras | | NC (2810+0589/0592) |
| JAA0836 | ◆ | 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), macizas negras | | NC (2810+0589/0592) |
| JAA0838 | | 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras | Con líquido antipinchazo | NC (2810+0589/0592) |
| JAA0828 | | 8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm), macizas negras | | NC 1224 |
| SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS | | | | |
| JAA1490 | | Bloqueo ruedas delanteras | | NC (2631+1416) |
| RUEDAS MOTRICES | | | | |
| Cubierta negra, non-marking tyres | | | | |
| JAA0704 | | 14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras | | ○ |
| JAA0705 | ◆ | 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras | Doble densidad | ◆ |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------|--------|
| JAA0706 | 14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras | Con líquido antipinchazo | | 52,50 | |
| FRENO DE ESTACIONAMIENTO | | | | | |
| JAA1206 | Freno estacionamiento (par) | | | 36,75 | |
| SUSPENSIÓN CTC | | | | | |
| JAA2870 | ◆ | CTC Suspension Control - Traction - Comfort | | ◆ | |
| PESO USUARIO / SUSPENSIÓN CTC | | | | | |
| JAA1910 | | Peso usuario Hasta 70 kg | | ○ | |
| JAA1912 | | Peso usuario hasta 90 kg | | ○ | |
| JAA1911 | | Peso usuario Hasta 110 kg | | ○ | |
| JAA1915 | ◆ | Peso usuario Hasta 136 kg | | ◆ | |
| VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS | | | | | |
| JAA1294 | | Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox. | NC 1244 | ○ | |
| JAA1282 | | Motores OPS - 4 polos - 6 km/h | | ○ | |
| JAA1283 | ◆ | Motores OPS - 4 polos - 10 km/h | | ◆ | |
| JAA1224 | | Motores OPS - 4 polos - Para uso exterior | NC 0828 | 682,50 | |
| BATERÍAS | | | | | |
| JAA1259 | | 60 Ah Gel | | ○ | |
| JAA1260 | ◆ | 73,5 Ah Gel | | ◆ | |
| G-TRAC | | | | | |
| JAA1215 | | Módulo G-Trac | | 856,80 | |
| CARGADOR | | | | | |
| JAA1343 | ◆ | Cargador Opti Charge 8A (IP44) | | ◆ | |
| JAA1313 | | Cargador Opti Charge 10A (IP44) | | 351,75 | |
| ANTIVUELCOS | | | | | |
| JAA1205 | ◆ | Antivuelcos | | ◆ | |
| KIT DE LUCES | | | | | |
| JAA1437 | | Kit de luces LED con intermitentes (con REM 216, 400 o 500) | Potencia 30 Luxes | NC 2203 | 603,75 |
| JAA2837 | | Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500) | Potencia 60 Luxes | NC 2203 | 729,75 |
| JAA1254 | ◆ | Sin kit de luces | | ◆ | |
| KIT SUBEBORDILLOS | | | | | |
| JAA1244 | | Kit subebordillos | Abatible hacia dentro | NC 2830, 0586, 0589, 0592, 1294 | 197,13 |
| PREPARACIÓN SISTEMA DE ACOPLE DAHL | | | | | |
| Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo | | | | | |
| JAA1450 | | Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado) | Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado) | NC 1260 | 246,75 |
| KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO) | | | | | |
| JAA1493 | ◆ | Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario) | | NC 2894 | ◆ |
| JAA1494 | | Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) | Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado | NC 2053 | 23,10 |
| JAA1401 | | Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación | Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado | NC 2052 | 63,00 |
| OPCIONES KIT TRANSPORTE | | | | | |
| JAA2894 | | Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos | Solo compatible con opciones 1494/1401 | NC 1493 | 78,75 |

| CINTURONES | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------|
| JAA2113 | ◆ | Cinturón de fijación con hebilla | Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento | ◆ | |
| JAA2701 | | Estabilizador pélvico Evoflex, hebilla Rehab, talla L | (longitud acolchado 620 mm) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035 | 141,75 |
| JAA2702 | | Estabilizador pélvico Evoflex, hebilla Rehab, talla M | (longitud acolchado 460 mm) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035 | 141,75 |
| JAA2703 | | Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L | (longitud acolchado 620 mm) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035 | 119,41 |
| JAA2704 | | Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M | (longitud acolchado 460 mm) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035 | 119,41 |
| JAA2705 | | Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla L | (longitud acolchado 620 mm) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035 | 119,41 |
| JAA2706 | | Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla M | (longitud acolchado 460 mm) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035 | 119,41 |
| RETROVISOR TRASERO | | | | | |
| JAX1415 | | Derecho | | NC 2213, 2075, 2209, 2265, 2235, 2241, 2267, 2283, 2285, 2287, 2275, 2217 | 36,75 |
| JAX1339 | | Izquierdo | | NC 2214, 2076, 2210, 2266, 2236, 2242, 2268, 2284, 2286, 2288, 2276, 2218 | 36,75 |
| ACCESORIOS | | | | | |
| GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros) | | | | | |
| JAA1416 | | Guardabarros ruedas delanteras | | NC (2631+1490), (2810+0589/0592) | 42,00 |
| GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros) | | | | | |
| JAA1417 | ◆ | Guardabarros ruedas motrices | | | ◆ |
| BANDEJA | | | | | |
| JAA1404 | | Abatible derecha | | NC 2014, 2018, 1207, 1707, 2075, 2207, 2209, 2213, 2214, 2217, 2235, 2236, 2267, 2268, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2241, 2242 | 288,75 |
| JAA1405 | | Abatible izquierda | | NC 2014, 2018, 1208, 1708, 2076, 2208, 2210, 2213, 2214, 2218, 2235, 2236, 2267, 2268, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2241, 2242 | 288,75 |
| KIT DE HERRAMIENTAS | | | | | |
| JAA1333 | | Kit de herramientas | | | 30,45 |