

Invacare® AVIVA® RX40


Silla de ruedas electrónica de tracción trasera.
 Modelo muy compacto y maniobrable gracias a:
 - Chasis estrecho (a partir de 560 mm) o ancho (a partir de 635 mm)
 - Distancia entre ejes (batalla) reducida
 Sistema de suspensión CTC ajustable
 Motores 380W 4 polos
 Ruedas delanteras 9"
 Ruedas traseras 14"
 Velocidad: 10 km/h
 Baterías 60 Ah
 Guardabarros en ruedas traseras
 Electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth
 Baterías 73 Ah disponibles como opción

Pescante central disponible como opción (solo con chasis ancho)
 Kit de luces Leds con intermitentes de alto rendimiento (30 o 60 luxes) opcional.

Peso máximo del usuario: **136 kg**
 Nuevo! Unidad de asiento **Modulite HD**: anchura asiento 530/550 mm (+50 mm mediante reposabrazos). Solo con Chasis ancho.
 Peso máx. usuario **160 kg**.



Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo 

Opciones comunicadas con este símbolo 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Direccion entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción			P.V.P €
MODELO BASE AVIVA RX				
JCF0001	◆	AVIVA RX 40 D (Modelo Base) 	Peso máx.usuario 136 kg Incluye m´dulo de potencia: 120A y baterías 60 Ah (como mínimo) Código provisional Prescripción (comunicado): S0006109 (Categoría SRE 000D)	NC 1916 4.630,50
		AVIVA RX 40 F 	Seleccionar Modelo Base Aviva RX 40 (JCF0001) + basculación asiento eléctrica 20º (JCF1092) + mando REM 211 (JCF2203) Código provisional Prescripción (comunicado): S0006143 (Categoría SRE 000F)	4.930,50
JCF0002		AVIVA RX 40 C Invacare® Modulite HD (hasta 160 kg) 	¡Ojo! Obligatorio pedir opciones JCF2830 (chasis ancho) + JCF2101 (Asiento Modulite HD) + JCF0536/0546 (reposapiés elevables VARI F, derecho & izquierdo) - PVP total : 5.230,88€ Código provisional Prescripción (comunicado):S0022604 (Categoría SRE 000C) 	NC 1910, 1911, 1915, 2052, 2053, 2193, 2810, 2105, 2183 4.630,50
ESPECIAL				
N		No		
JBX1300		Especial	Plazo de entrega adicional: + 10 días	
CHASIS AVIVA RX Medida base motriz				
JCF2810	◆	Chassis Estrecho (560 mm/22")	NC 0589 + 0835/0836/0838), (0589+1416)	◆
JCF2830		Chassis Ancho (horquilla doble (JCF2632): 655 mm / horquilla monobrazo (JCF2631): 635 mm)	Obligatorio para pedir Pescante Central Eléctrico LNX (opción JCF0589)	NC 1244 315,00
UNIDAD DE ASIENTO				
JCF2105	◆	Unidad asiento Modulite estándar	Placa asiento fija, 2 anchuras disponibles	NC 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401 ◆
BASE ASIENTO				
JCF2110	◆	Placa de asiento fija		◆
ANCHURA DE ASIENTO Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)				



2105


Código		Descripción		P.V.P €	
JCF2121		380 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados	NC 2141, 2174, 2175, 2176	○
JCF2122	◆	430 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 380 mm con opción de reposabrazos incurvados		◆
PROFUNDIDAD ASIENTO Sin intervalos					
JCF2132		410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2195+1404/1405)	○
JCF2134	◆	460 mm			◆
JCF2136		510 mm			○
COJÍN ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido					
JCF2141	◆	Cojín estándar espuma - perfil 50 mm		NC 2121, 2155	◆
JCF2142		Matrx Flo-tech Lite / Contour 	Lite (75 mm hasta 127 kg) Contour (100 mm hasta 160 kg)		105,43
JCF2143		Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica) 			105,43
JCF2147		Matrx Libra , perfil 90 mm	Plazo de entrega adicional + 4 días		323,15
JCF2144		Matrx Vi (tejido microventilado)			323,15
JCF2140		Sin cojín de asiento			○
TUBOS RESPALDO					
JCF2161	◆	Tubos desmontable, altura 480 mm Desmontable sin herramienta	Compatible con tapizado ajustable en tensión / Respaldos Matrx		◆
TAPIZADO RESPALDO/ RESPALDO MATRIX					
JCF2171	◆	Ajustable en tensión - Tapizado nylon	Altura = 480 mm / 7 cinchas Medida desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2155, 2230, 2247	◆
JCF2174		Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg)	NC 2121	770,00
JCF2175		Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg)	NC 2121	770,00
JCF2176		Matrx Elite E2 Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg)	NC 2121	770,00
JCF2177		Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento elegida		770,00
JCF2178		Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento elegida (peso máximo usuario 136 kg)		770,00
JCF2170		Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)		NC 2230, 2247	○
COLOR DE TAPIZADO					
JCF2151	◆	Tejido negro	(Funda bielástica si opción 2142, 2143 elegida)		◆
JCF2155		Tejido microventilado negro		NC 2141, 2171	○
REPOSABRAZOS (PAR)					
JCF2191	◆	Reposabrazos en T-desmontable 	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)		◆
JCF2181		Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm) 	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)		26,25
JCF2198		Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199	185,22
JCF2183		Reposabrazos incurvados	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado		59,19
JCF2190		Sin reposabrazos			○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)					
JCF2195	◆	Almohadilla corta (325 cm)		NC 2198, (2132+1404/1405)	◆
JCF2196		Almohadilla larga (375 mm)		NC 2132, 2198	○



2142



2143



2147



2144



2171

2174/
2175

2178



2177



2176



2155



2151



2198



2183



2191



2197

2199



2181



2195



2196

Código	Descripción			P.V.P €
JCF2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)		NC 2132, 2198, 2230, 2247	38,59
JCF2199	Almohadilla suave	En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198	27,56
REPOSACABEZAS (Tapizado negro suave)				
JCF1350	Reposacabeza simple		NC 2230, 2247	137,81
JCF1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente		NC 2230, 2247	152,25
JCF1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla		NC 2230, 2247	170,00
JCF2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte	NC 2230, 2247	412,50
JCF2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra	Completo con soporte	NC 2230, 2247	423,00
JCF2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte	NC 2230, 2247	560,00
BASCULACIÓN DE ASIENTO				
JCF1091	◆ Basculación asiento manual (0-15°)		NC 1401	◆
JCF1092	Basculación eléctrica (0°-20°)		NC 1401, 2201	180,00
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento, ángulo 0°				
JCF2857	◆ Altura asiento-suelo 435 mm			◆
JCF2858	Altura asiento-suelo 460 mm			○
JCF2859	Altura asiento-suelo 485 mm			○
RECLINACIÓN DE RESPALDO				
JCF0975	◆ Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75°)	90° - 120°		◆
UNIDAD DE ASIENTO				
JCF2100	Unidad asiento Modulte telescópico	Base de asiento rígida, ajustable en anchura y profundidad, reposabrazos ajustables en anchura (+25 mm en cada lado)		○
PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO				
JCF2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 380 a 530 mm	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)		216,82
JCF2112	Chasis asiento telescópico y tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm + 30 mm altura asiento	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)		216,82
ANCHURA ASIENTO PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE				
JCF2121	380 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados	NC (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)	○
JCF2122	430 mm (placa asiento)		NC 2701, 2703, 2705,	○
JCF2123	480 mm (placa asiento)		NC 2702, 2704, 2706	○
JCF2124	530 mm (placa asiento)		NC 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2704, 2706, (2192/2194+2173), (2132+2147/2144), 2106	○
BODYFIT KIT				
KIT BODYFIT (espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo)				
JCF2106	Kit Body fit	Espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo 2,54 cm) por lado - recomendado en caso de montar asiento moldeado	NC 2124, 2192, 2194, 2171	66,15
PROFUNDIDAD ASIENTO				
Ajuste sin intervalos, el ajuste depende del tipo de respaldo montado según ISO 7176-7				



Código	Descripción			P.V.P €	
JCF2132		410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191 / 2181 / 2183 + 2113), (2124 + 2147 / 2144), 2195 + 1404 / 1405), (2184 / 2185 / 2186 / 2187 / 2188 / 2189 + 0556), (2191 / 2181 / 2192 / 2194 + 2184 / 2185 / 2186/ 2187 / 2188 / 2189 + 2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	
JCF2134		460 mm	NC (2191 / 2181 / 2192 / 2194 + 2184 / 2185 / 2186 / 2187 / 2188 / 2189 + 0556); (2191 / 2181 / 2192 / 2194 + 2184 / 2185 / 2186 / 2187 / 2188 / 2189 + 2253)	○	
JCF2136		510 mm	NC 2143, (2191 / 2181 / 2192/ 2194+ 2184 / 2185 / 2186 / 2187 / 2188 / 2189 + 0556)	○	
COJINES DE ASIENTO		Las tallas dependen del ancho de asiento elegido			
JCF2142		Matrx Flo-tech Lite	Con anchura 530 mm: Flo-tech Contour	105,43	
JCF2143		Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica)	NC 2136, 2124	105,43	
JCF2147		Matrx Libra , perfil 90 mm	Plazo de entrega adicional: + 4 días	NC (2124+2132)	323,15
JCF2144		Matrx Vi (tejido microventilado)	NC (2124+2132)	323,15	
JCF2140		Sin cojín de asiento		○	
TUBOS RESPALDO		Includes Push Handles			
JCF2163		Tubos cortos (480 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura	NC 2173	○
JCF2162		Tubos largos (540 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura		○
SIN PUÑOS DE EMPUJE					
JCF2108		Tubos de respaldo sin puños	NC 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0077	○	
TAPIZADO/ ACOLCHADO RESPALDO					
JCF2171		Tapizado ajustable en tension (recubierto de nylon)	Altura = 540 mm / 8 cinchas; Altura = 480 mm / 7 cinchas Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2152, 1445, 1446, 1496, 2155, 2230, 2247,1288, 1289, 2106, (2273+1093/1094)	○
JCF2179		Tapiza Flex3 Ajustable en tensión	Altura del tapizado 540 mm Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	295,00
JCF2173		Placas ajustables Flex3 con cojín de respaldo Laguna	Placas ajustables en altura y profundidad Flex3 desde 560 mm hasta 790 mm	NC 2163, 2128, (2124+2192/2194)	245,00
JCF2174		Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCF2175		Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCF2176		Matrx Elite E2 Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCF2177		Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCF2178		Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCF2168		Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	NUEVO	770,00

2163/
2162

2179

2179



2173



2168/2169



2168



2169



2385 a 2391

Código	Descripción			P.V.P €
JCF2169	Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	NUEVO	770,00
JCF2170	Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)		NC 1445, 1446, 1496, 2230, 2247	○
OPCIONES MATRX MAC (Si JCB2168 o JCB2169 seleccionada)				
ALTURA RESPALDO MATRX MAC				
JCF2380	405 mm			○
JCF2381	455 mm			○
JCF2382	505 mm			○
JCF2383	560 mm			○
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO				
JCF2385	90 mm			100,00
JCF2386	150 mm			100,00
JCF2387	230 mm			100,00
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO				
JCF2389	90 mm			100,00
JCF2390	150 mm			100,00
JCF2391	230 mm			100,00
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC				
JCF2393	Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla			○
JCF2394	Estándar = misma anchura que anchura de la silla			○
JCF2395	Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla			○
TAPIZADO COJÍN & RESPALDO				
JCF2151	Tejido negro	(Funda bielástica si opción 2142, 2143 elegida)	NC 2179	○
JCF2152	Tapizado Negro suave		NC 2171	○
JCF2155	Microventilado negro		NC 2171, 2179	○
REPOSABRAZOS (PAR)				
JCF2191	Reposabrazos en T-desmontable	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	○
JCF2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	26,25
JCF2198	Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,22
JCF2183	Reposabrazos incurvados	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	59,19
JCF2193	Reposabrazos abatible (ajuste altura)	Peso máx. usuario 150 kg	NC 1445, 1446, 2179	117,62
JCF2192	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 230-300 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+soporte caderas+0556), (2124+2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48
JCF2194	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 300-360 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+soporte caderas+0556), (2124+2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48
JCF2190	Sin reposabrazos			○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)				
JCF2195	Almohadilla corta (325 cm)		NC 2198, (2132 + 1404/1405)	○
JCF2196	Almohadilla larga (375 mm)		NC 2132, 2198	○
JCF2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)		NC 2132, 2198, 2230, 2247	38,59
JCF2199	Almohadilla suave	En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198, 2179	27,56
SOPORTE CADERA IZQ. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos				



2151

2152



2155



2191



2193

2192/
2194

2198



2183




2195




2197


Código	Descripción			P.V.P €	
JCF2184		Soporte cadera izq. 140 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	 2184 a 2189
JCF2186		Soporte cadera izq, 230 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
JCF2188		Soporte cadera izq, 330 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
SOPORTE CADERA DER. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos					
JCF2185		Soporte cadera der, 140 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	 2164/ 2165 1350 1432
JCF2187		Soporte cadera der, 230 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
JCF2189		Soporte cadera der, 330 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
FIJACIÓN SOPORTE CADERA					
JCF2164		Fijación soporte cadera (altura 6,1" / 155 mm)		○	 1427
JCF2165		Fijación soporte cadera (altura 8,1" / 206 mm)		○	
REPOSACABEZAS (Tapizado Negro suave)					
JCF1350		Reposacabeza simple	NC 2230, 2247, 1288, 1289	131,25	 2324
JCF1432		Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC 2230, 2247, 1288, 1289	152,25	
JCF1427		Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC 2230, 2247, 1288, 1289	170,00	
JCF2324		Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm,funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247	393,59	 2325
JCF2325		Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247	386,40	
JCF2327		Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247	535,50	
JCF1495		Reposacabezas no Invacare compatible con ISO 7176-19 (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo)	(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos) NC 2229	○	 2327
SOPORTES DE TRONCO (par; Tapizado negro suave)					
JCF1445		Soportes laterales con brazo prolongado y almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	239,40	 1495
ELEVACIÓN ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO					
JCF1091		Basculación asiento manual (0-15°)	NC 1401, 2054	○	 1445
JCF1092		Basculación eléctrica (0°- 20°)	NC 1401, 2054, 2201	180,00	
JCF1093		Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1401, 2201, (2171/0975+2273)	837,90	
JCF1094		Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1494, (2054+0556/0589), 2201, 2220, (2171/0975+2273)	2.467,50	 1094 1093
JCF2052		Basculación eléctrica 0°-50° con Desplazamiento Centro Gravedad	NUEVO Peso usuario Hasta 136 kg NC 1401, 2201, 2171	1.300,00	

Código	Descripción			P.V.P €
JCF2053	Elevación con Basculación Elect (300 mm, 45°), con Desplazamiento Centro Gravedad	NUEVO	Peso usuario Hasta 136 kg NC 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	3.000,00
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento (ángulo 0°)				
JCF2857	Altura asiento-suelo 435 mm			○
JCF2858	Altura asiento-suelo 460 mm		NC 2054	○
JCF2859	Altura asiento-suelo 485 mm		NC 2054	○
OTRAS OPCIONES DE BASCULACIÓN (Si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)				
JBX2054	Asiento con ángulo negativo 5° - Pedir como especial	Reduce el ángulo de asiento máx. de 5°	NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589)	355,01
RECLINACIÓN DE RESPALDO				
JCF0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75°) Respaldo desmontable sin herramienta	90° - 120°	NC (1093/1094+2273)	○
JCF0977	Respaldo reclinable eléctrico 30° Respaldo abatible sobre asiento (desmontable con herramienta)	30°	NC 2201, (2121+1287), (2121+2285/2283/2287)	429,98
UNIDAD DE ASIENTO				
JBX2101	Unidad asiento Invacare® Modulite HD (Hasta 160 kg)			○
BASE ASIENTO Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)				
JBX2102	◆ Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 530 a 550 mm			◆
ANCHURA ASIENTO PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)				
JCF2124	530 mm			○
JBX2104	550 mm			○
PROFUNDIDAD ASIENTO (ajuste sin intervalos)				
JCF2136	510 mm			○
JBX2137	580 mm			○
COJÍN ASIENTO				
JCF2148	◆ Cojín asiento (perfil 90 mm)			◆
JCF2140	Sin cojín de asiento			○
TUBOS RESPALDO				
JCF2162	◆ Tubos largos (540 mm)	Con puños ajustable en anchura		◆
TAPIZADO RESPALDO				
JCF2171	◆ Tapizado ajustable en tensión	Altura = 540 mm	NC 2230, 2247, 1288, 1289, (2273+1093/1094)	◆
COLOR DE TAPIZADO				
JCF2156	◆ Nylón negro			◆
REPOSABRAZOS (PAR)				
JCF2191	◆ Reposabrazos en T-desmontables, estándar	Ajustable desde 245 - 315 mm		◆
JCF2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm		26,25
JCF2190	Sin reposabrazos			○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)				
JCF2195	◆ Almohadilla corta (325 mm)			◆
JCF2196	Almohadilla larga (375 mm)			○
JCF2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)		NC 2230, 2247	38,59
REPOSACABEZAS (TAPIZADO NEGRO SUAVE)				
JCF1350	Reposacabeza simple	Ajustable en profundidad	NC 2230, 2247, 1288, 1289	131,25
JCF1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente		NC 2230, 2247, 1288, 1289	152,25
JCF1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla		NC 2230, 2247, 1288, 1289	170,00
JCF2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra (ESP26)	Completo con soporte	NC 2230, 2247	374,85



Código	Descripción			P.V.P €	
JCF2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra (EOP23) 	Completo con soporte	NC 2230, 2247	386,40	 2325/ 2326
JCF2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra (EOP23) 	Completo con soporte	NC 2230, 2247	535,50	 2327
JCF1495	Reposacabezas no Invacare	"(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos)"	NC 2229	○	 0977 0975
ELEVACIÓN ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO					
JCF1091	◆	Basculación asiento manual (0°-12°)	NC 1401	◆	
JCF1092		Basculación eléctrica (0°- 20°)	NC 1401, 2201	198,45	
JCF1093		Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1401, 2201, (2171/0975+2273)	837,90	
JCF1094		Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1494, 2201, 2220, (2171/0975+2273), 1910	2.370,38	 0977
ALTURA ASIENTO					
JCF2857	◆	Altura asiento-suelo 435 mm		◆	
JCF2858		Altura asiento-suelo 460 mm		○	
JCF2859		Altura asiento-suelo 485 mm		○	
RECLINACIÓN DE RESPALDO					
JCF0975	◆	Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75°)		◆	
JCF0977		Respaldo reclinable eléctrico 30°		429,98	
PESCANTES / REPOSAPIÉS					
PESCANTE CENTRAL					
Incluye soporte pantorrilla					
JCF0556		Pescante central, ajustable en ángulo (manual) Largo de pierna (UL): 280 - 385 mm	NC 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517, 1244	441,00	 0556 0589
JCF0589		Pescante central eléctrico LNX, compensación ergonómica (Obligatorio pedir chasis ancho, opción JCF2830) Largo de pierna (UL): 340 - 410 mm	NC 2105, (1094+2054), 2201, 1244, (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416)	1.963,50	 0516
JCF2855		Sin reposapiés central		○	
PALETAS / PALETA MONOBLOC					
JCF2365		Paletas ajustables en ángulo y anchura S (Ancho 127 mm / Prof. x 190 mm)		○	
JCF0559		Paletas ajustables en ángulo y anchura M (Ancho 140 mm/ Prof. 240 mm)		○	
JCF0516		Paletas ajustables en ángulo y anchura L (Ancho 150 mm/Prof 290 mm)		○	
JCF0517		Paleta monobloc ajustable en ángulo M (Ancho: 305 mm / Prof. 275 mm) 	NC 0556	93,64	 0517
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO IZQ					
JCF0565	◆	Pescante estándar 80° izq. Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596	◆	 0555/ 0554
JCF0555		Soporte amputado izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596	159,01	 0565/ 0566
JCF0536		Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° izq.  Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta	NC 0566, 0554	142,69	 0536/ 0546
JCF0537		Reposapiernas VARI A - elevable manual izq.  Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554	142,69	 0537/ 0547
JCF0539		Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° izq.  Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554, 2201, 0596	450,00	 0538/ 0548
JCF0535		Sin reposapiés izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0596	○	 0539/ 0549
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO DER					
JCF0566	◆	Pescante estándar 80° der. Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596	◆	
JCF0554		Soporte amputado der.	NC 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596	159,01	

Código	Descripción			P.V.P €	
JCF0546	Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° der. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta	NC 0565, 0555	142,69	
JCF0547	Reposapiernas VARI A - elevable manual der. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555	142,69	
JCF0549	Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° der. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555, 2201, 0596	450,00	
JCF0545	Sin reposapiés der.		NC 0502, 0506, 0508, 0596	○	
PALETA IZQUIERDA					
JCF0505	◆ Paleta fija, izq.		NC 0555, 0535, 0537, 0538, 0539	◆	
JCF0509	Paleta ajustable en ángulo izq.		NC 0535, 0565, 0555	22,05	
JCF0511	Paleta ajustable ángulo y prof. Izq.		NC 0555, 0535	121,28	
PALETA DERECHA					
JCF0502	◆ Paleta fija, der.		NC 0544, 0545, 0547, 0548, 0549	◆	
JCF0506	Paleta ajustable en ángulo, der.		NC 0545, 0566, 0554	22,05	
JCF0508	Paleta ajustable ángulo y prof, der.		NC 0544, 0545	121,28	
MANDOS LiNX					
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte					
JCF2201	◆ Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción		NC 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0539, 0549, (2220+1224/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 0077, 1905	◆	
JCF2203	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores		NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 0077	120,00	
JCF2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, actuadores y control de luces		NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	203,96	
JCF2205	Mando LiNX DLX-REM400, con pantalla táctil 3,5"-conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores		NC 2220	955,87	
JCF2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores. Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233		NC 1709, 1710, 2220, 2270	1.461,92	
OPCIÓN MANDO REM400					
JCF2270	Par de interruptores para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.		NC 2201, 2203, 2204, 2206	248,06	
SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM 110/211/216/400)					
JCF1207	Soporte estándar derecho		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	
JCF1208	Soporte estándar izquierdo		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	
JCF1707	◆ Soporte abatible derecho		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	
JCF1708	Soporte abatible izquierdo		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	
JCF1709	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, Der. NUEVO		NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	350,00	
JCF1710	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, Izq. NUEVO		NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	350,00	
JCF2209	Soporte abatible derecho (solo para REM500)		NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	



Código	Descripción		P.V.P €
JCF2210	Soporte abatible izquierdo (solo para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○
JCF2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	633,94
JCF2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	633,94
JCF2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,64
JCF2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,64
JBX2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	□
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE			
JCF2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando) 	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1224), 2227, 2228	551,25
JCF2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) 	NC 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	756,00
JCF2245	Doble mando intuitivo IDC 	NC 2201, 2108, 2259, 2260	803,25
JCF2259	soporte derecho, Acompañante	NC 1287, 2291, 2245, 1312	○
JCF2260	soporte izquierdo, Acompañante	NC 1286, 2292, 2245, 1363	○
JCF1221	Soporte derecho, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○
JCF1222	Soporte izquierdo, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
JCF2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 	NC 2201, 2203, 2204	987,00
JCF2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF 	NC 2201, 2203, 2204	1.081,50
JCF2207	Soporte derecho	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○
JCF2208	Soporte izquierdo	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○
JCF2265	Montaje Central, abatible hacia DER. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215! NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	633,94
JCF2266	Montaje Central, abatible hacia IZQ. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215! NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	633,94
JBX2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS REQUIRES PRIMARY REMOTE (DLX-REM400 or DLX-REM500)			
MANDO MENTÓN & SOPORTES			
JCF2229	Mando mentón proporcional (ASL138) - Consultar disponibilidad 	Se entrega con pulsador ovalado NC 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128	3.171,00
JCF1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○
JCF1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○
JCF1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas NC 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415	2.193,98
JCF1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	2.193,98



2220




2245





2231/ 2232



2207/ 2208



2265/ 2266

2229+1289
2229+ 12882229+1287
2229+ 1286

Código	Descripción		P.V.P €
MANDO OCCIPITAL (tecnología ATOM)			
JCF2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con soportes laterales estándares M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) 		4.856,25
JCF2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con soportes laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) 		5.197,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
JCF2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) 		5.785,50
JCF2275	Montaje central, abatible hacia der, Nucleus 	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	
JCF2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	
JBX2269	Montaje personalizado (especial)	Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
LINX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS REQUIRES PRIMARY REMOTE (DLX-REM400 or DLX-REM500)			
JCF2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130 		3.911,25
JCF2240	Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick 		2.331,00
JCF2285	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		
JCF2286	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		
JCF2283	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)		633,94
JCF2284	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)		633,94
JCF2287	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	650,48
JCF2288	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	650,48
JBX2289	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	
MANDOS ALTERNATIVOS Montaje en el lado opuesto al mando principal			
MANDO 10 BOTONES LINX			
JCF2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) 		495,00
JCF2217	Soporte derecho, montaje usuario		
JCF2218	Soporte izquierdo, montaje usuario		
JCF2291	Soporte derecho, montaje acompañante		
JCF2292	Soporte izquierdo, montaje acompañante		
JCF2225	Sin soporte		
ACCESORIOS LINX			
CONEXIÓN USB			
JCF2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A		292,16
JCF2281	Soporte derecha		
JCF2282	Soporte izquierda		
MANDO PARADA EMERGENCIA			
JCF2258	Mando parada emergencia inalámbrico (ASL 504)		749,70



2230



2247



2285

2287/2288



2251

2240



2217/2218



2253

Código	Descripción			P.V.P €
MÓDULO DE ENTRADA INPUT200				
JCF2273		Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para encender/apagar y salida DB9)	NC (1093/1094+2171/0975), 2220	330,75
OTROS COMPONENTES / ACCESSORIOS LINX				
JCF2300		Incluidos con la silla		○
JBX2301		Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente		
PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm				
JCF1685		Pulsador redondo rojo		115,76
JCF1686		Pulsador redondo amarillo		115,76
JCF1687		Pulsador redondo verde		115,76
JCF1690		Pulsador redondo azul		115,76
PULSADORES OVALADOS				
JCF2254		Pulsador ovalado, negro		115,76
MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm				
JCF1711		Pulsador Piko Rojo		143,33
JCF1712		Pulsador Piko Amarillo		143,33
JCF1713		Pulsador Piko Verde		143,33
JCF1714		Pulsador Piko Naranja		143,33
JCF1715		Pulsador Piko Azul		143,33
JCF1716		Pulsador Piko Negro		143,33
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)				
JCF2721		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A		82,69
JCF2722		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A		82,69
JCF2723		Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		82,69
JCF2724		Pomo de goma tipo "seta" (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A		82,69
ADAPTADOR 5:1				
JCF1681		Adaptador 5:1		99,23
BASE MOTRIZ				
COLOR CHASIS				
JCF2871		Negro/Antracita		○
JCF2872		Plateado		○
JCF2873		Rojo bengala		○
JCF2874		Azul mercurio		○
JCF2875		Púrpura medianoche		○
JBX0299		Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891
JCF2865		Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891
JCF2866		Gama Premium- Caracasa Azul Oceano satinado RAL5026	Gama Premium- Caracasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891
JCF2867		Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025	Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891
JCF2868		Gama Premium - Caracsa oro RAL1035	Gama Premium - Caracsa oro RAL1035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890
COLOR EMBELLECEDORES RUEDAS TRASERAS (con horquilla doble (JCB2632): embellecedores en ruedas traseras del color seleccionado / con horquilla monobrazo (JCB2631): embellecedores en ruedas traseras y delanteras del color seleccionado)				
JCF2882	◆	Negro/Antracita		◆
JCF2883		Plateado		104,74
JCF2884		Rojo bengala		104,74
JCF2885		Azul mercurio		104,74
JCF2886		Púrpura medianoche		104,74
JBX2887		Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2865, 2866, 2867, 2868



2273



2258



1685-1690



1711-1716



2721/2722 2724 2723




1681



2632

2631

Negro/Antracita Azul mercurio



Rojo bengala Plateado



Púrpura medianoche



2865

2866



2867

2868


Código	Descripción			P.V.P €
JCF2888	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868		○
JCF2889	Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868		○
JCF2890	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868		○
JCF2891	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867		○
HORQUILLAS				
JCF2631	Horquilla monobrazo	Base ancha + horquilla monobrazo: anchura total: 635 mm!	NC (1490+1416)	292,16
JCF2632	◆ Horquilla doble	Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm!		◆
RUEDAS DELANTERAS				
Negras, anti-huellas				
JCF0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras	NC (2810+0589)		○
JCF0836	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), macizas negras	NC (2810+0589)		◆
JCF0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras Con líquido antipinchazo	NC (2810+0589)		55,13
SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS				
JCF1490	Bloqueo ruedas delanteras	NC (2631+1416)		132,30
RUEDAS MOTRICES Negras, anti-huellas				
JCF0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras			○
JCF0705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras			◆
JCF0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras Con líquido antipinchazo			55,13
FRENO DE ESTACIONAMIENTO				
JCF1206	Freno estacionamiento (par)			38,59
SUSPENSIÓN CTC				
JCF2870	◆ CTC Suspension Control - Traction - Comfort			◆
PESO USUARIO / SUSPENSION CTC para AVIVA RX20 y RX40				
JCF1910	Peso usuario Hasta 70 kg			○
JCB1912	Peso usuario hasta 90 kg			○
JCF1911	Peso usuario Hasta 110 kg			○
JCF1915	◆ Peso usuario Hasta 136 kg			◆
VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS				
JCF1294	Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox.	NC 1244		○
JCF1282	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h			○
JCF1283	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	NC (2201+2220)		◆
JCF1224	Motores OPS - 4 polos - 12 km/h - Para uso exterior	NC 0077, (2201+2220)		716,63
BATERÍAS				
JCF1259	◆ 60 Ah Gel			◆
JCF1260	73,5 Ah Gel	NC 1450		385,88
G-TRAC				
JCF1215	Módulo G-Trac			899,64
CARGADOR				
JCF1343	◆ Cargador Opti Charge 8A (IP44)			◆
JCF1313	Cargador Opti Charge 10A (IP44)			369,34
ANTIVUELCO				
JCF1205	◆ Antivuelcos			◆
KIT DE LUCES				
JCF1437	Kit de luces LED con intermitentes (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 30 Luxes	NC 2201, 2203	633,94
JCF2837	Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes	NC 2201, 2203	766,24
JCF1254	◆ Sin kit de luces			◆
KIT SUBEBORDILLOS				
JCF1244	Kit subebordillos	Abatible hacia dentro	NC 0596, 2830, 0556, 0589, 1294	197,13



1490



1205




1437

2837




1244

Código	Descripción			P.V.P €	
PREPARACIÓN SISTEMA DE ACOPLE DAHL					
Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo					
JCF1450		Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado)	Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado)	NC 1260	259,09
KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO)					
JCF1493	◆	Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)		NC 2894	◆
JCF1494		Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado	NC 1094	24,26
JCF1401		Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado	NC 2105, 1091, 1092, 1093	66,15
OPCIONES KIT TRANSPORTE					
JCF2894		Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos	Solo compatible con opciones 1494/1401	NC 1493	82,69
CINTURONES					
JCF1329	◆	Cinturón de fijación con hebilla	Montaje estándar		◆
JCF2113		Cinturón de fijación con hebilla	Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento	NC 2105, (2132+2191/2183/2181)	94,50
JCF2701		Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCF2702		Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla M	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCF2703		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCF2704		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCF2705		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico, Cinch-Mount, Talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCF2706		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico, Cinch-Mount, Talla M	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
RETROVISOR TRASERO					
JCF1415		Derecho		NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	38,59
JCF1339		Izquierdo		NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	38,59
ACCESORIOS					
GANCHOS BOLSO					
JCF2128		Ganchos para bolso (Solo asiento Modulite telescópico)	Peso máximo 6 kg	NC 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	126,79
SOPORTE PARA BASTONES (en combinación con mando acompañante o doble mando se ha de montar en el lado inverso al mando)					
JCF1312		Derecho		NC 1287, 2227, 2259, 1221	33,08
JCF1363		Izquierdo		NC 1286, 2228, 2260, 1222	33,08



1450



2894



1329



2701/ 2702



2703/ 2704



2705/ 2706



1415/ 1339



2128

Código	Descripción		P.V.P €
GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros)			
JCF1416	Guardabarros ruedas delanteras	NC (2631+1490), (2810+0589)	44,10
GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros)			
JCF1417	◆ Guardabarros ruedas motrices		◆
BANDEJA			
JCF1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	303,19
JCF1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	303,19
KIT DE HERRAMIENTAS			
JCF1333	Kit de herramientas		57,75



1417

1416



1404/1405



1333