

Demande de démo AVIVA FX40 MPS Maxx

Demande de démo **AVIVA FX40 MPS Maxx**

Vous souhaitez faire une demande de démonstration d'un fauteuil AVIVA FX40 MPS Maxx.

Afin que vous receviez le fauteuil pré-réglé, merci de remplir cette fiche de mesure dans la configuration souhaitée.



Yes, you can.

Coordonnées du Pôle démo : Tel : 02 47 62 69 00 email : demofr@invacare.com

Je souhaite la présence d'un représentant Invacare pour la réalisation de mon essai, Si oui, merci de cocher la case

☐

ATTENTION - MESURE ANTHROPOMETRIQUES OBLIGATOIRES		Commentaires	
<p>A remplir - Mesure en centimètre</p> <p>Taille de l'utilisateur (cm) :</p> <p>Poids de l'utilisateur (kg) :</p> <p>A. Coussin d'assise à l'épaule (cm) :</p> <p>B. Profondeur du tronc (cm) :</p> <p>C. Largeur de torse (cm) :</p> <p>D. Du dossier à l'arrière du genou (cm) Gauche : droit :</p> <p>E : Coussin d'assise jusqu'au dessus de tête (cm) :</p> <p>F : Du coude à la main (cm) :</p> <p>G. Coussin d'assise au coude (cm) :</p> <p>H. Largeur des hanches (cm) :</p> <p>I. Longueur UL (cm) Gauche : Droit :</p> <p>Epaisseur du coussin (cm) :</p>		 	
JEA0000	<input type="checkbox"/> Invacare®AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV Code LPPR 9539930 + 9913245 + 9934282 + 9981399 + 9977848 + 9928838		
Verticalisation			
JEA0100	<input type="checkbox"/> Verticalisation - Inclus : barre rembourrée pectorale amovible et appuis sous-rotuliens, réglables en hauteur et en profondeur	<input type="radio"/>	
ASSISE			
Hauteur sol-plaque d'assise			
JEA0200	<input type="checkbox"/> 470 mm	<input type="radio"/>	
Bascule d'assise et inclinaison de dossier			
JEA0300	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique à translation MPS Maxx de 0° à 45° et inclinaison dossier électrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°	<input type="radio"/>	
Module de verticalisation			
JEA0400	<input type="checkbox"/> Module de verticalisation MPS	<input type="radio"/>	
Elevateur d'assise			
JEA0500	<input type="checkbox"/> Elevateur d'assise 7" (18cm)	<input type="radio"/>	
Largeur d'assise réglable par pas de 25 mm (Préréglage d'usine)			
JEA0600	<input type="checkbox"/> 405 mm	<input type="radio"/>	
JEA0610	<input type="checkbox"/> 430 mm	<input type="radio"/>	
JEA0620	<input type="checkbox"/> 455 mm	<input type="radio"/>	
JEA0630	<input type="checkbox"/> 485 mm	<input type="radio"/>	
JEA0640	<input type="checkbox"/> 510 mm	<input type="radio"/>	
Profondeur d'assise réglable en continu (Préréglage d'usine)			
JEA0700	<input type="checkbox"/> 405 mm	<input type="radio"/>	
JEA0710	<input type="checkbox"/> 430 mm	<input type="radio"/>	
JEA0720	<input type="checkbox"/> 455 mm	<input type="radio"/>	
JEA0730	<input type="checkbox"/> 485 mm	<input type="radio"/>	
JEA0740	<input type="checkbox"/> 510 mm	<input type="radio"/>	
Coussin d'assise			
JEA0820	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Libra - 2 housses PU biextensible	<input type="radio"/>	
Harnais			
JEA0960	<input type="checkbox"/> Support de tronc antérieur Monoflex, ouverture centrale, large (89 mm x 546 mm)	<input type="radio"/>	
Barre de maintien			
JEA0980	<input type="checkbox"/> Barre de maintien enveloppée de mousse - Montage à droite	<input type="radio"/>	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160
JEA0990	<input type="checkbox"/> Barre de maintien à coussin plat - Montage à gauche	<input type="radio"/>	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170
Ceintures			
JEA1025	<input type="checkbox"/> Ceinture Q-Strait 940 mm S5-6329-13 (conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes)	<input type="radio"/>	NC : 3110, 3130, 3150, 3169

Appui-tête Elan avec housse respirante				
JEA1110	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10"		<input type="radio"/>
JEA1130	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9"		<input type="radio"/>
Housse d'appui-tête alternative				
JEA1170	<input type="checkbox"/>	Housse PU bi-extensible		<input type="radio"/>
Support d'appui-tête				
JEA1190	<input type="checkbox"/>	Support <i>Elan</i> Standard, multi-réglable, 38 cm de hauteur		<input type="radio"/>
Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier avec 200mm d'écart entre la plaque d'assise et le bas du dossier recommandé)				
JEA1320	<input type="checkbox"/>	555 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640	<input type="radio"/>
JEA1330	<input type="checkbox"/>	580 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640	<input type="radio"/>
JEA1340	<input type="checkbox"/>	610 mm	NC : 1630, 1640	<input type="radio"/>
JEA1350	<input type="checkbox"/>	635 mm	NC : 1630, 1640	<input type="radio"/>
JEA1360	<input type="checkbox"/>	660 mm	NC : 1640	<input type="radio"/>
JEA1370	<input type="checkbox"/>	685 mm	NC : 1640	<input type="radio"/>
JEA1380	<input type="checkbox"/>	710 mm		<input type="radio"/>
Type de dossier <i>Matrx</i> (revêtement Mesh micro-aéré noir)				
JEA1500	<input type="checkbox"/>	<i>High Back</i>	NC : 1600, 1610	<input type="radio"/>
JEA1510	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i>	NC : 1600	<input type="radio"/>
JEA1520	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite TR</i>	NC : 1600	<input type="radio"/>
Hauteur de dossier <i>Matrx</i> (200mm d'écart entre la plaque d'assise et le bas du dossier est recommandé)				
JEA1600	<input type="checkbox"/>	305 mm		<input type="radio"/>
JEA1610	<input type="checkbox"/>	355 mm		<input type="radio"/>
JEA1620	<input type="checkbox"/>	405 mm		<input type="radio"/>
JEA1630	<input type="checkbox"/>	455 mm		<input type="radio"/>
JEA1640	<input type="checkbox"/>	505 mm		<input type="radio"/>
ACCOUDOIRS				
Accoudoirs relevables et parallèles				
JEA1800	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables		<input type="radio"/>
JEA1805	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables vers l'extérieur		<input type="radio"/>
Longueur de tubes d'accoudoir				
Côté gauche				
JEA1810	<input type="checkbox"/>	Tube long accoudoir gauche		<input type="radio"/>
Côté droit				
JEA1830	<input type="checkbox"/>	Tube long accoudoir droit		<input type="radio"/>
Manchette Standard				
Côté gauche				
JEA1850	<input type="checkbox"/>	Manchette standard longue 355 mm gauche	NC : 1970	<input type="radio"/>
JEA1910	<input type="checkbox"/>	Manchette multi-position, longue 355 mm	NC : 1970	<input type="radio"/>
JEA1960	<input type="checkbox"/>	Gouttière gauche, 114 x 330 mm		<input type="radio"/>
Appui palmaire gauche				
JEA1970	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire gauche, 114 x 127 mm		<input type="radio"/>
Côté droit				
JEA2000	<input type="checkbox"/>	Manchette standard longue 355 mm, droit	NC : 2120	<input type="radio"/>
JEA2060	<input type="checkbox"/>	Manchette multi-position, longue 355 mm droite	NC : 2120	<input type="radio"/>
JEA2110	<input type="checkbox"/>	Gouttière droite, 114 x 330 mm		<input type="radio"/>
Appui palmaire droit				
JEA2120	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire droit, 114 x 127 mm		<input type="radio"/>

CALE-TRONCS				
Coussin de cale-tronc MAXX fixe, gauche (longueur x hauteur)				
JEA2220	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc <i>Maxx Style</i> M, gauche 145 x 95 mm		<input type="radio"/>
Coussin de cale-tronc MAXX fixe, droit (longueur x hauteur)				
JEA2260	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc <i>Maxx Style</i> M, droit 145 x 95 mm		<input type="radio"/>
Support de cale-tronc MAXX escamotable, gauche				
JEA2280	<input type="checkbox"/>	Fixation de cale-tronc escamotable, gauche		<input type="radio"/>
Support de cale-tronc rallongé gauche				
JEA2290	<input type="checkbox"/>	Support de cale-tronc rallongé, gauche, 25 mm		<input type="radio"/>
Support de cale-tronc MAXX escamotable droite				
JEA2300	<input type="checkbox"/>	Fixation de cale-tronc escamotable, droite		<input type="radio"/>
Support de cale-tronc rallongé droite				
JEA2310	<input type="checkbox"/>	Support de cale-tronc rallongé, droite, 25 mm		<input type="radio"/>
CALE-CUISSSES				
Coussin de cale-cuisse gauche (longueur x hauteur)				
JEA2400	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse XS, gauche 140 x 102 mm		<input type="radio"/>
JEA2410	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse S, gauche 178 x 152 mm		<input type="radio"/>
JEA2420	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse M, gauche 229 x 102 mm		<input type="radio"/>
JEA2430	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse L, gauche 330 x 102 mm		<input type="radio"/>
Coussin de cale-cuisse droit (longueur x hauteur)				
JEA2440	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse XS, droite 140 x 102 mm		<input type="radio"/>
JEA2450	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse S, droite 178 x 152 mm		<input type="radio"/>
JEA2460	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse M, droite 229 x 102 mm		<input type="radio"/>
JEA2470	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse L, droite 330 x 102 mm		<input type="radio"/>
CALE-CUISSSES				
Côté gauche				
JEA2520	<input type="checkbox"/>	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche		<input type="radio"/>
Côté droit				
JEA2580	<input type="checkbox"/>	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche		<input type="radio"/>
REPOSE-JAMBES CENTRAL				
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets				
JEA2600	<input type="checkbox"/>	Synchronisé avec la verticalisation		<input type="radio"/>
		Inclus : appuis sous-rotuliens		
		Electrique BDC avec compensation		
		A compléter - Mesures en mm - Du genou au talon : Epaisseur du coussin (à soustraire) : Compression du coussin (à ajouter) : UL (de la plaque d'assise au repose pied) :		
UL de réglage du repose-jambes central				
JEA2610	<input type="checkbox"/>	203 - 305 mm	NC : 2650	<input type="radio"/>
JEA2630	<input type="checkbox"/>	330 - 406/430 mm	NC : 2640	<input type="radio"/>
Coussins d'appui-mollets (hauteur x largeur)				
JEA2640	<input type="checkbox"/>	Coussins d'appui-mollets 140mm x 102mm		<input type="radio"/>
JEA2650	<input type="checkbox"/>	Coussins d'appui-mollets 190mm x 150mm		<input type="radio"/>

Palette gauche (largeur x profondeur)				
JEA2655	<input type="checkbox"/>	Palette MAXX ajustable gauche - 140 - 150 x 240 - 290 mm (conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes)		<input type="radio"/>
Palette droite (largeur x profondeur)				
JEA2685	<input type="checkbox"/>	Palette MAXX ajustable droite - 140 - 150 x 240 - 290 mm (conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes)		<input type="radio"/>
Appuis sous-rotuliens				
JEA2720	<input type="checkbox"/>	Appuis sous-rotuliens modulaires avec réglable en hauteur, en profondeur et en angle		<input type="radio"/>
Coussins sous-rotulien				
JEA2750	<input type="checkbox"/>	Coussin de 203 mm pour genouillères		<input type="radio"/>
(2) code LPPR : 9934282 - VPH, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil				
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX				
Commande principale pour Electronique <i>LiNX</i>				
JEA3020	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		<input type="radio"/>
Option REM400				
JEA3040	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		<input type="radio"/>
Montage de la commande principale (REM211/216/400)				
JEA3120	<input type="checkbox"/>	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 3610	<input type="radio"/>
JEA3130	<input type="checkbox"/>	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 3620	<input type="radio"/>
JEA3140	<input type="checkbox"/>	Support <i>Maxx Resolve</i> , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 3610	<input type="radio"/>
JEA3150	<input type="checkbox"/>	Support <i>Maxx Resolve</i> , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 3620	<input type="radio"/>
Commande spéciale				
Si commande spéciale, merci de l'indiquer ici :				<input type="radio"/>