

AVIVA FX40

MPS Maxx

FREV Classe B



Configuration disponible

Dossier et coussin Matrix / Appui-tête
Elan / Accessoires de positionnement /
Dossier électrique à compensation
170° / Batterie 60 Ah / REM400 /
programmable à 12 km/h...

Adjonctions incluses

Lift/Bascule d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)
Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)

Adjonctions disponibles

Appui-tête
(LPPR/PLV 160,00€)
PAP membres Inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
Commande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)
Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)


Prix Public TTC (LPPR/PLV)

23 819,25 €

Forfait MAD1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)
Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 604 mm 
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 470 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 60 Ah (jusqu'à 27 km d'autonomie)
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 83 mm
	Poids max utilisateur 113 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases		☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix	
Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
ATTENTION - MESURE ANTHROPOMETRIQUES OBLIGATOIRES				Commentaires	
A remplir - <u>Mesure en centimètre</u> Taille de l'utilisateur (cm) : Poids de l'utilisateur (kg) : A. Coussin d'assise à l'épaule (cm) : B. Profondeur du tronc (cm) : C. Largeur de torse (cm) : D. Du dossier à l'arrière du genou (cm) Gauche : droit : E : Coussin d'assise jusqu'au dessus de tête (cm) : F : Du coude à la main (cm) : G. Coussin d'assise au coude (cm) : H. Largeur des hanches (cm) : I. Longueur UL (cm) Gauche : Droit : Epaisseur du coussin (cm) :					
Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JEA0000	☐ Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV Classe B - Code LPPR 9539930 + 9934282 + 9928838		22 577,49	23 819,25	23 819,25
Verticalisation					
JEA0100	☐ Verticalisation - Inclus : barre rembourrée pectorale amovible et appuis sous-rotuliens, réglables en hauteur et en profondeur		◆	◆	
ASSISE					
Hauteur sol-plaque d'assise					
JEA0200	☐ 470 mm		◆	◆	
JEA0210	☐ 495 mm		○	○	
Bascule d'assise et inclinaison de dossier					
JEA0300	☐ Bascule d'assise électrique à translation MPS Maxx de 0° à 45° et inclinaison dossier électrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°		◆	◆	
Module de verticalisation					
JEA0400	☐ Module de verticalisation MPS		◆	◆	
Elevateur d'assise					
JEA0500	☐ Elevateur d'assise 7" (18cm)		◆	◆	1500,00 (7)
Largeur d'assise réglable par pas de 25 mm (Préréglage d'usine)					
JEA0600	☐ 405 mm		○	○	
JEA0610	☐ 430 mm		◆	◆	
JEA0620	☐ 455 mm		○	○	
JEA0630	☐ 485 mm		○	○	
JEA0640	☐ 510 mm		○	○	
Profondeur d'assise réglable en continu (Préréglage d'usine)					
JEA0700	☐ 405 mm		○	○	
JEA0710	☐ 430 mm		○	○	
JEA0720	☐ 455 mm		◆	◆	
JEA0730	☐ 485 mm		○	○	
JEA0740	☐ 510 mm		○	○	
Coussin d'assise					
JEA0800	☐ Coussin d'assise Matrx Libra - 2 housses Startex biextensible noire		◆	◆	
JEA0810	☐ Coussin d'assise Matrx Libra - 2 housses Spacetex (Mesh)		189,57	200,00	600,00 (5)
JEA0820	☐ Coussin d'assise Matrx Libra - 2 housses PU biextensible		189,57	200,00	600,00 (5)
JEA0840	☐ Coussin d'assise Matrx Vi - housse Spacetex (Mesh) - deuxième housse intérieure imperméable incluse		189,57	200,00	600,00 (5)
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra					
JEA1980	☐ Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité	NC 2140, 2141, 2142, 2143	47,39	50,00	600,00 (5)
JEA1981	☐ Biseau crural, l'unité	NC 2140, 2141, 2142, 2144	47,39	50,00	600,00 (5)
JEA1982	☐ Biseau fessier, la paire	NC 2140, 2141, 2142, 2145	47,39	50,00	600,00 (5)
JEA1983	☐ Biseau latéral, l'unité	NC 2140, 2141, 2142, 2146	47,39	50,00	600,00 (5)
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € (7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil					



Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JEA1980	☐	Plot d'adduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité	NC 2140, 2141, 2142, 2143	47,39	50,00	600,00 (5)
JEA1981	☐	Biseau crural, l'unité	NC 2140, 2141, 2142, 2144	47,39	50,00	600,00 (5)
JEA1982	☐	Biseau fessier, la paire	NC 2140, 2141, 2142, 2145	47,39	50,00	600,00 (5)
JEA1983	☐	Biseau latéral, l'unité	NC 2140, 2141, 2142, 2146	47,39	50,00	600,00 (5)
Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi						
JEA1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne Matrx Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)
Harnais						
JEA0900	☐	Harnais rembourré 2 points		◆	◆	
JEA0910	☐	Support de tronc antérieur Monoflex, Small (75 mm x 395 mm)		189,57	200,00	600,00 (4)
JEA0920	☐	Support de tronc antérieur Monoflex, Medium (100 mm x 464 mm)		189,57	200,00	600,00 (4)
JEA0930	☐	Support de tronc antérieur Monoflex, large (114 mm x 546 mm)		189,57	200,00	600,00 (4)
JEA0940	☐	Support de tronc antérieur Monoflex, ouverture centrale, Small (63.5 mm x 395 mm)		189,57	200,00	600,00 (4)
JEA0950	☐	Support de tronc antérieur Monoflex, ouverture centrale, Médium (83 mm x 464 mm)		189,57	200,00	600,00 (4)
JEA0960	☐	Support de tronc antérieur Monoflex, ouverture centrale, large (89 mm x 546 mm)		189,57	200,00	600,00 (4)
Barre de maintien						
JEA0970	☐	Barre de maintien enveloppée de mousse - Montage à gauche	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170	◆	◆	
JEA0980	☐	Barre de maintien enveloppée de mousse - Montage à droite	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160	○	○	
JEA0990	☐	Barre de maintien à coussin plat - Montage à gauche	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170	○	○	
JEA1000	☐	Barre de maintien à coussin plat - Montage à droite	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160	○	○	
Tablette						
JEA1010	☐	Tablette à hauteur réglable en plastique (533 mm x 305 mm), montage à gauche	NC : 3110, 3130, 3150, 3170	125,12	132,00	132,00 (3)
JEA1020	☐	Tablette à hauteur réglable en plastique (533 mm x 305 mm), montage à droite	NC : 3100, 3120, 3140, 3160	125,12	132,00	
Ceintures						
JEA1025	☐	Ceinture Q-Strait 940 mm S5-6329-13 (conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes)	NC : 3110, 3130, 3150, 3169	○	○	
JEA1030	☐	Bouton à pousser, longueur 1220 mm		○	○	
JEA1040	☐	Bouton à pousser, longueur 1524 mm		◆	◆	
JEA1050	☐	Bouton à pousser, longueur 1803 mm		○	○	
JEA1060	☐	Ceinture Bodypoint sous-abdominale rembourrée 2 points		189,57	200,00	600,00 (5)
JEA1070	☐	Ceinture Bodypoint sous-abdominale rembourrée 4 points		189,57	200,00	600,00 (5)
Appui-tête Elan avec housse respirante						
JEA1100	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 6"		151,66	160,00	160,00 (1)
JEA1110	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10"		151,66	160,00	160,00 (1)
JEA1120	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 14"		151,66	160,00	160,00 (1)
JEA1130	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9"		151,66	160,00	160,00 (1)
JEA1140	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 12"		151,66	160,00	160,00 (1)
JEA1150	☐	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 9"		151,66	160,00	160,00 (1)
JEA1160	☐	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 12"		151,66	160,00	160,00 (1)
Housse d'appui-tête alternative						
JEA1170	☐	Housse PU bi-extensible		○	○	
Support d'appui-tête						
JEA1180	☐	Support fixe, non amovible	NC : 1510 à 1550	○	○	
JEA1190	☐	Support <i>Elan</i> Standard, multi-réglable, 38 cm de hauteur		○	○	
JEA1200	☐	Support <i>Elan</i> rallongé, multi-réglable, 38 cm de hauteur		○	○	
JEA1210	☐	Support <i>Loxx</i> , Standard, 38 cm		○	○	
JEA1220	☐	Support <i>Loxx</i> , Mini, 28 cm		○	○	



0910 / 0920
0930



0940 / 0950 /
0960



0970 / 0980



0990 / 1000



1030 / 1040 /
1050



1060



1070



1100
1110
1120



1130
1140



1150
1160



1180



1190



1210
1220

(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 €

(3) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction tablette complète - 132,00 €

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €



0910 / 0920
0930



0940 / 0950 /
0960



0970 / 0980



0990 / 1000



1030 / 1040 /
1050



1060



1070



1100
1110
1120



1130
1140



1150
1160



1180



1190



1210
1220

(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 €

(3) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction tablette complète - 132,00 €

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier avec 200mm d'écart entre la plaque d'assise et le bas du dossier recommandé)						
JEA1300	☐	505 mm	NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640	○	○	
JEA1310	☐	530 mm	NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640	○	○	
JEA1320	☐	555 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640	○	○	
JEA1330	☐	580 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640	○	○	
JEA1340	☐	610 mm	NC : 1630, 1640	◆	◆	
JEA1350	☐	635 mm	NC : 1630, 1640	○	○	
JEA1360	☐	660 mm	NC : 1640	○	○	
JEA1370	☐	685 mm	NC : 1640	○	○	
JEA1380	☐	710 mm		○	○	
Type de dossier <i>Matrx</i> (revêtement Mesh micro-aéré noir)						
JEA1500	☐	<i>High Back</i>	NC : 1600, 1610	◆	◆	
JEA1510	☐	<i>Matrx Elite E2</i>	NC : 1600	189,57	200,00	600,00 (4)
JEA1520	☐	<i>Matrx Elite TR</i>	NC : 1600	189,57	200,00	600,00 (4)
JEA1530	☐	<i>Matrx Elite E2 Deep</i>	NC : 1600, 2200 à 2270	379,15	400,00	600,00 (4)
JEA1540	☐	<i>Matrx Posture Back</i>	NC : 1610, 2200 à 2270	379,15	400,00	600,00 (4)
JEA1550	☐	<i>Matrx Posture Back Deep</i>	NC : 1610, 2200 à 2270	379,15	400,00	600,00 (4)
Hauteur de dossier <i>Matrx</i> (200mm d'écart entre la plaque d'assise et le bas du dossier est recommandé)						
JEA1600	☐	305 mm		○	○	
JEA1610	☐	355 mm		○	○	
JEA1620	☐	405 mm		◆	◆	
JEA1630	☐	455 mm		○	○	
JEA1640	☐	505 mm		○	○	
ACCOUDOIRS						
Accoudoirs relevables et parallèles						
JEA1800	☐	Accoudoirs relevables		◆	◆	
JEA1805	☐	Accoudoirs relevables vers l'extérieur		○	○	
Longueur de tubes d'accoudoir						
Côté gauche						
JEA1810	☐	Tube long accoudoir gauche		○	○	
JEA1820	☐	Tube court accoudoir gauche		◆	◆	
Côté droit						
JEA1830	☐	Tube long accoudoir droit		○	○	
JEA1840	☐	Tube court accoudoir droit		◆	◆	
Manchette Standard						
Côté gauche						
JEA1850	☐	Manchette standard longue 355 mm gauche	NC : 1970	○	○	
JEA1860	☐	Manchette standard courte 254 mm gauche	NC : 1970	○	○	
JEA1870	☐	Manchette longue gauche (coussin mousse Soft, longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 1970	○	○	
JEA1880	☐	Manchette standard gauche (coussin mousse Soft longueur 254 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 1970	○	○	
JEA1890	☐	Manchette longue gauche (coussin mousse viscoélastique, revêtement <i>Startex</i> , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 1970	○	○	
JEA1900	☐	Manchette standard gauche (coussin mousse viscoélastique, revêtement <i>Startex</i> , longueur 254 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 1970	◆	◆	
JEA1910	☐	Manchette multi-position, longue 355 mm G	NC : 1970	○	○	
JEA1920	☐	Manchette multi-position, courte 254 mm G	NC : 1970	○	○	
JEA1930	☐	Manchette gel courte gauche 51 x 305 mm	NC : 1970	○	○	
JEA1940	☐	Manchette gel médium gauche 89 x 305 mm	NC : 1970	○	○	
JEA1950	☐	Manchette gel longue gauche 89 x 355 mm	NC : 1970	○	○	
JEA1960	☐	Gouttière gauche, 114 x 330 mm		○	○	
Appui palmaire gauche						
JEA1970	☐	Appui palmaire gauche, 114 x 127 mm		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €						



1500



1510 1530



1540 1550




1800




1850 / 1860
2000 / 2010



1870
1880



1890
1900
2040
2050



1910 / 1920
2060 / 2070



1500



1510

1530



1540

1550



1800



1850 / 1860
2000 / 2010



1870
1880



1890
1900
2040
2050



1910 / 1920
2060 / 2070

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Côté droit						
JEA2000	☐	Manchette standard longue 355 mm, droit	NC : 2120	○	○	
JEA2010	☐	Manchette standard courte 254 mm droit	NC : 2120	○	○	
JEA2020	☐	Manchette longue droite (coussin mousse Soft, longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2120	○	○	
JEA2030	☐	Manchette standard droite (coussin mousse Soft longueur 254 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2120	○	○	
JEA2040	☐	Manchette longue droite (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2120	○	○	
JEA2050	☐	Manchette standard droite (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2120	◆	◆	
JEA2060	☐	Manchette multi-position, longue 355 mm droite	NC : 2120	○	○	
JEA2070	☐	Manchette multi-position, courte 254 mm droite	NC : 2120	○	○	
JEA2080	☐	Manchette gel courte droite 51 x 305 mm	NC : 2120	○	○	
JEA2090	☐	Manchette gel médium droite 89 x 305 mm	NC : 2120	○	○	
JEA2100	☐	Manchette gel longue droite 89 x 355 mm	NC : 2120	○	○	
JEA2110	☐	Gouttière droite, 114 x 330 mm		○	○	
Appui palmaire droit						
JEA2120	☐	Appui palmaire droit, 114 x 127 mm		○	○	
CALE-TRONCS						
Coussin de cale-tronc MAXX fixe, gauche (longueur x hauteur)						
JEA2200	☐	Coussin de cale-tronc Maxx Style XS, gauche 110 x 83 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
JEA2210	☐	Coussin de cale-tronc Maxx Style S, gauche 135 x 90 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
JEA2220	☐	Coussin de cale-tronc Maxx Style M, gauche 145 x 95 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
JEA2230	☐	Coussin de cale-tronc Maxx Style L, gauche 165 x 110 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
Coussin de cale-tronc MAXX fixe, droit (longueur x hauteur)						
JEA2240	☐	Coussin de cale-tronc Maxx Style XS, droit 110 x 83 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
JEA2250	☐	Coussin de cale-tronc Maxx Style S, droit 135 x 90 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
JEA2260	☐	Coussin de cale-tronc Maxx Style M, droit 145 x 95 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
JEA2270	☐	Coussin de cale-tronc Maxx Style L, droit 165 x 110 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
Support de cale-tronc MAXX escamotable, gauche						
JEA2280	☐	Fixation de cale-tronc escamotable, gauche		◆	◆	
Support de cale-tronc rallongé gauche						
JEA2290	☐	Support de cale-tronc rallongé, gauche, 25 mm		○	○	
Support de cale-tronc MAXX escamotable droite						
JEA2300	☐	Fixation de cale-tronc escamotable, droite		◆	◆	
Support de cale-tronc rallongé droite						
JEA2310	☐	Support de cale-tronc rallongé, droite, 25 mm		○	○	
CALE-CUISSSES						
Coussin de cale-cuisse gauche (longueur x hauteur)						
JEA2400	☐	Coussin cale-cuisse XS, gauche 140 x 102 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
JEA2410	☐	Coussin cale-cuisse S, gauche 178 x 152 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
JEA2420	☐	Coussin cale-cuisse M, gauche 229 x 102 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
JEA2430	☐	Coussin cale-cuisse L, gauche 330 x 102 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
Coussin de cale-cuisse droit (longueur x hauteur)						
JEA2440	☐	Coussin cale-cuisse XS, droite 140 x 102 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
JEA2450	☐	Coussin cale-cuisse S, droite 178 x 152 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
JEA2460	☐	Coussin cale-cuisse M, droite 229 x 102 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
JEA2470	☐	Coussin cale-cuisse L, droite 330 x 102 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €						



1930 / 1940
1950 / 2080



1960 / 2110



1970 / 2120



2200 / 2210
2220 / 2230



2240 / 2250
2260 / 2270



2280 / 2300




2290 / 2310




2400



2410
2450



2420 / 2460



2430 / 2470



1930 / 1940
1950 / 2080



1960 / 2110



1970 / 2120



2200 / 2210
2220 / 2230



2240 / 2250
2260 / 2270



2280 / 2300



2290 / 2310



2400 2410
2450




2420 / 2460



2430 / 2470

Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
CALE-CUISSSES					
Côté gauche					
JEA2480	☐	Fixation fixe, montée au niveau de la hanche		○	○
JEA2490	☐	Amovible, montée au niveau de la hanche		○	○
JEA2500	☐	Fixation à démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche		○	○
JEA2510	☐	Fixation à démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau du genou		○	○
JEA2520	☐	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche		○	○
JEA2530	☐	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau du genou		○	○
Côté droit					
JEA2540	☐	Fixation fixe, montée au niveau de la hanche		○	○
JEA2550	☐	Amovible, montée au niveau de la hanche		○	○
JEA2560	☐	Fixation à démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche		○	○
JEA2570	☐	Fixation à démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau du genou		○	○
JEA2580	☐	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche		○	○
JEA2590	☐	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau du genou		○	○
REPOSE-JAMBES CENTRAL					
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets					
JEA2600	☐	Synchronisé avec la verticalisation Inclus : appuis sous-rotuliens Electrique BDC avec compensation		◆	◆
		A compléter - Mesures en mm - Du genou au talon : Epaisseur du coussin (à soustraire) : Compression du coussin (à ajouter) : UL (de la plaque d'assise au repose pied) :			1250,00 (2)
UL de réglage du repose-jambes central					
JEA2610	☐	203 - 305 mm	NC : 2650	○	○
JEA2630	☐	330 - 406/430 mm	NC : 2640	○	○
Coussins d'appui-mollets (hauteur x largeur)					
JEA2640	☐	Coussins d'appui-mollets 140mm x 102mm		○	○
JEA2650	☐	Coussins d'appui-mollets 190mm x 150mm		◆	◆
Palette gauche (largeur x profondeur)					
JEA2655	☐	Palette MAXX ajustable gauche - 140 - 150 x 240 - 290 mm (conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes)		○	○
JEA2660	☐	Palette taille S gauche - 140 x 190 mm		○	○
JEA2670	☐	Palette taille M gauche - 140 x 240 mm		◆	◆
JEA2680	☐	Palette taille L gauche - 150 x 290 mm		○	○
Palette droite (largeur x profondeur)					
JEA2685	☐	Palette MAXX ajustable droite - 140 - 150 x 240 - 290 mm (conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes)		○	○
JEA2690	☐	Palette taille S droite - 140 x 190 mm		○	○
JEA2700	☐	Palette taille M droite - 140 x 240 mm		◆	◆
JEA2710	☐	Palette taille L droite - 150 x 290 mm		○	○
Appuis sous-rotuliens					
JEA2720	☐	Appuis sous-rotuliens modulaires avec réglable en hauteur, en profondeur et en angle		◆	◆
JEA2730	☐	Appuis sous-rotuliens modulaires avec réglage asymétrique	Permet un réglage individuel des genouillères	○	○
Coussins sous-rotulien					
JEA2740	☐	Coussin de 254 mm pour genouillères		○	○
JEA2750	☐	Coussin de 203 mm pour genouillères		◆	◆
JEA2760	☐	Coussin de 150 mm pour genouillères		○	○



2480 / 2490
2540 / 2550



2500 / 2510
2520 / 2530
2560 / 2570
2580 / 2590



2600



2640 / 2650



2720



2740 / 2750
2760

(2) code LPPR : 9934282 - VPH, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil

Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
JEA3000	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : Commandes spéciales	○	○	
JEA3010	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : Commandes spéciales	○	○	
JEA3020	☐	Manipulateur LINX REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		◆	◆	
JEA3030	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE		○	○	
Option REM400						
JEA3040	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		○	○	
Montage de la commande principale (REM211/216/400)						
JEA3100	☐	Fixation à droite, non escamotable	NC : 3610	○	○	
JEA3110	☐	Fixation à gauche, non escamotable	NC : 3620	○	○	
JEA3120	☐	Support Quad Link , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 3610	○	○	
JEA3130	☐	Support Quad Link , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 3620	○	○	
JEA3140	☐	Support Maxx Resolve , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 3610	◆	◆	
JEA3150	☐	Support Maxx Resolve , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 3620	○	○	
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
JEA3160	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 3610	◆	◆	
JEA3170	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 3620	○	○	
Double commande LINX						
JEA3200	☐	Double commande tierce-personne LINX Compact - 3 profils de conduite dédiés		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JEA3210	☐	Fixation à droite - uniquement Compact	NC : 3430	◆	◆	
JEA3220	☐	Fixation à gauche - uniquement Compact	NC : 3440	○	○	
Joystick Compact LINX						
JEA3300	☐	Joystick LINX Compact Proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JEA3310	☐	Joystick LINX Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
Joysticks alternatifs, accessoires et montages						
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JEX3500	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg		5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
JEX3510	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg		5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
JEX3600	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106		6 129,86	6 467,00	Sur devis (9)
JEX3610	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
JEX3620	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
JEX3630	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)

REM211REM216REM400 BluetoothREM500 BluetoothJEA30403120 / 31303140 / 31503160 317032003300 331035103600

(6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

REM211

REM216

 REM400
Bluetooth®

 REM500
Bluetooth®

JEA3040

3120 / 3130

3140 / 3150

 3160
3170

3200

 3300
3310

3510

3600

3600

(6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Accessoires sans fil pour ATOM						
JEX3700	☐	Triple receveur		☐	☐	
JEX3710	☐	Emulation souris		☐	☐	
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
JEA3720	☐	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout buccal ASL301LIP		6 731,75	7 102,00	Sur devis (9)
Interfaces LiNX						
JEA3750	☐	Module de sortie LiNX (DLX-OUT500)		591,47	624,00	Sur devis (9)
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LiNX						
Port de charge USB						
JEA3760	☐	Prises de charge USB		☐	☐	
Embouts Joystick Bodypoint						
JEA3800	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		☐	☐	
JEA3810	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		☐	☐	
JEA3820	☐	Embout dôme caoutchouc - diamètre 66 mm		☐	☐	
JEA3830	☐	Embout champignon rainuré (possible de couper pour réduire sa hauteur) diamètre 42		☐	☐	
JEA3840	☐	Poignée en T Flexible		☐	☐	
BASE MOTRICE OPTIONS						
Coloris de châssis						
JEA4130	☐	Noir obsidien		☐	☐	
JEA4140	☐	Rouge rubis		☐	☐	
JEA4150	☐	Bleu jacinthe		☐	☐	
JEA4160	☐	Rose flamingo		☐	☐	
JEA4170	☐	Violet pourpre		☐	☐	
JEA4180	☐	Bleu Ocean		☐	☐	
JEA4190	☐	Vert citron		☐	☐	
JEA4200	☐	Bleu Artic		☐	☐	
Coloris de jante						
JEA4240	☐	Noir obsidien		☐	☐	
JEA4250	☐	Rouge rubis		☐	☐	
JEA4260	☐	Bleu jacinthe		☐	☐	
JEA4270	☐	Rose flamingo		☐	☐	
JEA4280	☐	Violet pourpre		☐	☐	
JEA4290	☐	Bleu Ocean		☐	☐	
JEA4300	☐	Vert citron		☐	☐	
JEA4310	☐	Bleu Artic		☐	☐	
JEA4320	☐	Jaune		☐	☐	
JEA4330	☐	Orange		☐	☐	
JEA4340	☐	Gris		☐	☐	
Coloris des garde-boue						
JEA4400	☐	Garde-boue assortis au châssis		☐	☐	
JEA4410	☐	Noir		☒	☒	
PERFORMANCES						
Fourches arrières						
JEA4500	☐	Fourches Monobras		☒	☒	
Roues arrière						
JEA4600	☐	8" - Bandage plein noir		☒	☒	
Roues motrices avant						
JEA4700	☐	14x3 Pneumatiques noir à crampons		☒	☒	
JEA4710	☐	14x3 Bandage noir à crampons		☐	☐	
Technologie de suspension						
JEA4800	☐	Système de suspension à 4 barres de technologie Broken-Link		☒	☒	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JEA4905	☐	10 km/h, programmables à 12 km/h, 4 pôles		☒	☒	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis (Certaines commandes spéciales ne pouvant pas être au Prix Limite de Vente sont proposées sur devis sous réserve d'acceptation de la caisse d'assurance maladie)						

3720



3760



3800

3810



3820



4160

4170

4180



4190

4200



4240

4250

4260



4270

4280

4290



4300

4310

4320



4330

4340





3720



3760



3800

3810



3820



Invacare® AVIVA® FX40 MPS Maxx FREV				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
Batteries						
JEA5000	☐	60 Ah Gel		◆	◆	
Gyroscope						
JEA05100	☐	Module G-trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		◆	◆	
Chargeur						
JEA5210	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
Roulettes anti-bascul						
JEA5300	☐	Roulettes anti-bascul		◆	◆	
Eclairage						
JEA5400	☐	Equipement route LED 30 Lux		○	○	
	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Accroche-taxi et kit de transport						
JEA5500	☐	Accroche-taxis 4 points pour transport du fauteuil uniquement		◆	◆	
JEA5510	☐	Accroche-taxis 6 points pour transport de l'utilisateur en fauteuil selon norme ISO 7176-19		○	○	
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 € (2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil (3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € (6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ (7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil (8) code LPPR : 9942590 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil bariatrique - 700,00€ - Non disponible (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						