

AVIVA RX20

Modulite

FREP Classe B



Configuration disponible

Appui-tête / Dossier électrique 30° /
Bascule d'assise électrique 20° / Repose-
jambes manuels / Equipement route 30
Lux / Batteries 60 Ah / REM216

NOUVEAU - Préparation base motrice
station d'Accueil Dahl - **SANS**
SUPPLÉMENT DE PRIX !

Adjonctions disponibles

Lift/Bascule d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)

Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)

PAP membres Inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

Commande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)

Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)

Prescripteurs :

- Equipe pluridisciplinaire constituée d'un médecin spécialiste MPR ou Médecin titulaire d'un DU appareillage et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute.

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

11 680,50 €

Forfait MAD1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 560 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h
	Batteries 60 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix		
Invacare® Aviva RX20 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
JBB0000	☐	Invacare® Aviva® RX20 FREP Classe B Code LPPR 9541105 Module de puissance : 75 A Moteurs : 4 pôles 340W Batteries 60 Ah Poids max. utilisateur : 136 kg		11 071,56	11 680,50	11 680,50	
				+ 9,42 € HT d'éco-participation			
PACK POSITIONNEMENT PAP - NC AVEC ASSISE MODULITE TEEN ET HD							
JBB0155	☐	Pack PAP 2: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Cale-cuisse (la paire)	NC : 0160, 2141, 2142, 2143, 2144, 2148, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	568,72	600,00	600,00 (5)	
JBB0160	☐	Pack PAP 3: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Dossier Matrx MAC ou MAC Hug	NC : 2104, 2141, 2142, 2143, 2144, 2148, 2171, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 2324, 2325, 2327, 1445, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	1 137,44	1 200,00	1200,00 (4&5)	
CHÂSSIS AVIVA RX							
JBB2810	☐	Châssis étroit - 560 mm		◆	◆		
ASSISE MODULITE							
Type d'assise							
JBB2111	☐	Assise Modulite Modulable rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 2104, 2156	◆	◆		 2111
JBX2102	☐	Assise Modulite Modulable rigide Largeur : 530 à 550 mm Profondeur : 410 à 510 mm	Fabrication spéciale	○	○		
JBB2112	☐	Assise Modulite Modulable souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 2104, 2156	○	○		 2112
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €							

Invacare® Aviva RX20 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Largeur d'assise Modulite Modulable (Préréglage d'usine)						
JBB2121	☐	380 mm	NC : 2148, 2701, 2703, 2705	○	○	
JBB2122	☐	430 mm	NC : 2148, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
JBB2123	☐	480 mm	NC : 2148, 2702, 2704, 2706	○	○	
JBB2124 JBH2124	☐	530 mm	NC : 2106, 2143, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2702, 2704, 2706	○	○	
JBB2104	☐	550 mm	NC : 2106, 2132, 2134, 2141, 2142, 2143, 2144, 2147, 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2168, 2169, 2179, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2151, 2152, 2155, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 1307, 1445, 0526, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1404, 1405	○	○	
Kit D'écartement Des Points De Pivot						
JBB2106	☐	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège		○	○	
Profondeur d'assise Modulite Modulable (Préréglage d'usine)						
JBB2132	☐	410 mm	NC : 2148, 2196, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
JBB2134	☐	460 mm	NC : 2148	◆	◆	
JBB2136	☐	510 mm (Rail d'assise rallongé de 35 mm si dossier rigide Flex 3)	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise Modulite Modulable						
JBB2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	◆	◆	
JBB2148	☐	Coussin d'assise (hauteur 90 mm) pour largeur d'assise 550 mm	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	○	○	
JBB2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	76,78	81,00	81,00 (5)
JBB2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses	NC : 1985	331,75	350,00	600,00 (5)
JBB2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée) deuxième housse intérieure imperméable incluse	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983	331,75	350,00	600,00 (5)
VICAIR Coussins Vicair - voir fiche de mesures					600,00 (5)	
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBB1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBB1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBB1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBB1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBB1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBB1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBB1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBB1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi						
JBB1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne MatrX Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBB2162	☐	Hauteur 540 mm		◆	◆	
JBB2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173, 2053	○	○	



2143



(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil AVIVA RX20 Teen

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil AVIVA RX20 Teen



2143

Invacare® Aviva RX20 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Poignées à pousser						
JBB2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2227, 2228, 2219, 2220, 2245, 2291, 2292	○	○	
Type de dossier						
JBB2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445, 2053, 2230, 2247	◆	◆	
JBB2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2230, 2247	180,09	190,00	600,00 (4)
JBB2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395	○	○	
JBB2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
JBB2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
JBB2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
JBB2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
JBB2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
JBB2168	☐	Matrx MAC , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00	Sur devis (9)
JBB2169	☐	Matrx MAC HUG , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00	
Hauteur du dossier Matrx MAC						
JBB2380	☐	405 mm (16")	NC : 1445	○	○	
JBB2381	☐	455 mm (18")	NC : 1445	◆	◆	
JBB2382	☐	505 mm (20")	NC : 1445	○	○	
JBB2383	☐	560 mm (22")	NC : 1445	○	○	
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC						
JBB2385	☐	Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
JBB2386	☐	Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
JBB2387	☐	Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC						
JBB2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
JBB2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
JBB2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	



2171



2173

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



2171



2173

Invacare® Aviva RX20 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Réglage largeur du dossier Matrx MAC						
JBB2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm	NC : 1445	○	○	
JBB2394	☐	Standard = Largeur d'assise	NC : 1445	◆	◆	
JBB2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm	NC : 1445	○	○	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBB2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
JBB2152	☐	PU bi-extensible noir		○	○	
JBB2155	☐	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
JBB2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBB2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
Manchettes						
JBB2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
JBB2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		○	○	
Cale-cuisses						
JBB2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
JBB2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
JBB2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
JBB2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
JBB2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
JBB2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBB2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBB2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes						
JBB1350	☐	Appui-nuque, réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	○	○	
JBB1432	☐	Appui-tête Rea revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	○	○	
JBB1427	☐	Appui-tête Rea Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	○	○	
JBB1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
Tendeur de dossier						
JBB1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)		○	○	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBB1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)		236,97	250,00	600,00 (4)
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
JBB1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	○	○	
JBB1092	☐	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401	○	○	
JBB1094	☐	Lift 300 mm (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 2220, 1910, 1912, 1494	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
JBB2053	☐	Lift 300 mm - (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 2220, 1910, 1912, 1494	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€						



2191



Cale-cuisse



1432



1427



1445



2191



Cale-cuisse



1432







1427



1445

Invacare® Aviva RX20 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Hauteur sol-plaque d'assise						
JBB2857	☐	435 mm		◆	◆	
JBB2858	☐	460 mm		○	○	
JBB2859	☐	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JBB0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBB0526	☐	Potences repose-pieds fixes 80° et escamotables Intérieur/Extérieur (Paire)	NC : 0504	◆	◆	
JBB0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65° escamotables		○	○	
JBB0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	○	○	
JBB0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Palettes (la paire)						
JBB0512	☐	Fixes		◆	◆	
JBB0504	☐	Réglables en angle		○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
JBB2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins (force de poussée 190 g)	NC : 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 1437	◆	◆	
JBB2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage (force de poussée 190 g)	NC : 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240	○	○	
JBB2206	☐	LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE	NC : 2220	○	○	
Fixation de la commande principale (REM211/216)						
JBB1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2207, 2265, 2275, 2283, 2285, 2287, 1404	○	○	
JBB1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2208, 2266, 2276, 2284, 2286, 2288, 1405	○	○	
JBB1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2207, 2265, 2275, 2283, 2285, 2287, 1404	◆	◆	
JBB1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2208, 2266, 2276, 2284, 2286, 2288, 1405	○	○	
JBB2209	☐	Escamotable à droite , multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2207, 2265, 2275, 2283, 2285, 2287, 2217, 1404	○	○	
JBB2210	☐	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2208, 2266, 2276, 2284, 2286, 2288, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	☐	Rallonge de 200 mm pour Option 2209/2210		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBB2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2207, 2265, 2275, 2283, 2285, 2287, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JBB2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2208, 2266, 2276, 2284, 2286, 2288, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBB2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1221	○	○	
JBB2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1222	○	○	
JBX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€						
(7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€						

Invacare® Aviva RX20 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
JBB2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2273	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 REM050
JBB2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 2219
JBB2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2259, 2260	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 2245
JBB2259	☐	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 2291	○	○		
JBB2260	☐	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 2292	○	○		
JBB1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 2291	○	○		
JBB1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 2292	○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
 Commandes spéciales mo-Vis - voir fiche de mesures						Sur devis (9)	
							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM500							
JBB2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 2231 2232
JBB2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
JBB2207	☐	Fixation à droite	NC : 2217, 1404	◆	◆		
JBB2208	☐	Fixation à gauche	NC : 2218, 1405	○	○		
JBB2265	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)	
JBB2266	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 2218, 1404, 1405	787,68	831,00		
JBX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM - Remplace l'appui-tête							
JBB2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2257, 2233, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)	 2230
JBB2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2257, 2233, 2240	5 648,34	5 959,00		 2247
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)							
JBB2257	☐	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	Sur devis (9)	
JBB2275	☐	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 2217, 1404, 1405	○	○		
JBB2276	☐	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 2218, 1404, 1405	○	○		
JBX2269	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		Sur devis (9)	
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction boîtier de commande personnalisé - 1500,00€							
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							

Invacare® Aviva RX20 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBB2233	☐	Mini Joystick Proportionnel MEC		5 648,34	5 959,00	
JBB2240	☐	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133		3 317,54	3 500,00	
JBB2285	☐	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBB2286	☐	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBB2283	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 2217, 1404, 1405	○	○	 2251
JBB2284	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 2218, 1404, 1405	○	○	
JBB2287	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBB2288	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBX2289	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LiNX						 2253
JBB2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	
JBB2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1404	○	○	
JBB2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1405	○	○	
JBB2291	☐	Fixation tierce-personne à droite		○	○	
JBB2292	☐	Fixation tierce-personne à gauche		○	○	
JBB2225	☐	Sans montage		○	○	 2253
Accessoires LiNX						
JBB2253	☐	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
JBB2281	☐	Fixation à droite		○	○	
JBB2282	☐	Fixation à gauche		○	○	 1681
Module d'entrée						
JBB2273	☐	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)		400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBB2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	 1681
JBX2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM500)						 2871 2872 2873 2874
JBB1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBB1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBB1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBB1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM500)						 2886
JBB1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBB1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBB1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBB1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBB1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBB1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						 2871 2872 2873 2874
JBB1681	☐	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	
BASE MOTRICE						 2875 2882 2883 2884 2885
Coloris de châssis						
JBB2871	☐	Noir Anthracite		○	○	
JBB2872	☐	Argenté		○	○	
JBB2873	☐	Rouge Bengale		○	○	
JBB2874	☐	Bleu Mercure		○	○	
JBB2875	☐	Violet Midnight		○	○	
Coloris de jantes						 2871 2872 2873 2874
JBB2882	☐	Noir Anthracite		○	○	
JBB2883	☐	Argenté		○	○	
JBB2884	☐	Rouge Bengale		○	○	
JBB2885	☐	Bleu Mercure		○	○	
JBB2886	☐	Violet Midnight		○	○	
Fourches						 2875 2882 2883 2884 2885
JBB2632	☐	Fourches Doubles		◆	◆	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis (Certaines commandes spéciales ne pouvant pas être au Prix Limite de Vente sont proposées sur devis sous réserve d'acceptation de la caisse d'assurance maladie)						

Invacare® Aviva RX20 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Roues						
JBB0835	☐	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBB0836	☐	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBB0838	☐	9" Pneumatique Anti Crevaision Noir		○	○	
Système verrouillage des fourches avant						
JBB1490	☐	Système de verrouillage des fourches avant		251,18	265,00	Sur devis (9)
Roues arrière type Storm®4						
JBB0704	☐	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBB0705	☐	14x3 Bandage plein noir à crampons		○	○	
JBB0706	☐	14x3 Pneu anti-crevaision noir à crampons		○	○	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JBB2870	☐	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBB1910	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg		○	○	
JBB1912	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg		○	○	
JBB1911	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JBB1915	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		◆	◆	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBB1282	☐	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBB1283	☐	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
Batteries & Chargeur						
JBB1259	☐	60 Ah - batteries GEL		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBB1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)
Chargeur						
JBB1343	☐	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBB1344	☐	Chargeur 8A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Roulette anti-basculer						
JBB1205	☐	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBB1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM500)		○	○	
JBB1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBB1244	☐	Monte-trottoir		291,00	307,00	Sur devis (9)
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBB1450	☐	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NOUVEAU - SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !	○	○	
Accroche-taxi						
JBB1493	☐	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBB1494	☐	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
JBB1401	☐	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						





1244



1244

Invacare® Aviva RX20 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Points d'accroche taxi							
JBB2894	☐	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)		104,27	110,00	Sur devis (9)	 1329
Ceintures de maintien							
JBB1329	☐	Fermeture à boucle type automobile					
Ceintures et harnais de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
JBB2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)	 2701, 2702
JBB2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)	
JBB2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)	 2703, 2704
JBB2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)	
JBB2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)	 2705, 2706
JBB2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)	
ACCESSOIRES							
Tablette escamotable							
JBB1404	☐	Côté droit		125,12	132,00	132,00 (3)	 1404 1405
JBB1405	☐	Côté gauche		125,12	132,00	132,00 (3)	
Trousse à outils							
JBB1333	☐	Trousse à outils		29,38	31,00		
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	 1654130
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ (3) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction tablette complète - 132,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € (6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 € (7) code LPPR : 9928838 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00 € (8) code LPPR : 9998193 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis (Certaines commandes spéciales ne pouvant pas être au Prix Limite de Vente sont proposées sur devis sous réserve d'acceptation de la caisse d'assurance maladie)							