

AVIVA RX20

Modulite

FRE Classe B



Configuration disponible

Dossier toile réglable en angle / Bascule d'assise manuelle / potences / Equipement route 30 LUX / REM 216
NOUVEAU : Préparation base motrice station d'Accueil Dahl - **SANS SUPPLÉMENT DE PRIX**

Adjonctions disponibles

Lift/Bascule d'assise 45°
 (LPPR/PLV 1500,00 €)

Repose-jambe électrique
 (LPPR/PLV 1250,00 €)

PAP membres inférieurs
 (LPPR/PLV dans la limite de 600,00 €)

PAP membres supérieurs
 (LPPR/PLV dans la limite de 600,00 €)

Appui-tête
 (LPPR/PLV 160,00 €)

Double commande
 (LPPR/PLV 1500,00 €)

Tablette
 (LPPR/PLV 132,00 €)

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

3 882,08 €

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Caractéristiques produit

Largeur hors tout	560 mm
Hauteur d'assise	435 mm
Moteurs	340W 4 pôles
Vitesse	6 km/h, 10 km/h
Batteries	60 Ah ou 73 Ah
Electronique	Linx
Roues motrices	14"
Roues avant	8" ou 9"
Franchissement	60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
Poids max utilisateur	136 kg
Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure



Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix	
Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBJ0004	☐	Invacare® Aviva® RX20 FRE Classe B Code LPPR 9599961		3 679,70	3 882,08	3 882,08
		Module de puissance 75 A Batteries 60 Ah				
				+9,42€ HT d'éco-participation		
JBK0005	☐	Invacare® Aviva® RX20 PACK POWER FRE Classe B - Inclus adjonction Double commande Compact Codes LPPR 9599961 + 9982884	PACK NON MODIFIABLE NC : 2860, 2219,2245, 2108, 2220, 2201	5 101,50	5 382,08	5 382,08
		Module de puissance 120 A Batteries 73,5 Ah				
				+9,42€ HT d'éco-participation		
CHÂSSIS AVIVA RX						
JBJ2810	☐	Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
ASSISE MODULITE STANDARD						
JBJ2105	☐	Assise Modulite Standard	NC : 2111, 2112, 2102, 2123, 2124, 2106, 2137, 2148, 2162, 2163, 2108, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2152, 2156, 1307, 1445, 2053, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆	◆	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine) - Accoudoirs réglables en largeur + 25 mm par côté						
JBJ2121	☐	380 mm	NC : 2148, 2701, 2703, 2705	○	○	
JBJ2122	☐	430 mm	NC : 2148, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBJ2132	☐	410 mm	NC : 2148, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
JBJ2134	☐	460 mm	NC : 2148	◆	◆	
JBJ2136	☐	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
JBJ2141	☐	Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	◆	◆	
JBJ2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	76,78	81,00	81,00
JBJ2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90 mm, poids max 136 kg) Livré avec 2 housses	NC : 1985	331,75	350,00	600,00 (5)
JBJ2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée) deuxième housse intérieure imperméable incluse	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983	331,75	350,00	600,00 (5)
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBJ1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBJ1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€						



2143



2147



2144



2143



2147

2144

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Cale de positionnement pour coussin MatrX Vi						
JB1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne MatrX Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)
Cannes de dossier						
JB12161	☐	Hauteur 480 mm		◆	◆	
Type de dossier						
JB12171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2053	◆	◆	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JB12151	☐	Nylon noir		◆	◆	
JB12155	☐	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
JB12191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
Manchettes						
JB12195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
Appuis-têtes et autres accessoires						
JB1350	☐	Appui-nuque réglable en profondeur		151,66	160,00	160,00 (1)
JB1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur		151,66	160,00	160,00 (1)
JB1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales, revêtement PU bi-extensible noir		151,66	160,00	160,00 (1)
JB12324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		568,72	600,00	600,00 (4)
JB12325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		568,72	600,00	600,00 (4)
JB12327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		568,72	600,00	600,00 (4)
Inclinaison d'assise						
JB1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	◆	◆	
Hauteur sol-plaque d'assise						
JB12857	☐	435 mm		◆	◆	
JB12858	☐	460 mm		○	○	
JB12859	☐	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JB10975	☐	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75°		◆	◆	
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
JB12111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 2156	○	○	
JB12112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 2156	○	○	



2171



2191



1432



1427



2324



2325



2327



DOSSIER RABATTABLE



2111



2112

(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 €

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction. PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €



2171



2191



1432



1427



2324



2325



2327



DOSSIER
RABATTABLE



2111



2112

(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 €

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® <i>Aviva RX20</i> FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBJ2121	☐	380 mm	NC : 2148, 2701, 2703, 2705	○	○	
JBJ2122	☐	430 mm	NC : 2148, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
JBJ2123	☐	480 mm	NC : 2148, 2702, 2704, 2706	○	○	
JBJ2124	☐	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2106, 2143, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2702, 2704, 2706	○	○	
Kit D'écartement Des Points De Pivot						
JBJ2106	☐	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège		○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBJ2132	☐	410 mm	NC : 2148, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
JBJ2134	☐	460 mm	NC : 2148	◆	◆	
JBJ2136	☐	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
JBJ2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	◆	◆	
JBJ2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	76,78	81,00	81,00
JBJ2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses	NC : 1985	331,75	350,00	600,00 (5)
JBJ2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée) Livré avec 2 housses	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983	331,75	350,00	600,00 (5)
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBJ1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBJ1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi						
JBJ1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne Matrx Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBJ2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
JBJ2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2053	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBJ2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2227, 2228, 2219, 2220, 2245	○	○	



2143



2147 2144

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €



2143



2147

2144

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Type de dossier						
JB12171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2053	◆	◆	
JB12179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)		180,09	190,00	600,00 (4)
JB12174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
JB12175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
JB12176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
JB12177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
JB12178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JB12151	☐	Nylon noir		○	○	
JB12152	☐	PU bi-extensible noir		○	○	
JB12155	☐	Mesh noir		◆	◆	
Accoudoirs						
JB12191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
Manchettes						
JB12195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
Appui-têtes et autres accessoires						
JB11350	☐	Appui-nuque réglable en profondeur		151,66	160,00	160,00 (1)
JB11432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur		151,66	160,00	160,00 (1)
JB11427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		151,66	160,00	160,00 (1)
JB12324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		568,72	600,00	600,00 (4)
JB12325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		568,72	600,00	600,00 (4)
JB12327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		568,72	600,00	600,00 (4)
JB11495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
Tendeur de dossier						
JB11307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)		○	○	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JB11445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)		236,97	250,00	600,00 (4)
Inclinaison d'assise						
JB11091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	◆	◆	
JB11094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 2201, 2220, 1910, 1912, 1494	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
JB12053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 2201, 2220, 1910, 1912, 1494	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)



2171
1432





1432



2324



2325




2327



(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €
(7) code LPPR : 9928838 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00 €



2171
1432




2324



2325



2327



Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Hauteur sol-plaque d'assise						
JB12857	☐	435 mm		◆	◆	
JB12858	☐	460 mm		○	○	
JB12859	☐	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JB10975	☐	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JB10526	☐	Potences repose-pieds fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur	NC : 0504	◆	◆	
JB10503	☐	Potences repose-pieds standard réglables 90°-65° et escamotables		○	○	
JB10531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Palettes (la paire)						
JB10512	☐	Fixes		◆	◆	
JB10504	☐	Réglables en angle		○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JB12201	☐	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 2219, 2245, 1909, 1437	◆	◆	
JB12203	☐	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 1437	○	○	
JB12204	☐	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage		○	○	
Fixation de la commande principale (REM211/216)						
JB11207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
JB11208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
JB11707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
JB11708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
JB12213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JB12214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	787,68	831,00	
JB12227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1221	○	○	
JB12228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1222	○	○	
JBX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JB12220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JB12219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins - Adjonction incluse dans le Aviva RX20 Pack Power	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	
JB12245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2259, 2260	1 421,80	1 500,00	
JB12259	☐	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne		◆	◆	
JB12260	☐	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne		○	○	
JB11221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆	
JB11222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○	

 0526
 0503
 0531

 REM211
 REM216

 REM050
 JBB2219
 JBB2245

(2) code LPPR : 9934282 - VPH, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00 €
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

(2) code LPPR : 9934282 - VPH, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JB12871	☐	Noir Anthracite		☐	☐	
JB12872	☐	Argenté		☐	☐	
JB12873	☐	Rouge Bengale		☐	☐	
JB12874	☐	Bleu mercure		☐	☐	
JB12875	☐	Violet midnight		☐	☐	
Coloris de jantes						
JB12882	☐	Noir		☐	☐	
Fourches						
JB12632	☐	Fourches Doubles		☐	☐	
Roues						
JB10835	☐	9" Pneumatique Noir		☐	☐	
JB10836	☐	9" Bandage Plein Noir		☐	☐	
JB10838	☐	9" Pneumatique Anti Crevaision Noir		☐	☐	
Système verrouillage des fourches avant						
JB11490	☐	Système de verrouillage des fourches avant		251,18	265,00	Sur devis (9)
Roues arrière type Storm®4						
JB10704	☐	14x3 Pneumatique noir à crampons		☐	☐	
JB10705	☐	14x3 Bandage plein noir à crampons		☐	☐	
JB10706	☐	14x3 Pneu anti-crevaision noir à crampons		☐	☐	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JB12870	☐	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		☐	☐	
Suspensions latérales arrière						
JB11910	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg		☐	☐	
JB11912	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg		☐	☐	
JB11911	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		☐	☐	
JB11915	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		☐	☐	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JB11282	☐	OPS Drive 6 km/h		☐	☐	
JB11283	☐	OPS Drive 10 km/h		☐	☐	
Batteries & Chargeur						
JB11259	☐	60 Ah - batteries GEL		☐	☐	
Chargeur						
JB11343	☐	Chargeur 8A OptiCharge		☐	☐	
JB11344	☐	Chargeur 8A OptiCharge UK (IP44)		☐	☐	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JB11215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Roulette anti-basculer						
JB11205	☐	Roulette anti-basculer		☐	☐	
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Eclairage						
JB1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , ou REM500)		○	○	
JB1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JB1244	☐	Monte-trottoir		291,00	307,00	Sur devis (9)
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JB1450	☐	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NOUVEAU - SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !	○	○	
Accroche-taxi						
JB1493	☐	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JB1494	☐	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
JB1401	☐	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
Points d'accroche taxi						
JB12894	☐	Points de fixation latéraux faciles d'accès (remplacent les points de fixation standards avant)		104,27	110,00	Sur devis (9)
Ceintures de maintien						
JB1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		○	○	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JB12701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
JB12702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
JB12703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
JB12704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
JB12705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
JB12706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
ACCESSOIRES						
Tablette escamotable						
JB1404	☐	Côté droit		125,12	132,00	132,00 (3)
JB1405	☐	Côté gauche		125,12	132,00	132,00 (3)
Trousse à outils						
JB1333	☐	Trousse à outils		33,18	35,00	



1244



JBB2894



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



1404

(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



1244



JBB2894



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



1404

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	1440530 
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	1654128 
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	1654129 
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€ (2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ (3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€ (6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ (7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ (8) code LPPR : 9942590 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00€ (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							