

# AVIVA RX40

## Modulite

### FREP Classe B



#### Configuration disponible

Dossier électrique 30° / Bascule d'assise électrique 50° / Repose-jambes manuels / Equipement route 60 Lux / Batterie 75 Ah / REM400 / programmable à 12 km/h...

#### Adjonctions disponibles

**Lift/Bascule d'assise 45°**  
 (LPPR/PLV 1500,00€)  
**Repose-jambe électrique**  
 (LPPR/PLV 1250,00€)  
**PAP membres Inférieurs**  
 (LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)  
**PAP membres supérieurs**  
 (LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)  
**Appui-tête**  
 (LPPR/PLV 160,00€)  
**Ccommande personnalisée**  
 (LPPR/PLV 1500,00€)  
**Tablette**  
 (LPPR/PLV 132,00€)  
**Bariatrique**

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

**11 680,50 €**

Forfait MAD1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.



#### Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

#### Caractéristiques produit

Largeur hors tout	560 mm	
Hauteur d'assise	435 mm	
Moteurs	340W 4 pôles	
Vitesse	6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h	
Batteries	60 Ah ou 73 Ah	
Électronique	Linx	
Roues motrices	14"	
Roues avant	8" ou 9"	
Franchissement	60 mm et 100 mm avec monte-trottoir	
Poids max utilisateur	136 kg	
Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure	

#### Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			◆ Configuration standard	○ Options sans supplément de prix			
<b>JB<sub>F</sub> = Invacare® Aviva® RX40</b> <b>JB<sub>Z</sub> = Invacare® Aviva® RX40 Teen</b> <b>JB<sub>H</sub> = Invacare® Aviva® RX40 HD</b> <b>JB<sub>X</sub> = Fabrication Spéciale</b>							
<b>Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B</b>			<b>Euros</b>				
			<b>Prix Public</b>		<b>LPPR/PLV</b>		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
JB <sub>F</sub> 0001	<input type="checkbox"/> <b>Invacare® Aviva® RX40</b> <b>FREP Classe B - Code LPPR 9541105</b>	NC : 1259  Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg	11 071,56	11 680,50	11 680,50		
			+ 7,42 € HT d'éco-participation				
JB <sub>Z</sub> 0001	<input type="checkbox"/> <b>Invacare® Aviva® RX40 Teen</b> <b>FREP Classe B - Code LPPR 9541105 + 9981399</b> <b>Délai de fabrication : + 10 jours</b>	<b>Fabrication spéciale</b> <b>indisponible sur Invacare Pro</b>	11 640,28	12 280,50	12 280,50		
			+ 7,42 € HT d'éco-participation				
JB <sub>H</sub> 0002	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 HD FREP Classe B - Code LPPR 9541105 + 9942590		11 735,07	12 380,50	12 380,50		
	Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 160 kg		+ 7,42 € HT d'éco-participation				
PACK POSITIONNEMENT PAP - NC AVEC ASSISE MODULITE TEEN ET HD							
JB <sub>F</sub> 0150	<input type="checkbox"/> <b>Pack PAP 1:</b> <b>Coussin Matrix Libra ou Vi + 2 cales de positionnement</b> + Ceinture <b>BodyPoint</b> au choix + Dossier <b>Flex 3 réglable en tension</b> + Appui-tête <b>Elan</b>	0155, 0160, 2140, 2141, 2142, 2143, 2148, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2168, 2169, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 2189, 1350, 1427, 1432, 1495, 1496, 1445	1 289,10	1 360,00	1360,00 (1,4,5)		
JB <sub>F</sub> 0155	<input type="checkbox"/> <b>Pack PAP 2:</b> <b>Coussin Matrix Libra + 2 cales de positionnement</b> + Cale-cuisse (la paire)	0160, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2148, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	568,72	600,00	600,00 (5)		
JB <sub>F</sub> 0160	<input type="checkbox"/> <b>Pack PAP 3:</b> <b>Coussin Matrix Libra + 2 cales de positionnement</b> + Dossier <b>Matrix MAC ou MAC Hug</b>	2104, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2148, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 2324, 2325, 2327, 1445, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	1 137,44	1 200,00	1200,00 (4&5)		
CHÂSSIS AVIVA RX							
JB <sub>F</sub> 2810 JB <sub>Z</sub> 2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆			
JB <sub>F</sub> 2830 JB <sub>H</sub> 2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm <b>Recommandé en combinaison avec repose-jambes central</b>		○	○			
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €							

## ASSISE MODULITE

## Type d'assise

JBF2111	<input checked="" type="checkbox"/> Assise Modulite Modulable rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) <input type="checkbox"/> <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		◆	◆		 2111
JBF2112	<input checked="" type="checkbox"/> Assise Modulite Modulable souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm <input type="checkbox"/> <b>Largeur</b> : 380 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		○	○		 2112
JBZ2111	<input checked="" type="checkbox"/> Assise Modulite Teen rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (25 mm par côté) <input type="checkbox"/> <b>Largeur</b> : 305 à 355 mm <b>Profondeur</b> : 305 à 410 mm	Fabrication spéciale	○	○		
JBH2101	<input checked="" type="checkbox"/> Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+ 50 mm par côté) <input type="checkbox"/> <b>Largeur</b> : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 510 à 580 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		○	○	700,00 (8)	
<b>Largeur d'assise Modulite Teen (Préréglage d'usine) - obtenu à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur</b>						
Fab Spé	<input type="checkbox"/> 305 mm accoudoirs courbés vers l'intérieur		○	○		
Fab Spé	<input type="checkbox"/> 330 mm		○	○		
Fab Spé	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆		
<b>Largeur d'assise Modulite Modulable (Préréglage d'usine)</b>						
JBF2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○		
JBF2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆		
JBF2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
JBF2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	○	○		
JBF2104	<input type="checkbox"/> 550 mm	2106, 2143, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 0556, 0589, 2702, 2704, 2706, 1404, 1405	○	○		
<b>Large d'assise Modulite HD (Préréglage d'usine)</b>						
JBH2124	<input type="checkbox"/> 530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		◆	◆		
JBH2104	<input type="checkbox"/> 550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		○	○		
<b>Kit D'écartement Des Points De Pivot</b>						
JBF2106	<input type="checkbox"/> Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier <b>Recommandé</b> pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○		
<b>Profondeur d'assise Modulite Teen (Préréglage d'usine)</b>						
Fab Spé	<input type="checkbox"/> 305 mm		○	○		
Fab Spé	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆		
JBZ2132	<input type="checkbox"/> 410 mm		○	○		
<b>Profondeur d'assise Modulite Modulable (Préréglage d'usine)</b>						
JBF2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
JBF2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆		
JBF2136	<input type="checkbox"/> 510 mm (Rail d'assise rallongé de 35 mm si dossier rigide <b>Flex 3</b> )	NC : 2143	○	○		
<b>Profondeur d'assise Modulite HD (Préréglage d'usine)</b>						
JBH2136	<input type="checkbox"/> 510 mm		◆	◆		
JBH2137	<input type="checkbox"/> 580 mm		○	○		

(8) code LPPR : 9998193 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00 € - Inclus dans le prix de base du AVIVA RX40 HD

**Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B**
**Euros**
**Prix Public**
**LPPR/PLV**
**Coussin d'assise Modulite Teen**

Fab spé	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> ou <b>Matrx Kidabra-Vi</b> - selon dimensions d'assises choisies + Cales de positionnement sans supplément de prix.		◆	◆	600,00 (5)
---------	---	--	---	---	------------

**Coussin d'assise Modulite Modular**

JBF2142	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Flo-tech Lite</b> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <b>Contour</b> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)	NC: (2184-2189)	◆	◆	
JBF2143	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco NG</b> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124, (2184-2189)	76,78	81,00	81,00
JBF2147	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses		331,75	350,00	600,00 (5)
JBF2144	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> (Housse micro-aérée) deuxième housse intérieure imperméable incluse		331,75	350,00	600,00 (5)


**Coussin d'assise Modulite HD**

JBH2148	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Max</b> (hauteur 90 mm)		◆	◆	
---------	--	--	---	---	--

**Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra**

JBF1980	<input type="checkbox"/> Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1981	<input type="checkbox"/> Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1982	<input type="checkbox"/> Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1983	<input type="checkbox"/> Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)

**Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra**

JBF1980	<input type="checkbox"/> Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1981	<input type="checkbox"/> Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1982	<input type="checkbox"/> Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1983	<input type="checkbox"/> Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)

**Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi**

JBF1985	<input type="checkbox"/> Kit d'obliquité pelvienne Matrx Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)
---------	---	--	-------	--------	------------

**Cannes de dossier - Poignées incluses**

JBF2162	<input type="checkbox"/> Hauteur 540 mm		◆	◆	
JBF2163	<input type="checkbox"/> Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	○	

**Poignées à pousser**

JBF2108	<input type="checkbox"/> Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	○	○	
---------	--	---	---	---	--

**Dossier Matrx pour Modulite TEEN**

Fab Spé	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Mini pour Modulite Teen Profondeur du galbe : 80 mm Fixations incluses - <b>Sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous</b>		568,72	600,00	600,00 (4)
---------	--	--	--------	--------	------------



Dossier Matrx Mini (fixations incluses)  
Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg

Largeur du dossier <sup>(1)(3)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise <sup>(2)</sup>	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier			
			180 mm	260 mm	310 mm	360 mm
280 mm	280mm - 300mm	200 mm	□	□	□	■
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	□	□	□	□
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	□	□	□	□
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	□	□	□	□

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil AVIVA RX40 Teen

**Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B**
**Euros**
**Prix Public**
**LPPR/PLV**
**Type de dossier**

JBF2171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2052, 2053, 2152, 1445, 2155, 2230, 2247	◆	◆	
JBF2179	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <b>Flex 3</b> livré avec coussin de dossier <b>Lateral</b> , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2155, 2230, 2247	180,09	190,00	600,00 (4)
JBF2173	<input type="checkbox"/> Dossier rigide <b>Flex 3</b> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier <b>Laguna</b>	NC : 2163, 2128	○	○	
JBF2174	<input type="checkbox"/> <b>Matrix Posture Back</b> , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
JBF2175	<input type="checkbox"/> <b>Matrix Posture Back</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
JBF2176	<input type="checkbox"/> <b>Matrix Elite E2</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
JBF2177	<input type="checkbox"/> <b>Matrix Elite TR</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
JBF2178	<input type="checkbox"/> <b>Matrix Elite E2 Deep</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
JBF2168	<input type="checkbox"/> <b>Matrix MAC</b> , Mesh noir	NC : 1445, 1496, 2124	995,26	1 050,00	
JBF2169	<input type="checkbox"/> <b>Matrix MAC HUG</b> , Mesh noir	NC : 1445, 1496, 2124	995,26	1 050,00	Sur devis (9)



2171



2173

**Hauteur du dossier Matrix MAC**

JBF2380	<input type="checkbox"/> 405 mm (16")	○	○	
JBF2381	<input type="checkbox"/> 455 mm (18")	◆	◆	
JBF2382	<input type="checkbox"/> 505 mm (20")	○	○	
JBF2383	<input type="checkbox"/> 560 mm (22")	○	○	

**Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrix MAC**

JBF2385	<input type="checkbox"/> Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	○	○	
JBF2386	<input type="checkbox"/> Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	○	○	
JBF2387	<input type="checkbox"/> Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	○	○	

**Maintiens latéral Droite pour dossier Matrix MAC**

JBF2389	<input type="checkbox"/> Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	○	○	
JBF2390	<input type="checkbox"/> Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	○	○	
JBF2391	<input type="checkbox"/> Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	○	○	

**Réglage largeur du dossier Matrix MAC**

JBF2393	<input type="checkbox"/> Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm	○	○	
JBF2394	<input type="checkbox"/> Standard = Largeur d'assise	◆	◆	
JBF2395	<input type="checkbox"/> Large = Largeur d'assise + 25 mm	○	○	

*Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure **Matrix** !*
**Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)**

JBF2151	<input type="checkbox"/> Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBH2156	<input type="checkbox"/> PU bi-extensible noir	NC : 2171	○	○	
JBF2152	<input type="checkbox"/> Mesh noir	NC : 2171, 2179	○	○	

**Accoudoirs**

JBF2191	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBH2191					
JBF2181	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
JBH2181					
JBF2198	<input type="checkbox"/> Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	○	○	
JBF2183	<input type="checkbox"/> Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
JBZ2183					
JBF2193	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	○	○	
JBF2192	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	○	○	
JBF2194	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	○	○	



2191



2198

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
<b>Manchettes</b>						
JB2195	<input type="checkbox"/> Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆		
JB2195	<input type="checkbox"/> Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	○	○		
JB2196	<input type="checkbox"/> Manchettes longues ergonomiques, longeur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	○	○		
JBH2195						
JBH2196						
JBH2197						
JBH2197						
<b>Manchettes Assise Teen</b>						
Fab spé	<input type="checkbox"/> Gouttière hémiplégique droite raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		417,06	440,00	600,00 (4)	
Fab spé	<input type="checkbox"/> Gouttière hémiplégique gauche raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		417,06	440,00	600,00 (4)	
<b>Cale-cuisses</b>						
JB2184	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
JB2186	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
JB2188	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
JB2185	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
JB2187	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
JB2189	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse</b>						
JB2164	<input type="checkbox"/> Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆		
JB2165	<input type="checkbox"/> Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○		
<b>Appuis-têtes Modulite Teen</b>						
Fab spé	<input type="checkbox"/> Appui-tête multi-réglable <b>Action 3 Junior</b>		151,66	160,00	160,00 (1)	
Fab spé	<input type="checkbox"/> Appui-tête <b>Elan</b> Standard 8,5" - housse noire respirante		568,72	600,00	600,00 (4)	
<b>Appuis-têtes</b>						
JB1350	<input type="checkbox"/> Appui-nuque, réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	151,66	160,00	160,00 (1)	
JBH1350						
JB1432	<input type="checkbox"/> Appui-tête <b>Rea</b> revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	151,66	160,00	160,00 (1)	
JBH1432						
JB1427	<input type="checkbox"/> Appui-tête <b>Rea Kontour</b> multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	151,66	160,00	160,00 (1)	
JBH1427						
JB2324	<input type="checkbox"/> Appui-tête <b>Elan</b> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)	
JBZ2324						
JBH2324						
JB2325	<input type="checkbox"/> Appui-tête <b>Elan</b> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)	
JBZ2325						
JBH2325						
JB2327	<input type="checkbox"/> Appui-tête <b>Elan</b> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)	
JBH2327						
JB1495	<input type="checkbox"/> Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○		
JBH1495						
<b>Tendeur de dossier</b>						
JB1307	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	○	○		
<b>Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)</b>						
JB1445	<input type="checkbox"/> Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	236,97	250,00	600,00 (4)	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 €						
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €						



Gouttière hémiplegique raccourcie



Cale-cuisse



1445

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
<b>AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE</b>							
<b>Inclinaison d'assise</b>							
JBF1091	<input type="checkbox"/> Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401,2054	○	○			
JBZ1091							
JBH1091							
JBF1092	<input type="checkbox"/> Electrique de 0° à 20°	NC : 1401,2054	○	○			
JBZ1092							
JBH1092							
JBF1093	<input type="checkbox"/> Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401,2054	○	○			
JBZ1093							
JBH1093							
JBZ1094	<input type="checkbox"/> Lift 300 mm pour <i>Aviva RX40 Teen</i> - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30° - Hauteur d'assise 465 mm		1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)		
JBF2052	<input type="checkbox"/> Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC 1401,2105, 0011, 0013,(2171/0975+2273),2161 ,2163, 2171	○	○			
JBZ2052							
JBF2053	<input type="checkbox"/> Lift 300 mm pour <i>Aviva RX40 Modulite</i> - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC 1494,(2054+0556/0589), 2105,2220,(2171/0975+2273) ,1910,1912,2161 ,2163 ,2171	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)		
<b>Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°</b>							
JBF2857	<input type="checkbox"/> 435 mm		◆	◆			
JBZ2857							
JBH2857							
JBF2858	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 2054	○	○			
JBZ2858							
JBH2858							
JBF2859	<input type="checkbox"/> 485 mm	NC : 2054	○	○			
JBZ2859							
JBH2859							
<b>Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)</b>							
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés							
JBX2054	<input type="checkbox"/> Proclive d'assise de 5° (inclinaison -5° à +25°)	NC : 1091, 1092, 2858, 2859,	○	○			
<b>Inclinaison de dossier</b>							
JBF0977	<input type="checkbox"/> Electrique de 0° à 30°		◆	◆			
JBZ0977	<input type="checkbox"/> DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS						
JBH0977							
<b>REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS</b>							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle							
ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large							
JBF0556	<input type="checkbox"/> Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517, 1244	○	○			
JBH0556							
JBF0589	<input type="checkbox"/> Electrique <i>LNX</i> avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 1244	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)		
JBH0589							
<b>Palettes</b>							
JBF2365	<input type="checkbox"/> Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○			
JBH2365							
JBF0559	<input type="checkbox"/> Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆			
JBH0559							
JBF0516	<input type="checkbox"/> Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○	○			
JBH0516							
JBF0517	<input type="checkbox"/> Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	○	○			
JBH0517							
(2) code LPPR : 9934282 - VPH, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00 €							
(7) code LPPR : 9928838 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00 €							




0977



0589

**Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B**
**Euros**
**Prix Public**
**LPPR/PLV**
**Potences / Repose-pieds (la paire)**

JBF0526	<input type="checkbox"/> Potences repose-pieds fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur (UL 330 à 460 mm)	NC : 0504	◆	◆	
JBF0503 JBH0503	<input type="checkbox"/> Potences repose-pieds standards réglables 90°- 65° escamotables (UL 290 à 470 mm)		○	○	
JBF0533 JBH0533	<input type="checkbox"/> Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <b>Storm®4</b> (UL 290 à 470 mm)		○	○	
JBF0531 JBH0531	<input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° (UL 290 à 470 mm)	NC : 0512	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)


**Potences / Repose-pieds (la paire) pour assise TEEN**

JBZ0526	<input type="checkbox"/> Potences repose-pieds fixes <b>courts</b> 80°, escamotables intérieur/extérieur (UL 200 à 260 mm)	NC : 0504	○	○	
JBZ0533	<input type="checkbox"/> Repose-jambes manuels <b>courts</b> réglables en angle de 0° à 80° type <b>Storm®4</b> (UL 190 à 360 mm)		○	○	
JBZ0531	<input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques <b>courts</b> réglables en angle de 0° à 80° (UL 190 à 370 mm)	NC : 0512	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)

**Palettes (la paire)**

JBF0512 JBH0512	<input type="checkbox"/> Fixes	NC : 0533, 0531	◆	◆	
JBF0504 JBH0504	<input type="checkbox"/> Réglables en angle	NC : 0526	○	○	
JBF0513 JBZ0513 JBH0513	<input type="checkbox"/> Réglables en angle et profondeur		○	○	

**COMMANDES ELECTRONIQUES LINX**
**Commande principale pour Electronique LiNX**

JBF2203 JBZ2203 JBH2203	<input type="checkbox"/> Manipulateur <b>LiNX</b> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	◆	◆		 REM211
JBF2204 JBZ2204 JBH2204	<input type="checkbox"/> Manipulateur <b>LiNX</b> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○		 REM216
JBF2205 JBZ2205 JBH2205	<input type="checkbox"/> Manipulateur <b>LiNX</b> REM400 : <b>Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	○	○		 REM400 Bluetooth®
JBF2206 JBZ2206 JBH2206	<input type="checkbox"/> <b>LiNX REM500 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - <b>NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE</b>	NC : 2220, 2270	○	○		 REM500 Bluetooth®
JBF2270 JBZ2270 JBH2270	<input type="checkbox"/> Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche/arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	○	○		 2270

(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
<b>Fixation de la commande principale (REM211/216/400)</b>							
JBF1207 JBZ1207 JBH1207	<input type="checkbox"/> Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○			
JBF1208 JBZ1208 JBH1208	<input type="checkbox"/> Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○			
JBF1707 JBZ1707 JBH1707	<input type="checkbox"/> Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆			
JBF1708 JBZ1708 JBH1708	<input type="checkbox"/> Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○			
JBF1709 JBZ1709 JBH1709	<input type="checkbox"/> <b>Maxx Resolve</b> escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○			
JBF1710 JBZ1710 JBH1710	<input type="checkbox"/> <b>Maxx Resolve</b> escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○			
JBF2209 JBZ2209 JBH2209	<input type="checkbox"/> Escamotable à droite , multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) - <b>Pour REM500 uniquement</b>	NC : 2202 à 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○			
JBF2210 JBZ2210 JBH2210	<input type="checkbox"/> Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) - <b>Pour REM500 uniquement</b>	NC : 2202 à 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○			
PW-4005	<input type="checkbox"/> Rallonge de 200 mm pour Option 2209/2210		Fabrication spéciale Sur Devis				
JBF2213 JBZ2213 JBH2213	<input type="checkbox"/> Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)		
JBF2214 JBZ2214 JBH2214	<input type="checkbox"/> Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00			
JBF2227 JBZ2227 JBH2227	<input type="checkbox"/> Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	○	○			
JBF2228 JBZ2228 JBH2228	<input type="checkbox"/> Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	○	○			
JBX2239	<input type="checkbox"/> Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis				
<b>Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)</b>							
JBF2220 JBZ2220 JBH2220	<input type="checkbox"/> Double commande <b>LiNX</b> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (1283/1223), 2227, 2228	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)		
JBF2219 JBZ2219 JBH2219	<input type="checkbox"/> Double commande <b>Compact LiNX</b> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)		
JBF2245 JBZ2245 JBH2245	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive <b>LiNX</b> - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)		
JBF2259 JBZ2259 JBH2259	<input type="checkbox"/> Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 2291, 2245, 1312	○	○			
JBF2260 JBZ2260 JBH2260	<input type="checkbox"/> Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 2292, 2245, 1363	○	○			
JBF1221 JBZ1221 JBH1221	<input type="checkbox"/> Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>		○	○			
JBF1222 JBZ1222 JBH1222	<input type="checkbox"/> Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>		○	○			
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
(6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 €							
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							



1709, 1710



2209  
2210



REM050



2219



2245

**Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B**
**Euros**
**Prix Public**
**LPPR/PLV**
**Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure**
**Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500**

JB2231	<input type="checkbox"/> Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
JBZ2231						
JBH2231						
JB2232	<input type="checkbox"/> Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
JBZ2232						
JBH2232						
JB2207	<input type="checkbox"/> Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	◆	◆		
JBZ2207						
JBH2207						
JB2208	<input type="checkbox"/> Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○		
JBZ2208						
JBH2208						
JB2265	<input type="checkbox"/> Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBZ2265						
JBH2265						
JB2266	<input type="checkbox"/> Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBZ2266						
JBH2266						
JBX2215	<input type="checkbox"/> Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :				Sur devis	



2231  
2232

2230  
2247

**Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM - Remplace l'appui-tête**

JB2230	<input type="checkbox"/> ATOM <b>ASL104</b> + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350	5 648,34	5 959,00		Sur devis (9)
JBZ2230						
JB2247	<input type="checkbox"/> PROTON <b>ASL104P</b> + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350	5 648,34	5 959,00		
JBZ2247						

**Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)**

JB2257	<input type="checkbox"/> Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00		Sur devis (9)
JBZ2257						
JBH2257						
JB2275	<input type="checkbox"/> Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○		
JBZ2275						
JBH2275						
JB2276	<input type="checkbox"/> Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○		
JBZ2276						
JBH2276						
JBX2269	<input type="checkbox"/> Montage Personnalisé Fabrication Spéciale				Sur devis	Sur devis (9)


**Commande Mini Joystick proportionnel**

JB2233	<input type="checkbox"/> Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	5 648,34	5 959,00		Sur devis (9)
JBZ2233						
JBH2233						
JB2240	<input type="checkbox"/> Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	3 317,54	3 500,00		
JBZ2240						
JBH2240						
JB2285	<input type="checkbox"/> Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBZ2285						
JBH2285						
JB2286	<input type="checkbox"/> Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBZ2286						
JBH2286						
JB2283	<input type="checkbox"/> Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○		
JBZ2283						
JBH2283						
JB2284	<input type="checkbox"/> Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○		
JBZ2284						
JBH2284						
JB2287	<input type="checkbox"/> Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBZ2287						
JBH2287						
JB2288	<input type="checkbox"/> Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBZ2288						
JBH2288						
JBX2289	<input type="checkbox"/> Montage Personnalisé Fabrication Spéciale				Sur devis	

(6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

**Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B**
**Euros**
**Prix Public**
**LPPR/PLV**
**Options complémentaires LiNX**

JBF2251	<input type="checkbox"/> Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	Sur devis (9)
JBZ2251					
JBH2251					
JBF2217	<input type="checkbox"/> Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBZ2217					
JBH2217					
JBF2218	<input type="checkbox"/> Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBZ2218					
JBH2218					
JBF2291	<input type="checkbox"/> Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 2108	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBZ2291					
JBH2291					
JBF2292	<input type="checkbox"/> Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 2108	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBZ2292					
JBH2292					
JBF2225	<input type="checkbox"/> Sans montage		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBZ2225					
JBH2225					


**Accessoires LiNX**

JBF2253	<input type="checkbox"/> Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBZ2253					
JBH2253					
JBF2281	<input type="checkbox"/> Fixation à droite		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBZ2281					
JBH2281					
JBF2282	<input type="checkbox"/> Fixation à gauche		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBZ2282					
JBH2282					


**Remote Stop Switch**

JBF2258	<input type="checkbox"/> Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	831,28	877,00	Sur devis (9)
JBZ2258					
JBH2258					

**Module d'entrée**

JBF2273	<input type="checkbox"/> Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	Sur devis (9)
JBZ2273					
JBH2273					

**Autres accessoires et contacteurs**

JBF2300	<input type="checkbox"/> A inclure avec le fauteuil		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBZ2300					
JBH2300					
JBX2301	<input type="checkbox"/> A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		Sur devis (9)

**Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)**

JBF1685	<input type="checkbox"/> Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBZ1685					
JBH1685					
JBF1686	<input type="checkbox"/> Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBZ1686					
JBH1686					
JBF1687	<input type="checkbox"/> Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBZ1687					
JBH1687					
JBF1690	<input type="checkbox"/> Contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBZ1690					
JBH1690					


**Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)**

JBF2254	<input type="checkbox"/> Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	Sur devis
JBZ2254					
JBH2254					

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

**Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B**
**Euros**
**Prix Public**
**LPPR/PLV**
**Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)**

JBF1711	<input type="checkbox"/> Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBZ1711					
JBH1711					
JBF1712	<input type="checkbox"/> Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBZ1712					
JBH1712					
JBF1713	<input type="checkbox"/> Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBZ1713					
JBH1713					
JBF1714	<input type="checkbox"/> Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBZ1714					
JBH1714					
JBF1715	<input type="checkbox"/> Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBZ1715					
JBH1715					
JBF1716	<input type="checkbox"/> Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
JBZ1716					
JBH1716					

 Sur  
devis (9)

**Joysticks Bodypoint à l'unité - livré non monté**

JBF2721	<input type="checkbox"/> Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		○	○	
JBZ2721					
JBH2721					
JBF2722	<input type="checkbox"/> Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		○	○	
JBZ2722					
JBH2722					
JBF2723	<input type="checkbox"/> Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		○	○	
JBZ2723					
JBH2723					
JBF2724	<input type="checkbox"/> Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		○	○	
JBZ2724					
JBH2724					


**Adaptateur DB9 / 5 jacks**

JBF1681	<input type="checkbox"/> Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	Sur devis (9)
JBZ1681					
JBH1681					


**BASE MOTRICE**
**Coloris de châssis**

JBF2871	<input type="checkbox"/> Noir Anthracite		○	○	
JBZ2871					
JBH2871					
JBF2872	<input type="checkbox"/> Argenté		○	○	
JBZ2872					
JBH2872					
JBF2873	<input type="checkbox"/> Rouge Bengale		○	○	
JBZ2873					
JBH2873					
JBF2874	<input type="checkbox"/> Bleu Mercure		○	○	
JBZ2874					
JBH2874					
JBF2875	<input type="checkbox"/> Violet Midnight		○	○	
JBZ2875					
JBH2875					
JBX0299	<input type="checkbox"/> Premium Coloris Châssis/Dossier Personnalisé		781,99	825,00	
JBF2865	<input type="checkbox"/> Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○	
JBZ2865					
JBH2865					
JBF2866	<input type="checkbox"/> Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JBZ2866					
JBH2866					
JBF2867	<input type="checkbox"/> Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○	
JBZ2867					
JBH2867					
JBF2868	<input type="checkbox"/> Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○	
JBZ2868					
JBH2868					



(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

**Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B**
**Euros**
**Prix Public**
**LPPR/PLV**
**Coloris de jantes**

JBF2882	<input type="checkbox"/> Noir Anthracite		○	○	
JBZ2882	<input type="checkbox"/> Argenté		○	○	
JBH2882					
JBF2883	<input type="checkbox"/> Rouge Bengale		○	○	
JBZ2884	<input type="checkbox"/> Bleu Mercure		○	○	
JBH2884					
JBF2885	<input type="checkbox"/> Violet Midnight		○	○	
JBZ2886	<input type="checkbox"/> Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00	
JBH2886					
JBF2887	<input type="checkbox"/> Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○	
JBZ2888	<input type="checkbox"/> Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JBH2888					
JBF2889	<input type="checkbox"/> Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○	
JBZ2889	<input type="checkbox"/> Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○	
JBH2889					
JBF2890					
JBZ2890					
JBH2890					
JBF2891					
JBZ2891					
JBH2891					


**Fourches**

JBF2631	<input type="checkbox"/> Fourches Monobras		399,05	421,00	Sur devis (9)
JBZ2631	<input type="checkbox"/> Fourches Doubles		◆	◆	
JBH2631					
JBH2632					
JBZ2632					
JBH2632					

**Roues**

JBF0835	<input type="checkbox"/> 9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBZ0835	<input type="checkbox"/> 9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBH0835					
JBF0836	<input type="checkbox"/> 9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBZ0836	<input type="checkbox"/> 9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		○	○	
JBH0836					
JBF0838	<input type="checkbox"/> 8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	○	○	
JBZ0838	<input type="checkbox"/> 8" Pneumatique Anti Crevaison Noir				
JBH0838					
JBF0828					
JBZ0828					
JBH0828					

**Système verrouillage des fourches avant**

JBF1490	<input type="checkbox"/> Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	251,18	265,00	Sur devis (9)
JBZ1490					
JBH1490					

**Roues arrière type Storm®4**

JBF0704	<input type="checkbox"/> 14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBZ0704	<input type="checkbox"/> 14x3 Bandage plein noir à crampons		○	○	
JBH0704					
JBF0705	<input type="checkbox"/> 14x3 Bandage plein noir à crampons		○	○	
JBZ0705	<input type="checkbox"/> 14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		○	○	
JBH0705					
JBF0706					
JBZ0706					
JBH0706					

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
<b>SUSPENSIONS</b>							
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)							
JB2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆		
JBZ2870							
JBH2870							
<b>Suspensions latérales arrière</b>							
JB1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○		
JBZ1910							
JB1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○		
JBZ1912							
JB1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○		
JBZ1911							
JB1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		◆	◆		
JBZ1915							
JBH1916	<input type="checkbox"/>	Suspensions pour <b>Invacare®Aviva RX40 HD</b> Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 160 kg		○	○		
<b>PERFORMANCES</b>							
<b>Moteurs</b>							
JB1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		○	○		
JBZ1282							
JBH1282							
JB1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		◆	◆		
JBZ1283							
JBH1283							
JB1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs <b>OPS Drive</b> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○		
JBZ1223							
JBH1223							
<b>Batteries &amp; Chargeur</b>							
JB1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	○	○		
JBZ1259							
JB1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	◆	◆		
JBZ1260							
JBH1260							
<b>GYROSCOPE</b>							
<b>G-Trac</b>							
JB1215	<input type="checkbox"/>	Module <b>G-Trac</b> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)	
JBZ1215							
JBH1215							
<b>Chargeur</b>							
JB1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge (IP44)		◆	◆		
JBZ1313							
JBH1313							
JB1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge prise UK (IP44)		○	○		
JBH1314							
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
<b>OPTIONS</b>							
Les roulettes anti-bascule sont montées de série							
<b>Roulette anti-bascule</b>							
JB1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule		◆	◆		
JBZ1205							
JBH1205							
<b>Eclairage</b>							
JB2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - <b>Puissance 60 Lux</b> - Clignotants, feux de position, warning (Choisir <b>REM216</b> , <b>REM400</b> ou <b>REM500</b> )	NC : 2203	○	○		
JBZ2837							
JBH2837							
JB1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆		
JBZ1254							
JBH1254							
<b>Monte-trottoir</b>							
JB1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 0556, 0589	291,00	307,00	Sur devis (9)	
JBZ1244							
JBH1244							
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							



1244

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
<b>Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl</b>						
JB1450	<input type="checkbox"/> Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00	Sur devis (9)	
<b>Accroche-taxi</b>						
JB1493	<input type="checkbox"/>					
JBZ1493	<input type="checkbox"/> Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆		
JBH1493						
JB1494	<input type="checkbox"/>					
JBZ1494	<input type="checkbox"/> Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○		
JBH1494						
JB1401	<input type="checkbox"/>					
JBZ1401	<input type="checkbox"/> Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092, 1093	○	○		
JBH1401						
<b>Points d'accroche taxi</b>						
JB2894	<input type="checkbox"/>					
JBZ2894	<input type="checkbox"/> Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	104,27	110,00	Sur devis (9)	
JBH2894						
<b>Ceintures de maintien</b>						
JB1329	<input type="checkbox"/>					
JBZ1329	<input type="checkbox"/> Fermeture à boucle type automobile		○	○		
JBH1329						
JB2113	<input type="checkbox"/>					
JBZ2113	<input type="checkbox"/> Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisse	○	○		
JBH2113						
<b>Ceintures et harnais de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>						
JB2701	<input type="checkbox"/> Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisse	236,97	250,00	600,00 (5)	
JB2702	<input type="checkbox"/> Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisse	236,97	250,00	600,00 (5)	
JB2703	<input type="checkbox"/> Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisse	236,97	250,00	600,00 (5)	
JB2704	<input type="checkbox"/> Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisse	236,97	250,00	600,00 (5)	
JB2705	<input type="checkbox"/> Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisse	236,97	250,00	600,00 (5)	
JB2706	<input type="checkbox"/> Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)	
<b>ACCESOIRES</b>						
<b>Rétroviseur</b>						
JB1415	<input type="checkbox"/>					
JBZ1415	<input type="checkbox"/> Droit	NC : 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	○	○		
JBH1415						
JB1339	<input type="checkbox"/>					
JBZ1339	<input type="checkbox"/> Gauche	NC : 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	○	○		
JBH1339						
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>						
JB2128	<input type="checkbox"/>					
JBZ2128	<input type="checkbox"/> Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	○	○		
JBH2128						
<b>Porte-canne</b>						
JB1312	<input type="checkbox"/>					
JBZ1312	<input type="checkbox"/> Côté droit	NC : 2227, 2259, 1221	○	○		
JBH1312						
JB1363	<input type="checkbox"/>					
JBZ1363	<input type="checkbox"/> Côté gauche	NC : 2228, 2260, 1222	○	○		
JBH1363						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

## Garde-boue (la paire)

JBF1416	<input type="checkbox"/> Garde-boue pour roues avant noir		○	○	
JBZ1416					
JBH1416					



## Tablette escamotable

JBF1404	<input type="checkbox"/> Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	125,12	132,00	132,00 (3)
JBZ1404					
JBH1404					

JBF1405	<input type="checkbox"/> Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	125,12	132,00	132,00 (3)
JBZ1405					
JBH1405					



## Trousse à outils

JBF1333	<input type="checkbox"/> Trousse à outils		29,38	31,00	
JBZ1333					
JBH1333					

## Rampes en accessoire

1654128	<input type="checkbox"/> Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis
1654129	<input type="checkbox"/> Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis
1654130	<input type="checkbox"/> Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis



(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 €

(2) code LPPR : 9934282 - VPH, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00 €

(3) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction tablette complète - 132,00 €

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 €

(7) code LPPR : 9928838 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00 €

(8) code LPPR : 9942590 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis