

AVIVA RX40

Modulite

FREP Classe B



Configuration disponible

Appui-tête / Dossier électrique 30° /
Bascule d'assise électrique 50° / Repose-
jambes manuels / Equipement route 60
Lux / Batterie 75 Ah / REM400 /
programmable à 12 km/h...

NOUVEAU - préparation base motrice
station d'Accueil Dahl - **SANS**
SUPPLÉMENT DE PRIX

Adjonctions disponibles

Lift/Bascule d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)

Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)

PAP membres Inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

Ccommande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)

Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)

Bariatrique
(LPPR/PLV 700,00€)

Prescripteurs :

- Equipe pluridisciplinaire constituée d'un médecin spécialiste MPR ou Médecin titulaire d'un DU appareillage et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute.

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

11 680,50 €

Forfait MAD1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



AVIVA

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 560 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 60 Ah ou 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix	
JBF = Invacare® Aviva® RX40 JBZ = Invacare® Aviva® RX40 Teen JBH = Invacare® Aviva® RX40 HD JBX = Fabrication Spéciale						
Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBF0001	☐	Invacare® Aviva® RX40 FREP Classe B - Code LPPR 9541105	NC : 2101, 1094, 1916	11 071,56	11 680,50	11 680,50
		Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg		+ 9,42 € HT d'éco-participation		
JBZ0001	☐	Invacare® Aviva® RX40 Teen FREP Classe B - Code LPPR 9541105 + 9981399 Délai de fabrication : + 10 jours	Fabrication spéciale indisponible sur Invacare Pro	11 640,28	12 280,50	12 280,50
		Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 98 kg		+ 9,42 € HT d'éco-participation		
JBH0002	☐	Invacare® Aviva® RX40 HD FREP Classe B - Code LPPR 9541105 + 9942590	NC : 2810, 2183, 2193, 2052, 2053, 1910, 1912, 1911, 1915	11 735,07	12 380,50	12 380,50
		Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 160 kg		+ 9,42 € HT d'éco-participation		
PACK POSITIONNEMENT PAP - NC AVEC ASSISE MODULITE TEEN ET HD						
JBF0155	☐	Pack PAP 2: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Cale-cuisse (la paire)	NC : 0160, 2141, 2142, 2143, 2144, 2148, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	568,72	600,00	600,00 (5)
JBF0160	☐	Pack PAP 3: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Dossier Matrx MAC ou MAC Hug	NC : 2104, 2141, 2142, 2143, 2144, 2148, 2171, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 2324, 2325, 2327, 1445, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	1 137,44	1 200,00	1200,00 (4&5)
CHÂSSIS AVIVA RX						
JBF2810 JBZ2810	☐	Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
JBF2830 JBH2830	☐	Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €						

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
ASSISE MODULITE						
Type d'assise						
JBF2111	☐	Assise Modulite Modulable rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 2104, 2156	◆	◆	 2111
JBF2112	☐	Assise Modulite Modulable souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU	NC : 2104, 2156	○	○	 2112
JBZ2111	☐	Assise Modulite Teen rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (25 mm par côté) Largeur : 305 à 355 mm Profondeur : 305 à 410 mm	Fabrication spéciale	○	○	
JBH2101	☐	Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+ 50 mm par côté) Largeur : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 510 à 580 mm RÉGLABLE EN CONTINU		○	○	700,00 (8)
Largeur d'assise Modulite Teen (Préréglage d'usine) - obtenu à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur						
Fab Spé	☐	305 mm accoudoirs courbés vers l'intérieur		○	○	
Fab Spé	☐	330 mm		○	○	
Fab Spé	☐	355 mm		◆	◆	
Largeur d'assise Modulite Modulable (Préréglage d'usine)						
JBF2121	☐	380 mm	NC : 2148, 2701, 2703, 2705	○	○	
JBF2122	☐	430 mm	NC : 2148, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
JBF2123	☐	480 mm	NC : 2148, 2702, 2704, 2706	○	○	
JBF2124	☐	530 mm	NC : 2106, 2143, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2702, 2704, 2706	○	○	
JBF2104	☐	550 mm	NC : 2106, 2132, 2134, 2141, 2142, 2143, 2144, 2147, 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2168, 2169, 2179, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2151, 2152, 2155, 2183, 2192, 2193, 2194, 2198, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 1307, 1445, 0556, 0589, 0526, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1404, 1405	○	○	
Large d'assise Modulite HD (Préréglage d'usine)						
JBH2124	☐	530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		◆	◆	
JBH2104	☐	550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		○	○	
Kit D'écartement Des Points De Pivot						
JBF2106	☐	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2192, 2194	○	○	
Profondeur d'assise Modulite Teen (Préréglage d'usine)						
Fab Spé	☐	305 mm		○	○	
Fab Spé	☐	355 mm		◆	◆	
JBZ2132	☐	410 mm		○	○	
(8) code LPPR : 9998193 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00 € - Inclus dans le prix de base du AVIVA RX40 HD						

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Profondeur d'assise Modulite Modulable (Préréglage d'usine)						
JBF2132	☐	410 mm	NC : 2148, 2198, 2196, 2197, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
JBF2134	☐	460 mm	NC : 2148	◆	◆	
JBF2136	☐	510 mm (Rail d'assise rallongé de 35 mm si dossier rigide Flex 3)	NC : 2143	○	○	
Profondeur d'assise Modulite HD (Préréglage d'usine)						
JBH2136	☐	510 mm	NC : 2143	◆	◆	
JBH2137	☐	580 mm		○	○	
Coussin d'assise Modulite Teen						
Fab spé	☐	Coussin d'assise Matrx Vi ou Matrx Kidabra-Vi - selon dimensions d'assises choisies + Cales de positionnement sans supplément de prix.		◆	◆	600,00 (5)
Coussin d'assise Modulite Modulable						
JBF2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	◆	◆	
JBF2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	76,78	81,00	81,00
JBF2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses	NC : 1985	331,75	350,00	600,00 (5)
JBF2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée) deuxième housse intérieure imperméable incluse	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983	331,75	350,00	600,00 (5)
 Coussins Vicair - voir fiche de mesures						600,00 (5)
Coussin d'assise Modulite HD						
JBH2148	☐	Coussin d'assise Max (hauteur 90 mm)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	◆	◆	
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBF1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBF1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBF1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi						
JBF1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne MatrX Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBF2162	☐	Hauteur 540 mm		◆	◆	
JBH2162						
JBF2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173, 2052, 2053	○	○	
JBZ2163						
Poignées à pousser						
JBF2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2227, 2228, 2219, 2220, 2245, 2291, 2292	○	○	



2143



2147



2144

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil AVIVA RX40 Teen



2143



2147

2144

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil AVIVA RX40 Teen

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros																																									
				Prix Public	LPPR/PLV																																								
Dossier Matrx pour Modulite TEEN																																													
Fab Spé	☐	Dossier Matrx Mini pour Modulite Teen Profondeur du galbe : 80 mm Fixations incluses - Sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous		568,72	600,00	600,00 (4)																																							
 Dossier <i>Matrx Mini</i> (fixations <i>incluses</i>) Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg <table><thead><tr><th rowspan="2">Largeur du dossier⁽¹⁾⁽³⁾</th><th rowspan="2">Adaptable sur fauteuil largeur d'assise⁽²⁾</th><th rowspan="2">Largeur du buste indicative</th><th colspan="4">Hauteur du dossier</th></tr><tr><th>180 mm</th><th>260 mm</th><th>310 mm</th><th>360 mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>280 mm</td><td>280mm - 300mm</td><td>200 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>310 mm</td><td>300mm - 320mm</td><td>215 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>330 mm</td><td>330mm - 360mm</td><td>240 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>360 mm</td><td>360mm - 380mm</td><td>290 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></tbody></table>							Largeur du dossier ⁽¹⁾⁽³⁾	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier				180 mm	260 mm	310 mm	360 mm	280 mm	280mm - 300mm	200 mm	☐	☐	☐		310 mm	300mm - 320mm	215 mm	☐	☐	☐	☐	330 mm	330mm - 360mm	240 mm	☐	☐	☐	☐	360 mm	360mm - 380mm	290 mm	☐	☐	☐	☐
Largeur du dossier ⁽¹⁾⁽³⁾	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier																																										
			180 mm	260 mm	310 mm	360 mm																																							
280 mm	280mm - 300mm	200 mm	☐	☐	☐																																								
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	☐	☐	☐	☐																																							
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	☐	☐	☐	☐																																							
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	☐	☐	☐	☐																																							
Type de dossier																																													
JBF2171 JBZ2171 JBH2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445, 2052, 2053, 2230, 2247	◆	◆																																								
JBF2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2192, 2193, 2194, 2230, 2247, 2128	180,09	190,00	600,00 (4)																																							
JBF2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2128	○	○																																								
JBF2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)																																							
JBF2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)																																							
JBF2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)																																							
JBF2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)																																							
JBF2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)																																							
JBF2168	☐	Matrx MAC , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00	Sur devis (9)																																							
JBF2169	☐	Matrx MAC HUG , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00																																								
Hauteur du dossier Matrx MAC																																													
JBF2380	☐	405 mm (16")	NC : 1445	○	○																																								
JBF2381	☐	455 mm (18")	NC : 1445	◆	◆																																								
JBF2382	☐	505 mm (20")	NC : 1445	○	○																																								
JBF2383	☐	560 mm (22")	NC : 1445	○	○																																								
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC																																													
JBF2385	☐	Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○																																								
JBF2386	☐	Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○																																								
JBF2387	☐	Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○																																								



2171



2173

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



2171



2173

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC							
JBF2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○		
JBF2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○		
JBF2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○		
Réglage largeur du dossier Matrx MAC							
JBF2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm	NC : 1445	○	○		
JBF2394	☐	Standard = Largeur d'assise	NC : 1445	◆	◆		
JBF2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm	NC : 1445	○	○		
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !							
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)							
JBF2151	☐	Nylon noir		◆	◆		
JBH2156							
JBF2152	☐	PU bi-extensible noir		○	○		
JBF2155	☐	Mesh noir		○	○		
Accoudoirs							
JBF2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191	
JBH2191							
JBF2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	 2198	
JBH2181							
JBF2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189	○	○		
JBF2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189	○	○		
JBZ2183							
JBF2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	○	○		
JBF2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	○	○		
JBF2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	○	○		
Manchettes							
JBF2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆		
JBZ2195							
JBH2195							
JBF2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		○	○		
JBH2196							
JBF2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		○	○		
JBH2197							
Manchettes Assise Teen							
Fab spé	☐	Gouttière hémiplegique droite raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		417,06	440,00	600,00 (4)	 Gouttière hémiplegique raccourcie
Fab spé	☐	Gouttière hémiplegique gauche raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		417,06	440,00	600,00 (4)	
Cale-cuisses							
JBF2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	 Cale-cuisse
JBF2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
JBF2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
JBF2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
JBF2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
JBF2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)	
Hauteur des supports de cale-cuisse							
JBF2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆		
JBF2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○		
Appuis-têtes Modulite Teen							
Fab spé	☐	Appui-tête multi-réglable Action 3 Junior		○	○		
Fab spé	☐	Appui-tête Elan Standard 8,5" - housse noire respirante		○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €							



2191



2198



Gouttière hémiplegique raccourcie



Cale-cuisse



Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Appuis-têtes							
JBF1350 JBH1350	☐	Appui-nuque, réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	☐	☐	 1432	
JBF1432 JBH1432	☐	Appui-tête Rea revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	☐	☐		
JBF1427 JBH1427	☐	Appui-tête Rea Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	☐	☐	 1427	
JBF2324 JBZ2324 JBH2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	☐	☐	 2324	
JBF2325 JBZ2325 JBH2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	☐	☐	 2325	
JBF2327 JBH2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	☐	☐	 2327	
JBF1495 JBH1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		☐	☐		
Tendeur de dossier							
JBF1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)		☐	☐		
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)							
JBF1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)		236,97	250,00	600,00 (4)  1445	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE							
Inclinaison d'assise							
JBF1091 JBZ1091 JBH1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 2054, 1401	☐	☐		
JBF1092 JBZ1092 JBH1092	☐	Electrique de 0° à 20°	NC : 2054, 1401	☐	☐		
JBF1093 JBZ1093 JBH1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401	☐	☐		
JBZ1094 JBF1094 JBH1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg ou 160kg avec assise HD) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°		1 421,80	1 500,00		1500,00 (7)
JBF2052 JBZ2052	☐	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401	☐	☐		
JBF2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 2220, 1910, 1912, 1494	1 421,80	1 500,00		1500,00 (7)
Hauteur sol-plaque d'assise							
JBF2857 JBZ2857 JBH2857	☐	435 mm		☒	☒		
JBF2858 JBZ2858 JBH2858	☐	460 mm	NC : 2054	☐	☐		
JBF2859 JBZ2859 JBH2859	☐	485 mm	NC : 2054	☐	☐		
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)							
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés							
JBX2054	☐	Proclive d'assise de 5° (inclinaison -5° à +25°)		☐	☐		
Inclinaison de dossier							
JBF0977 JBZ0977 JBH0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		☒	☒	 0977	
(4) code LPPR 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€							
(7) code LPPR 9928838 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€							

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large							
JBF0556 JBH0556	☐	Repose jambe central manuel, UL 280 à 385 mm (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517, 1244	○	○	 0589	
JBF0589 JBH0589	☐	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90°, UL 340 à 410 mm - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 1244	1 184,83	1 250,00		1250,00 (2)
Palettes							
JBF2365 JBH2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○		
JBF0559 JBH0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
JBF0516 JBH0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○	○		
JBF0517 JBH0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		○	○		
Potences / Repose-pieds (la paire)							
JBF0526	☐	Potences repose-pieds fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur (UL 330 à 460 mm)	NC : 0504	◆	◆	 0526  0533  0531	
JBF0503 JBH0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65° escamotables (UL 290 à 470 mm)		○	○		
JBF0533 JBH0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4 (UL 290 à 470 mm)	NC : 0512	○	○		
JBF0531 JBH0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° (UL 290 à 470 mm)	NC : 0512	1 184,83	1 250,00		1250,00 (2)
Potences / Repose-pieds (la paire) pour assise TEEN							
JBZ0526	☐	Potences repose-pieds fixes courts 80°, escamotables intérieur/extérieur (UL 200 à 260 mm)	NC : 0504	○	○		
JBZ0533	☐	Repose-jambes manuels courts réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4 (UL 190 à 360 mm)	NC : 0512	○	○		
JBZ0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques courts réglables en angle de 0° à 80° (UL 190 à 370 mm)	NC : 0512	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)	
Palettes (la paire)							
JBF0512 JBH0512	☐	Fixes		◆	◆		
JBF0504 JBH0504	☐	Réglables en angle		○	○		
JBF0513 JBZ0513 JBH0513	☐	Réglables en angle et profondeur		○	○		
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX							
Commande principale pour Electronique LiNX							
JBF2203 JBZ2203 JBH2203	☐	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2837	◆	◆	 REM211  REM216  REM400  REM500  2270	
JBF2204 JBZ2204 JBH2204	☐	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240	○	○		
JBF2205 JBZ2205 JBH2205	☐	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris (force de poussée 190 g)	NC : 2220	○	○		
JBF2206 JBZ2206 JBH2206	☐	LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2270, 2220	○	○		
JBF2270 JBZ2270 JBH2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		○	○		
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€							

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBF1207 JBZ1207 JBH1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2207, 2265, 2275, 2283, 2285, 2287, 1404	○	○	
JBF1208 JBZ1208 JBH1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2208, 2266, 2276, 2284, 2286, 2288, 1405	○	○	
JBF1707 JBZ1707 JBH1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2207, 2265, 2275, 2283, 2285, 2287, 1404	◆	◆	
JBF1708 JBZ1708 JBH1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2208, 2266, 2276, 2284, 2286, 2288, 1405	○	○	
JBF1709 JBZ1709 JBH1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 2207, 2265, 2275, 2283, 2285, 2287, 1415, 1404	○	○	
JBF1710 JBZ1710 JBH1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 2208, 2266, 2276, 2284, 2286, 2288, 1339, 1405	○	○	
JBF2209 JBZ2209 JBH2209	☐	Escamotable à droite , multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) - Pour REM500 uniquement	NC : 2207, 2265, 2275, 2283, 2285, 2287, 2217, 1415, 1404	○	○	
JBF2210 JBZ2210 JBH2210	☐	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) - Pour REM500 uniquement	NC : 2208, 2266, 2276, 2284, 2286, 2288, 2218, 1339, 1405	○	○	
PW-4005	☐	Rallonge de 200 mm pour Option 2209/2210		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBF2213 JBZ2213 JBH2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2207, 2265, 2275, 2283, 2285, 2287, 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JBF2214 JBZ2214 JBH2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2208, 2266, 2276, 2284, 2286, 2288, 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBF2227 JBZ2227 JBH2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1221, 2128, 1312	○	○	
JBF2228 JBZ2228 JBH2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1222, 2128, 1363	○	○	
JBX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBF2220 JBZ2220 JBH2220	☐	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2273	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JBF2219 JBZ2219 JBH2219	☐	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JBF2245 JBZ2245 JBH2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 2259, 2260	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JBF2259 JBZ2259 JBH2259	☐	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 2291, 1312	○	○	
JBF2260 JBZ2260 JBH2260	☐	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 2292, 1363	○	○	
JBF1221 JBZ1221 JBH1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 2291, 1312	○	○	
JBF1222 JBZ1222 JBH1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 2292, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
(6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



2245



1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



2245

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
 Commandes spéciales mo-Vis - voir fiche de mesures				Sur devis (9)		
        						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBF2231 JBZ2231 JBH2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionel (force de déflexion : 160 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JBF2232 JBZ2232 JBH2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JBF2207 JBZ2207 JBH2207	☐	Fixation à droite	NC : 2217, 1404	◆	◆	
JBF2208 JBZ2208 JBH2208	☐	Fixation à gauche	NC : 2218, 1405	○	○	
JBF2265 JBZ2265 JBH2265	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JBF2266 JBZ2266 JBH2266	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM - Remplace l'appui-tête						
JBF2230 JBZ2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2257, 2233, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
JBF2247 JBZ2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2257, 2233, 2240	5 648,34	5 959,00	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBF2257 JBZ2257 JBH2257	☐	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00	Sur devis (9)
JBF2275 JBZ2275 JBH2275	☐	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	○	○	
JBF2276 JBZ2276 JBH2276	☐	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	○	○	
JBX2269	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		Sur devis (9)
(6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						


2231
2232


2230


2247

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBF2233 JBZ2233 JBH2233	☐	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2128	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
JBF2240 JBZ2240 JBH2240	☐	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2128	3 317,54	3 500,00	
JBF2285 JBZ2285 JBH2285	☐	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBF2286 JBZ2286 JBH2286	☐	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBF2283 JBZ2283 JBH2283	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	○	○	
JBF2284 JBZ2284 JBH2284	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	○	○	
JBF2287 JBZ2287 JBH2287	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JBF2288 JBZ2288 JBH2288	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBX2289	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale	Sur devis			
Options complémentaires <i>LINX</i>						
JBF2251 JBZ2251 JBH2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	Sur devis (9)
JBF2217 JBZ2217 JBH2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 1404	○	○	
JBF2218 JBZ2218 JBH2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 1405	○	○	
JBF2291 JBZ2291 JBH2291	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128	○	○	
JBF2292 JBZ2292 JBH2292	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128	○	○	
JBF2225 JBZ2225 JBH2225	☐	Sans montage		○	○	
Accessoires <i>LINX</i>						
JBF2253 JBZ2253 JBH2253	☐	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
JBF2281 JBZ2281 JBH2281	☐	Fixation à droite		○	○	
JBF2282 JBZ2282 JBH2282	☐	Fixation à gauche		○	○	
Module d'entrée						
JBF2273 JBZ2273 JBH2273	☐	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)		400,00	422,00	Sur devis (9)
Autres accessoires et contacteurs						
JBF2300 JBZ2300 JBH2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		Sur devis (9)
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						




2233



2251



2253

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBF1685 JBZ1685 JBH1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis ⁽⁹⁾
JBF1686 JBZ1686 JBH1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBF1687 JBZ1687 JBH1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBF1690 JBZ1690 JBH1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBF2254 JBZ2254 JBH2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	Sur devis ⁽⁹⁾
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBF1711 JBZ1711 JBH1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis ⁽⁹⁾
JBF1712 JBZ1712 JBH1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBF1713 JBZ1713 JBH1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBF1714 JBZ1714 JBH1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBF1715 JBZ1715 JBH1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBF1716 JBZ1716 JBH1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint à l'unité - livré non monté						
JBF2721 JBZ2721 JBH2721	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		○	○	 2721 2722
JBF2722 JBZ2722 JBH2722	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		○	○	 2723
JBF2723 JBZ2723 JBH2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		○	○	 2724
JBF2724 JBZ2724 JBH2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		○	○	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBF1681 JBZ1681 JBH1681	☐	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	Sur devis ⁽⁹⁾  1681

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B					Euros		
					Prix Public	LPPR/PLV	
BASE MOTRICE							
Coloris de châssis							2871 2872 2873 2874 2875 2865 2866 2867 2868
JBF2871 JBZ2871 JBH2871	☐	Noir Anthracite		☐	☐		
JBF2872 JBZ2872 JBH2872	☐	Argenté		☐	☐		
JBF2873 JBZ2873 JBH2873	☐	Rouge Bengale		☐	☐		
JBF2874 JBZ2874 JBH2874	☐	Bleu Mercure		☐	☐		
JBF2875 JBZ2875 JBH2875	☐	Violet Midnight		☐	☐		
JBX0299	☐	Premium Coloris Châssis/Dossier Personnalisé		781,99	825,00		
JBF2865 JBZ2865 JBH2865	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		☐	☐		
JBF2866 JBZ2866 JBH2866	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		☐	☐		
JBF2867 JBZ2867 JBH2867	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		☐	☐		
JBF2868 JBZ2868 JBH2868	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		☐	☐		
Coloris de jantes							
JBF2882 JBZ2882 JBH2882	☐	Noir Anthracite		☐	☐		
JBF2883 JBZ2883 JBH2883	☐	Argenté		☐	☐		
JBF2884 JBZ2884 JBH2884	☐	Rouge Bengale		☐	☐		
JBF2885 JBZ2885 JBH2885	☐	Bleu Mercure		☐	☐		
JBF2886 JBZ2886 JBH2886	☐	Violet Midnight		☐	☐		
JBF2887 JBZ2887 JBH2887	☐	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00		
JBF2888 JBZ2888 JBH2888	☐	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		☐	☐		
JBF2889 JBZ2889 JBH2889	☐	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		☐	☐		
JBF2890 JBZ2890 JBH2890	☐	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		☐	☐		
JBF2891 JBZ2891 JBH2891	☐	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		☐	☐		

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Fourches						
JBF2631 JBZ2631 JBH2631	☐	Fourches Monobras		399,05	421,00	Sur devis ⁽⁹⁾
JBF2632 JBZ2632 JBH2632	☐	Fourches Doubles		◆	◆	
Roues						
JBF0835 JBZ0835 JBH0835	☐	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBF0836 JBZ0836 JBH0836	☐	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBF0838 JBZ0838 JBH0838	☐	9" Pneumatique Anti Crevaision Noir		○	○	
JBF0828 JBZ0828 JBH0828	☐	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	○	○	
Système verrouillage des fourches avant						
JBF1490 JBZ1490 JBH1490	☐	Système de verrouillage des fourches avant		251,18	265,00	Sur devis ⁽⁹⁾
Roues arrière type Storm®4						
JBF0704 JBZ0704 JBH0704	☐	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBF0705 JBZ0705 JBH0705	☐	14x3 Bandage plein noir à crampons		○	○	
JBF0706 JBZ0706 JBH0706	☐	14x3 Pneu anti-crevaision noir à crampons		○	○	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JBF2870 JBZ2870 JBH2870	☐	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBF1910 JBZ1910	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg		○	○	
JBF1912 JBZ1912	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg		○	○	
JBF1911 JBZ1911	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JBF1915 JBZ1915	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		◆	◆	
JBH1916	☐	Suspensions pour <i>Invacare®Aviva RX40 HD</i> Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 160 kg		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBF1282 JBZ1282 JBH1282	☐	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBF1283 JBZ1283 JBH1283	☐	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
JBF1223 JBZ1223 JBH1223	☐	Moteurs <i>OPS Drive</i> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 1259, 1260	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Batteries & Chargeur						
JBZ1259	☐	60 Ah - batteries GEL		○	○	
JBZ1260	☐	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1450	◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBZ1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)
Chargeur						
JBZ1313	☐	Chargeur 10A OptiCharge (IP44)		◆	◆	
JBH1314	☐	Chargeur 10A OptiCharge prise UK (IP44)		○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Roulette anti-basculer						
JBZ1205	☐	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBZ1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)		○	○	
JBZ1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBZ1244	☐	Monte-trottoir		291,00	307,00	Sur devis (9)
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBZ1450	☐	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NOUVEAU - SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !	○	○	
Accroche-taxi						
JBZ1493	☐	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBZ1494	☐	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
JBZ1401	☐	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
Points d'accroche taxi						
JBZ2894	☐	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)		104,27	110,00	Sur devis (9)
Ceintures de maintien						
JBZ1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		○	○	
JBZ2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		○	○	




1244


1329

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



1244



1329

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
Ceintures et harnais de positionnement Bodypoint (fixations incluses)								
JBF2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)	 2701, 2702	
JBF2702 JBZ2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)		
JBF2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)	 2703, 2704	
JBF2704 JBZ2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)		
JBF2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)	 2705, 2706	
JBF2706 JBZ2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)		
ACCESSOIRES								
Rétroviseur								
JBF1415 JBZ1415 JBH1415	☐	Droit		○	○		 2128	
JBF1339 JBZ1339 JBH1339	☐	Gauche		○	○			
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)								
JBF2128 JBZ2128 JBH2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		○	○			
Porte-canne								
JBF1312 JBZ1312 JBH1312	☐	Côté droit		○	○			
JBF1363 JBZ1363 JBH1363	☐	Côté gauche		○	○			
Garde-boue (la paire)								
JBF1416 JBZ1416 JBH1416	☐	Garde-boue pour roues avant noir		○	○		 1416	
JBF1417 JBZ1417 JBH1417	☐	Garde-boue pour roues arrière noir		○	○			
Tablette escamotable								
JBF1404 JBZ1404 JBH1404	☐	Côté droit		125,12	132,00	132,00 (3)	 1404 1405	
JBF1405 JBZ1405 JBH1405	☐	Côté gauche		125,12	132,00	132,00 (3)		
Trousse à outils								
JBF1333 JBZ1333 JBH1333	☐	Trousse à outils		29,38	31,00			
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €								
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis								

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva RX40 Modulite FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis	 1654130
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ (3) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction tablette complète - 132,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € (6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 € (7) code LPPR : 9928838 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00 € (8) code LPPR : 9942590 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							



1654128



1654129



1654130