

rea[®]

Azalea[®] Base



Den perfekte kørestolsbase
beregnet til skalsæde

INVACARE
Yes, you can.[®]

Rea Azalea Base er velegnet til brugere, som har behov for et skalsæde eller et andet sædesystem for tilstrækkelig støtte og komfort kombineret med en kørestolsbase.

Azalea Base har plads mellem rygrørene til et skalsæde og har mange af fordelene fra **Azalea familiens** robuste og klibare kørestol. Til eksempel kan nævnes det glidende balancepunkt, der sikrer stabilitet for brugeren og gode køreegenskaber samt manøvreringsmuligheder for hjælperen. Desuden er der flyttet mere vægt tilbage på drivhjulene, hvilket giver bedre køreegenskaber for hjælperen. **Azalea Base** kan anvendes sammen med tilbehørsdele kendt fra de andre modeller i **Rea Azalea familien**.

Fleksibel sæderamme

Azalea Base er specielt designet til at få monteret skalsæder eller andre specialtilpassede sædesystemer. Ved hjælp af den ekstra gode afstand mellem rygrørene i den bageste del af sæderammen er det muligt at montere langt de fleste specialtilpassede sædesystemer. Ryglænet er vinkeljusterbart og har en øget bagudvinkling. Ryglænet kan vinkles via en vantskrue eller et ledsagerbetjent hydraulisk greb. Sædebredden kan justeres ved hjælp af armlæn og benstøtterne, og selve sædet kan justeres i dybden. **Azalea Base** findes i 4 størrelser.



◀ Sikre monteringsbeslag

Sæderammen har flere huller til sikker montering af skalsæde eller sædesystem. Og der er ekstra god plads mellem rygrørene til et specielt sæde/ rygssystem.



◀ Beslag til selebåndspænding

Som tilvalg kan vælges et beslag specielt til montering af de øverste dele af kropsselerne.



◀ Kiler til sædepladen

Det er muligt at vinkle sædet fremad eller bagud i en forvalgt vinkel på 5° ved hjælp af kiler mellem chassis og selve sædepladen.

For øvrigt tilbehør til Azalea Base se venligst specialbrochure om tilbehør eller se www.invacare.com for videos om anvendelse af tilbehør.

Tekniske data ▼

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk>



Sædebredde ▼



Sædedybde ▼



Sædehøjde ▼



Armlænhøjde ▼



Armlænhøjde ▼



Benstøttelængde ▼



Sædevinkel ▼



Rygvinkel ▼

Azalea Base	340/390/ 440/490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm ¹ 430 - 500 mm	400/450 mm	600 ¹ / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° til 23° (22 / 24") (+1° til 25°) (16")	0° - +30°
--------------------	---	---	------------	------------------------------	--------------	--------------	--	-----------



Totalbredde ▼



Totalhøjde ▼



Totallængde inkl. benstøtter ▼



Totalvægt ▼



Max brugervægt ▼



Transportvægt ▼



Crashtestet ▼



Maximum vejhældning ved håndbremse ▼

Azalea Base	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1300 ¹ / 1400 mm	950 - 1035 mm	20 kg	Max 135 kg	15 kg ³	ISO 7176-19 ²	7°
--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	--------------------	--------------------------	----

Stelfarve ▼



Antrasitblå

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



1. **Rea Azalea Minor** har mindre dimensioner.
2. Crash-testet i en særlig konfiguration.
3. Transportvægten øges med 4,2 kg, når der vælges elektrisk betjening af ryg og sædevinkler.

Rea, Rea design og DSS (Dual Stability System) er beskyttede varemærker fra Invacare International. Rea Azalea er fremstillet med DSS (Dual Stability system). Det tilbyder brugeren øget stabilitet og sikkerhed, når stolen er kippet eller ryglænet er tillet.



Yes, you can.®