



**rea**

Confidence in posture solutions

**rea**

# Azalea<sup>®</sup> Tall

Masser af komfort til  
høje brugere

Trusted Solutions,  
Passionate People



Yes, you can.®

Rea **Azalea Tall** er specielt designet til at imødekomme behovene hos høje brugere, som har brug for en komfortkørestol med sædetilt og stor komfort samtidig med en højere sædehøjde, højere rygghøjde samt et dybere sæde end på en standard komfortkørestol.

**Azalea Tall** er en yderst pålidelig, kipbar komfortkørestol og tilbyder et unikt glidende balancesystem, der sikrer stabilitet og gode køreegenskaber for både bruger og hjælper.



## Yderst stabil

Rea **Azalea Tall** er yderst stabil dels vha. et længere chassis dels vha. et unik glidende balancepunkt. Ud over at give en utrolig stabil stol, bliver den lettere at manøvrere for bruger og hjælper.

**Azalea Tall** kan benyttes med udstyr, der passer til resten af **Azalea** familien.

## Let at manøvrere

Som hjælper eller pårørende vil man sætte stor pris på de ergonomiske skubbehåndtag eller skubbebøjlen, der let kan indstilles individuelt i højden uden brug af værktøj.

## Egenskaber og tilbehør



### Dybere sæde

Sædet er forlænget med 50 mm for at give god støtte til lange ben.



### Stabilt chassis

Chassiset er tilføjet ekstra 50 mm i dybden for at gøre det ekstra stabilt.




### Højere sæde

Chassiset er også forhøjet med 50 mm for at tillade lange underben og lange benstøtter.

## Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk>

	Sædebredde	Sædelængde	Sædehøjde	Rygghøjde	Armlænsenhøjde	Benstøtte-længde	Sædevinkel	Rygvinkel
Rea <b>Azalea Tall</b>	390-450/440-500/ 490-550 mm (390-490/440-540/ 490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	540 - 790 mm (Uden pude)	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° - +23° option +1° - +24°	0° - 30°
	Totalbredde	Totalhøjde	Totallængde inkl. benstøtter	Total vægt	Max brugervægt	Transportvægt	Crashtestet	
Rea <b>Azalea Tall</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1000 - 1300 mm	950 - 1070 mm	34 kg (SB 440 mm)	Max 135 kg	18,7 kg	ISO 7176-19	

## Stelfarve

Antracitblå



## Betræk


Sort Aero  
(Standard)



Sort plys



Sort dartex



Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark



Yes, you can.®