



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Action®<sup>1</sup> R

Fauteuil manuel en acier pliant par croisillon



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :















### Descriptif :

- Hauteur d'assise 500 mm
- Dossier fixe 7° hauteur 430 mm
- Toile d'assise et de dossier en nylon noir rembourrées, profondeur d'assise 425 mm
- Roues avant 8" x 1.1/4" bandage (200 x 32 mm)
- Accoudoirs crantés, relevables et amovibles
- Livré avec sangles talonnières
- Coloris de châssis : Bleu Océan ou Gris Argent (uniquement pour la version freins tambour)
- Poids : à partir de 17,5 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

					Euros		
					Prix Public		LPPR
Quantité		Quantité		HT	TTC		
<b>Invacare® Action®<sup>1</sup> R - Dossier fixe - Code LPPR 9124643</b>							
<b>Roues arrière 24" pneumatique noir - Bleu Océan - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité</b>							
DK1640971	380 mm	DK1640974	455 mm	529,85	558,99	558,99	
DK1640972	405 mm	DK1640975	480 mm				
DK1640973	430 mm	DK1640976	505 mm				
(1) <b>Action®<sup>1</sup> R Transit</b> non testé au CERAH, donc pas de LPPR							
<b>Invacare® Action®<sup>1</sup> R avec freins tambour - Dossier fixe - Code LPPR 9124643</b>							
<b>Roues arrière 24" bandage noir - Gris Perle - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité</b>							
DK1641007	380 mm	DK1641010	455 mm	529,85	558,99	558,99	
DK1641008	405 mm	DK1641011	480 mm				
DK1641009	430 mm	DK1641012	505 mm				
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>							
<b>Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières</b>							
1573661	405 mm / 430 mm	1573692	455 mm / 480 mm / 505 mm	200,49	211,52	211,52	
<b>Roulette anti-basculer, la paire</b>							
1172013	Roulettes anti-basculer, la paire			67,30	71,00		
<b>Tablette pour largeur d'assise</b>							
AP1601454	380 mm / 405 mm / 430 mm			72,83	76,84	76,84	
AP1601458	455 mm / 480 mm			72,83	76,84	76,84	
AP1601459	505 mm			72,83	76,84	76,84	
<b>Tige porte-sérum et tendeur de dossier pour largeur d'assise</b>							
AP1534838	380 mm	AP1534883	455 mm	97,63	103,00		
AP1534860	405 mm	AP1534884	480 mm				
AP1534882	430 mm	AP1534885	505 mm				
<b>Ceinture de maintien - fermeture à boucle pour largeur</b>							
AP1531657	380 mm / 405 mm 430 mm / 455 mm	AP1492755	480 mm / 505 mm	42,65	45,00		
<b>Porte-canne</b>							
0572-02056	Porte canne			39,81	42,00		
<b>Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise</b>							
1564264	380 mm (dimensions : 362 mm x 412 mm)			33,08	34,90	34,90	
1564267	405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)			33,08	34,90	34,90	
1564268	455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)			33,08	34,90	34,90	
1564269	505 mm (dimensions : 500 mm x 412 mm)			33,08	34,90	34,90	
<b>Kit étiquettes</b>							
SP1650176	Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)			41,71	44,00		

<b>Invacare® Action®<sup>1</sup> R</b>			Euros		
			Prix Public		LPPR *
			HT	TTC	
<b>Rampes en accessoire</b>					
1440530		<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128		<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	 1654128
1654129		<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg	805,69	850,00	 1654129
1654130		<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	 1654130