



Codes LPPR :
- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER
NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

Action® Family




Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant par croisillon
		Matière	Acier
		Hauteur d'assise	500 mm
Référence d'achat :		Dossier	Fixe 7°
		Toiles d'assise & de dossier	Nylon noir, rembourrées
		Profondeur d'assise	425 mm
Code client :		Roues avant	8" x 1.1/4" bandage (200 x 32 mm)
		Accoudoirs	Crantés, relevables et amovibles
		Coloris	Bleu Océan ou Gris Argent (freins tambour)
Cachet du distributeur :		Potences	Escamotables et amovibles
		Poids total	17,5 kg
		Poids max utilisateur	130 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

						Euros			
						Prix Public	LPPR		
	Quantité		Quantité		HT	TTC			
Invacare® Action®¹ R - Dossier fixe - Code LPPR 9124643									
Roues arrière 24" pneumatique noir - Bleu Océan - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité									
DK1640971		380 mm	DK1640974		455 mm	529,85	558,99		558,99
DK1640972		405 mm	DK1640975		480 mm				
DK1640973		430 mm	DK1640976		505 mm				
Invacare® Action®¹ R avec freins tambour - Dossier fixe - Code LPPR 9124643									
Roues arrière 24" bandage noir - Gris Perle - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité									
DK1641007		380 mm	DK1641010		455 mm	529,85	558,99		558,99
DK1641008		405 mm	DK1641011		480 mm				
DK1641009		430 mm	DK1641012		505 mm				

Invacare [®] <i>Action^{®1}</i> R							Euros			
							Prix Public		LPPR*	
							HT	TTC		
Quantité				Quantité						
ACCESSOIRES (livrés séparément)										
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières										
1573661		405 mm / 430 mm	1573692		455 mm / 480 mm / 505 mm	200,49			211,52	211,52
Roulette anti-bascule, la paire										
1172013		Roulettes anti-bascule, la paire				67,30			71,00	
Tablette pour largeur d'assise										
AP1601454		380 mm / 405 mm / 430 mm				72,83			76,84	76,84
AP1601458		455 mm / 480 mm				72,83			76,84	76,84
AP1601459		505 mm				72,83			76,84	76,84
Tige porte-sérum et tendeur de dossier pour largeur d'assise										
AP1534838		380 mm	AP1534883		455 mm	97,63			103,00	
AP1534860		405 mm	AP1534884		480 mm					
AP1534882		430 mm	AP1534885		505 mm					
Ceinture de maintien - fermeture à boucle pour largeur										
AP1531657		380 mm / 405 mm 430 mm / 455 mm	AP1492755		480 mm / 505 mm	42,65			45,00	
Porte-canne										
0572-02056		Porte canne				37,91			40,00	
Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise										
1564264		380 mm (dimensions : 362 mm x 412 mm)				33,08			34,90	34,90
1564267		405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)				33,08			34,90	34,90
1564268		455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)				33,08			34,90	34,90
1564269		505 mm (dimensions : 500 mm x 412 mm)				33,08			34,90	34,90
Kit étiquettes										
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)				41,71			44,00	
Rampes en accessoire										
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg				402,84			425,00	
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg				805,69			850,00	
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg				426,54			450,00	

