



Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Supports de fourches réglables en angle et platines de roues arrière permettant le déplacement sur au moins 4 positions verticales. Nouvelle configuration compatible avec le Projet de Nomenclature.

Action[®] NG Family

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	CE	Type de châssis	Pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Dossier	Fixe 7° ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier)
		Hauteur de dossier	430 mm
Cachet du distributeur :		Garniture de dossier	Nylon noir, réglable en tension 1 sangle
		Toile d'assise	Ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livrée à 400 mm
		Hauteur d'assise	485 mm, réglable à 435, 460 et 510 mm* *: avec changement de fourches et roues avant)
		Roues avant	6" x 1.1/4" bandage noir (150 x 30 mm)
		Roues arrière	24" x 1.3/8", rayonnées, à démontage rapide
		Coloris	Gris Argent
		Potences	Escamotables et amovibles
		Poids total	A partir de 16,2 kg
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

				Euros			
				Prix Public		LPPR *	
				HT	TTC		
Dossier fixe - Code LPPR 9124643							
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
BR1538209	405 mm	BR1538212	480 mm	529,85	558,99	558,99	
BR1538210	430 mm	BR1655005	505 mm				
BR1538211	455 mm						
Roues arrière 24" pneu noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
BR1538205	405 mm	BR1538208	480 mm	529,85	558,99	558,99	
BR1538206	430 mm	BR1655006	505 mm				
BR1538207	455 mm						
Dossier Inclinable par crémaillère - Code LPPR 9124689							
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
BR1538217	405 mm	BR1538220	480 mm	572,18	603,65	603,65	
BR1538218	430 mm	BR1655007	505 mm				
BR1538219	455 mm						
Roues arrière 24" pneu noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
BR1538213	405 mm	BR1538216	480 mm	572,18	603,65	603,65	
BR1538214	430 mm	BR1655008	505 mm				
BR1538215	455 mm						

Invacare® Action ^{®2} NG				Euros			
				Prix Public		LPPR *	
				HT	TTC		
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières							
1573661	405 / 430 mm	1573692	455 / 480 / 505 mm	200,49	211,52	211,52	
Roulettes anti-bascule, la paire							
AP1440970	Roulettes anti-bascule, la paire			76,78	81,00		
Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube) pour largeur d'assise :							
AP1606299	Pour largeur d'assise 405 mm			72,83	76,84	76,84	
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm			72,83	76,84	76,84	
AP1606301	Pour largeur d'assise 480 mm / 505 mm			72,83	76,84	76,84	
Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube)							
AP1604624	Demi-tablette transparente escamotable, à droite			72,83	76,84	76,84	
AP1604623	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche			72,83	76,84	76,84	
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche			90,05	95,00		
Appui-tête avec tendeur pour largeur d'assise :							
AP1554576	405 mm	AP1554579	480 mm	60,10	63,41	63,41	
AP1554577	430 mm	AP1554580	505 mm	60,10	63,41	63,41	
AP1554578	455 mm			60,10	63,41	63,41	
Appui-tête (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant) :							
AP1508848	Appui-tête (pour dossier inclinable, à fixer sur tendeur existant)			60,10	63,41	63,41	
Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :							
AP1534860	405 mm	AP1534884	480 mm	97,63	103,00		
AP1534882	430 mm	AP1534885	505 mm	97,63	103,00		
AP1534883	455 mm			97,63	103,00		
Coussin d'assise Classic Visco 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables							
1627254	405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)			65,40	69,00	69,00	
1627255	430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)			65,40	69,00	69,00	
1627256	455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)			76,78	81,00	81,00	
Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise							
1564267	405 / 430 mm (412 x 412 mm)	1564268	455 / 480 mm (462 x 412 mm)	33,08	34,90	34,90	
1564269	505 mm (500 x 412 mm)			33,08	34,90	34,90	
Kit étiquettes							
SP1650176	Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)			41,71	44,00		
Rampes en accessoire							
1654128	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg			402,84	425,00		
1654129	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg			805,69	850,00		
1654130	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg			426,54	450,00		



1573661



AP1606299



AP1604623



AP1534882



1627254



1654128



1654129



1654130