



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action²_{NG} Transit Lite



Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 485 / 510 mm
- Dossier pliant à mi-hauteur livré hauteur 430 mm
- Profondeur d'assise 400 mm
- Largeur HT = largeur d'assise + 100 mm
- Longueur HT 995mm
- Roues arrière 12" bandage noir axes fixes
- Roues avant 7" bandage noir
- Freins à câble tierce-personne avec fonction parking et freins utilisateurs
- Accoudoirs crantés, relevables et amovibles
- Tubes basculeurs et ceinture de maintien de série
- Poids : 13,4 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièce d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Nom de l'utilisateur :

Code client :

Cachet du distributeur :

Quantité		Euros						
		Prix Public		LPPR *				
		HT	TTC					
Invacare® Action²_{NG} Transit Lite - Dossier pliant à mi-hauteur - Code LPPR 9225634								
Roues arrière 12" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité								
BR1673114		405 mm	338,33	356,94	356,94			
BR1673115		430 mm						
BR1673116		455 mm						
BR1673117		480 mm						
ACCESSOIRES (livrés séparément)								
Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise								
1564267		405 mm / 430 mm (412 mm x 412 mm)	33,08	34,90				
1564268		455 mm / 480 mm (462 mm x 412 mm)	33,08	34,90				
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Sélectionner une largeur - Livrés avec sangles								
1573661		405 mm / 430 mm	200,49	211,52				
1573692		455 mm / 505 mm	200,49	211,52				
Porte-canne								
AP0572-02056		Kit porte canne	49,29	52,00				
Support amputé								
AP1442990		Support amputé droit	140,28	148,00				
AP1442991		Support amputé gauche	140,28	148,00				
Anti-basculer (la paire)								
AP1673828		Paire d'anti-basculer	77,73	82,00				
Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :								
AP1673830		405 mm	AP1673832		455 mm	60,10	63,41	
AP1673831		430 mm	AP1673833		480 mm	60,10	63,41	
Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité								
AP1673836		405 mm	AP1673838		455 mm	97,63	103,00	
AP1673837		430 mm	AP1673839		480 mm	97,63	103,00	