



Code LPPR :

- 9225634 - VHP, POUSETTE OU FAUTEUIL NON  
REGLABLE, DOSSIER OU SIEGE RIGIDES OU NON, INVACARE  
: 356,94 €

Action<sup>2</sup> NG Family



**Informations client** **Caractéristiques produit**

Date :	<b>CE</b>	Type de châssis	Fauteuil à pousser pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Hauteur d'assise	485 mm, réglable à 510 mm
Cachet du distributeur :		Dossier	Pliant à mi-hauteur, hauteur 430 mm
		Profondeur d'assise	400 mm
		Largeur hors-tout	Largeur d'assise + 100 mm
		Roues avant	7" bandage noir
		Roues arrière	12" bandage avec fixes
		Accoudoirs	Crantés, relevables et amovibles
		Freins	A câble tierce-personne avec fonction parking et freins utilisateur
		Accessoires	Tubes basculeurs et ceinture de maintien de série
		Crash-testé	Oui
		Poids total	A partir de 13,4 kg
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

**Commandes**



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)  
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Quantité	Euros		
	Prix Public		LPPR *
	HT	TTC	

Invacare® Action<sup>2</sup> NG Transit Lite - Dossier pliant à mi-hauteur - Code LPPR 9225634

**Roues arrière 12" bandage noir** - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

BR1673114		405 mm	338,33	356,94	356,94
BR1673115		430 mm			
BR1673116		455 mm			
BR1673117		480 mm			

**ACCESSOIRES (livrés séparément)**

**Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante** - pour largeur d'assise

1564267		405 mm / 430 mm (412 mm x 412 mm)	33,08	34,90	
1564268		455 mm / 480 mm (462 mm x 412 mm)	33,08	34,90	

**Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire)** - Sélectionner une largeur - Livrés avec sangles

1573661		405 mm / 430 mm	200,49	211,52	
1573692		455 mm / 505 mm	200,49	211,52	

**Porte-canne**

AP0572-02056		Kit porte canne	37,91	40,00	
--------------	--	-----------------	-------	-------	--

**Support amputé**

AP1442990		Support amputé droit	118,48	125,00	
AP1442991		Support amputé gauche	118,48	125,00	

**Anti-bascule (la paire)**

AP1673828		Paire d'anti-bascule	58,77	62,00	
AP1680189		Paire de roulettes anti-bascule avec tube basculeur, réglable en hauteur et amovible	80,57	85,00	<b>NOUVEAU</b>

**Appui-nuque avec tendeur** pour largeur d'assise :

AP1673830		405 mm	AP1673832		455 mm	60,10	63,41	
AP1673831		430 mm	AP1673833		480 mm	60,10	63,41	

**Tige porte-sérum et tendeur** - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

AP1673836		405 mm	AP1673838		455 mm	97,63	103,00	
AP1673837		430 mm	AP1673839		480 mm	97,63	103,00	