

# Action<sup>®</sup> 2<sub>NG</sub>

TRANSIT LITE



Mais leve e mais compacta

Ainda melhor para transportar



Yes, you can.®

# Take *Action*<sup>®</sup> and Go.

**A nova Action 2 NG Transit Lite é a mais recente cadeira da nossa premiada família Action.** Confortáveis e fiáveis, as cadeiras Action abrem um mundo de oportunidades.

Cada cadeira tem um design, de base, altamente versátil, com opções personalizáveis. A família Action é reconhecida como uma família de cadeiras de rodas em que se pode confiar.



# Conheça a nova Action 2 NG Transit Lite

A nova Action 2 NG Transit Lite é agora mais leve, mais compacta e muito fácil de manusear. O tamanho reduzido do chassis, torna-a ainda melhor para viajar e caber em pequenos espaços de armazenamento.

Compatível com a gama de opções da Action 2 NG, é fácil de ajustar e manter de acordo com as suas necessidades. Consigo onde quer que vá.

Vamos abraçar novas aventuras.



1



## Mais leve e mais compacta.

Reduzimos o peso e o tamanho do chassis, tornando a Action 2 NG Transit Lite mais fácil de utilizar e de empurrar. Tem o chassis mais curto de sempre e uma distância entre eixos menor. Manobra-se com menos esforço, mesmo em espaços mais apertados. É simplesmente mais fácil de conduzir.

\*A partir de 10,5 kg de peso de transporte.

2



## Extra conforto.

Criamos um novo encosto em forma de Y para maior conforto. A condução suave e os travões fortes permitem viagens com confiança. Agora com travão de parque, acessível ao utilizador, ajudando a manter os níveis de independência.

3



## Encarta-se em segundos.

A estrutura encartável compacta e o encosto semi-dobrável permitem que a Action 2 NG Transit Lite se adapte perfeitamente a qualquer espaço. Os apoios de pernas e os apoios de braços rebatíveis e destacáveis. Fácil de encartar e montar, sempre pronta para a sua próxima viagem.



Travão de acompanhante

Facilidade de transferência com apoios de braços e apoios de pernas rebatíveis e destacáveis

Ideal para armazenamento

Novo travão para o utilizador

Novas rodas dianteiras e traseiras mais leves



### O que há de novo?



Peso e tamanho do chassis reduzidos



Travão de parque facilmente acessível

# Dados técnicos

Para obter mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso site : [www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)

Action 2 NG Transit Lite	Largura do assento	Profundidade do assento	Ângulo do assento	Altura do assento	Ângulo do encosto	Altura do encosto	Ângulo do chassis dianteiro	
	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 mm	3°	485 / 510 mm	7°	430 mm	80°	
	Action 2 NG Transit Lite	Comprimento dos apoios de pés	Altura dos apoios de braços	Largura total	Largura total encartada	Comprimento total incluindo os apoios de pés	Comprimento total sem os apoios de pés	Altura total
		330 / 460 mm	280 mm	Largura assento +100 mm	250 mm	995 mm	760 mm	975 mm
		Action 2 NG Transit Lite	Max. inclinação	Raio de viragem	Peso máx. utilizador	Peso total	Peso da parte mais pesada	
7°			870 mm	125 kg	13.1 kg	10.2 kg		

## Cor do chassis



Castanho Moca



## Descubra toda a gama Action



Tel.: 225 193 360  
marketing.pt@invacare.com  
www.invacare.pt

Invacare Portugal  
Rua da Estrada Velha, 949  
4465-784 Leça do Balio



Yes, you can.®