



NOUVEAU

Retrouvez le coussin d'assise  
Vicaïr Vector Junior O2

VICAIR®  
UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil  
grâce aux fabrications  
spéciales Unique !

À partir de :  
**558,99 € TTC**

- Codes LPPR :
- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €
  - 9124650 - VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE : 603,65 €
  - 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €



Informations client

Date :  
  
Référence d'achat :  
  
Code client :  
  
Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type de châssis       | Pliant par croisillon                                                         |
| Matière               | Aluminium                                                                     |
| Potences              | Escamotables                                                                  |
| Dossier               | Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable                                       |
| Largeur d'assise      | De 305 mm à 355 mm                                                            |
| Poids total           | A partir de 15 kg                                                             |
| Poids de transport    | 8,5 kg                                                                        |
| Positionnement        | Compatible avec les produits <i>Vicaïr</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i> |
| Crash-testé           | Oui (avec option 1345)                                                        |
| Poids max utilisateur | 80 kg                                                                         |
| Garantie              | 2 ans hors pièces d'usure                                                     |

Commandes




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)  
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*® .

Utilisez le configurateur en ligne sur *Invacare Pro* pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases      ☒ Configuration standard      ☐ Option sans supplément de prix


| Invacare <sup>®</sup> <i>Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup></i> |                          |                                                                                                                            |                                                                               | Euros       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
|                                                                     |                          |                                                                                                                            |                                                                               | Prix Public |        | LPPR   |
|                                                                     |                          |                                                                                                                            |                                                                               | HT          | TTC    |        |
| CODE                                                                |                          | DESIGNATION                                                                                                                | NC : Non Compatible / NC : 9999<br>: non compatible avec la<br>référence 9999 |             |        |        |
| CNB0030                                                             | <input type="checkbox"/> | Invacare <sup>®</sup> <i>Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup></i> - Dossier fixe<br>Code LPPR 9124643                    |                                                                               | 529,85      | 558,99 | 558,99 |
| CNB0035                                                             | <input type="checkbox"/> | Invacare <sup>®</sup> <i>Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup></i> - Dossier pliant à mi-<br>hauteur<br>Code LPPR 9124650 |                                                                               | 572,18      | 603,65 | 603,65 |
| CNB0040                                                             | <input type="checkbox"/> | Invacare <sup>®</sup> <i>Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup></i> - Dossier inclinable -<br>Code LPPR 9124689            |                                                                               | 572,18      | 603,65 | 603,65 |
| TYPE DE PROPULSION                                                  |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| CNB0100                                                             | <input type="checkbox"/> | Standard                                                                                                                   |                                                                               | ◆           | ◆      |        |
| ASSISE                                                              |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| Largeur d'assise                                                    |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| CNB0180                                                             | <input type="checkbox"/> | 305 mm                                                                                                                     | NC : 0250, 0252, 0520, 0570,<br>0890, 1190, 1195                              | ○           | ○      |        |
| CNB0190                                                             | <input type="checkbox"/> | 330 mm (sangles talonnières incluses)                                                                                      | NC : 0240, 0251, 0530, 0580,<br>0900                                          | ○           | ○      |        |
| CNB0200                                                             | <input type="checkbox"/> | 355 mm                                                                                                                     | NC : 0240, 0251, 0530, 0580,<br>0900                                          | ○           | ○      |        |
| Profondeur d'assise                                                 |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| CNB0240                                                             | <input type="checkbox"/> | 300 mm                                                                                                                     | NC : 1364                                                                     | ○           | ○      |        |
| CNB0250                                                             | <input type="checkbox"/> | 350 mm                                                                                                                     |                                                                               | ○           | ○      |        |
| CNB0251                                                             | <input type="checkbox"/> | Ajustable de 250 à 300 mm                                                                                                  | NC : 0340, 1364                                                               | 50,24       | 53,00  |        |
| CNB0252                                                             | <input type="checkbox"/> | Ajustable de 300 à 350 mm                                                                                                  | NC : 0340                                                                     | 50,24       | 53,00  |        |
| Hauteur sol/siège                                                   |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| CNB0260                                                             | <input type="checkbox"/> | 460 mm                                                                                                                     |                                                                               | ◆           | ◆      |        |
| CNB0270                                                             | <input type="checkbox"/> | 435 mm                                                                                                                     | NC : 0505, 0555                                                               | ○           | ○      |        |
| CNB0280                                                             | <input type="checkbox"/> | 410 mm                                                                                                                     | NC : 0505, 0555, 1375, 1430                                                   | ○           | ○      |        |
| Toile d'assise                                                      |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| CNB0330                                                             | <input type="checkbox"/> | Nylon noir avec scratch                                                                                                    |                                                                               | ○           | ○      |        |
| CNB0340                                                             | <input type="checkbox"/> | Nylon noir rembourrée                                                                                                      | NC : 0360                                                                     | ◆           | ◆      |        |
| Coussins d'assise                                                   |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| CNB0362                                                             | <input type="checkbox"/> | <i>Essential junior</i> bi-densité - épaisseur 50 mm                                                                       | NC : 0367, 0368, 0369                                                         | 90,05       | 95,00  | 34,90  |
| CNB0363                                                             | <input type="checkbox"/> | <i>Vicair Vector Junior O2</i> - hauteur 60 mm, livré<br>avec deux housses type charlotte<br><i>Délai : +15j ouvrés</i>    | NC : 1345                                                                     | 651,03      | 686,84 | 34,90  |
| Profondeur du coussin d'assise - Uniquement pour coussin Vicair     |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| CNB0367                                                             | <input type="checkbox"/> | 250 mm                                                                                                                     |                                                                               | ○           | ○      |        |
| CNB0368                                                             | <input type="checkbox"/> | 300 mm                                                                                                                     |                                                                               | ○           | ○      |        |
| CNB0369                                                             | <input type="checkbox"/> | 350 mm                                                                                                                     |                                                                               | ○           | ○      |        |
| DOSSIER                                                             |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| Type de dossier                                                     |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| CNB0380                                                             | <input type="checkbox"/> | Fixe 7° - hauteurs 370 / 400 / 430 mm, livré à<br>400 mm                                                                   |                                                                               | ◆           | ◆      |        |
| CNB0390                                                             | <input type="checkbox"/> | Inclinable par crémaillères 0° - 30° - hauteurs<br>350 / 370 / 390 / 410 / 430 mm, livré à 390<br>mm - sans tendeur        | NC : 1190, 1195                                                               | ◆           | ◆      |        |
| CNB0395                                                             | <input type="checkbox"/> | Inclinable par vérins 0° - 30° - hauteur 400 mm -<br>sans tendeur                                                          | NC : 1190, 1195                                                               | 237,91      | 251,00 |        |
| CNB0400                                                             | <input type="checkbox"/> | Pliant à mi-hauteur - hauteurs 370/400/430<br>mm, livré à 400 mm                                                           |                                                                               | ◆           | ◆      |        |
| CNB0420                                                             | <input type="checkbox"/> | Pliant à mi-hauteur - hauteur 400 mm -<br>poignées à pousser réglables en hauteur de<br>430 à 530 mm                       |                                                                               | 154,50      | 163,00 |        |
| CNB0425                                                             | <input type="checkbox"/> | Fixe 7° - hauteur 400 mm - poignées à pousser<br>réglables en hauteur de 400 à 550 mm                                      | NC : 0492, 0495                                                               | 154,50      | 163,00 |        |
| Type de dossier                                                     |                          |                                                                                                                            |                                                                               |             |        |        |
| CNB0475                                                             | <input type="checkbox"/> | Nylon noir rembourrée réglable en largeur et<br>en hauteur                                                                 | NC : 0866, 0868                                                               | ◆           | ◆      |        |
| CNB0480                                                             | <input type="checkbox"/> | Nylon noir réglable en tension (7 sangles)                                                                                 | NC : 0866, 0868                                                               | 151,66      | 160,00 | 34,90  |






0362











0475



0480

| Invacare <sup>®</sup> <i>Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup></i>                                                              |                          |                                                                                                           |                                                     | Euros       |        | <div>Matrx Mini</div> <div></div> <div>Fixations Mini</div> |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                  |                          |                                                                                                           |                                                     | Prix Public |        |                                                                                                                                                | LPPR |
|                                                                                                                                  |                          |                                                                                                           |                                                     | HT          | TTC    |                                                                                                                                                |      |
| Dossiers <i>Matrx Mini</i> (fixations incluses) - profondeur du dossier 80 mm - poids max utilisateur : 68 kg                    |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| CNB0492                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <i>Matrx Mini</i> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm                                                            | NC : 1345                                           | 519,43      | 548,00 | 838,47                                                                                                                                         |      |
| CNB0495                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <i>Matrx Mini</i> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm                                                            | NC : 1345                                           | 519,43      | 548,00 | 838,47                                                                                                                                         |      |
| <i>Attention</i> - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| POTENCES ET PALETTES (UL PLUS LONGS DISPONIBLES SUR DEMANDE EN FABRICATION SPÉCIALE)                                             |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| Palettes séparées livrées avec sangles talonnières                                                                               |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| Potence droite                                                                                                                   |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| CNB0505                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)                                                                  | NC : 0600, 0610                                     | 83,41       | 88,00  |                                                                                                                                                |      |
| CNB0510                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable                                                  | NC : 0561, 0562, 0563, 0610                         | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0511                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction                        | NC : 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881             | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0512                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable                                                        | NC : 0560, 0561, 0563, 0610                         | ◆           | ◆      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0513                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction                              | NC : 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881             | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0520                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)               | NC : 0600, 0611, 0880, 0886                         | 100,25      | 105,76 | 105,76                                                                                                                                         |      |
| CNB0530                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)                  | NC : 0600, 0611, 0880, 0886                         | 100,25      | 105,76 | 105,76                                                                                                                                         |      |
| Potence gauche                                                                                                                   |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| CNB0555                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)                                                                  | NC : 0620, 0630                                     | 83,41       | 88,00  |                                                                                                                                                |      |
| CNB0560                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable                                                  | NC : 0630                                           | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0561                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction                        | NC : 0611, 0630, 0881                               | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0562                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable                                                        | NC: 0630                                            | ◆           | ◆      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0563                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction                              | NC : 0611, 0630, 0881                               | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0570                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)               | NC : 0611, 0620, 0880, 0886                         | 100,25      | 105,76 | 105,76                                                                                                                                         |      |
| CNB0580                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)                  | NC : 0611,0620, 0880, 0886                          | 100,25      | 105,76 | 105,76                                                                                                                                         |      |
| Palette droite                                                                                                                   |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| CNB0600                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Fixe                                                                                                      | NC : 0875, 0886                                     | ◆           | ◆      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0605                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur                                                                  |                                                     | 31,28       | 33,00  |                                                                                                                                                |      |
| CNB0610                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison                                                                                   | NC : 0875, 0886                                     | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0611                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Monobloc réglable en inclinaison                                                                          | NC : 0620, 0625, 0630, 0875                         | 60,66       | 64,00  |                                                                                                                                                |      |
| Palette gauche                                                                                                                   |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| CNB0620                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Fixe                                                                                                      | NC : 0875, 0886                                     | ◆           | ◆      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0625                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur                                                                  |                                                     | 31,28       | 33,00  |                                                                                                                                                |      |
| CNB0630                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison                                                                                   | NC : 0875, 0886                                     | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| ACCOUDOIRS                                                                                                                       |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| Accoudoir droit                                                                                                                  |                          |                                                                                                           |                                                     |             |        |                                                                                                                                                |      |
| CNB0640                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm                                 | NC : 0745, 0746, 0750, 0755                         | ◆           | ◆      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0645                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm      | NC : 0740, 0746, 0750, 0755                         | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0646                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm | NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470                   | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |
| CNB0650                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Garde-boue                                                                                                | NC : 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472 | 60,66       | 64,00  |                                                                                                                                                |      |
| CNB0655                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Protège-vêtements Junior                                                                                  | NC : 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472       | ○           | ○      |                                                                                                                                                |      |

| Invacare <sup>®</sup> <i>Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup></i> |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    | Euros       |        |        | <div><br/>0650 / 0750<br/><br/>0655 / 0755</div> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    | Prix Public |        | LPPR   |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    | HT          | TTC    |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Accoudoir gauche                                                    |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0740                                                             | <input type="checkbox"/> | Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm                                                                                                           |                                                                    | ◆           | ◆      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0745                                                             | <input type="checkbox"/> | Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm                                                                                |                                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0746                                                             | <input type="checkbox"/> | Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm                                                                           | NC : 0750, 0755, 1470                                              | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0750                                                             | <input type="checkbox"/> | Garde-boue                                                                                                                                                                          | NC : 1201, 1470, 1471, 1472                                        | 60,66       | 64,00  |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0755                                                             | <input type="checkbox"/> | Protège-vêtements Junior                                                                                                                                                            | NC : 1470, 1471, 1472                                              | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| OPTIONS D'ASSISE                                                    |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0860                                                             | <input type="checkbox"/> | Appui-tête multi-réglable - livré avec tendeur                                                                                                                                      | NC : 0865, 0866                                                    | 176,30      | 186,00 | 63,41  |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0865                                                             | <input type="checkbox"/> | Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur                                                                                               | NC : 0866                                                          | 265,40      | 280,00 | 63,41  |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0866                                                             | <input type="checkbox"/> | Appui-tête <i>Matrx Elan</i> avec coussin Standard 6" housse noire respirante et support d'appui-tête <i>Mini</i> , multi-réglage (280 mm de hauteur) - poids max utilisateur 68 kg | NC : 0860, 0865 et uniquement compatible avec dossier <i>Matrx</i> | 466,35      | 492,00 | 63,41  |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0868                                                             | <input type="checkbox"/> | Paire de cales-tronc fixes pour dossier <i>Matrx Mini</i> - taille H 115 mm x L 76 mm - poids max utilisateur 68 kg - uniquement pour dossier <i>Matrx</i>                          |                                                                    | 236,02      | 249,00 |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0875                                                             | <input type="checkbox"/> | Maintiens de cheville <i>Bodypoint</i> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire)                                                                                      |                                                                    | 165,88      | 175,00 |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0880                                                             | <input type="checkbox"/> | Sangle appui-mollet réglable                                                                                                                                                        |                                                                    | 9,48        | 10,00  |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0881                                                             | <input type="checkbox"/> | Kit Stabilizer - Elargisseur de voie avant de + 100 mm                                                                                                                              |                                                                    | 52,13       | 55,00  |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0886                                                             | <input type="checkbox"/> | Kit Maximizer pour palettes réglables en profondeur et inclinaison - augmente le réglage en profondeur de 50 mm                                                                     |                                                                    | 45,50       | 48,00  |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0890                                                             | <input type="checkbox"/> | Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec appui-mollet rembourré et palettes réglables                                                                                         | NC : 0900                                                          | 200,49      | 211,52 | 211,52 |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0900                                                             | <input type="checkbox"/> | Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec sangle appui-mollet et palettes réglables                                                                                            |                                                                    | 200,49      | 211,52 | 211,52 |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0902                                                             | <input type="checkbox"/> | Tendeur de dossier ajustable en largeur                                                                                                                                             |                                                                    | 71,09       | 75,00  |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| COLORIS DE CHASSIS                                                  |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0952                                                             | <input type="checkbox"/> | Blanc Perle                                                                                                                                                                         |                                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0953                                                             | <input type="checkbox"/> | Noir Mat                                                                                                                                                                            |                                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0954                                                             | <input type="checkbox"/> | Rouge Mat                                                                                                                                                                           |                                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0955                                                             | <input type="checkbox"/> | Jaune Ardent                                                                                                                                                                        |                                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0956                                                             | <input type="checkbox"/> | Bleu Polaire                                                                                                                                                                        |                                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0957                                                             | <input type="checkbox"/> | Rose Bonbon                                                                                                                                                                         |                                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0959                                                             | <input type="checkbox"/> | Bleu Ultramarin                                                                                                                                                                     |                                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0991                                                             | <input type="checkbox"/> | Coloris spécial                                                                                                                                                                     |                                                                    | Sur devis   |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| ROUES AVANT                                                         |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB0999                                                             | <input type="checkbox"/> | 5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir                                                                                                                                                |                                                                    | ◆           | ◆      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB1001                                                             | <input type="checkbox"/> | 5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage gris - Lumineuses                                                                                                                                     |                                                                    | 72,99       | 77,00  |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB1007                                                             | <input type="checkbox"/> | 5" x 1.3/4" - 125 x 40 mm - Bandage noir                                                                                                                                            |                                                                    | 38,86       | 41,00  |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| ROUES ARRIERE                                                       |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Diamètre des roues arrière                                          |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB1020                                                             | <input type="checkbox"/> | 20" - 515 mm                                                                                                                                                                        | NC : 1040, 1050                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB1030                                                             | <input type="checkbox"/> | 22" - 560 mm                                                                                                                                                                        | NC : 1045                                                          | ◆           | ◆      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de roues arrière                                               |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB1040                                                             | <input type="checkbox"/> | Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)                                                                                                                                   | NC : 1280                                                          | ◆           | ◆      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB1045                                                             | <input type="checkbox"/> | Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)                                                                                                              | NC : 1280                                                          | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB1050                                                             | <input type="checkbox"/> | Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)                                                                                             | NC : 1270, 1275                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de revêtement roues arrière                                    |                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB1120                                                             | <input type="checkbox"/> | Bandage noir 1.3/8" - 35 mm                                                                                                                                                         |                                                                    | ◆           | ◆      |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| CNB1130                                                             | <input type="checkbox"/> | Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm                                                                                                                                          |                                                                    | ○           | ○      |        |                                                                                                                                                                                                                        |

| Invacare <sup>®</sup> <i>Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup></i>                                     |                          |                                                                                                                                                                             |                       | Euros       |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                             |                       | Prix Public |        | LPPR                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                             |                       | HT          | TTC    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mains-courantes                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1140                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé                                                                                                                                                           |                       | ◆           | ◆      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1141                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Noires - plastique antidérapant                                                                                                                                             |                       | 127,01      | 134,00 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Axes de roues arrière                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1180                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | A démontage rapide                                                                                                                                                          |                       | ◆           | ◆      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Position axes de roues arrière                                                                          |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1190                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Position standard ( <i>axes 25 mm devant les tubes de dossier</i> )                                                                                                         |                       | ◆           | ◆      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1195                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Position confort                                                                                                                                                            |                       | ○           | ○      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1200                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Position reculée ( <i>axes 25 mm derrière les tubes de dossier</i> )                                                                                                        |                       | ○           | ○      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1201                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Position double déport arrière (60 mm à l'arrière des cannes de dossier)                                                                                                    | NC : 1275, 1280, 1375 | 148,82      | 157,00 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OPTIONS DE PROPULSION                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1253                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons transparents, la paire                                                                                                                                       |                       | 165,88      | 175,00 |                                                                                       |  <br>1254 1255<br> 1256                                                                                                                                                                                                  |
| CNB1254                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons "Pixels", la paire                                                                                                                                           |                       | 190,52      | 201,00 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1255                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons "Flocons de neige", la paire                                                                                                                                 |                       | 190,52      | 201,00 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1256                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons personnalisables, "Coloriez-moi", la paire                                                                                                                   |                       | 190,52      | 201,00 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FREINS                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1270                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Freins à pousser                                                                                                                                                            |                       | ◆           | ◆      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1275                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Freins à tirer à poignée escamotable                                                                                                                                        |                       | ○           | ○      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1280                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Freins tambour tierce-personne, avec freins à pousser                                                                                                                       | NC : 1426             | 178,20      | 188,00 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OPTIONS DE POSITIONNEMENT                                                                               |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i> |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OPTIONS DE SECURITE                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1345                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Kit de transport (accroche-taxi)                                                                                                                                            |                       | 24,64       | 26,00  |                                                                                       |  1345<br> 1362<br> 1364<br> 1370<br> 1375 |
| CNB1362                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Ceinture deux points Bodypoint, taille S - longueur : 110 mm x 25 mm                                                                                                        |                       | ○           | ○      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1364                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Ceinture deux points Bodypoint, taille M - longueur : 140 mm x 40 mm                                                                                                        |                       | ○           | ○      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1370                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Roulettes anti-bascule avec tubes basculeurs                                                                                                                                | NC : 1430             | 87,20       | 92,00  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1375                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Roulettes de transfert 4"                                                                                                                                                   |                       | 67,30       | 71,00  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1380                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Kit réflecteurs (roues et châssis)                                                                                                                                          |                       | 38,86       | 41,00  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1390                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Extensions de levier de frein, la paire                                                                                                                                     |                       | 10,43       | 11,00  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AUTRES OPTIONS                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1426                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Poignées à pousser multiréglable en angle                                                                                                                                   |                       | 204,74      | 216,00 |                                                                                       |  1426<br> 1471 / 1472                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1430                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Tube basculeur à droite                                                                                                                                                     |                       | 42,65       | 45,00  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1470                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Tablette transparente amovible                                                                                                                                              |                       | 72,83       | 76,84  | 76,84                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1471                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Tablette transparente relevable à droite                                                                                                                                    |                       | 281,52      | 297,00 | 76,84                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CNB1472                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Tablette transparente relevable à gauche                                                                                                                                    |                       | 281,52      | 297,00 | 76,84                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rampes en accessoire                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                             |                       |             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1654128                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant<br>Dimensions repliée : 1210 x 194 mm<br>8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg            |                       | 402,84      | 425,00 |                                                                                       |  1654128<br> 1654129<br> 1654130                                                                                                                                                                                    |
| 1654129                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant<br>Dimensions repliée : 870 x 237 mm<br>13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg |                       | 805,69      | 850,00 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1654130                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium<br>Dimensions repliée : 1824 x 714 mm<br>13,9 kg - capacité maximum : 300 kg                                                                |                       | 426,54      | 450,00 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |