

Invacare® Action® 3 Junior® S



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action® 3 Junior® S

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 460 mm
- Coloris : Rouge Mat
- Roues arrière 22" x 1.3/8" bandage noir rayonnées à démontage rapide
- Roues avant 5" x 1" bandage noir (125 x 30 mm)
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur (de 180 mm à 250 mm)
- Toile de dossier réglable en largeur et hauteur
- Dossier inclinable par crémaillères hauteur 390 mm
- Poids : à partir de 15 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 80 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Quantité			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
			HT	TTC	
Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689					
DG1601934	Largeur 305 mm	Profondeur 300 mm	572,18	603,65	603,65
DG1601935	Largeur 330 mm	Profondeur 350 mm			
DG1601936	Largeur 350 mm	Profondeur 350 mm			

ACCESSOIRES (livrés séparément)

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.



Repose-jambes réglables 0-80° avec palettes articulées (la paire) - Cocher une largeur

AP1601937	305 mm avec sangle appui-mollet UL=235 à 295 mm	200,49	211,52	211,52
AP1601938	330 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm	200,49	211,52	211,52
AP1601939	355 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm	200,49	211,52	211,52



Repose-jambe avec appui-mollet

Rampes en accessoire


1440530	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00
1654128	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00
1654129	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00
1654130	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00



1440530



1654128



1654129



1654130