

Invacare® Action® 3 Junior® S



Code LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A
DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Action® Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client

Date :
Référence d'achat :
Code client :
Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon
Matière	Aluminium
Hauteur d'assise	460 mm
Dossier	Inclinable par cremaillères, 390 mm
Toile de dossier	Réglable en largeur et en hauteur
Roues avant	5" x 1" bandage noir (150 x 30 mm)
Roues arrière	22" x 1,3/8", bandage rayonnées à démontage rapide
Accoudoirs	Amovibles et réglables en hauteur (de 180 à 250 mm)
Coloris	Rouge Mat
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 15 kg
Poids max utilisateur	80 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

Quantité	Euros		
	Prix Public		LPPR*
	HT	TTC	
Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689			
DG1601934	Largeur 305 mm	Profondeur 300 mm	
DG1601935	Largeur 330 mm	Profondeur 350 mm	572,18 603,65 603,65
DG1601936	Largeur 350 mm	Profondeur 350 mm	

ACCESSOIRES (livrés séparément)

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.



Repose-jambes réglables 0-80° avec palettes articulées (la paire) - Cocher une largeur

AP1601937	305 mm avec sangle appui-mollet UL=235 à 295 mm	200,49	211,52	211,52
AP1601938	330 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm	200,49	211,52	211,52
AP1601939	355 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm	200,49	211,52	211,52




Repose-jambe avec appui-mollet



1654128



1654129



1654130

Rampes en accessoire

1654128	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm - 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	
1654129	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm - 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	
1654130	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm - 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2025 Invacare International Sarl