

# Invacare® Action® 3 Junior® S



Livraison sous  
24, 48, 72h.  
Hors rupture de stock



Code LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A  
DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Action® Family

UNIQUE  
Designed by you. Built by us.



## Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



## Caractéristiques produit

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Type de châssis       | Pliant par croisillon                               |
| Matière               | Aluminium   |
| Hauteur d'assise      | 460 mm  |
| Dossier               | Inclinable par cremaillères, 390 mm                 |
| Toile de dossier      | Réglable en largeur et en hauteur                   |
| Roues avant           | 5" x 1" bandage noir (150 x 30 mm)                  |
| Roues arrière         | 22" x 1,3/8", bandage rayonnées à démontage rapide  |
| Accoudoirs            | Amovibles et réglables en hauteur (de 180 à 250 mm) |
| Coloris               | Rouge Mat   |
| Potences              | Escamotables et amovibles                           |
| Poids total           | A partir de 15 kg                                   |
| Poids max utilisateur | 80 kg   |
| Garantie              | 2 ans hors pièces d'usure                           |

## Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)  
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

## Invacare® Action® 3 Junior® S

| CODE   | DESIGNATION    | Euros |             |        |
|--|----------------|-------|-------------|--------|
|  |                | HT    | Prix Public | LPPR   |
| <b>Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689</b> |                |       |             |        |
| DG1601934  | Largeur 305 mm |       |             |        |
| DG1601935  | Largeur 330 mm |       | 572,18      | 603,65 |
| DG1601936  | Largeur 350 mm |       |             | 603,65 |

## ACCESSOIRES (livrés séparément)

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.



Repose-jambes réglables 0-80° avec palettes articulées (la paire) - Cocher une largeur


| Code      | Description  | Prix Public | LPPR   |
|-----------|--|-------------|--------|
| AP1601937 | 305 mm avec sangle appui-mollet UL=235 à 295 mm    | 200,49      | 211,52 |
| AP1601938 | 330 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm | 200,49      | 211,52 |
| AP1601939 | 355 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm | 200,49      | 211,52 |



Repose-jambe avec appui-mollet



1654128



1654129



1654130

| <i>Invacare<sup>®</sup> Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup> S</i> |  |   |  | Euros       |        |
|--|--|---|--|-------------|--------|
|  |  |   |  | Prix Public | LPPR   |
| CODE   |  | DESIGNATION   |  | HT          | TTC    |
| <b>Rampes en accessoire</b>  |  |   |  |             |        |
| 1654128  |  | <b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b><br>Dimensions repliée : 1210 x 194 mm - 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg            |  | 402,84      | 425,00 |
| 1654129  |  | <b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b><br>Dimensions repliée : 870 x 237 mm - 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg |  | 805,69      | 850,00 |
| 1654130  |  | <b>Mono rampe pliante en aluminium</b><br>Dimensions repliée : 1824 x 714 mm - 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg  |  | 426,54      | 450,00 |