



NOUVEAU
Retrouvez les coussins d'assise
et de dossier Vicair O2 !

VICAIR®

UNIQUE
Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales **Unique** !

À partir de :

- Codes LPPR :
- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €
 - 9124650 - VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE : 603,65 €
 - 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable, ou rabattable sur l'assise et réglable en angle
Cachet du distributeur :		Largeur d'assise	De 380 mm à 555 mm
		Largeur hors tout	Largeur d'assise + 190 mm
		Roues arrière	Roues Actives de série, supports de roue allégés
		Poids total	A partir de 13 kg - 1,2 kg plus léger que l'Action 3
		Poids de transport	7,1 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1345)
		Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes







Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®** .




Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.





☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Invacare [®] <i>Action^{®3}_{NG} Light</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
CES0031	☐	Invacare [®] <i>Action^{®3}_{NG} Light</i> - Dossier fixe Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99	
CES0036	☐	Invacare [®] <i>Action^{®3}_{NG} Light</i> Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR9124650		572,18	603,65	603,65	
CES0041	☐	Invacare [®] <i>Action^{®3}_{NG} Light</i> - Dossier inclinable ou rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65	
PACK DOSSIER DE POSITIONNEMENT SOUPLE							
Sur devis	☐	Dossier réglable en tension asymétrique 8 sangles + 2 cale-troncs repositionnables + un coussin d'assise Matrx Libra + une base rigide + une ceinture pelvienne 2 points Bodypoint	Uniquement avec hauteur de dossier 43 cm	794,76	838,47	838,47	
MOTORISATIONS ALBER							
CES0070	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 <i>(inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein, et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)</i>	NC : 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	579,15	611,00		
CES0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 0451 à 0469, 0908, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	313,74	331,00		
CES0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0451 à 0469, 0905, 0906, 0907, 0908, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	437,03		
TYPES DE PROPULSION							
CES0100	☐	Standard		◆	◆		
ASSISE							
Largeur d'assise							SANS SUPPLEMENT !
CES0180	☐	380 mm	NC : 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855	○	○		
CES0190	☐	405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595	○	○		
CES0200	☐	430 mm	NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	◆	◆		
CES0210	☐	455 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	○	○		
CES0220	☐	480 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0852, 0853, 0854	○	○		
CES0230	☐	505 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485,0486, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○		
Sur demande	☐	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée inclus Sur demande uniquement Délai de fabrication + 7 jours	NC : 0431, 0432, 0330, 0340, 0849 + 0240, 0853 à 0873, 0852, 0945, 1480. Si hauteur de dossier 510 mm, toile de dossier nylon noir de série à la place de la toile de dossier bi-matière	○	○		
Profondeur d'assise							
CES0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆		
CES0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○		
CES0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm <i>Livré</i> à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	30,33	32,00		



Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} Light				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Hauteur d'assise avant						
CES0260	☐	510 mm	NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 1035, 1054, 1056 1066	○	○	
CES0270	☐	485 mm	NC : 1054	◆	◆	
CES0280	☐	460 mm		○	○	
CES0290	☐	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + roues 24", 1005, 1010, 1030, 1056	○	○	
CES0300	☐	410 mm	NC : roues 24", 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1365, 1370, 1440	○	○	
CES0310	☐	385 mm (uniquement avec roues avant de 5" CES1054 et roues arrières de 22")	NC : 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0739, 0935, 1035, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○	○	
CES0315	☐	360 mm (uniquement avec roues avant de 5" CES1054 et roues arrières de 20")	NC : 0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1035, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	145,02	153,00	
Toile d'assise						
CES0330	☐	Nylon noir		◆	◆	
CES0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○	
CES0350	☐	Nylon noir rembourrée		30,33	32,00	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable						
CES0396	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0451 à 0469, 0474, 0477, 0478, 0481, 0493, 0495 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451	295,73	312,00	 0396
CES0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0493, 0495, 0945	◆	◆	
CES0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0494, 0945	33,18	35,00	
CES0431	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0493, 0494, 0495, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451	○	○	
CES0432	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0493, 0494, 0495, 0882	○	○	 0435
CES0435	☐	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0493, 0495, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	◆	◆	
CES0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0493, 0495, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	○	○	
CES0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0471, 0477, 0495, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	33,18	35,00	
CES0455	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm - 240 mm plié	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0493, 0494, 0495, 0945	◆	◆	
CES0460	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 510 mm - 240 mm plié	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0493, 0494, 0495, 0945	33,18	35,00	 0455 / 0460




Invacare [®] Action ^{®3} NG Light				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Dossiers Vicair & Matrix - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix ! Attention - Vicair : Perte de profondeur d'assise de 50 mm							 NOUVEAU  NOUVEAU  NOUVEAU                                

Invacare [®] Action ^{®3} NG Light				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							 0510 / 0560  0520 / 0570  0545 / 0595  0610 / 0630 si potence 80°  0610 / 0630 si repose-jambe REA  0611
Potence droite							
CES0510	☐	Potence à 80°		◆	◆		
CES0520	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CES0545	☐	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00		
Potence gauche							
CES0560	☐	Potence à 80°		◆	◆		
CES0570	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CES0595	☐	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CES0600	☐	Fixe		◆	◆		
CES0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		
CES0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CES0620	☐	Fixe		◆	◆		
CES0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		
* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €							
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CES0640	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1480, 1483	◆	◆		
CES0650	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	24,64	26,00		
CES0656	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	119,39	119,39	
CES0660	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1480, 1483	○	○		
CES0670	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	24,64	26,00		
CES0672	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	119,39	119,39	
CES0680	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483	117,54	124,00		
CES0690	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1483	140,28	148,00		
CES0695	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	117,54	124,00		
CES0696	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1483	140,28	148,00		

Invacare® <i>Action^{®3} NG Light</i>				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
CES0698	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	113,17	119,39	119,39	 0698 / 0798	
CES0732	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	113,17	119,39	119,39		
CES0738	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480, 1483	60,66	64,00			
CES0739	☐	Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480, 1483	129,86	137,00			
Accoudoir gauche (coloris noir mat)								
CES0740	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆		 0732 / 0832	
CES0750	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		24,64	26,00			
CES0756	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,17	119,39	119,39	 0738 / 0838	
CES0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	○	○			
CES0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		24,64	26,00			
CES0772	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	113,17	119,39	119,39		
CES0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	117,54	124,00		 0739 / 0839	
CES0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	140,28	148,00			
CES0798	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1185	113,17	119,39	119,39		
CES0795	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 1185, 1480, 1484	117,54	124,00			
CES0796	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 1185, 1484	140,28	148,00			
CES0832	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1185, 1480, 1484	113,17	119,39	119,39		
CES0838	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur - Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1484	60,66	64,00			
CES0839	☐	Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1365, 1430, 1480, 1484	129,86	137,00			
OPTIONS D'ASSISE								
Coussin								 0849  0853 / 0854 0855 / 0856
CES0849	☐	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	34,90	34,90		
CES0853	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00		
CES0854	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00		

Invacare® <i>Action</i> ® ³ _{NG} <i>Light</i>				Euros			 0871  0873  0876  VICAIR®  NOUVEAU  NOUVEAU  NOUVEAU  NOUVEAU
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CES0855	☐	Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	
CES0856	☐	Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	
CES0871	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco</i> _{NG} - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 0873	76,78	81,00	81,00	
CES0873	☐	Coussin <i>Flo-tech Image</i> épaisseur 60 mm		246,45	260,00	34,90	
CES0876	☐	Coussin <i>Matrx Libra</i> épaisseur 70 mm		293,84	310,00	34,90	
CES0884	☐	<i>Vicair Active O2</i> - hauteur 60 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0852, 1345	601,11	634,17	34,90	
CES0885	☐	<i>Vicair Active O2</i> - hauteur 90 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0852, 1345	661,21	697,58	34,90	
CES0886	☐	<i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 0852,1345	574,84	606,46	34,90	
CES0887	☐	<i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0852, 1345	718,85	758,39	34,90	
Profondeur du coussin							
CES0878	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		
CES0879	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐		
Autres options							
CES0852	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00		
CES0882	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00		
CES0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	
CES0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0908, 0940, 0945	199,05	210,00	63,41	
CES0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0908, 0940, 0945	217,06	229,00	63,41	
CES0908	☐	Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation - pour dossier Matrx uniquement		441,71	466,00	63,41	
CES0930	☐	Sangle appui-mollet		10,43	11,00		
CES0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	17,06	18,00		
CES0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00		
CES0940	☐	Tendeur de dossier	NC : 0945	47,39	50,00		
CES0945	☐	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	105,21	111,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CES0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐		
CES0964	☐	Blanc Perle		☐	☐		
CES0965	☐	Vert Electrique		54,03	57,00		
CES0966	☐	Noir Mat		☐	☐		
CES0969	☐	Rouge Mat		☐	☐		
CES0972	☐	Bleu Acqua		54,03	57,00		
CES0974	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		
CES0976	☐	Violet Foncé		54,03	57,00		
CES0980	☐	Noir Brillant		☐	☐		
CES0991	☐	Coloris Spécial		Sur devis			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CES0996	☐	Supports de fourche <i>Light</i> - GAIN DE POIDS DE 400 g		☐	☐		

Invacare [®] <i>Action^{®3}</i> _{NG} <i>Light</i>				Euros						
				Prix Public				LPPR		
				HT	TTC					
ROUES AVANT										
CES1005	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir					  1010 1050			
CES1010	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir								
CES1030	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir								
CES1035	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple								
CES1050	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir								
CES1054	☐	5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir								
CES1056	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple								
ROUES ARRIERE										
Diamètre des roues arrière				 Standard						
CES1064	☐	20" - 515 mm	NC : 1071, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092 1170, 1260, 1280							
CES1066	☐	22" - 560 mm	NC : 1074, 1092, 1260							
CES1068	☐	24" - 600 mm	NC : 1261							
Type de roues arrière				 Composite						
CES1071	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1092, 1140, 1170, 1280							
CES1072	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1092, 1280							
CES1073	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1092, 1270, 1275, 1320, 1330							
CES1074	☐	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 1088, 1092, 1260, 1261, 1280							
CES1076	☐	Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1280							
Type de revêtement roues arrière				      1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082						
CES1082	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm								
CES1084	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm								
CES1088	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm								
CES1092	☐	Pneumatique noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> 1" - 25 - 540						83,41	88,00	
Mains-courantes				 1092						
CES1140	☐	Aluminium anodisé								
CES1150	☐	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00					
Axes des roues arrière										
CES1170	☐	Fixes	NC : 1185, 1280, 1365							
CES1180	☐	A démontage rapide								
Position axes des roues arrière										
CES1185	☐	Position active (<i>axes 37,5 mm devant les tubes de dossier</i>) - Platines arrière spécifiques	NC : 1320, 1330, 1345, 1365	148,82	157,00					
CES1190	☐	Position standard (<i>axes 25 mm devant les tubes de dossier</i>)								
CES1200	☐	Position reculée (<i>axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable</i>)								
CES1201	☐	Position très reculée (<i>axes 60 mm derrière les tubes de dossier</i>)	NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	148,82	157,00					
Pompe										
CES1230	☐	Pompe et support		10,43	11,00					
OPTIONS DE CHASSIS										
CES1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire					 1241			
CES1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire	NC : 1261	165,88	175,00					
CES1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire		165,88	175,00					
FREINS										
CES1270	☐	Freins à pousser à poignée escamotable					 1270			
CES1275	☐	Freins à tirer à poignée escamotable								
CES1280	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		178,20	188,00					
CES1320	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1390	94,79	100,00					
CES1330	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1390	94,79	100,00					

Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} Light				Euros																																																																		
				Prix Public			LPPR																																																															
				HT	TTC																																																																	
OPTIONS DE SECURITE																																																																						
CES1345	☐	Kit de transport (accroches taxi)		24,64	26,00																																																																	
CES1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00																																																																	
CES1361	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount [™]	NC : 1362, 1363, 1364	199,05	210,00																																																																	
CES1362	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount [™]	NC : 1363, 1364	206,64	218,00																																																																	
CES1363	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount [™]	NC : 1364	234,12	247,00																																																																	
CES1364	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount [™]		241,71	255,00																																																																	
CES1365	☐	Roulettes de transfert 4"		68,25	72,00																																																																	
CES1370	☐	Roulettes anti-bascule, la paire	NC : 1375, 1440	79,62	84,00																																																																	
CES1375	☐	Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	125,12	132,00																																																																	
CES1380	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		38,86	41,00																																																																	
CES1390	☐	Extension de frein, la paire		10,43	11,00																																																																	
OPTIONS																																																																						
CES1430	☐	Porte-canne		49,29	52,00																																																																	
CES1440	☐	Tube basculeur à droite		28,44	30,00																																																																	
CES1451	☐	Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		101,42	107,00																																																																	
AUTRES OPTIONS																																																																						
CES1480	☐	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84	76,84																																																																
CES1483	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84	76,84																																																																
CES1484	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84																																																																
CES1485	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00																																																																	
ACCESSOIRES (livrés séparément)																																																																						
AP1493219	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec accoudoirs 0680, 0690, 0695, 0696, 0732	113,17	119,39	119,39																																																																
AP1493220	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec accoudoirs 0780, 0790, 0795, 0796, 0832	113,17	119,39	119,39																																																																
Largeurs possibles des dossier Matrx en fonction de la largeur d'assise <table><tr><th rowspan="9">Largeur du dossier Matrx en mm</th><th rowspan="2">(mm)</th><th colspan="6">Largeur d'assise en mm</th></tr><tr><th>380</th><th>405</th><th>430</th><th>455</th><th>480</th><th>505</th></tr><tr><td>360</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>380</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>410</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>430</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>460</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>480</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>510</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr></table>								Largeur du dossier Matrx en mm	(mm)	Largeur d'assise en mm						380	405	430	455	480	505	360	○						380	○	○					410	○	○	○				430		○	○	○			460			○	○	○		480				○	○	○	510					○	○
Largeur du dossier Matrx en mm	(mm)	Largeur d'assise en mm																																																																				
		380	405	430	455	480	505																																																															
	360	○																																																																				
	380	○	○																																																																			
	410	○	○	○																																																																		
	430		○	○	○																																																																	
	460			○	○	○																																																																
	480				○	○	○																																																															
	510					○	○																																																															
Rampes en accessoire																																																																						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00																																																																	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00																																																																	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00																																																																	