



Action 3 Light Xtra :

La version suréquipée 100%
LPPR de l'Action 3 NG !

NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise
et de dossier Vicair O2 !



À partir de :
878,77 € TTC

Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €
- 9124650 - VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE : 603,65 €
- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 €



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :


Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable, ou rabattable sur l'assise et réglable en angle
Équipement de série	Dossier réglable en tension 4 sangles avec toile bi-matière, paire de gouttières étroites courtes sans rotation, coussin d'assise Matrx Contour Visco NG, paire de roulettes anti-bascule et kit de transport
Poids total	A partir de 13 kg
Poids de transport	7,1 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1345)
Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*® .

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- ☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Invacare [®] <i>Action^{®3}_{NG} Light Xtra</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
CEW0031	☐	Invacare [®] <i>Action^{®3}_{NG} Light Xtra</i> - Dossier fixe Code LPPR 9124643		832,96	878,77	878,77	
CEW0036	☐	Invacare [®] <i>Action^{®3}_{NG} Light Xtra</i> Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650		875,29	923,43	923,43	
CEW0041	☐	Invacare [®] <i>Action^{®3}_{NG} Light Xtra</i> - Dossier inclinable ou rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124689		875,29	923,43	923,43	
MOTORISATIONS ALBER							
CEW0070	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 <i>(inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonge de patins de frein, et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)</i>	NC : 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	579,15	611,00		
CEW0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 0451 à 0469,0461, 0462, 0463, 0464, 0908, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	313,74	331,00		
CEW0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0461, 0451 à 0469, 0905, 0906, 0907, 0908, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	437,03		
TYPE DE PROPULSION							
CEW0100	☐	Standard		◆	◆		
ASSISE							
Largeur d'assise							SANS SUPPLEMENT !
CEW0180	☐	380 mm	NC : 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855, 1481	○	○		
CEW0190	☐	405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595	○	○		
CEW0200	☐	430 mm	NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	◆	◆		
CEW0210	☐	455 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	○	○		
CEW0220	☐	480 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0852, 0853, 0854, 1481	○	○		
CEW0230	☐	505 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485,0486, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○		
Sur demande	☐	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée inclus Sur demande uniquement Délai de fabrication + 7 jours	NC : 0431, 0432, 0330, 0340, 0849 + 0240, 0853 à 0873, 0852, 0945, 1480. Si hauteur de dossier 510 mm, toile de dossier nylon noir de série à la place de la toile de dossier bi-matière	○	○		
Profondeur d'assise							
CEW0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆		
CEW0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○		
CEW0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm <i>Livré</i> à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	30,33	32,00		


Invacare [®] <i>Action^{®3}</i> <i>NG Light Xtra</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Hauteur d'assise avant						
CEW0260	☐	510 mm	NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 1035, 1054, 1056 1066	○	○	
CEW0270	☐	485 mm	NC : 1054	◆	◆	
CEW0280	☐	460 mm		○	○	
CEW0290	☐	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + roues 24", 1005, 1010, 1030, 1056	○	○	
CEW0300	☐	410 mm	NC : roues 24", 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1365, 1370, 1440	○	○	
CEW0310	☐	385 mm (uniquement avec roues avant de 5" CEW1054 et roues arrières de 22")	NC : 0660, 0670, 0671, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0739, 0935, 1035, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○	○	
CEW0315	☐	360 mm (uniquement avec roues avant de 5" CEW1054 et roues arrières de 20")	NC : 0600, 0620, 0660, 0670, 0671, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1035, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	145,02	153,00	
Toile d'assise						
CEW0330	☐	Nylon noir		◆	◆	
CEW0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○	
CEW0350	☐	Nylon noir rembourrée		30,33	32,00	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable						
CEW0396	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0451 à 0469, 0474, 0477, 0478, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451	295,73	312,00	
CEW0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0493, 0495, 0945	◆	◆	
CEW0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0494, 0945	295,73	312,00	
CEW0431	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0493, 0494, 0495, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451	○	○	
CEW0432	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues+ 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0493, 0494, 0495, 0882	○	○	
CEW0435	☐	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0493, 0495, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	◆	◆	
CEW0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0493, 0495, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	○	○	
CEW0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0471, 0477, 0495, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	33,18	35,00	
CEW0455	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm - 240 mm plié	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0493, 0494, 0495, 0945	◆	◆	
CEW0460	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 510 mm - 240 mm plié	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0493, 0494, 0495, 0945	33,18	35,00	






0396







0435







0455 / 0460






Invacare [®] Action ^{®3} NG Light Xtra				Euros			VICAIR[®]
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Dossiers Vicair & Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! - Attention - Dossiers Vicair : Perte de profondeur d'assise de 50 mm							     Matrix Elite E2 / Elite Deep E2  Fixation standard  0471  0474  0481
CEW0493	☐	Vicair Liberty - hauteur 450 mm <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	504,04	531,76	34,90	
CEW0494	☐	Vicair Anatomic - hauteur 400 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20	799,90	34,90	
CEW0495	☐	Vicair Anatomic - hauteur 480 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20	799,90	34,90	
CEW0451	☐	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0452	☐	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0453	☐	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0454	☐	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0456	☐	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0461	☐	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0462	☐	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0457	☐	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0458	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0459	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0466	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0467	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0468	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0463	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0464	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
CEW0469	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	757,00	838,47	
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.							
Largeur du dossier Matrx							
CEW0482	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm	NC : 1481	☐	☐		
CEW0483	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm	NC : 1481	☐	☐		
CEW0484	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm	NC : 1481	☐	☐		
CEW0485	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm	NC : 1481	☐	☐		
CEW0486	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm	NC : 1481	☐	☐		
CEW0487	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm	NC : 1481	☐	☐		
CEW0488	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm	NC : 1481	☐	☐		
Toile de dossier							
CEW0471	☐	Rembourrée	NC : 0882, 0905, 0906, 0907	☐	☐		
CEW0474	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir - <i>sans tendeur de dossier</i> Pour une configuration légère !		☐	☐	34,90	
CEW0477	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>sans tendeur de dossier</i> - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		☐	☐	34,90	
CEW0478	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	☒	☒	34,90	
CEW0481	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	☐	☐	34,90	

Invacare [®] <i>Action^{®3} NG Light Xtra</i>				Euros						
				Prix Public			LPPR			
				HT	TTC					
POTENCES ET PALETTES										
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières								0510 / 0560		
Potence droite										0520 / 0570
CEW0510	☐	Potence à 80°		◆	◆					
CEW0520	☐	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *				
CEW0545	☐	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00			0545 / 0595		
Potence gauche										0610 / 0630 si potence 80°
CEW0560	☐	Potence à 80°		◆	◆					
CEW0570	☐	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *				
CEW0595	☐	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00			0610 / 0630 si repose-jambe <i>REA</i>		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)										0611
CEW0600	☐	Fixe	NC : 0931	◆	◆					
CEW0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88					
CEW0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00					
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)										
CEW0620	☐	Fixe		◆	◆					
CEW0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88					
* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €										
ACCOUDOIRS										
Accoudoir droit (coloris noir mat)								0640 / 0740		
CEW0640	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483	○	○	-119,39				
CEW0650	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1481	24,64	26,00	-119,39				
CEW0656	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483	◆	◆			0656 / 0756		

Invacare® Action® ³ NG Light Xtra				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CEW0660	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483	☐	☐	-119,39	 0660 / 0760
CEW0670	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0797, 0796, 0798, 0838, 0839, 1481	24,64	26,00	-119,39	
CEW0672	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1843	☐	☐		 0672 / 0772
CEW0675	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil, découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1843	☐	☐		
CEW0680	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483	117,54	124,00	-119,39	 0675 / 0775
CEW0690	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1481, 1483	140,28	148,00	-119,39	
CEW0695	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	117,54	124,00	-119,39	 0680 / 0780
CEW0696	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1483	140,28	148,00	-119,39	
CEW0697	☐	Amovible et réglable en hauteur et profondeur - gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	☐	☐		 0695 / 0795
CEW0698	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483	☐	☐		
CEW0732	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0838, 0839, 1185, 1480, 1481, 1483	☐	☐		 0698 / 0798
CEW0738	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0832, 0839, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480, 1481, 1483	60,66	64,00	-119,39	
CEW0739	☐	Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0797, 0796, 0798, 0832, 0838, 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480, 1481, 1483	129,86	137,00	-119,39	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CEW0740	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1480, 1481, 1484	☐	☐	-119,39	
CEW0750	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 1481	24,64	26,00	-119,39	
CEW0756	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1480, 1481, 1484	<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>		
CEW0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1481, 1484	☐	☐	-119,39	
CEW0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1481	24,64	26,00	-119,39	

Invacare® Action ^{®3} NG Light Xtra				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
CEW0772	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1481, 1484				 0675 / 0775  0732 / 0832  0738 / 0838  0739 / 0839
CEW0775	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil, découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484				
CEW0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1481, 1484	117,54	124,00	-119,39	
CEW0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1481, 1484	140,28	148,00	-119,39	
CEW0795	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 1185, 1480, 1484	117,54	124,00	-119,39	
CEW0796	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 1185, 1484	140,28	148,00	-119,39	
CEW0797	☐	Amovible et réglable en hauteur et profondeur - gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil	NC : 1185, 1480, 1484				
CEW0798	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1185, 1480, 1481, 1484				
CEW0832	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1185, 1480, 1481, 1484				
CEW0838	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur - Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1200, 1201, 1481, 1484	60,66	64,00	-119,39	
CEW0839	☐	Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1365, 1430, 1480, 1481, 1484	129,86	137,00	-119,39	
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							 0849  0853 / 0854 0855 / 0856  0871  0873  NOUVEAU  NOUVEAU
CEW0849	☐	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	-43,70	-46,10	-46,10	
CEW0853	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0871, 0873, 0878, 0879				
CEW0854	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	-11,37	-12,00	-12,00	
CEW0855	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	-11,37	-12,00	-12,00	
CEW0856	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0871, 0873, 0878, 0879				
CEW0871	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 0873				
CEW0873	☐	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm		246,45	260,00	-46,10	
CEW0884	☐	Vicair Active O2 - hauteur 60 mm Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	524,33	553,17	-46,10	
CEW0885	☐	Vicair Active O2 - hauteur 90 mm Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	584,44	616,58	-46,10	

Invacare® Action® ³ NG Light Xtra				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
CEW0886	☐	Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés	NC : 0852,1345	498,07	525,46	-46,10	NOUVEAU	
CEW0887	☐	Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	642,08	677,39	-46,10		NOUVEAU
Profondeur du coussin								
CEW0878	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		 0852	
CEW0879	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐			 0882
Autres options								
CEW0852	☐	Base rigide (choisir obligatoirement un coussin)		☐	☐		 0905	
CEW0882	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00			 0906
CEW0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	 0907	
CEW0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0908, 0940, 0945	199,05	210,00	63,41		 0908
CEW0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0908, 0940, 0945	217,06	229,00	63,41	 0945	
CEW0908	☐	Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation - pour dossier Matrx uniquement		441,71	466,00	63,41		
CEW0930	☐	Sangle appui-mollet		10,43	11,00			
CEW0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	17,06	18,00			
CEW0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		79,62	84,00			
CEW0940	☐	Tendeur de dossier	NC : 0945	47,39	50,00			
CEW0945	☐	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	105,21	111,00			
COLORIS DE CHASSIS								
CEW0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐		 0961 / 0964 / 0965 / 0966	
CEW0964	☐	Blanc Perle		☐	☐			
CEW0965	☐	Vert Electrique		☐	☐			
CEW0966	☐	Noir Mat		☐	☐		 0974 / 0976 / 0969 / 0980	
CEW0969	☐	Rouge Mat		☐	☐			
CEW0972	☐	Bleu Acqua		☐	☐			
CEW0974	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		 0972	
CEW0976	☐	Violet Foncé		☐	☐			
CEW0980	☐	Noir Brillant		☐	☐			
CEW0991	☐	Coloris Spécial		Sur devis				
SUPPORTS DE FOURCHE								
CEW0996	☐	Supports de fourche Light - GAIN DE POIDS DE 400 g		☒	☒			
ROUES AVANT								
CEW1005	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		☐	☐		 1010	
CEW1010	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		☐	☐			 1050
CEW1030	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		☐	☐			
CEW1035	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		☐	☐			
CEW1050	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		☒	☒			
CEW1054	☐	5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		☐	☐			
CEW1056	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		☐	☐			
ROUES ARRIERE								
Diamètre des roues arrière								
CEW1064	☐	20" - 515 mm	NC : 1071, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092 1170, 1260, 1280	☐	☐			
CEW1066	☐	22" - 560 mm	NC : 1074, 1092, 1260	☐	☐			
CEW1068	☐	24" - 600 mm	NC : 1261	☒	☒			

Invacare [®] <i>Action^{®3}</i> _{NG} <i>Light Xtra</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Type de roues arrière							 Standard  Composite  Active
CEW1071	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1092, 1140, 1280				
CEW1072	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1092, 1280				
CEW1073	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1092, 1270, 1275, 1320, 1330				
CEW1074	☐	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 1088, 1092, 1260, 1261, 1280				
CEW1076	☐	Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1280				
Type de revêtement roues arrière							   1" 1.3/8" 1.3/8"  1088  1084  1082  1092
CEW1082	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm					
CEW1084	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm					
CEW1088	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm					
CEW1092	☐	Pneumatique noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> 1" - 25 - 540		83,41	88,00		
Mains-courantes							
CEW1140	☐	Aluminium anodisé					
CEW1150	☐	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00		
Axes des roues arrière							
CEW1170	☐	Fixes	NC : 1185, 1280, 1365				
CEW1180	☐	A démontage rapide					
Position axes des roues arrière							
CEW1185	☐	Position active (<i>axes 37,5 mm devant les tubes de dossier</i>) - Platines arrière spécifiques	NC : 1320, 1330, 1345, 1365	148,82	157,00		
CEW1190	☐	Position standard (<i>axes 25 mm devant les tubes de dossier</i>)					
CEW1200	☐	Position reculée (<i>axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable</i>)					
CEW1201	☐	Position très reculée (<i>axes 60 mm derrière les tubes de dossier</i>)	NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	148,82	157,00		
Pompe							
CEW1230	☐	Pompe et support		10,43	11,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CEW1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire				 1241	
CEW1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire	NC : 1261	165,88	175,00		
CEW1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire		165,88	175,00		
FREINS							
CEW1270	☐	Freins à pousser à poignée escamotable				 1270	
CEW1275	☐	Freins à tirer à poignée escamotable					
CEW1280	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		178,20	188,00		
CEW1320	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1390	94,79	100,00		
CEW1330	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1390	94,79	100,00		
OPTIONS DE SECURITE							
CEW1345	☐	Kit de transport (accroches taxi)				 1345 1365  1360  1370 1375  1361 / 1362	
CEW1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364				
CEW1361	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount [™]	NC : 1362, 1363, 1364	199,05	210,00		
CEW1362	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount [™]	NC : 1363, 1364	206,64	218,00		
CEW1363	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount [™]	NC : 1364	234,12	247,00		
CEW1364	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount [™]		241,71	255,00		



