



Yes, you can.®



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique !**

À partir de :

Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124650 - VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE : 603,65 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 6226337 - SIEGE DE SERIE, SIEGE MODUL EVOLUTIF, TOUT MODELE ET ADJONCTIONS, INVACARE : 838,47 €

Action^{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Bodypoint

matrix[®]
SCIENCE OF SEATING



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Fauteuil 6 roues, pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°
Roues motrices	centrales (meilleur accès aux mains-courantes)
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
Inclinaison d'assise	25° - position de repose (condamnable)
Roues arrière	Supports articulés, 5", facilitant le 2 roues
Potences	Escamotables et amovibles
Freins	A tirer par câble (inédits !)
Poids total	A partir de 18,4 kg
Poids de transport	11,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1345)
Positionnement	Compatible avec les produits Matrix et Bodypoint
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.







Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} RC Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CEU0031	<input type="checkbox"/>	Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} RC Matrix - Dossier fixe Code LPPR 9124643 + 6226337		1324,61	1397,46	1397,46
CEU0036	<input type="checkbox"/>	Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} RC Matrix - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650 + 6226337		1366,94	1442,12	1442,12
CEU0041	<input type="checkbox"/>	Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} RC Matrix - Dossier inclinable Code LPPR 9124689 + 6226337		1366,94	1442,12	1442,12
TYPES DE PROPULSION						
CEU0100	<input type="checkbox"/>	Standard		◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CEU0180	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 0485,0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855, 1345	○	○	
CEU0190	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 1345	○	○	
CEU0200	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	◆	◆	
CEU0210	<input type="checkbox"/>	455 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	○	○	
CEU0220	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0853, 0854	○	○	
CEU0230	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○	
Profondeur d'assise						
CEU0240	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CEU0250	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CEU0252	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	○	○	
Hauteur d'assise avant						
CEU0270	<input type="checkbox"/>	485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24"		○	○	
CEU0280	<input type="checkbox"/>	460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22"		◆	◆	
Toile d'assise						
CEU0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
CEU0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CEU0350	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		○	○	

Invacare® Action® ³ NG RC Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
DOSSIER						
Type de dossier						
CEU0380	<input type="checkbox"/>	Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm		○	○	 0380 / 0390
CEU0390	<input type="checkbox"/>	Fixe 0° - hauteur 510 mm		○	○	
CEU0410	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION		◆	◆	
CEU0420	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS		○	○	
CEU0431	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT	NC : 0905, 0906, 0907, 1451	456,87	482,00	 0431 / 0432
CEU0432	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT		456,87	482,00	
CEU0445	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION		◆	◆	 0445 / 0450
CEU0450	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS		○	○	
CEU0455	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467	◆	◆	 0455 / 0460
CEU0460	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467	○	○	
Dossiers Matrix - Voir tableau de correspondance "Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise" en bas de la fiche de mesure. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !						
CEU0451	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	 Matrix Elite E2 / Elite Deep E2
CEU0452	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0453	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0454	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0456	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0461	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0462	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard		○	○	
CEU0457	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard		○	○	
CEU0458	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0459	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0466	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	 Fixation standard
CEU0467	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0468	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0463	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	


Invacare [®] Action ^{®3} NG RC Matrix			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
CEU0464	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard		○	○	
CEU0469	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard		○	○	
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
Largeur du dossier Matrix - voir tableau à la fin de la fiche de mesure						
CEU0482	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
CEU0483	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
CEU0484	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
CEU0485	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
CEU0486	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
CEU0487	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
CEU0488	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
POTENCES ET PALETTES						
DE258401	<input type="checkbox"/>	Abduction de 30° pour potences ou repose-jambes - en fabrication spéciale		sur devis		
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEU0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CEU0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEU0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00	
Potence gauche						
CEU0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CEU0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEU0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEU0600	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆	
CEU0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
CEU0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEU0620	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆	
CEU0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €						
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CEU0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0772, 0780, 0790, 1480, 1483	◆	◆	
CEU0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0772, 0780, 0790	○	○	
CEU0672	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	113,17	119,39	119,39



Invacare® Action ^{®3} NG RC Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CEU0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	○	○	
CEU0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1483	○	○	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEU0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆	
CEU0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CEU0772	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	113,17	119,39	119,39
CEU0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	○	○	
CEU0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac						
CEU0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0878, 0879	○	○	
CEU0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	○	○	
CEU0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	○	○	
CEU0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	○	○	
CEU0869	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite épaisseur 55 mm		◆	◆	
CEU0871	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrix Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839		○	○	
CEU0873	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Image épaisseur 55 mm		○	○	
CEU0874	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm		360,19	380,00	
CEU0876	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrix Libra, housse Mesh respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm		293,84	310,00	
Profondeur du coussin						
CEU0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CEU0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	



0680 / 0780



0853 / 0854
0855 / 0856



0869



0871



0873










0874



0876

Invacare® Action® ³ _{NG} RC Matrix				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Autres options							
CEU0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir obligatoirement un coussin)		◆	◆		 0852
CEU0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0906, 0907, 0908	60,10	63,41	63,41	
CEU0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0907, 0908	199,05	210,00	63,41	 0905
CEU0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0908	217,06	229,00	63,41	 0906  0907
CEU0908	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation		383,89	405,00	63,41	 0908
CEU0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		10,43	11,00		
CEU0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	17,06	18,00		
CEU0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		79,62	84,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CEU0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○		 0961 / 0966 0974 / 0969
CEU0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CEU0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CEU0974	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○		
CEU0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CEU0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche standard		◆	◆		
ROUES AVANT							
CEU1035	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir souple - 150 x 30 mm		○	○		 1050
CEU1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 30 mm		◆	◆		
CEU1056	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - Bandage noir souple - 140 x 45 mm		○	○		
ROUES CENTRALES MOTRICES							
Diamètre des roues arrière							
CEU1066	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1260	◆	◆		 Standard
CEU1068	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm	NC : 1261	○	○		
Type de roues arrière							
CEU1071	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		◆	◆		
CEU1072	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
Type de revêtement roues arrière							
CEU1082	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		 1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082
CEU1084	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
CEU1088	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25mm		○	○		
Mains-courantes							
CEU1140	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CEU1150	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00		
Axes des roues motrices							
CEU1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
Position axes des roues centrales motrices et point de bascule							
CEU1195	<input type="checkbox"/>	Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm)		◆	◆		
Pompe							
CEU1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		10,43	11,00		

Invacare [®] Action ^{®3} NG RC Matrix				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
OPTIONS DE CHASSIS								
CEU1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		 1241	
CEU1260	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")	NC : 1261	165,88	175,00			
CEU1261	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire (pour 22")		165,88	175,00			
FREINS								
CEU1272	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer par câble		◆	◆			
OPTIONS DE SECURITE								
CEU1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0180, 0190	○	○		 1345	
CEU1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		31,28	33,00			
CEU1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis)		38,86	41,00			
OPTIONS								
CEU1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support <i>(tendeur obligatoire et non inclus)</i>		101,42	107,00			
AUTRES OPTIONS								
CEU1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84	76,84	 1480	
CEU1483	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84	76,84		
CEU1484	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84		
CEU1485	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		 1485	
ACCESSOIRES (livrés séparément)								
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec 0680, 0690	113,17	119,39	119,39		
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec 0780, 0790	113,17	119,39	119,39		
Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise								
		Largeur d'assise en mm						
		(mm)	380	405	430	455	480	505
Largeur du dossier Matrix en mm	360	○						
	380	○						
	410	○	○					
	430		○	○				
	460			○	○			
	480				○	○	○	
	510						○	○
Rampes en accessoire								
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128  1654129  1654130	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00			
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00			