



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



Invacare® Action<sup>3</sup> NG S

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 485 mm
- Profondeur d'assise 400 mm
- Coloris : Bleu Pop
- Roues arrière 24"x1.3/8" rayonnées à démontage rapide bandage noir.
- Mains-courantes en aluminium anodisé
- Roues avant 6" x 1.1/4" (150 x 30 mm) bandage noir
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur, en continu (de 200 mm à 280 mm)
- Freins à poignées escamotables
- Toile de dossier réglable en tension 1 sangle
- Dossier fixe ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier), hauteur 430 mm
- Poids : à partir de 14,2 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :















Code client :

Cachet du distributeur :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

| Quantité  | Euros  |           |              |
|---|--|-----------|--------------|
|   | Prix Public  |           | LPPR*        |
|   | HT   | TTC       |              |
| <b>Dossier fixe - Code LPPR 9124643</b>   |  |           |              |
| Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité   |  |           |              |
| BW1533736-A3  | 380 mm   | 529,85    | 558,99       |
| BW1533737-A3  | 405 mm   |           |              |
| BW1533738-A3  | 430 mm   |           |              |
| BW1533739-A3  | 455 mm   |           |              |
| BW1533740-A3  | 480 mm   |           |              |
| BW1533741-A3  | 505 mm   |           |              |
| 558,99 (+ 34,90 si prescription coussin de dossier)   |  |           |              |
| <b>Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689</b>  |  |           |              |
| Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité   |  |           |              |
| BW1533748-A3  | 380 mm   | 572,18    | 603,65       |
| BW1533749-A3  | 405 mm   |           |              |
| BW1533750-A3  | 430 mm   |           |              |
| BW1533751-A3  | 455 mm   |           |              |
| BW1533752-A3  | 480 mm   |           |              |
| BW1533753-A3  | 505 mm   |           |              |
| 603,65 (+ 34,90 si prescription coussin de dossier)   |  |           |              |
| <b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>  |  |           |              |
| Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.  |  |           |              |
| <b>Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire)- Livré avec sangles talonnières - Cocher la largeur</b>  |  |           |              |
| 1573661   | 405 / 430 mm   | 1573692   | 455 / 505 mm |
|   |  | 200,49    | 211,52       |
|   |  | 211,52    | 211,52       |
| <b>Repose-jambes REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollets, palettes réglables en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur sur 28 mm (la paire) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité</b> |  |           |              |
| AP1656946   | 380 / 405 mm   | AP1662822 | 455 mm       |
|   |  |           | 200,49       |
|   |  |           | 211,52       |
|   |  |           | 211,52       |
| AP1657056   | 430 mm   | AP1662823 | 480 / 505 mm |
|   |  |           | 200,49       |
|   |  |           | 211,52       |
|   |  |           | 211,52       |
| <b>Tablette réglable en largeur (Kit livré avec manchettes longues et rallonge de tube) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :</b>   |  |           |              |
| AP1606299   | Pour largeurs d'assise 380 mm / 405 mm                                     |           | 72,83        |
|   |  |           | 76,84        |
|   |  |           | 76,84        |
| AP1606300   | Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm                                     |           | 72,83        |
|   |  |           | 76,84        |
|   |  |           | 76,84        |
| AP1606301   | Pour largeurs d'assise 480 mm / 505 mm                                     |           | 72,83        |
|   |  |           | 76,84        |
|   |  |           | 76,84        |
| <b>Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube) pour accoudoirs CE*0640 / 0650 / 0660 / 0670 / 0740 / 0750 / 0760 / 0770</b>   |  |           |              |
| AP1604624   | Demi-tablette transparente escamotable, à droite                           |           | 72,83        |
|   |  |           | 76,84        |
|   |  |           | 76,84        |
| AP1604623   | Demi-tablette transparente escamotable, à gauche                           |           | 72,83        |
|   |  |           | 76,84        |
|   |  |           | 76,84        |
| AP1604625   | Coussin pour demi-tablette droite ou gauche                                |           | 90,05        |
|   |  |           | 95,00        |
|   |  |           |              |
| <b>Support pallier de roue pour déport de roues arrière :</b>   |  |           |              |
| AP1468002   | Support palier de roue pour déport de roues arrière 60 ou 80 mm (la paire) |           | 145,97       |
|   |  |           | 154,00       |
|   |  |           |              |
| <b>Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :</b>  |  |           |              |
| AP1534838   | 380 mm   | AP1534883 | 455 mm       |
|   |  |           | 97,63        |
|   |  |           | 103,00       |
| AP1534860   | 405 mm   | AP1534884 | 480 mm       |
|   |  |           | 97,63        |
|   |  |           | 103,00       |
| AP1534882   | 430 mm   | AP1534885 | 505 mm       |
|   |  |           | 97,63        |
|   |  |           | 103,00       |
| <b>Roulettes anti-bascule</b>   |  |           |              |
| AP1440970   | Roulettes anti-bascule (la paire)  |           | 76,78        |
|   |  |           | 81,00        |



| Invacare® Action <sup>®3</sup> NG S  |  |  |         |           |  | Euros       |          |          |       |
|--|--|--|---------|-----------|--|-------------|----------|----------|-------|
|  |  |  |         |           |  | Prix Public |          | LPPR*    |       |
| Quantité   |  | Quantité   |         | HT        | TTC  |             |          |          |       |
| <b>Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :</b>  |  |  |         |           |  |             |          |          |       |
| AP1554575  |  | 380 mm   |         | AP1554578 |  | 455 mm      | 60,10    | 63,41    | 63,41 |
| AP1554576  |  | 405 mm   |         | AP1554579 |  | 480 mm      | 60,10    | 63,41    | 63,41 |
| AP1554577  |  | 430 mm   |         | AP1554580 |  | 505 mm      | 60,10    | 63,41    | 63,41 |
| <b>Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant) :</b>  |  |  |         |           |  |             |          |          |       |
| AP1508848  |  | Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant)   |         |           |  |             | 60,10    | 63,41    | 63,41 |
| <b>Cale-tronc (la paire)</b>   |  |  |         |           |  |             |          |          |       |
| AP1603853  |  | Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)  |         |           |  |             | 237,91   | 251,00   |       |
| <b>Coussin d'assise Classic Visco 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables</b>   |  |  |         |           |  |             |          |          |       |
| 1627253  |  | 375 x 400 mm (poids max utilisateur 50 kg)   |         |           |  |             | 76,78    | 81,00    | 81,00 |
| 1627254  |  | 405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)  |         |           |  |             | 65,40    | 69,00    | 69,00 |
| 1627255  |  | 430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)  |         |           |  |             | 65,40    | 69,00    | 69,00 |
| 1627256  |  | 455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)  |         |           |  |             | 76,78    | 81,00    | 81,00 |
| <b>Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise</b>   |  |  |         |           |  |             |          |          |       |
| 1564264  |  | 380 mm (dimensions : 362 mm x 412 mm)  | 1564268 |           | 455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm) |             | 33,08    | 34,90    | 34,90 |
| 1564267  |  | 405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)   | 1564269 |           | 505 mm (dimensions : 500 mm x 412 mm)          |             | 33,08    | 34,90    | 34,90 |
| <b>Kit étiquettes</b>  |  |  |         |           |  |             |          |          |       |
| SP1650176  |  | Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)                 |         |           |  |             | 41,71    | 44,00    |       |
|  Repose-jambe standard  Tablette  Repose-jambe REA  coussin de demi-tablette  Demi-tablette  Cale tronc  Coussin d'assise en mousse  Appui-nuque  Tige porte-sérum  Kit étiquettes |  |  |         |           |  |             |          |          |       |
| <b>Rampes en accessoire</b>  |  |  |         |           |  |             |          |          |       |
| 1440530  |  | <b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b><br>Dimensions repliée : 2000 x 230 mm<br>16,3 kg - capacité maximum : 300 kg   |         |           |  |             | 1 787,68 | 1 886,00 |       |
| 1654128  |  | <b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b><br>Dimensions repliée : 1210 x 194 mm<br>8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg            |         |           |  |             | 402,84   | 425,00   |       |
| 1654129  |  | <b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b><br>Dimensions repliée : 870 x 237 mm<br>13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg |         |           |  |             | 805,69   | 850,00   |       |
| 1654130  |  | <b>Mono rampe pliante en aluminium</b><br>Dimensions repliée : 1824 x 714 mm<br>13,9 kg - capacité maximum : 300 kg  |         |           |  |             | 426,54   | 450,00   |       |
|  1440530  1654128  1654129  1654130  |  |  |         |           |  |             |          |          |       |