



Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Action[®] NG Family Bodypoint

Informations client **Caractéristiques produit**

Date :	CE	Type de châssis	Pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Dossier	Fixe 7° ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier)
Cachet du distributeur :		Hauteur de dossier	430 mm
		Garniture de dossier	Nylon noir, réglable en tension 1 sangle
		Profondeur d'assise	400 mm
		Hauteur d'assise	485 mm
		Roues avant	6" x 1.1/4" bandage noir (150 x 30 mm)
		Roues arrière	24" x 1.3/8", rayonnées, bandage, démontage rapide
		Accoudoirs	Amovibles, réglables en hauteur en continu (200 à 280 mm)
		Coloris	Bleu Pop
		Potences	Escamotables et amovibles
		Poids total	A partir de 14,2 kg
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Quantité	Euros	
	Prix Public	LPPR*
	HT	TTC

Dossier fixe - Code LPPR 9124643

Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

Code	Largeur d'assise	Prix Public HT	Prix Public TTC	LPPR*
BW1533736-A3	380 mm	529,85	558,99	558,99 (+ 34,90 si prescription coussin de dossier)
BW1533737-A3	405 mm			
BW1533738-A3	430 mm			
BW1533739-A3	455 mm			
BW1533740-A3	480 mm			
BW1533741-A3	505 mm			

Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689

Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

Code	Largeur d'assise	Prix Public HT	Prix Public TTC	LPPR*
BW1533748-A3	380 mm	572,18	603,65	603,65 (+ 34,90 si prescription coussin de dossier)
BW1533749-A3	405 mm			
BW1533750-A3	430 mm			
BW1533751-A3	455 mm			
BW1533752-A3	480 mm			
BW1533753-A3	505 mm			

Invacare® Action ^{®3} NG S						Euros		
						Prix Public		LPPR*
Quantité		Quantité		HT	TTC			
ACCESSOIRES (livrés séparément)								
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.								
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire)- Livré avec sangles talonnières - Cocher la largeur								
1573661		405 / 430 mm	1573692		455 / 505 mm	200,49	211,52	211,52
Repose-jambes REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollets, palettes réglables en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur sur 28 mm (la paire) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité								
AP1656946		380 / 405 mm	AP1662822		455 mm	200,49	211,52	211,52
AP1657056		430 mm	AP1662823		480 / 505 mm	200,49	211,52	211,52
Tablette réglable en largeur (Kit livré avec manchettes longues et rallonge de tube) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :								
AP1606299		Pour largeurs d'assise 380 mm / 405 mm				72,83	76,84	76,84
AP1606300		Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm				72,83	76,84	76,84
AP1606301		Pour largeurs d'assise 480 mm / 505 mm				72,83	76,84	76,84
Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube) pour accoudoirs CE*0640 / 0650 / 0660 / 0670 / 0740 / 0750 / 0760 / 0770								
AP1604624		Demi-tablette transparente escamotable, à droite				72,83	76,84	76,84
AP1604623		Demi-tablette transparente escamotable, à gauche				72,83	76,84	76,84
AP1604625		Coussin pour demi-tablette droite ou gauche				90,05	95,00	
Support palier de roue pour déport de roues arrière :								
AP1468002		Support palier de roue pour déport de roues arrière 60 ou 80 mm (la paire)				145,97	154,00	
Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :								
AP1534838		380 mm	AP1534883		455 mm	97,63	103,00	
AP1534860		405 mm	AP1534884		480 mm	97,63	103,00	
AP1534882		430 mm	AP1534885		505 mm	97,63	103,00	
Roulettes anti-basculer								
AP1440970		Roulettes anti-basculer (la paire)				76,78	81,00	
Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :								
AP1554575		380 mm	AP1554578		455 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554576		405 mm	AP1554579		480 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554577		430 mm	AP1554580		505 mm	60,10	63,41	63,41
Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant) :								
AP1508848		Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant)				60,10	63,41	63,41
Cale-tronc (la paire)								
AP1603853		Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)				237,91	251,00	
Coussin d'assise Classic Visco 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables								
1627253		375 x 400 mm (poids max utilisateur 50 kg)				76,78	81,00	81,00
1627254		405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)				65,40	69,00	69,00
1627255		430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)				65,40	69,00	69,00
1627256		455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)				76,78	81,00	81,00
Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise								
1564264		380 mm (dimensions : 362 mm x 412 mm)	1564268		455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)	33,08	34,90	34,90
1564267		405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)	1564269		505 mm (dimensions : 500 mm x 412 mm)	33,08	34,90	34,90
Kit étiquettes								
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)				41,71	44,00	
								
Repose-jambe standard	Tablette	coussin de demi-tablette	Coussin d'assise en mousse	Cale tronc	Tige porte-sérum	Kit étiquettes		
								
	Repose-jambe REA	Demi-tablette		Appui-nuque				

Invacare® Action ^{®3} NG S		Euros		
		Prix Public		LPPR*
Quantité	Quantité	HT	TTC	
Rampes en accessoire				
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>1440530</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1654128</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1654129</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1654130</p> </div> </div>				