

FRM



Découvrez nos  
packs de positionnement  
Matrx & Vicair !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

443,64 € TTC


Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant par double croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Potences	Escamotables
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
		Largeur d'assise	De 380 mm à 555 mm
		Poids total	A partir de 14,4 kg
		Poids de transport	8,4 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1175)
		Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare® . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- ☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases
- ☒ Configuration standard
- ☐ Option sans supplément de prix




Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> <sub>NG</sub>				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
CKB0001	<input type="checkbox"/>	Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> <sub>NG</sub> FRM - <i>Code LPPR 9504200</i>		420,51	443,64	443,64	
Type de dossier							
CKB0031	<input type="checkbox"/>	Dossier fixe		◆	◆		
CKB0036	<input type="checkbox"/>	Dossier pliant à mi-hauteur		○	○		
CKB0041	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en angle		○	○		
PACK DOSSIER DE POSITIONNEMENT SOUPLE							
Sur devis	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension asymétrique 8 sangles + 2 cale-troncs repositionnables + un coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> + une base rigide + une ceinture pelvienne 2 points <i>Bodypoint</i>	Uniquement avec hauteur de dossier 43 cm	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
CKB0062	<input type="checkbox"/>	Pack Positionnement <i>Vicair</i> : Livré avec un tendeur de dossier - Dossier <i>Vicair Liberty</i> , - Coussin d'assise <i>Vicair</i> au choix ( <i>Active O2</i> , <i>Adjuster O2</i> ou <i>Vector O2</i> ) - Ceinture <i>Bodypoint</i> au choix (2 ou 4 points)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
CKB0063	<input type="checkbox"/>	Pack Positionnement <i>Matrx</i> : - Dossier rigide <i>Matrx</i> au choix ( <i>Elite E2</i> ou <i>Elite E2 Deep</i> ) - Coussin d'assise <i>Flo-tech Solution Xtra</i> ou <i>Matrx Libra</i> - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture pelvienne <i>Bodypoint</i> au choix (2 pt ou 4 pt) - Appui-tête ou appui-joue <i>Invacare</i>		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)	
MOTORISATIONS ALBER							
CKB0070	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0265, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	594,31	627,00		
CKB0080	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>	NC : 0110, 0250, 0260, 0265, 0341, 0342, 1055, 1195, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	451,18	476,00	476,00 (13)	
CKB0090	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil eco</b>	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0716, 0717, 0718, 0782, 1055, 1075, 1195, 1196, 1200, 1240, 1241, 1246, 1252	414,25	437,03	437,03 (13)	
TYPES DE PROPULSION							
CKB0100	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 0942	◆	◆		
CKB0110	<input type="checkbox"/>	Transit	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125,1150, 1160, 1220	○	○		
ASSISE							
Largeur d'assise							
CKB0120	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 0201, 0420+0470, 0656, 0664	○	○		
CKB0130	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 0201, 0420+0470	○	○		
CKB0140	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆		
CKB0150	<input type="checkbox"/>	455 mm	NC : 0347, 0657	○	○		
CKB0160	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 0347, 0657, 0663	○	○		
CKB0162	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0657, 0663, 0664, 0665	○	○		
CKB0164	<input type="checkbox"/>	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée	NC : 0317, 0318, 0346, 0347, 0348, 0364, 0367, 0368, 0375, 0657, 0663, 0664, 0665, 0656, 0661, 0681, 0696, 0771, 0780, 0782, 1270	47,39	50,00	Sur devis (9)	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie							


Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Profondeur d'assise						
CKB0180	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆	
CKB0190	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0701, 0657, 0703	○	○	
CKB0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	○	○	
CKB0200	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295, 0703	○	○	
CKB0201	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - livré à 480 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	○	○	
SUR DEMANDE	<input type="checkbox"/>	550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0654, 0657, 0663, 0664, 0665, 0661, 0681, 0656, 1175	341,23	360,00	Sur devis (9)
Hauteur d'assise avant						
CKB0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946 - Uniquement avec roues avant 8"	○	○	
CKB0220	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 0925, 0944	◆	◆	
CKB0230	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0944	○	○	
CKB0240	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0845, 0850, 0870, 0942, 0944	○	○	
CKB0250	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944, 0963, 0991, 1130, 1195, 1196 1246	○	○	
CKB0260	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 0963, 1130, 1195, 1196, 1246 - Uniquement avec roues avant 5"	○	○	
CKB0265	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 0480, 0500, 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1200, 1246 - Uniquement avec roues avant 5" et roues arrière 20"	○	○	
Toile d'assise						
CKB0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		◆	◆	
CKB0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		○	○	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables						
CKB0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, toile réglable à 400 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKB0312	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367, 0782	○	○	
CKB0330	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm	NC : 0346, 0348, 0364, 0365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	○	○	
CKB0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0364, 0365 0368, 0370, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 0963, 1130, 1241	293,84	310,00	Sur devis (9)
CKB0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0364, 0365, 0368, 0370, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	293,84	310,00	Sur devis (9)
CKB0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC :0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						





Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CKB0345	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060			
CKB0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0782			
CKB0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0370, 0375, 0782			
Poignées à pousser - uniquement pour le dossier fixe réglable en hauteur CKB0330						
CKB0304	<input type="checkbox"/>	Poignées fixes	NC : appui-tête			
CKB0305	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur (70 mm)		113,74	120,00	Sur devis (9)
Dossiers Vicair & Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! <a href="#">Attention - Dossiers Vicairs : perte de profondeur d'assise de 50 mm</a>						
CKB0346	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Liberty</i> hauteur 450 mm Livré avec un tendeur de dossier <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0367, 0369 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	504,04	600,00	600,00 (4)
CKB0347	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Anatomic</i> hauteur 400 mm Livré avec un tendeur de dossier <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	600,00	600,00 (4)
CKB0348	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Anatomic</i> hauteur 480 mm Livré avec un tendeur de dossier <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	600,00	600,00 (4)
CKB0321	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0322	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0323	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0324	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0325	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0351	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0352	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0326	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0327	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0328	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0329	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0336	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0337	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0353	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0354	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0338	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
<b>Attention</b> - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
Largeur du dossier Matrx (NC Vicair)						
CKB0355	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm				
CKB0356	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm				
CKB0357	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm				
CKB0358	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm				
CKB0359	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm				
CKB0361	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm				
CKB0362	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm				
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						

0345













  
*Matrx Elite E2 / Elite Deep E2*

  
*Fixation standard*




Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> NG				Euros			   0360   0375
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Toile de dossier							
CKB0360	<input type="checkbox"/>	Rembourrée	NC : 0721	○	○		
CKB0364	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆		
CKB0365	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○		
CKB0367	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - <b>uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle</b>		94,79	100,00	600,00 (4)	
CKB0368	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	94,79	100,00	600,00 (4)	
CKB0370	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	142,18	150,00	600,00 (4)	
CKB0375	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	161,14	170,00	600,00 (4)	
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							
Potence droite							
CKB0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		
CKB0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75 ° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	○	○		
CKB0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771	○	○		
Potence gauche							
CKB0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		
CKB0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75 ° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	○	○		
CKB0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771	○	○		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKB0480	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		
CKB0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> )		○	○		
CKB0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 0500, 0510, 0770, 0771	○	○		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKB0500	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		
CKB0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> )		○	○		
ACCOUDOIRS							
 Découvrez également la gouttière hémiplegique dynamique Bodypoint ! Retrouvez sa fiche de mesure dédiée sur notre site internet							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CKB0520	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm-à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1270, 1271	◆	◆		
CKB0530	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amov. et régl.en hauteur en continu de 200 à 280 mm manchette longue	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616	○	○		
CKB0531	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271	113,74	120,00		
CKB0532	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - <b>gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)</b>		113,74	120,00	600,00 (4)	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							





Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> NG				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKB0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1270, 1271	○	○		0533 / 0593 
CKB0535	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	113,74	120,00		
CKB0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1271	○	○		
CKB0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0599, 0600, 0616, 0603, 1055, 1270, 1271	○	○		0537 / 0597 
CKB0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055	○	○		
CKB0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	104,27	110,00		0539 / 0599 
CKB0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271	104,27	110,00		
CKB0543	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	113,74	120,00		
CKB0544	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - <b>gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)</b>		113,74	120,00	600,00 (4)	0555 / 0615 
CKB0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0616, 1270, 1271	○	○		
CKB0556	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0615, 0944, 0946, 0991, 1055, 1075, 1270, 1271	○	○		
Appui palmaire droit							
CKB0562	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire plat et ambidextre		○	○		
CKB0564	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○		
CKB0566	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire à corne courbé vers la droite		○	○		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CKB0580	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270, 1272	◆	◆		
CKB0590	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue		○	○		
CKB0591	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,74	120,00		
CKB0592	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - <b>gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)</b>		113,74	120,00	600,00 (4)	
CKB0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○		
CKB0595	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,74	120,00		
CKB0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 1272	○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							




Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CKB0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	○	○	
CKB0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○	
CKB0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 272	104,27	110,00	
CKB0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	104,27	110,00	
CKB0603	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	113,74	120,00	
CKB0604	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - <b>gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)</b>		113,74	120,00	600,00 (4)
CKB0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1270, 1272	○	○	
CKB0616	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0944, 0946, 1270, 1272	○	○	
Appui palmaire gauche						
CKB0622	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire plat et ambidextre		○	○	
CKB0624	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○	
CKB0626	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire à corne courbé vers la gauche		○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin d'assise						
CKB0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b><i>Classic Visco</i></b> hauteur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00 (11)
CKB0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b><i>Classic Visco</i></b> hauteur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00 (11)
CKB0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b><i>Classic Visco</i></b> hauteur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00 (11)
CKB0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b><i>Classic Visco</i></b> hauteur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00 (11)
CKB0659	<input type="checkbox"/>	Coussin <b><i>Flo-tech Lite</i></b> hauteur 55 mm, livré avec deux housses noires		236,97	250,00	600,00 (5)
CKB0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b><i>Flo-tech Image</i></b> (gel), livré avec deux housses noires - poids utilisateur max.140 kg		284,36	300,00	600,00 (5)
CKB0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b><i>Matrx Contour ViscoNG</i></b> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses noires - poids utilisateur max. 120 kg		76,78	81,00	81,00 (12)
CKB0691	<input type="checkbox"/>	Coussin <b><i>Flo-tech Solution Xtra</i></b> hauteur 60 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
CKB0693	<input type="checkbox"/>	<b><i>Coussin Matrx Libra hauteur 70 mm</i></b> , livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						


  
0657 / 0663  
0664 / 0665

  
0661


  
0681





Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> NG				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKB0696	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 6 cm <i>Délai : 15j ouvrés</i> , livré avec deux housses	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709	601,11	600,00	600,00 (5)	
CKB0697	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 9 cm <i>Délai : +15j ouvrés</i> , livré avec deux housses	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709	661,22	600,00	600,00 (5)	
CKB0698	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709	574,84	600,00	600,00 (5)	
CKB0699	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709	718,85	600,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin							
CKB0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Premier accessoire de positionnement pour coussin Matrx et Flo-tech, facultatif							
CKB0706	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0707	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0708	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0709	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Second accessoire de positionnement pour coussin Matrx et Flo-tech, facultatif							
CKB0706	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0707	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0708	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0709	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Autres options							
CKB0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CKB0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0780, 0782	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CKB0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CKB0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)	
CKB0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		10,43	11,00	600,00 (4)	
CKB0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire. Distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0771	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0780	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0782	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0782	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
COLORIS DE CHASSIS							
CKB0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		54,03	57,00		
CKB0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua		54,03	57,00		
CKB0816	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0817	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		54,03	57,00		
CKB0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKB0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							




0656




0716




0717      0718



0721















0782



0801 / 0804  
0806 / 0807  
0811 / 0820  
0816 / 0817  
0815



Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> NG				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
ROUES AVANT								
CKB0845	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		  0850   0890	
CKB0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○			
CKB0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○			
CKB0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir standard		◆	◆			
CKB0895	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○			
CKB0905	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple	NC : 0942	○	○			
CKB0925	<input type="checkbox"/>	5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir	NC : 0942	○	○			
Supports de fourches								
CKB0930	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur et en angle		◆	◆			
ROUES ARRIERE								
Diamètre des roues arrière							 Standard  Composite	
CKB0942	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm	NC : 0961, 0962, 0974, 0978, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220	○	○			
CKB0944	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm	NC : 0961, 0963, 0964, 0978, 1130	○	○			
CKB0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 0964, 1110	○	○			
CKB0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆			
Type de roues arrière								
CKB0961	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1040, 1130	◆	◆			
CKB0962	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1130	○	○			
CKB0963	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125, 1150, 1160	178,20	188,00	Sur devis (9)		
CKB0964	<input type="checkbox"/>	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 0978, 1110, 1111, 1130	90,05	95,00			
Type de revêtement roues arrière							   1"   1.3/8"   1.3/8" 0978   0974   0972	
CKB0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆			
CKB0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○			
CKB0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○			
Mains-courantes							  1055   1060   1070   1075	
CKB1010	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		○	○			
CKB1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆			
CKB1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		○	○			
Axes de roues arrière								
CKB1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○			
CKB1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆			
Position axes de roues arrière								
CKB1055	<input type="checkbox"/>	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1130, 1252	○	○			
CKB1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	◆	◆			
CKB1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○			
CKB1075	<input type="checkbox"/>	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125, 1130	○	○			
Carrossage								
CKB1077	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆			
OPTIONS DE CHASSIS								
CKB1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		 1101	
CKB1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		142,18	150,00			
CKB1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		142,18	150,00			
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis								



Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> NG				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
FREINS							
CKB1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆		 1120
CKB1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKB1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		○	○		
CKB1150	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1220	○	○		
CKB1160	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1220	○	○		
OPTIONS DE SECURITE							
CKB1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0090, 1252	○	○		 1175  1190  1189 / 1192  1193 / 1194  1195 / 1196  1200
CKB1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00	600,00 (5)	
CKB1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKB1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKB1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKB1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	
CKB1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1196, 1200	37,91	40,00		
CKB1196	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé, la paire	NC : 1200, 1246	75,83	80,00		
CKB1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	23,70	25,00	25,00 (8)	
CKB1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		○	○		
CKB1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		○	○		
AUTRES OPTIONS							
CKB1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		○	○		 1246  1270  1271 / 1272  1273
CKB1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support ( <i>tendeur obligatoire et non inclus</i> )		97,63	103,00		
CKB1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		23,70	25,00	25,00 (8)	
CKB1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		473,93	500,00	500,00 (10)	
CKB1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	125,12	132,00	132,00 (2)	
CKB1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	125,12	132,00	132,00 (2)	
CKB1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		125,12	132,00	132,00 (2)	
CKB1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
(2) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRM - 25,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €							
Rampes en accessoire							
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	 1654130