



Yes, you can.®



NOUVEAU

Retrouvez les coussins
d'assise et de dossier Vicair
O2 !

VICAIR®

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales Unique !

À partir de :
558,99 € TTC

- Codes LPPR :
- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €
 - 9124650 - VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE : 603,65 €
 - 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER

- Codes LPPR - Version transit :
- 9225634 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL NON REGLABL, DOSS. OU SIEGE RIGIDE OU NON, INVACARE : 356,94 €
 - 9225640 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, < 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 574,21 €
 - 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 CE	Type de châssis	Pliant par double croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Potences	Escamotables
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
		Largeur d'assise	De 380 mm à 555 mm
		Poids total	A partir de 14,4 kg
		Poids de transport	8,4 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1175)
		Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*® .

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare [®] Action^{®4} _{NG}				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
CKB0031	☐	Invacare [®] Action^{®4} _{NG} - Dossier fixe Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99	9225634 = 356,94€ TTC Dossier fixe ou pliant mi-hauteur
CKB0036	☐	Invacare [®] Action^{®4} _{NG} - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65	9225640 = 574,21€ TTC Dossier inclinable < de 16 ans
CKB0041	☐	Invacare [®] Action^{®4} _{NG} - Dossier inclinable de 0° à 30° ou rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65	9225657 = 403,50€ TTC Dossier inclinable > de 16 ans
Choisissez votre Pack Action 4 NG pour dossier inclinable et soyez gagnant :							
 Si vous cochez un Pack, ne pas cocher les options individuellement, possibilité de cocher un seul Pack à la fois							
CKB0050	☐	Pack Dossier + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + toile de dossier bi-matière 7 sangles (0375)	NC : 0164, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060, dossiers Matrx, dossiers Vicair	☐	☐	Economie de 146 €	
CKB0055	☐	Pack Accoudoirs + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur (0539 + 0599)	NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273, Vicair	☐	☐	Economie de 248 €	
CKB0060	☐	Pack Confort + : Pack Dossier + et Pack Accoudoirs +	NC : 0164, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273, dossiers Vicair	110,90	117,00	Economie de 277 €	
PACK DOSSIER DE POSITIONNEMENT SOUPLE							
Sur devis	☐	Dossier réglable en tension asymétrique 8 sangles + 2 cale-troncs repositionnables + un coussin d'assise Matrx Libra + une base rigide + une ceinture pelvienne 2 points Bodypoint	Uniquement avec hauteur de dossier 43 cm	794,76	838,47	838,47	
MOTORISATIONS ALBER							
CKB0070	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0265, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1175, 1195, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	579,15	611,00		
CKB0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 0250, 0260, 0265, 0341, 0342, 1055, 1195, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00		
CKB0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0716, 0717, 0718, 0782, 1055, 1075, 1175, 1195, 1196, 1200, 1240, 1241, 1246, 1252	414,25	437,03		
TYPES DE PROPULSION							
CKB0100	☐	Standard	NC : 0942	☒	☒		
CKB0110	☐	Transit	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125,1150, 1160, 1220	☐	☐		
ASSISE							
Largeur d'assise							SANS SUPPLEMENT ET SANS DELAI SUPPLEMENTAIRE !
CKB0120	☐	380 mm	NC : 0201, 0420+0470, 0656, 0664	☐	☐		
CKB0130	☐	405 mm	NC : 0201, 0420+0470	☐	☐		
CKB0140	☐	430 mm		☒	☒		
CKB0150	☐	455 mm	NC : 0347, 0657	☐	☐		
CKB0160	☐	480 mm	NC : 0347, 0657, 0663	☐	☐		
CKB0162	☐	505 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0657, 0663, 0664, 0665,	☐	☐		
CKB0164	☐	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée	NC : 0317, 0318, 0346, 0347, 0348, 0364, 0367, 0368, 0375, 0657, 0663, 0664, 0665, 0656, 0661, 0681, 0696, 0771, 0780, 0782, 1270	☐	☐		

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ <i>NG</i>				Euros			
				Prix Public	LPPR		
Profondeur d'assise							
CKB0180	☐	400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆		
CKB0190	☐	450 mm	NC : 0701, 0657, 0703	○	○		
CKB0195	☐	500 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	○	○		
CKB0200	☐	Ajustable de 450 à 400 mm— Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295, 0703	○	○		
CKB0201	☐	Ajustable de 500 à 450 mm - livré à 480 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	○	○		
	☐	550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0654, 0657, 0663, 0664, 0665, 0661, 0681, 0656, 1175	Sur devis Délai de fabrication + 14 jours			
Hauteur d'assise avant							
CKB0210	☐	510 mm	NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946 - Uniquement avec roues avant 8"	○	○		
CKB0220	☐	485 mm	NC : 0925, 0944	◆	◆		
CKB0230	☐	460 mm	NC : 0944	○	○		
CKB0240	☐	435 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0845, 0850, 0870, 0942, 0944	○	○		
CKB0250	☐	410 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944, 0963, 0991, 1130, 1195, 1196 1246	○	○		
CKB0260	☐	385 mm	NC : 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 0963, 1130, 1195, 1196, 1246 - Uniquement avec roues avant 5"	○	○		
CKB0265	☐	360 mm	NC : 0480, 0500, 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1196, 1200, 1246 - Uniquement avec roues avant 5" et roues arrière 20"	145,02	153,00		
Toile d'assise							
CKB0290	☐	Nylon noir avec scratch		○	○		
CKB0295	☐	Nylon noir rembourrée		◆	◆		
DOSSIER							
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables							
CKB0311	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, toile réglable à 400 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0782	◆	◆		
CKB0312	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0346, 0360, 0367, 0782	33,18	35,00		
CKB0330	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm	NC : 0346, 0348, 0364, 0365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780	○	○		
CKB0317	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0364, 0365 0368, 0370, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 0963, 1130, 1241	456,87	482,00		
CKB0318	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0364, 0365, 0368, 0370, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	456,87	482,00		

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CKB0320	☐	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC :0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	◆	◆	
CKB0333	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0334	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	33,18	35,00	
CKB0345	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0341	☐	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKB0342	☐	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0370, 0375, 0782	33,18	35,00	
Poignées à pousser - uniquement pour le dossier fixe réglable en hauteur CKB0330						
CKB0304	☐	Poignées fixes	NC : appui-tête	◆	◆	
CKB0305	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur (70 mm)		294,79	311,00	
Dossiers Vicair & Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! Attention - Dossiers Vicairs : perte de profondeur d'assise de 50 mm						
CKB0346	☐	<i>Vicair Liberty</i> hauteur 450 mm <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0367, 0369 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	504,04	531,76	34,90
CKB0347	☐	<i>Vicair Anatomic</i> hauteur 400 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	799,90	34,90
CKB0348	☐	<i>Vicair Anatomic</i> hauteur 480 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	799,90	34,90
CKB0321	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0322	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0323	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0324	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0325	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0351	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0352	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>		717,54	757,00	
CKB0326	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>		717,54	757,00	
CKB0327	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0328	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0329	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0336	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0337	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0353	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00	
CKB0354	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>		717,54	757,00	
CKB0338	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>		717,54	757,00	
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						















Matrx Elite E2 / Elite Deep E2




Fixation standard

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Largeur du dossier Matrx (NC Vicair)						
CKB0355	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
CKB0356	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
CKB0357	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
CKB0358	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
CKB0359	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
CKB0361	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
CKB0362	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
CKB0360	☐	Rembourrée	NC : 0721	○	○	
CKB0364	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆	34,90
CKB0365	☐	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○	34,90
CKB0367	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	34,90
CKB0368	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	33,08	34,90	34,90
CKB0370	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	110,90	117,00	34,90
CKB0375	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	138,39	146,00	34,90



0360


0364



0375

POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKB0390	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CKB0400	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75 ° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKB0420	☐	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771	140,28	148,00	
Potence gauche						
CKB0440	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CKB0450	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75 ° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKB0470	☐	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771	140,28	148,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKB0480	☐	Fixe		◆	◆	
CKB0490	☐	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
CKB0491	☐	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 0500, 0510, 0770, 0771	234,12	247,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKB0500	☐	Fixe		◆	◆	
CKB0510	☐	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	



0390 / 0440


0400 / 0450



0420 / 0470



0491


0490 / 0510 si potence 80°













0490 / 0510 si repose-jambe **REA**





* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							 0520 / 0580  0533 / 0593  0537 / 0597  0539 / 0599  0555 / 0615
CKB0520	☐	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm-à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1270, 1271	○	○		
CKB0530	☐	<i>Rio</i> , amov. et régl.en hauteur en continu de 200 à 280 mm manchette longue	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616	○	○		
CKB0531	☐	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	
CKB0533	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1270, 1271	117,54	124,00		
CKB0535	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	
CKB0536	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1271	117,54	124,00		
CKB0537	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0599, 0600, 0616, 0603, 1055, 1270, 1271	◆	◆		
CKB0538	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055	○	○		
CKB0539	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	117,54	124,00		
CKB0540	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271	117,54	124,00		
CKB0543	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	
CKB0555	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0616, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	
CKB0556	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0615, 0944, 0946, 0991, 1055, 1075, 1270, 1271	60,66	64,00		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CKB0580	☐	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○		
CKB0590	☐	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue		○	○		

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKB0591	☐	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39	
CKB0593	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270, 1272	117,54	124,00		
CKB0595	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39	
CKB0596	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 1272	117,54	124,00		
CKB0597	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	◆	◆		
CKB0598	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○		
CKB0599	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 272	117,54	124,00		
CKB0600	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	117,54	124,00		
CKB0603	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	113,17	119,39	119,39	
CKB0615	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39	
CKB0616	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0944, 0946, 1270, 1272	60,66	64,00		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac							
CKB0654	☐	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante		33,08	34,90	34,90	 0654
CKB0657	☐	Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> hauteur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00	 0657 / 0663 0664 / 0665
CKB0663	☐	Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> hauteur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00	
CKB0664	☐	Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> hauteur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00	
CKB0665	☐	Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> hauteur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00	 0661
CKB0659	☐	Coussin <i>Flo-tech Lite</i> hauteur 55 mm	NC : 0701, 0703	123,22	130,00	34,90	 0681
CKB0661	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Image</i> (gel) - poids utilisateur max.140 kg	NC : 0701, 0703	246,45	260,00	34,90	
CKB0681	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Contour ViscoNG</i> - hauteur 100 mm - poids utilisateur max. 120 kg - Code LPPR : 1204839	NC : 0701, 0703	76,78	81,00	81,00	
CKB0691	☐	Coussin <i>Flo-tech Solution Xtra</i> hauteur 60 mm	NC : 0701, 0703	360,19	380,00	34,90	 NOUVEAU
CKB0693	☐	<i>Coussin Matrx Libra hauteur 70 mm</i>	NC : 0701	293,84	310,00	34,90	
CKB0696	☐	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 6 cm <i>Délai : 15j ouvrés</i>	NC : 1175	601,11	634,17	34,90	
CKB0697	☐	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 9 cm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 1175	661,22	697,59	34,90	
CKB0698	☐	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 1175	574,84	606,46	34,90	
CKB0699	☐	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 1175	718,85	758,39	34,90	NOUVEAU

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Profondeur du coussin						
CKB0701	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐	
CKB0702	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐	
CKB0703	☐	Profondeur 500 mm		☐	☐	
Autres options						
CKB0656	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		◆	◆	
CKB0716	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	60,10	63,41	63,41
CKB0717	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0780, 0782	199,05	210,00	63,41
CKB0718	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	217,06	229,00	63,41
CKB0721	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	
CKB0760	☐	Sangle appui-mollet, ajustable		10,43	11,00	
CKB0770	☐	Tubes porte-palette longs, la paire. Distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0771	17,06	18,00	
CKB0771	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00	
CKB0780	☐	Tendeur de dossier	NC : 0782	47,39	50,00	
CKB0782	☐	Tendeur de dossier pliant		105,21	111,00	
COLORIS DE CHASSIS						
CKB0801	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐	
CKB0804	☐	Blanc Perle		☐	☐	
CKB0806	☐	Vert Electrique		54,03	57,00	
CKB0807	☐	Noir Mat		☐	☐	
CKB0811	☐	Rouge Mat		☐	☐	
CKB0815	☐	Bleu Acqua		54,03	57,00	
CKB0816	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐	
CKB0817	☐	Violet Foncé		54,03	57,00	
CKB0820	☐	Noir Brillant		☐	☐	
CKB0821	☐	Coloris Spécial		Sur devis		
ROUES AVANT						
CKB0845	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		☐	☐	
CKB0850	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		☐	☐	
CKB0870	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		☐	☐	
CKB0890	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir standard		◆	◆	
CKB0895	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		☐	☐	
CKB0905	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple	NC : 0942	☐	☐	
CKB0925	☐	5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir	NC : 0942	☐	☐	
Supports de fourches						
CKB0930	☐	Réglables en hauteur et en angle		◆	◆	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
CKB0942	☐	12" - 305 mm	NC : 0961, 0962, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220	☐	☐	
CKB0944	☐	20" - 515 mm	NC : 0961, 0963, 0964, 0978,1040, 1110, 1130	☐	☐	
CKB0946	☐	22" - 560 mm	NC : 0964, 1110	☐	☐	
CKB0948	☐	24" - 600 mm	NC : 1111	◆	◆	
Type de roues arrière						
CKB0961	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1040, 1130	◆	◆	
CKB0962	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1130	☐	☐	
CKB0963	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125, 1150, 1160	☐	☐	

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKB0964	☐	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 0978, 1110, 1111, 1130				  1"  1.3/8"  1.3/8" 0978 0974 0972
Type de revêtement roues arrière							
CKB0972	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm					
CKB0974	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm					
CKB0978	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm					
Mains-courantes							
CKB1020	☐	Aluminium anodisé					
CKB1030	☐	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00		
Axes de roues arrière							
CKB1040	☐	Fixes					
CKB1050	☐	A démontage rapide					
Position axes de roues arrière							
CKB1055	☐	Position avancée (<i>axes 52,5 mm devant les tubes de dossier</i>)	NC : 1130, 1252	119,43	126,00		  1055 1060   1070 1075  
CKB1060	☐	Position standard (<i>axes 35 mm devant les tubes de dossier</i>)	NC : 1252				
CKB1070	☐	Position reculée (<i>axes 35 mm derrière les tubes de dossier</i>)					
CKB1075	☐	Position très reculée (<i>axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier</i>)	NC : 1125, 1130	119,43	126,00		
Carrossage							
CKB1077	☐	0°					
Pompe							
CKB1090	☐	Pompe et support		10,43	11,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKB1101	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire					 1101
CKB1110	☐	Protège-rayons noirs, la paire		165,88	175,00		
CKB1111	☐	Protège-rayons transparents, la paire		165,88	175,00		
FREINS							
CKB1120	☐	Freins à pousser à poignée escamotable					 1120
CKB1125	☐	Freins à tirer à poignée escamotable					
CKB1130	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		178,20	188,00		
CKB1150	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1220	94,79	100,00		
CKB1160	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1220	94,79	100,00		
OPTIONS DE SECURITE							
CKB1175	☐	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 0090, 1252	24,64	26,00		 1175  1190  1189 / 1192  1193 / 1194
CKB1190	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00		
CKB1189	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	145,97	154,00		
CKB1192	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	152,61	161,00		
CKB1193	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	180,09	190,00		
CKB1194	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		181,04	191,00		
CKB1195	☐	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1196, 1200				 1195 / 1196  1200
CKB1196	☐	Roulettes anti-basculé, la paire	NC : 1200, 1246	79,62	84,00		
CKB1200	☐	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	125,12	132,00		
CKB1210	☐	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		38,86	41,00		
CKB1220	☐	Extension de frein, la paire		10,43	11,00		
AUTRES OPTIONS							
CKB1240	☐	Porte-canne		49,29	52,00		 1246
CKB1241	☐	Tige porte sérum et support (<i>tendeur obligatoire et non inclus</i>)		101,42	107,00		
CKB1246	☐	Tube basculeur à gauche		45,50	48,00		
CKB1252	☐	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		146,92	155,00		

Invacare [®] <i>Action</i> ^{®4} <i>NG</i>				Euros			 1270
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKB1270	☐	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84	76,84	 1271 / 1272  1273
CKB1271	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84	76,84	
CKB1272	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84	
CKB1273	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
AP1493219	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible sur accoudoirs 0533, 0536, 0539, 0540, 0555	113,17	119,39	119,39	
AP1493220	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible sur accoudoirs 0593, 0596, 0599, 0600, 0615	113,17	119,39	119,39	
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130