



NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair O2 !

VICAIR®

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124650 - VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE : 603,65 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 9325614 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTEME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE, INVACARE : 271,23 €

À partir de :
830,22 € TTC

Action^{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

BP Bodypoint

matrx[®]
SCIENCE OF SEATING

VICAIR[®]

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Propulsion et direction	Système de double main-courante à démontage rapide, réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou +20mm)
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
Largeur d'assise	De 380 mm à 505 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 15,4 kg
Poids de transport	8,4 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

Utilisez le configurateur en ligne sur **Invacare Pro** pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Invacare® Action® ⁴ _{NG} Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
CKH0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ _{NG} Dual HR™ - Dossier fixe - Codes LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99	
CKH0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ _{NG} Dual HR™ - Dossier pliant mi-hauteur- Codes LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65	
CKH0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ _{NG} Dual HR™ - Dossier inclinable - Codes LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65	
Choisissez votre Pack Action 4 NG pour dossier inclinable et soyez gagnant :						
 Si vous cochez un Pack, ne pas cocher les options individuellement, possibilité de cocher un seul Pack à la fois						
CKH0050	<input type="checkbox"/> Pack Dossier + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + toile de dossier bi- matière 7 sangles (0375)	NC : 0780, 0782, 1055, 1060, dossiers Vicair	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 146 €	
CKH0055	<input type="checkbox"/> Pack Accoudoirs + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur (0539 + 0599)	NC : 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 248 €	
CKH0060	<input type="checkbox"/> Pack Confort + : Pack Dossier + et Pack Accoudoirs +	NC : 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273, dossiers Vicair	110,90	117,00	Economie de 277 €	
KIT DOUBLE MAIN-COURANTE - Code LPPR 9325614						
CKH0113	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0555, 1160	257,09	271,23	271,23	
CKH0114	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0615, 1150	257,09	271,23	271,23	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CKH0120	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0201, 0420+0470, 0656, 0664	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0130	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0201, 0420+0470	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0140	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0657	◆	◆		
CKH0150	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0347, 0657	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0160	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0347, 0657, 0663	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0162	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0657, 0663, 0664, 0665	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Profondeur d'assise						
CKH0180	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆		
CKH0190	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0657, 0701, 0703	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0195	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 0260, 0295, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0200	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295,0703	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0201	<input type="checkbox"/> Ajustable de 500 mm à 450 mm - Livré à 480 mm	NC : 0260, 0295, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Hauteur d'assise avant						
CKH0220	<input type="checkbox"/> 485 mm	NC : 0925	◆	◆		
CKH0230	<input type="checkbox"/> 460 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0240	<input type="checkbox"/> 435 mm	NC : 0845, 0850, 0870	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0250	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 0770, 0845, 0850, 0870, 1195, 1246	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0260	<input type="checkbox"/> 385 mm	NC : 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0948, 1195, 1246	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Toile d'assise						
CKH0290	<input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKH0295	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée		◆	◆		



Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables						
CKH0310	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur réglable de 380 à 460 mm, livré à 460 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0346, 0648, 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	294,79	311,00	
CKH0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm - toile réglable à 400 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKH0312	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0346, 0360, 0367	33,18	35,00	
CKH0330	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm	NC : 0346, 0348, 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	○	○	
CKH0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0360, 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 1241	456,87	482,00	
CKH0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	456,87	482,00	
CKH0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteurs 390/410/430 mm, livré à 430 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060,	◆	◆	
CKH0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteurs 390/410/430 mm, livré à 430 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKH0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteurs 470/490/510 mm, livré à 510 mm	NC : 0348, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	33,18	35,00	
CKH0345	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKH0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKH0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0375, 0782	33,18	35,00	
Poignées à pousser - uniquement pour le dossier fixe réglable en hauteur CKH0330						
CKH0304	<input type="checkbox"/>	Poignées fixes	NC : appui-tête	◆	◆	
CKH0305	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur (70 mm)		294,79	311,00	
Dossiers Vicair - Attention : Perte de profondeur d'assise de 50 mm						
CKB0346	<input type="checkbox"/>	Vicair Liberty hauteur 450 mm <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0367, 0369 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	504,04	531,76	34,90
CKB0347	<input type="checkbox"/>	Vicair Anatomic hauteur 400 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	799,90	34,90
CKB0348	<input type="checkbox"/>	Vicair Anatomic hauteur 480 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	799,90	34,90
Toile de dossier						
CKH0360	<input type="checkbox"/>	Rembourrée	NC : 0721	○	○	
CKH0364	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆	34,90
CKH0367	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	34,90
CKH0368	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	33,08	34,90	34,90
CKH0375	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	138,39	146,00	34,90
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKH0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	




0305

VICAIR®


NOUVEAU

NOUVEAU


NOUVEAU



0360



0364



0375

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros			 0390 / 0440
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKH0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *	 0400 / 0450
CKH0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771	140,28	148,00		 0491
Potence gauche							
CKH0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		 0420 / 0470
CKH0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *	 0490 / 0510 si potence 80°
CKH0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771	140,28	148,00		 0490 / 0510 si reposer-jambe <i>REA</i>
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKH0480	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		
CKH0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec reposer-jambe)		26,43	27,88		
CKH0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 0500, 0510, 0770, 0771	234,12	247,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKH0500	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		
CKH0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec reposer-jambe)		26,43	27,88		
* LPPR reposer-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR reposer-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €							
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CKH0520	<input type="checkbox"/>	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 280 mm - manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	○	○		 0520 / 0580
CKH0530	<input type="checkbox"/>	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 280 mm - manchette longue	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603	○	○		 0531 / 0581
CKH0531	<input type="checkbox"/>	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	 0533 / 0593
CKH0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	117,54	124,00		 0535 / 0595
CKH0535	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	 0537 / 0597
CKH0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1271	117,54	124,00		 0539 / 0599
CKH0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0599, 0600, 0603, 1055, 1270, 1271	◆	◆		 0543 / 0603
CKH0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 1055	○	○		 0555 / 0615
CKH0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1055, 1270, 1271	117,54	124,00		
CKH0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1055, 1271	117,54	124,00		
CKH0543	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1055, 1271	113,17	119,39	119,39	
CKH0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indexée, réglable hauteur/profondeur - <i>Prendre 0593 ou 0596 pour avoir le même protège-vêtements</i>	NC : 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CKH0580	<input type="checkbox"/>	Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○	
CKH0590	<input type="checkbox"/>	Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		○	○	
CKH0591	<input type="checkbox"/>	Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39
CKH0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette courte	NC : 1270, 1272	117,54	124,00	
CKH0595	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39
CKH0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette longue	NC : 1272	117,54	124,00	
CKH0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	◆	◆	
CKH0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○	
CKH0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 1272	117,54	124,00	
CKH0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	117,54	124,00	
CKH0603	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	113,17	119,39	119,39
CKH0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - Prendre 0533 ou 0536 pour avoir le même protège-vêtements	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CKH0654	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	33,08	34,90	34,90
CKH0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKH0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKH0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKH0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKH0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Image (gel) - poids utilisateur max. 140 kg	NC : 0681, 0703	246,45	260,00	34,90
CKH0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - poids max utilisateur 120 kg - Code LPPR : 1204839	NC : 0703	76,78	81,00	81,00
CKH0696	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - hauteur 6 cm Délai : +15j ouvrés	NC : 1175	601,11	634,17	34,90
CKH0697	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - hauteur 9 cm Délai : +15j ouvrés	NC : 1175	661,22	697,59	34,90

Possible uniquement du côté opposé à la double main-courante



0654



0657 / 0663
0664 / 0665




0661




0681

NOUVEAU

NOUVEAU

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKH0698	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 1175	574,84	606,46	34,90	NOUVEAU
CKH0699	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 1175	718,85	758,39	34,90	NOUVEAU
Profondeur du coussin							
CKH0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
CKH0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
CKH0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm		○	○		
Autres options							
CKH0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		◆	◆		0656
CKH0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	60,10	63,41	63,41	
CKH0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	199,05	210,00	63,41	
CKH0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	217,06	229,00	63,41	 
CKH0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00		0717 0718 
CKH0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		10,43	11,00		0721
CKH0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max, la paire	NC : 0771	17,06	18,00		
CKH0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		79,62	84,00		
CKH0773	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		101,42	107,00		
CKH0780	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0782	47,39	50,00		
CKH0782	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		105,21	111,00		0782
COLORIS DE CHASSIS							
CKH0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○		
CKH0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CKH0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		54,03	57,00		
CKH0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CKH0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CKH0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua		54,03	57,00		
CKH0816	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○		
CKH0817	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		54,03	57,00		
CKH0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CKH0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
0801 / 0804							
0806 / 0807							
0811 / 0820							
0816 / 0817							
0815							
ROUES AVANT							
CKH0845	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		
CKH0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○		
CKH0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
CKH0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 32 mm - Bandage noir standard		◆	◆		
CKH0895	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○		
CKH0925	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		○	○		
0850 0900							
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CKH0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm		○	○		
CKH0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆		
Type de roues arrière							
CKH0965	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)		◆	◆		1.3/8" 1"
Type de revêtement roues arrière							
CKH0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		0972 0978
CKH0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Axes de roues arrière							
CKH1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Position axes de roues arrière							
CKH1055	<input type="checkbox"/>	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	119,43	126,00	 1070	
CKH1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	◆	◆		
CKH1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		
CKH1075	<input type="checkbox"/>	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125	119,43	126,00	 1075	
Pompe							
CKH1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		10,43	11,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKH1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1101	
FREINS							
CKH1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1120	
CKH1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKH1150	<input type="checkbox"/>	Freins à commande unilatérale à droite	NC : 1220	○	○		
CKH1160	<input type="checkbox"/>	Freins à commande unilatérale à gauche	NC : 1220	○	○		
OPTIONS DE SECURITE							
CKH1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 0090, 1252	24,64	26,00	 1175	
CKH1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00	 1190	
CKH1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	145,97	154,00	 1189 / 1192	
CKH1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	152,61	161,00	 1189 / 1192	
CKH1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	180,09	190,00	 1193 / 1194	
CKH1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		185,78	196,00	 1193 / 1194	
CKH1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer à droite	NC : 1200	○	○	 1195	
CKH1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	125,12	132,00	 1200	
CKH1220	<input type="checkbox"/>	Extensions de frein, la paire		10,43	11,00		
AUTRES OPTIONS							
CKH1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		101,42	107,00		
CKH1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		45,50	48,00	 1246	
CKH1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		146,92	155,00	 1270	
CKH1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84	76,84	 1271 / 1272
CKH1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84	76,84	 1271 / 1272
CKH1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84	 1273
CKH1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Rampes en accessoire							
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130	