

FRM



Retrouvez nos packs de positionnement Matrx & Vicair !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

443,64 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins
- Ergothérapeutes

Action®_{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF BEATING

VICAIR®

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Propulsion et direction	Système de double main-courante à démontage rapide, réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou +20mm)
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
Largeur d'assise	De 380 mm à 505 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 15,4 kg
Poids de transport	8,4 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action ^{®4} NG Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CKH0005	☐	Invacare® Action ^{®4} NG Dual HR FRM - Code LPPR 9504200 + 9916456		677,60	714,87	714,87
TYPE DE DOSSIER						
CKH0031	☐	Dossier fixe		◆	◆	
CKH0036	☐	Dossier pliant mi-hauteur		○	○	
CKH0041	☐	Dossier inclinable		○	○	
PACK DOSSIER DE POSITIONNEMENT SOUPLE						
CKH0062	☐	Pack Positionnement Vicair : - Dossier Vicair Liberty , Livré avec un tendeur de dossier - Coussin d'assise Vicair au choix (Active O2 , Adjuster O2 ou Vector O2) - Ceinture Bodypoint au choix (2 ou 4 points)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
CKH0063	☐	Pack Positionnement Matrx : - Dossier rigide Matrx au choix (Elite E2 ou Elite E2 Deep) - Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra ou Matrx Libra - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture pelvienne Bodypoint au choix (2 pt ou 4 pt) - Appui-tête ou appui-joue Invacare		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)
KIT DOUBLE MAIN-COURANTE						
CKH0113	☐	Kit Dual HR™ à démontage rapide à droite	NC : 0555, 1160	○	○	
CKH0114	☐	Kit Dual HR™ à démontage rapide à gauche	NC : 0615, 1150	○	○	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CKH0120	☐	380 mm	NC : 0201, 0420+0470, 0656, 0664	○	○	
CKH0130	☐	405 mm	NC : 0201, 0420+0470	○	○	
CKH0140	☐	430 mm	NC : 0657	◆	◆	
CKH0150	☐	455 mm	NC : 0347, 0657	○	○	
CKH0160	☐	480 mm	NC : 0347, 0657, 0663	○	○	
CKH0162	☐	505 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0657, 0663, 0664, 0665	○	○	
Profondeur d'assise						
CKH0180	☐	400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆	
CKH0190	☐	450 mm	NC : 0657, 0701, 0703	○	○	
CKH0195	☐	500 mm	NC : 0260, 0295, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	○	○	
CKH0197	☐	Ajustable de 400 à 350 mm Livré à 380 mm	NC : 0290, 0295	○	○	
CKH0200	☐	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295,0703	○	○	
CKH0201	☐	Ajustable de 500 mm à 450 mm - Livré à 480 mm	NC : 0260, 0295, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	○	○	
Hauteur d'assise avant						
CKH0220	☐	485 mm	NC : 0925	◆	◆	
CKH0230	☐	460 mm		○	○	
CKH0240	☐	435 mm	NC : 0845, 0850, 0870	○	○	
CKH0250	☐	410 mm	NC : 0770, 0845, 0850, 0870, 1195, 1246	○	○	
CKH0260	☐	385 mm	NC : 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0948, 1195, 1246	○	○	
Toile d'assise						
CKH0290	☐	Nylon noir avec scratch		◆	◆	
CKH0295	☐	Nylon noir rembourrée		○	○	
CKB0298	☐	Nylon noir réglable en tension		○	○	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément pour appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables						
CKH0311	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm - toile réglable à 400 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0782	○	○	
CKH0312	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0346, 0360, 0367	○	○	
CKH0330	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm	NC : 0346, 0348, 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	◆	◆	
CKH0317	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0360, 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 1241	293,84	310,00	Sur devis (9)
CKH0318	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	293,84	310,00	Sur devis (9)
CKH0320	☐	Inclinable par crémaillères 0°- 30° avec tendeur - hauteurs 390/410/430 mm, livré à 430 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060,	○	○	
CKH0333	☐	Inclinable par vérins 0°- 30° avec tendeur - hauteurs 390/410/430 mm, livré à 430 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKH0334	☐	Inclinable par vérins 0°- 30° avec tendeur - hauteurs 470/490/510 mm, livré à 510 mm	NC : 0348, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKH0345	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKH0341	☐	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0782	○	○	
CKH0342	☐	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0375, 0782	○	○	
Poignées à pousser - uniquement pour le dossier fixe réglable en hauteur CKH0330						
CKH0304	☐	Poignées fixes	NC : appui-tête	◆	◆	
CKH0305	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur (70 mm)		113,74	120,00	Sur devis (9)
Dossiers Vicair - Attention : Perte de profondeur d'assise de 50 mm						
CKH0346	☐	Vicair Liberty hauteur 450 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +5j ouvrés	NC : 0355 - 0362, 0360, 0364, 0367, 0368, 0375, 0780, 0782	568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0347	☐	Vicair Anatomic hauteur 400 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +15j ouvrés	NC : 0355 - 0362, 0360, 0364, 0367, 0368, 0375, 0780, 0782	568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0348	☐	Vicair Anatomic hauteur 480 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +15j ouvrés	NC : 0355 - 0362, 0360, 0364, 0367, 0368, 0375, 0780, 0782	568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0321	☐	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0322	☐	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0323	☐	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0324	☐	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0325	☐	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0351	☐	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0352	☐	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0326	☐	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0327	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0328	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0329	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0336	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						








0305



Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CKH0337	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0353	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0354	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard		568,72	600,00	600,00 (4)
CKH0338	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard		568,72	600,00	600,00 (4)
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
Largeur du dossier Matrx (NC Vicair)						
CKH0355	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
CKH0356	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
CKH0357	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
CKH0358	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
CKH0359	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
CKH0361	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
CKH0362	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
CKH0360	☐	Rembourrée	NC : 0721	○	○	
CKH0364	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆	
CKH0367	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		94,79	100,00	600,00 (4)
CKH0368	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	94,79	100,00	600,00 (4)
CKH0375	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	161,14	170,00	600,00 (4)
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKH0390	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CKH0400	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	○	○	
CKH0420	☐	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771	○	○	
Potence gauche						
CKH0440	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CKH0450	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	○	○	
CKH0470	☐	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771	○	○	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKH0480	☐	Fixe		◆	◆	
CKH0490	☐	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
CKH0491	☐	Monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 0500, 0510, 0770, 0771	○	○	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKH0500	☐	Fixe		◆	◆	
CKH0510	☐	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						



0360



0364



0375



0390 / 0440



0400 / 0450



0420 / 0470



0491



0490 / 0510 si
potence 80°



0490 / 0510 si
repose-jambe **REA**

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
ACCOUDOIRS								
		Découvrez également la gouttière hémiplegique dynamique Bodypoint ! Retrouvez sa fiche de mesure dédiée sur notre site internet					 0520 / 0580  0531 / 0581  0533 / 0593  0535 / 0595  0537 / 0597  0539 / 0599  0543 / 0603  0555 / 0615  0762  0764  0766	
Accoudoir droit (coloris noir mat)								
CKH0520	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 280 mm - manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	◆	◆			
CKH0530	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 280 mm - manchette longue	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603	○	○			
CKH0531	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271	113,74	120,00			
CKH0532	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)		113,74	120,00	600,00 (4)		
CKH0533	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	○	○			
CKH0535	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	113,74	120,00			
CKH0536	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1271	○	○			
CKH0537	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0599, 0600, 0603, 1055, 1270, 1271	○	○			
CKH0538	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 1055	○	○			
CKH0539	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1055, 1270, 1271	104,27	110,00			
CKH0540	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1055, 1271	104,27	110,00			
CKH0543	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595 0596, 0597, 0598, 1055, 1271	113,74	120,00			
CKH0544	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)		113,74	120,00	600,00 (4)		
CKH0555	☐	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - <i>Prendre 0593 ou 0596 pour avoir le même protège-vêtements</i>	NC : 1270, 1271	○	○			
Appui palmaire droit								
CKH0562	☐	Appui palmaire plat et ambidextre		○	○			
CKH0564	☐	Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○			
CKH0566	☐	Appui palmaire à corne courbée vers l'intérieur		○	○			
Accoudoir gauche (coloris noir mat)								
CKH0580	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○			
CKH0590	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm-à 280 mm - manchette longue		○	○			
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €								

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKH0591	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,74	120,00		Possible uniquement du côté opposé à la double main-courante
CKH0592	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)	
CKH0593	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○		
CKH0595	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,74	120,00		
CKH0596	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur - manchette longue	NC : 1272	○	○		
CKH0597	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	◆	◆		
CKH0598	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○		
CKH0599	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 1272	104,27	110,00		
CKH0600	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	104,27	110,00		
CKH0603	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	113,74	120,00		
CKH0604	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)	
CKH0615	☐	Gouttière concave et système de rotation latérale indexée, réglable hauteur/profondeur - <i>Prendre 0533 ou 0536 pour avoir le même protège-vêtements</i>	NC : 1270, 1272	○	○		
Appui palmaire gauche							
CKH0622	☐	Appui palmaire plat et ambidextre		◆	◆		
CKH0624	☐	Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○		
CKH0626	☐	Appui palmaire à corne courbée vers l'intérieur		○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							
CKH0657	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00 (11)	 0657 / 0663
CKH0663	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00 (11)	
CKH0664	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00 (11)	
CKH0665	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00 (11)	
CKH0659		Coussin Flo-tech Lite hauteur 55 mm, livré avec deux housses noires	NC : 0707	236,97	250,00	600,00 (5)	 0661
CKH0661	☐	Coussin d'assise Flo-tech Image (gel) -poids utilisateur max. 140 kg	NC : 0681, 0703, 0707	284,36	300,00	600,00 (5)	
CKH0681	☐	Coussin d'assise Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0703	76,78	81,00	81,00 (12)	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							 0681

Invacare® ⁴ <i>Action</i> _{NG} <i>Dual HR</i> ™				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CKH0691	☐	Coussin <i>Flo-tech Solution Xtra</i> hauteur 60 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
CKH0693	☐	<i>Coussin Matrx Libra</i> hauteur 70 mm , livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
CKH0696	☐	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 6 cm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709, 1175	568,72	600,00	600,00 (5)
CKH0697	☐	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 9 cm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709, 1175	568,72	600,00	600,00 (5)
CKH0698	☐	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709, 1175	568,72	600,00	600,00 (5)
CKH0699	☐	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709, 1175	568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur du coussin						
CKH0701	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐	
CKH0702	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐	
CKH0703	☐	Profondeur 500 mm		☐	☐	
Premier accessoire facultatif de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Lite, Flo-tech Image et Solution Xtra						
CKG0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		☐	☐	
CKG0707	☐	Plot d'abduction		☐	☐	
CKG0708	☐	Biseau latéral		☐	☐	
CKH0709	☐	Biseau crural		☐	☐	
Second accessoire facultatif de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Lite, Flo-tech Image et Solution Xtra						
CKH0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		☐	☐	
CKH0707	☐	Plot d'abduction		☐	☐	
CKH0708	☐	Biseau latéral		☐	☐	
CKH0709	☐	Biseau crural		☐	☐	
Autres options						
CKH0656	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		☐	☐	
CKH0716	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
CKH0717	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
CKH0718	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
CKH0721	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur 35 mm, hauteur 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)
CKH0760	☐	Sangle appui-mollet, ajustable		10,43	11,00	600,00 (5)
CKH0770	☐	Tubes porte-palette longs, distance assise - palette : 450 mm min/530 mm max, la paire	NC : 0771	☐	☐	
CKH0771	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		☐	☐	
CKH0780	☐	Tendeur de dossier	NC : 0782	☐	☐	
CKH0782	☐	Tendeur de dossier pliant		☐	☐	
COLORIS DE CHASSIS						
CKH0801	☐	Gris Ardoise		☐	☐	
CKH0804	☐	Blanc Perle		☐	☐	
CKH0806	☐	Vert Electrique		54,03	57,00	
CKH0807	☐	Noir Mat		☐	☐	
CKH0811	☐	Rouge Mat		☐	☐	
CKH0815	☐	Bleu Acqua		54,03	57,00	
CKH0816	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐	
CKH0817	☐	Violet Foncé		54,03	57,00	
CKH0820	☐	Noir Brillant		☐	☐	
CKH0821	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale		
ROUES AVANT						
CKH0845	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		☐	☐	
CKH0850	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		☐	☐	
CKH0870	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		☐	☐	
CKH0890	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 32 mm - Bandage noir standard		☒	☒	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément pour appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



0656



0716



0717 0718



0721



0782



0801 / 0804



0806 / 0807



0811 / 0820



0816 / 0817



0815



0850 0900



0656



0716



0717


0718



0721



0782



0801 / 0804



0806 / 0807



0811 / 0820



0816 / 0817



0815




0850 0900

Invacare® Action® ⁴ NG Dual HR™				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKH0895	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		☐	☐		
CKH0925	☐	5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		☐	☐		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CKH0946	☐	22" - 560 mm		☐	☐		
CKH0948	☐	24" - 600 mm		☒	☒		
Type de roues arrière							
CKH0965	☐	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)		☒	☒		
Type de revêtement roues arrière							
CKH0972	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒		
CKH0978	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐		
Axes de roues arrière							
CKH1050	☐	A démontage rapide		☒	☒		1.3/8" 0972 1" 0978
Position axes de roues arrière							
CKH1055	☐	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	☐	☐		
CKH1060	☐	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	☒	☒		
CKH1070	☐	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		☐	☐		
CKH1075	☐	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125	☐	☐		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKH1101	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		☐	☐		 1101
FREINS							
CKH1120	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		☒	☒		 1120
CKH1125	☐	Freins à tirer à poignée escamotable		☐	☐		
CKH1150	☐	Freins à commande unilatérale à droite	NC : 1220	☐	☐		
CKH1160	☐	Freins à commande unilatérale à gauche	NC : 1220	☐	☐		
OPTIONS DE SECURITE							
CKH1175	☐	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0090, 1252	☐	☐		 1175
CKH1190	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00	600,00 (5)	 1190
CKH1189	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKH1192	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	 1189 / 1192
CKH1193	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKH1194	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	 1193 / 1194
CKH1195	☐	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1200	37,91	40,00		 1195
CKH1200	☐	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	☐	☐		 1200
CKH1220	☐	Extensions de frein, la paire		☐	☐		
AUTRES OPTIONS							
CKH1241	☐	Tige porte sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		97,63	103,00		 1246
CKH1246	☐	Tube basculeur à gauche		☐	☐		
CKH1252	☐	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		473,93	500,00	500,00 (10)	 1270
CKH1270	☐	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	125,12	132,00	132,00 (2)	
CKH1271	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	125,12	132,00	132,00 (2)	 1271 / 1272
CKH1272	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		125,12	132,00	132,00 (2)	
CKH1273	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		 1273

Invacare® ⁴ NG Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)
(2) code LPPR : 9947184 -VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (10) code LPPR : 9982186 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €						



1654128



1654129



1654130

