

FRMC



Yes, you can.®

La version bariatrique de
l'Action 4 NG

Poids max utilisateur : 160 kg

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Action^{NG} FamilyUNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint

matrix[®]
SCIENCE OF SEATINGVICAIR[®]

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe ou inclinable
Largeur d'assise	De 505 mm à 605 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 20,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrix et Bodypoint
Poids max utilisateur	160 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard


☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
CKR0014	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT FRMC - Code LPPR : 9575297 Si le poids du patient est supérieur à 150 kg, possibilité de bénéficier du code LPPR VPH FRM, supplément pour fauteuil roulant bariatrique : 9998193 - 700,00 € TTC		3131,31	3303,53	3303,53		
TYPE DE DOSSIER								
CKR0031	<input type="checkbox"/>	Dossier fixe		◆	◆			
CKR0041	<input type="checkbox"/>	Dossier inclinable		○	○			
MOTORISATION ALBER								
CKR0080	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 1175, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00	331,00 (13)		
TYPE DE PROPULSION								
CKR0100	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 0942	◆	◆			
ASSISE								
Largeur d'assise								
CKR0163	<input type="checkbox"/>	480 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0180, 0195, 0290, 0292	○	○			
CKR0170	<input type="checkbox"/>	505 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0292	○	○			
CKR0175	<input type="checkbox"/>	530 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0195	○	○			
CKR0171	<input type="checkbox"/>	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○			
CKR0176	<input type="checkbox"/>	580 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0195	○	○			
CKR0172	<input type="checkbox"/>	605 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○			
Profondeur d'assise								
CKR0180	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0292, 0702, 0703	○	○			
CKR0190	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0701, 0703	◆	◆			
CKR0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 0295, 0661, 0663, 0681, 0691, 0701, 0702	○	○			
CKR0200	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0292, 0295, 0703	○	○			
CKR0201	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm	NC : 0292, 0295, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701	○	○			
UNDEVIS	<input type="checkbox"/>	550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0654, 0661, 0681, 1175	○	○			
Hauteur d'assise avant								
CKR0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0946	○	○			
CKR0220	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆			
CKR0230	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○			
Toile d'assise								
CKR0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○			
CKR0292	<input type="checkbox"/>	Toile d'assise réglable en tension	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696	○	○			
CKR0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		◆	◆			
DOSSIER								
Type de dossier - tendeur inclus - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable								
CKR0318	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle et rabattable - Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues		○	○			
CKR0319	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle et rabattable - Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues		○	○			
CKR0330	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0365, 0369, 0537, 0538, 0556, 0597, 0596, 0598, 0716, 0717, 0718, 1241	◆	◆			
(13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie								

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG <i>XLT</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CKR0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 1060	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Toile de dossier						
CKR0360	<input type="checkbox"/>	Rembourrée		◆	◆	
CKR0365	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0369	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0370	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKR0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CKR0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0480, 0491, 0760, 0770	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0425	<input type="checkbox"/>	Potence à 90° - noir uniquement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Potence gauche						
CKR0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CKR0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0500, 0760, 0770	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0460	<input type="checkbox"/>	Potence à 90° - noir uniquement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKR0480	<input type="checkbox"/>	Fixe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆	
CKR0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc	NC : 0500, 0510, 0770	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKR0500	<input type="checkbox"/>	Fixe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CKR0520	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1270	◆	◆	
CKR0531	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1270	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0535	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616, 1270	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0556	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKR0557	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	




0360



0365

0370



0390 / 0440



0400 / 0450



0420 / 0470



0490 / 0510 si
potence 80°



0490 / 0510 si
repose-jambe
REA



0491



0520 / 0580




0531 / 0581



0533 / 0593

Invacare® ⁴ <i>Action</i> ^{NG} XLT				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CKR0580	<input type="checkbox"/>	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270	◆	◆	
CKR0591	<input type="checkbox"/>	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	○	○	
CKR0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKR0595	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	○	○	
CKR0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue		○	○	
CKR0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKR0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CKR0616	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible		○	○	
CKR0617	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible		○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CKR0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrix <i>Flo-tech Image</i> - Poids utilisateur max.140 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	284,36	300,00	600,00 (5)
CKR0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrix Contour Visco NG</i> - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg	NC : 0703	76,78	81,00	81,00 (12)
CKR0691	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrix <i>Flo-tech Solution Xtra</i> - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKR0693	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrix <i>Matrix Libra</i> - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKR0696	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 6 cm Délai : +15j ouvrés , livré avec deux housses		568,72	600,00	600,00 (5)
CKR0697	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 9 cm Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
CKR0698	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
CKR0699	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur du coussin						
CKR0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CKR0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	
CKR0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm		○	○	
Premier accessoire de positionnement facultatif pour coussin Matrix et Flo-tech						
CKR0706	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		○	○	
CKR0707	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		○	○	
CKR0708	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		○	○	
CKR0709	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		○	○	
Second accessoire de positionnement facultatif pour coussin Matrix et Flo-tech						
CKR0706	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		○	○	
CKR0707	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		○	○	
CKR0708	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		○	○	
CKR0709	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		○	○	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrix Contour Visco, Technique - 81,00 €						



0535 / 0595



0537 / 0597



0661



0681





0535 / 0595



0537 / 0597



























0661



0681



Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Autres options							
CKR0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	 0716  0717  0718  0721
CKR0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CKR0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier		189,57	200,00	600,00 (4)	
CKR0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
COLORIS DE CHASSIS							 0801 / 0804  0806 / 0807  0811 / 0820  0816 / 0817  0815
CKR0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0816	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0817	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
ROUES AVANT							 0850
CKR0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CKR0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ROUES ARRIERE							 0978  0974  0972  1060
Diamètre des roues arrière							
CKR0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1110	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Type de roues arrière							
CKR0962	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) - 6 points de fixation de mains-courantes	NC : 1130	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CKR0963	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Type de revêtement roues arrière							
CKR0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CKR0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Mains-courantes, positionnées à 11 mm de la roue, réglables à 16 mm							
CKR1010	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CKR1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Axes de roues arrière							
CKR1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Position axes de roues arrière							
CKR1060	<input type="checkbox"/>	Position 1 - standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis							

Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKR1062	<input type="checkbox"/>	Position 2 - standard (axes à 30 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1070
CKR1064	<input type="checkbox"/>	Position 3 - semi reculée (axes à 30 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1252	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR1070	<input type="checkbox"/>	Position 4 - reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKR1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1101
CKR1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
FREINS							
CKR1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		 1120
CKR1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
OPTIONS DE SECURITE							
CKR1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1175  1190  1189 / 1192  1193 / 1194  1200
CKR1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1196	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1200	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	23,70	25,00	25,00 (8)	
CKR1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
AUTRES OPTIONS							
CKR1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1246  1270
CKR1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKR1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		23,70	25,00	25,00 (8)	
CKR1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti basculer recommandées)		473,93	500,00	500,00 (10)	
CKR1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		125,12	132,00	132,00 (2)	
(2) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRMC - 25,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis (10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée							