



**NOUVEAU**

Retrouvez les coussins d'assise Vicair O2 !

**VICAIR**

**UNIQUE**

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :  
**558,99 € TTC**

Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Codes LPPR (Version transit) :

- 9225634 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL NON REGLABL, DOSS. OU SIEGE RIGIDE OU NON, INVACARE : 356,94 €

- 9225640 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, < 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 574,21 €

- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €



**Informations client**

Date :  
Référence d'achat :  
Code client :  
Cachet du distributeur :



**Caractéristiques produit**

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe ou inclinable
Largeur d'assise	De 505 mm à 605 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 20,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
Poids max utilisateur	160 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

**Commandes**



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard



Option sans supplément de prix



Invacare® Action® <sup>4</sup> NG XLT				Euros			Codes LPPR Version Transit
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		9225634 = 356,94€ TTC Dossier fixe	
CKG0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® <sup>4</sup> NG XLT - Dossier fixe - Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99	9225640 = 574,21€ TTC Dossier inclinable < de 16 ans	
CKG0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® <sup>4</sup> NG XLT - Dossier inclinable - Code LPPR 9124689		766,82	809,00	603,65	9225657 = 403,50€ TTC Dossier inclinable > de 16 ans	
<b>MOTORISATION ALBER</b>							
CKG0080	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>	NC : 0110, 1175, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00			
<b>TYPE DE PROPULSION</b>							
CKG0100	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 0942	◆	◆			
CKG0110	<input type="checkbox"/> Transit	NC : 0240, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1125	○	○			
<b>ASSISE</b>							
<b>Largeur d'assise</b>							
CKG0170	<input type="checkbox"/> 505 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0292	○	○			
CKG0171	<input type="checkbox"/> 555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0661, 0681, 0696, 1270	○	○			
CKG0172	<input type="checkbox"/> 605 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0661, 0681, 0696, 1270	○	○			
<b>Profondeur d'assise</b>							
CKG0180	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0292, 0702, 0703	○	○			
CKG0190	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0701, 0703	◆	◆			
CKG0195	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 0295, 0661, 0681, 0701, 0702	○	○			
CKG0200	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0292, 0295, 0703	○	○			
CKG0201	<input type="checkbox"/> Ajustable de 500 à 450 mm	NC : 0295, 0661, 0681, 0701	○	○			
	<input type="checkbox"/> 550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0654, 0661, 0681, 1175	Sur devis Délai de fabrication + 14 jours				
<b>Hauteur d'assise avant</b>							
CKG0210	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 0946	○	○			
CKG0220	<input type="checkbox"/> 485 mm		◆	◆			
CKG0230	<input type="checkbox"/> 460 mm		○	○			
<b>Toile d'assise</b>							
CKG0290	<input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch		○	○			
CKG0292	<input type="checkbox"/> Toile d'assise réglable en tension	NC : 0654, 0661, 0681	167,77	177,00			
CKG0295	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée		◆	◆			
<b>DOSSIER</b>							
<b>Type de dossier - tendeur inclus - roulettes anti-basculé recommandées avec dossier inclinable</b>							
CKG0330	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0365, 0369, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0718, 1241	◆	◆		 0360	
CKG0333	<input type="checkbox"/> Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 1060	◆	◆			
<b>Toile de dossier</b>							
CKG0360	<input type="checkbox"/> Rembourrée	NC : 0721	◆	◆		 0365 0370	
CKG0365	<input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○	34,90		
CKG0369	<input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir		33,08	34,90	34,90		
CKG0370	<input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir		138,39	146,00	34,90		

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG XLT				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>						
<b>Potence droite</b>						
CKG0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CKG0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0480, 0491, 0760, 0770	73,82	77,88	77,88 *
CKG0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760	140,28	148,00	
<b>Potence gauche</b>						
CKG0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CKG0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0500, 0760, 0770	73,82	77,88	77,88 *
CKG0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760	140,28	148,00	
<b>Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CKG0480	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆	
CKG0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	26,43	27,88	
CKG0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc	NC : 0500, 0510, 0770	234,12	247,00	
<b>Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CKG0500	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆	
CKG0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	26,43	27,88	
* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €						
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Accoudoir droit (coloris noir mat)</b>						
CKG0520	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0603, 1270	◆	◆	
CKG0531	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - <b>gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation</b>	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0603, 1270	113,17	119,39	119,39
CKG0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0603, 1270	117,54	124,00	
CKG0535	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0599, 0603, 1270	113,17	119,39	119,39
CKG0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0603	117,54	124,00	
CKG0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0603, 1270	○	○	
CKG0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0593, 0596	○	○	



Invacare® <i>Action</i> ® <sup>4</sup> NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>Accoudoir gauche (coloris noir mat)</b>							
CKG0580	<input type="checkbox"/>	Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270	◆	◆		 0535 / 0595
CKG0591	<input type="checkbox"/>	Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	113,17	119,39	119,39	
CKG0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270	117,54	124,00		0537 / 0597
CKG0595	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	113,17	119,39	119,39	
CKG0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue		117,54	124,00		
CKG0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1270	○	○		
CKG0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Coussin</b>							
CKG0654	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0661, 0681	33,08	34,90	34,90	 0654
CKG0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx <i>Flo-tech Image</i> - Poids utilisateur max.140 kg	NC : 0681, 0703	246,45	260,00		 0661
CKG0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg - Code LPPR : 1204839	NC : 0703	76,78	81,00	81,00	 0681
CKG0696	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 6 cm <b>Délai : +15j ouvrés</b>	NC : 1175	601,11	634,17	34,90	 <b>NOUVEAU</b>
CKG0697	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 9 cm <b>Délai : +15j ouvrés</b>	NC : 1175	661,22	697,59	34,90	<b>NOUVEAU</b>
CKG0698	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <b>Délai : +5j ouvrés</b>	NC : 1175	574,84	606,46	34,90	<b>NOUVEAU</b>
CKG0699	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <b>Délai : +15j ouvrés</b>	NC : 1175	718,85	758,39	34,90	<b>NOUVEAU</b>
<b>Profondeur du coussin</b>							
CKG0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
CKG0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
CKG0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm		○	○		
<b>Autres options</b>							
CKG0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718	60,10	63,41	63,41	 0716
CKG0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718	199,05	210,00	63,41	
CKG0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier		217,06	229,00	63,41	
CKG0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : hauteur : 115 mm, profondeur 35 mm, largeur : 130 mm)		237,91	251,00		 0717  0718
CKG0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		10,43	11,00		
CKG0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max		17,06	18,00		 0721

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
CKG0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○		 0801 / 0804 0806 / 0807 0811 / 0820 0816 / 0817 0815
CKG0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CKG0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		54,03	57,00		
CKG0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CKG0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CKG0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua		54,03	57,00		
CKG0816	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○		
CKG0817	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		54,03	57,00		
CKG0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CKG0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
<b>ROUES AVANT</b>							
CKG0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆		 0850
CKG0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Diamètre des roues arrière</b>							
CKG0942	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm	NC : 0962, 0974, 0978, 1020, 1030 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220	○	○		
CKG0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1110	○	○		
CKG0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm	NC : 1111	◆	◆		
<b>Type de roues arrière</b>							
CKG0962	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1130, 1040	◆	◆		
CKG0963	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125	○	○		
<b>Type de revêtement roues arrière</b>							
CKG0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		 1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972
CKG0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
CKG0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
<b>Mains-courantes</b>							
CKG1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CKG1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant	NC : 1130	127,01	134,00		
<b>Axes de roues arrière</b>							
CKG1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
CKG1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
<b>Position axes de roues arrière</b>							
CKG1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	◆	◆		 1060 1070
CKG1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		
<b>Pompe</b>							
CKG1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		10,43	11,00		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>							
CKG1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		 1101
CKG1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		165,88	175,00		
CKG1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		165,88	175,00		
<b>FREINS</b>							
CKG1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆		 1120
CKG1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKG1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		178,20	188,00		
CKG1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		10,43	11,00		

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
CKG1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252, 0090	24,64	26,00		 1175
CKG1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00		 1190
CKG1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	145,97	154,00		 1189 / 1192
CKG1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	152,61	161,00		 1193 / 1194
CKG1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	180,09	190,00		 1193 / 1194
CKG1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		185,78	196,00		 1200
CKG1196	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1200	79,62	84,00		
CKG1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	125,12	132,00		 1270
CKG1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		38,86	41,00		
<b>AUTRES OPTIONS</b>							
CKG1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00		 1246
CKG1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support		101,42	107,00		
CKG1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		45,50	48,00		 1270
CKG1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		146,92	155,00		
CKG1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		72,83	76,84	76,84	
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>							
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible sur accoudoirs 0533, 0536	113,17	119,39	119,39	
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible sur accoudoirs 0593, 0596)	113,17	119,39	119,39	
<b>Rampes en accessoire</b>							
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130