

FRM



Yes, you can.®



La version bariatrique de l'Action 4 NG

Poids max utilisateur :
160 kg

Prix public TTC (LPPR/PLV)

1 143,64 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Action^{NG} FamilyUNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint

matrix[®]
SCIENCE OF SEATINGVICAIR[®]

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe ou inclinable
Largeur d'assise	De 505 mm à 605 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 20,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrix et Bodypoint
Poids max utilisateur	160 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.













Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard


☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
CKG0004	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® ⁴ NG XLT FRM - Codes LPPR : 9504200 + 9998193		1084,02	1143,64	1143,64		
TYPE DE DOSSIER								
CKG0031	<input type="checkbox"/>	Dossier fixe		◆	◆			
CKG0041	<input type="checkbox"/>	Dossier inclinable		○	○			
MOTORISATION ALBER								
CKG0080	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 1175, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00	331,00 (13)		
TYPE DE PROPULSION								
CKG0100	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 0942	◆	◆			
ASSISE								
Largeur d'assise								
CKG0170	<input type="checkbox"/>	505 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0292	○	○			
CKG0171	<input type="checkbox"/>	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○			
CKG0172	<input type="checkbox"/>	605 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○			
Profondeur d'assise								
CKG0180	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0292, 0702, 0703	○	○			
CKG0190	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0701, 0703	◆	◆			
CKG0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 0295, 0661, 0663, 0681, 0691, 0701, 0702	○	○			
Hauteur d'assise avant								
CKG0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0946	○	○			
CKG0220	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆			
CKG0230	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○			
Toile d'assise								
CKG0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		◆	◆			
CKG0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		○	○			
DOSSIER								
Type de dossier - tendeur inclus - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable								
CKG0330	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm et poignées fixes - avec tendeur de dossier	NC : 0365, 0369, 0537, 0538, 0556, 0597, 0596, 0598, 0716, 0717, 0718, 1241	◆	◆			
CKG0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 1060	○	○			
(13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie								

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
Toile de dossier							
CKG0360	<input type="checkbox"/> Rembourrée		◆	◆		 0360  0365  0370	
CKG0365	<input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○			
CKG0369	<input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir		113,74	120,00	600,00 (4)		
CKG0370	<input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir		142,18	150,00	600,00 (4)		
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							
Potence droite							
CKG0390	<input type="checkbox"/> Potence à 80°		◆	◆		 0390 / 0440  0400 / 0450	
CKG0400	<input type="checkbox"/> Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0480, 0491, 0760, 0770	○	○			
CKG0420	<input type="checkbox"/> Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760	○	○			
Potence gauche							
CKG0440	<input type="checkbox"/> Potence à 80°		◆	◆		 0420 / 0470  0490 / 0510 si potence 80°	
CKG0450	<input type="checkbox"/> Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0500, 0760, 0770	○	○			
CKG0470	<input type="checkbox"/> Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760	○	○			
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKG0480	<input type="checkbox"/> Fixe		○	○		 0490 / 0510 si repose-jambe REA	
CKG0490	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆			
CKG0491	<input type="checkbox"/> Monobloc	NC : 0500, 0510, 0770					
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKG0500	<input type="checkbox"/> Fixe		○	○		 0491	
CKG0510	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆			
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CKG0520	<input type="checkbox"/> Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1270	◆	◆		 0520 / 0580  0531 / 0581  0533 / 0593	
CKG0531	<input type="checkbox"/> Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1270	113,74	120,00			
CKG0533	<input type="checkbox"/> Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	○	○			
CKG0535	<input type="checkbox"/> Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	113,74	120,00			
CKG0536	<input type="checkbox"/> Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616	○	○			
CKG0537	<input type="checkbox"/> Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616, 1270	○	○			
CKG0538	<input type="checkbox"/> Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616	○	○			



0360



0365

0370




0390 / 0440



0400 / 0450



0420 / 0470

0490 / 0510 si
potence 80°0490 / 0510 si
repose-jambe
REA

0491



0520 / 0580




0531 / 0581




0533 / 0593


Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG XLT				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CKG0580	<input type="checkbox"/>	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270	◆	◆	
CKG0591	<input type="checkbox"/>	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	113,74	120,00	
CKG0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKG0595	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	113,74	120,00	
CKG0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue		○	○	
CKG0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKG0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CKG0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx <i>Flo-tech Image</i> - Poids utilisateur max.140 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	284,36	300,00	600,00 (5)
CKG0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg	NC : 0703	76,78	81,00	81,00 (12)
CKG0691	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx <i>Flo-tech Solution Xtra</i> - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKG0693	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx <i>Matrx Libra</i> - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKG0696	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 6 cm Délai : +15j ouvrés , livré avec deux housses - Poids max. 250 kg		568,72	600,00	600,00 (5)
CKG0697	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 9 cm Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
CKG0698	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés - Poids max. 250 kg		568,72	600,00	600,00 (5)
CKG0699	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés - Poids max. 250 kg		568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur du coussin						
CKG0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CKG0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	
CKG0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm		○	○	
Premier accessoire de positionnement facultatif pour coussin Matrx et Flo-tech						
CKG0706	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		○	○	
CKG0707	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		○	○	
CKG0708	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		○	○	
CKG0709	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		○	○	
Second accessoire de positionnement facultatif pour coussin Matrx et Flo-tech						
CKG0706	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		○	○	
CKG0707	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		○	○	
CKG0708	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		○	○	
CKG0709	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		○	○	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						




0535 / 0595




0537 / 0597



0661



0681





0535 / 0595



0537 / 0597
















0661



0681



Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG XLT				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
Autres options								
CKG0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	 0716   0717 0718  0721	
CKG0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)		
CKG0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier		189,57	200,00	600,00 (4)		
CKG0719	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx		426,54	450,00	600,00 (4)		
CKG0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		○	○			
CKG0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max		○	○			
COLORIS DE CHASSIS								
CKG0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○		 0801 / 0804 0806 / 0807 0811 / 0820 0816 / 0817 0815	
CKG0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○			
CKG0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		54,03	57,00			
CKG0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○			
CKG0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○			
CKG0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua		54,03	57,00			
CKG0816	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○			
CKG0817	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		54,03	57,00			
CKG0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○			
CKG0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis				
ROUES AVANT								
CKG0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆		 0850	
CKG0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○			
ROUES ARRIERE								
Diamètre des roues arrière								
CKG0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1110	○	○		 1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972  1060	
CKG0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆			
Type de roues arrière								
CKG0962	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) - 6 points de fixation de mains-courantes	NC : 1130	◆	◆			
CKG0964	<input type="checkbox"/>	Composite (jantes et moyeux noirs) - 7 points de fixation de mains-courantes		90,05	95,00			
CKG0963	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125	178,20	188,00	Sur devis (9)		
Type de revêtement roues arrière								
CKG0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆			
CKG0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○			
CKG0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○			
Mains-courantes, positionnées à 11 mm de la roue, réglables à 16 mm								
CKG1010	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		○	○			
CKG1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆			
CKG1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		○	○			
Axes de roues arrière								
CKG1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○			
CKG1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆			
Position axes de roues arrière								
CKG1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	◆	◆			
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis								

Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros			 1070
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKG1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKG1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1101
CKG1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		142,18	150,00		
CKG1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		142,18	150,00		
FREINS							
CKG1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆		 1120
CKG1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKG1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKG1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
OPTIONS DE SECURITE							
CKG1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1175 1190 1189 / 1192 1193 / 1194 1200
CKG1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00	600,00 (5)	
CKG1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKG1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKG1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKG1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	
CKG1196	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1200	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CKG1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	23,70	25,00	25,00 (8)	
CKG1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
AUTRES OPTIONS							
CKG1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1246 1270
CKG1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support		97,63	103,00	Sur devis (9)	
CKG1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		23,70	25,00	25,00 (8)	
CKG1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti basculer recommandées)		473,93	500,00	500,00 (10)	
CKG1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		125,12	132,00	132,00 (2)	
(2) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRM - 25,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée							