

Invacare® Action®⁵ Rigid



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action®⁵ Rigid

Fauteuil manuel en aluminium, châssis rigide



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Cadre rigide
- Potences fixes ou escamotables
- Dossier fixe, réglable en angle, ou rabattable et réglable en angle
- Largeur d'assise jusqu'à 530 mm
- Poids max utilisateur : 100 kg (Uniquement pour largeurs d'assise de 305 à 330 mm) ou 130 kg
- Poids complet : à partir de 10,8 kg
- Poids de transport : à partir de 6,8 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 6226337 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement
Prescription médicale émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			
			HT	TTC	LPPR*	
SJE0110	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁵ Rigid - Dossier fixe Code LPPR 9124749		1616,11	1705,00	558,99	
SJE0115	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁵ Rigid - Dossier réglable en angle Code LPPR 9124749		1725,12	1820,00	558,99	
SJE0120	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁵ Rigid - Dossier rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124749		1935,55	2042,00	558,99	

MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)

SJE0180	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	692,89	731,00		
---------	--	---	--------	--------	--	--

TYPES DE CHÂSSIS


SJE0200	<input type="checkbox"/> Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440, 3450	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SJE0210	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

TYPES DE PROPULSION

SJE0300	<input type="checkbox"/> Standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
---------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--


ASSISE

Largeur d'assise						
SJE1000	<input type="checkbox"/> 305 mm - poids max 100 Kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2430 à 2452, 2465, 2470, 2475, 2478, 3040, 3140, 3400, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Invacare® Action ^{®5} Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJE1010	<input type="checkbox"/>	330 mm - poids max 100 kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2488, 2490, 2492, 3040, 3140, 3400, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	○	○	
SJE1020	<input type="checkbox"/>	355 mm	2484, 2486, 2490, 2492, 3040, 3140, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	○	○	
SJE1030	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2486, 2488, 2490, 2492, 5008	○	○	
SJE1040	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 2481, 2488, 2490, 2492	○	○	
SJE1050	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2481, 2482, 2490, 2492	○	○	
SJE1060	<input type="checkbox"/>	455 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2492	○	○	
SJE1070	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2486, 5006, 5007, 5090	○	○	
SJE1075	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	○	○	
SJE1078	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)						
SJE1100	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 3040, 3140, 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1110	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1120	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	◆	◆	
SJE1130	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 5052, 5054	○	○	
SJE1140	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5054	○	○	
SJE1150	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 5006, 5007, 5054, 5090	○	○	
SJE1160	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5006, 5007, 5008, 5009, 5020, 5040, 5090	○	○	
SJE1170	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 400 à 350 mm - Livré à 375 mm	NC : 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1180	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 5054	○	○	
SJE1190	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007	○	○	
Hauteur d'assise avant						
SJE1220	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJE1230	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJE1240	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
SJE1250	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆	
SJE1260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 7000, 7040	○	○	
Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)						
SJE1310	<input type="checkbox"/>	385 mm		○	○	
SJE1320	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJE1330	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJE1340	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
SJE1350	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 7200, 7220	○	○	
Toile d'assise						
SJE1520	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm) avec pochette de rangement amovible sous l'assise		◆	◆	 1520

Invacare® Action ^{®5} Rigid				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TÉLESCOPIQUES)							
Canne de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm							
SJE2130	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 300 mm, fixe, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○		 2130 / 2140 / 2143  2150 / 2153  2160 / 2163 / 2170 / 2173
SJE2140	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 325 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○		
SJE2143	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○		
SJE2150	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 375 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200	○	○		
SJE2153	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆		
SJE2160	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○		
SJE2163	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○		
SJE2170	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○		
SJE2173	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○		
OU							
Canne de dossier TÉLESCOPIQUES : Plage de réglages limitée en combinaison avec les dossiers Matrx							
SJE2300	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2505	103,32	109,00		 2300 / 2310
SJE2310	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm		103,32	109,00		
Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLESCOPIQUES							
SJE2400	<input type="checkbox"/>	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆		 2410  2420
SJE2410	<input type="checkbox"/>	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 2505	212,32	224,00		
SJE2420	<input type="checkbox"/>	Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : régl de 490 à 630 mm	NC : dossiers Matrx	134,60	142,00		
Dossiers Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !							
SJE2430	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	 Matrx Elite E2 / Elite Deep E2
SJE2432	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2434	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2436	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2438	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2460	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2465	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJEC2440	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2442	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2444	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2446	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2448	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJE2452	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2470	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2475	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2478	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
Largeur du dossier Matrx						
SJE2481	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
SJE2482	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
SJE2484	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
SJE2486	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
SJE2488	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
SJE2490	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
SJE2492	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
SJE2505	<input type="checkbox"/>	Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante	NC : 5500, 5600	○	○	
SJE2510	<input type="checkbox"/>	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence escamotable droite						
SJE3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450	○	○	
SJE3020	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJE3030	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450	○	○	
SJE3040	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJE3050	<input type="checkbox"/>	Support amputé - Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	148,00	
Potence escamotable gauche						
SJE3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450	○	○	
SJE3120	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJE3130	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450	○	○	
SJE3140	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJE3150	<input type="checkbox"/>	Support amputé - Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	148,00	
Palette droite						
SJE3200	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJE3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
SJE3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	234,12	247,00	
Palette gauche						
SJE3300	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJE3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	




2510



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130



3040 / 3140




3050 / 3150




























3200 / 3300













3210 / 3310 si potence 80°

3210 / 3310 si repose-jambe **REA**

Invacare [®] Action ^{®5} Rigid				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Tubes porte-palettes							
SJE3400	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm	NC : 9400	134,60	142,00	 3230	
SJE3410	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○		
SJE3420	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		◆	◆		
SJE3430	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○		
SJE3440	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		◆	◆		
SJE3450	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○		
* LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette fixe (3200 / 3300) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette réglable (3210 / 3310) = 105,76 €							
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Garde-boue / Protège-vêtement (obligatoires pour accoudoirs tube)							
SJE3750	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4120, 4130, 4140	○	○	 3750	
SJE3800	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4120, 4130, 4140, 8160	○	○	 3800	
Accoudoir droit							
SJE4010	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		◆	◆	 4010 / 4110  4050 / 4150	
SJE4030	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00		
SJE4040	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		
SJE4050	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00		
Accoudoir gauche							
SJE4110	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆	 4030 / 4130	
SJE4120	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○		
SJE4130	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00		
SJE4140	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		
SJE4150	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00		
TYPE DE COUSSIN							
SJE5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm	NC : 5050, 5052, 5054	33,08	34,90	 5000  5006 / 5007 5008 / 5009  5010	
SJE5006	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00		81,00
SJE5007	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00		69,00
SJE5008	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00		69,00
SJE5009	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00		81,00

<i>Invacare</i> ® <i>Action</i> ® ⁵ <i>Rigid</i>				Euros			  5020 5040  5044
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SJE5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco</i> <small>NG</small> épaisseur 100 mm - Poids max utilisateur : 120 kg - Code LPPR : 1204839		76,78	81,00	81,00	
SJE5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Image</i>	NC : 5054	246,45	260,00		
SJE5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Solution Xtra</i>	NC : 5054	265,40	280,00		
SJE5044	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Matrx Libra</i> , housse <i>Mesh</i> respirante micro-aérée noire, épaisseur 70 mm		293,84	310,00		
PROFONDEUR DU COUSSIN FLO-TECH OU MATRX							
SJE5050	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
SJE5052	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
SJE5054	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 5090	○	○		
AUTRES OPTIONS D'ASSISE							
SJE5090	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00	 5400	
SJE5400	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet ajustable		10,43	11,00		
SJE5500	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 5650	105,21	111,00	 5500  5600	
SJE5600	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier rigide et fixe	NC : 5650	105,21	111,00		
SJE5650	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation	Uniquement compatible avec dossier <i>Matrx</i>	441,71	466,00	 5650	
COULEUR							
Châssis							
SJE6000	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
SJE6010	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○		
SJE6015	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○		
SJE6040	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		○	○		
SJE6045	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		○	○		
SJE6060	<input type="checkbox"/>	Gris Perle		○	○		
SJE6070	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
SJE6080	<input type="checkbox"/>	Jaune Ardent		○	○		
SJE6090	<input type="checkbox"/>	Orange Vibrant		○	○		
SJE6099	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial - Précisez RAL :		sur devis			
Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)							
SJE6100	<input type="checkbox"/>	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		◆	◆		
SJE6110	<input type="checkbox"/>	Bleu Mat		117,54	124,00		
SJE6200	<input type="checkbox"/>	Violet Mat		117,54	124,00		
ROUES AVANT							
SJE7000	<input type="checkbox"/>	4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft		○	○	 7000	
SJE7040	<input type="checkbox"/>	4" x 1.3/8" - 100 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00	 	
SJE7055	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir		◆	◆	7040 7055	
SJE7070	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/8" - 125 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00	 7070	
ROUES ARRIERE							
Type de roues arrière							
SJE7200	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320, 7410	○	○	 7200 / 7230  7240	
SJE7230	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320	○	○		
SJE7240	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 7410, 8000, 8160	◆	◆		
Revêtement de roues arrière							
SJE7302	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○		
SJE7304	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
SJE7315	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		◆	◆		
SJE7320	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> 1" - 25 - 540		83,41	88,00		

Invacare® Action ^{®5} Rigid				Euros			 7320																																																																																																																																																																																		
				Prix Public		LPPR																																																																																																																																																																																			
				HT	TTC																																																																																																																																																																																				
Type de mains courantes																																																																																																																																																																																									
SJE7400	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆																																																																																																																																																																																				
SJE7410	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable (Uniquement avec roues 24" rayonnage croisé)		119,43	126,00																																																																																																																																																																																				
SJE7420	<input type="checkbox"/>	Noires - Plastique antidérapant		127,01	134,00																																																																																																																																																																																				
Axes de roues arrière																																																																																																																																																																																									
SJE7500	<input type="checkbox"/>	Axe à démontage rapide		◆	◆																																																																																																																																																																																				
Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)																																																																																																																																																																																									
SJE7620	<input type="checkbox"/>	50 mm		○	○																																																																																																																																																																																				
SJE7630	<input type="checkbox"/>	25 mm		◆	◆																																																																																																																																																																																				
Angle de carrossage																																																																																																																																																																																									
SJE7700	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆																																																																																																																																																																																				
SJE7710	<input type="checkbox"/>	1°		○	○																																																																																																																																																																																				
SJE7720	<input type="checkbox"/>	2°		○	○																																																																																																																																																																																				
SJE7730	<input type="checkbox"/>	3°		○	○																																																																																																																																																																																				
SJE7740	<input type="checkbox"/>	4°		○	○																																																																																																																																																																																				
OPTIONS DE CHASSIS																																																																																																																																																																																									
SJE8000	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons, la paire (Transparent pour roues 22" ou noir pour roues 24" rayonnage croisé)		165,88	175,00																																																																																																																																																																																				
SJE8030	<input type="checkbox"/>	Pompe haute pression (jusqu'à 12 bar)		134,60	142,00	8000																																																																																																																																																																																			
TYPE DE FREINS																																																																																																																																																																																									
SJE8100	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆																																																																																																																																																																																				
SJE8110	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		○	○																																																																																																																																																																																				
SJE8120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extention		10,43	11,00																																																																																																																																																																																				
SJE8130	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer avec extention		10,43	11,00																																																																																																																																																																																				
SJE8160	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		178,20	188,00																																																																																																																																																																																				
OPTIONS DE POSITIONNEMENT																																																																																																																																																																																									
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>																																																																																																																																																																																									
OPTIONS DE SECURITE																																																																																																																																																																																									
SJE8200	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)		24,64	26,00																																																																																																																																																																																				
SJE8300	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, boucle plastique		31,28	33,00																																																																																																																																																																																				
SJE8500	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	134,60	142,00																																																																																																																																																																																				
SJE8550	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	134,60	142,00																																																																																																																																																																																				
SJE8600	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs pour roues		38,86	41,00																																																																																																																																																																																				
ACCESSOIRES																																																																																																																																																																																									
SJE9000	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00																																																																																																																																																																																				
SJE9100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		42,65	45,00																																																																																																																																																																																				
SJE9200	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		42,65	45,00																																																																																																																																																																																				
SJE9300	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		8,53	9,00																																																																																																																																																																																				
<p align="center">Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">(mm)</th> <th colspan="10">Largeur d'assise en mm</th> </tr> <tr> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>360</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>380</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>410</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>430</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>460</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>480</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>510</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p align="center">Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant</th> <th colspan="5">Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(mm)</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>(mm)</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Taille roue avant</td> <td>4"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							(mm)	Largeur d'assise en mm										305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	360		○	○	○							380			○	○	○						410				○	○	○					430					○	○	○				460						○	○	○			480							○	○	○		510								○	○	○			Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant					Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière							(mm)	410	435	460	485	510	(mm)	385	410	435	460	485	Taille roue avant	4"		x	x	x	x			x	x	x	x		5"		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x										22"														24"				
(mm)	Largeur d'assise en mm																																																																																																																																																																																								
	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																																																																																																															
360		○	○	○																																																																																																																																																																																					
380			○	○	○																																																																																																																																																																																				
410				○	○	○																																																																																																																																																																																			
430					○	○	○																																																																																																																																																																																		
460						○	○	○																																																																																																																																																																																	
480							○	○	○																																																																																																																																																																																
510								○	○	○																																																																																																																																																																															
		Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant					Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière																																																																																																																																																																																		
		(mm)	410	435	460	485	510	(mm)	385	410	435	460	485																																																																																																																																																																												
Taille roue avant	4"		x	x	x	x			x	x	x	x																																																																																																																																																																													
	5"		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x																																																																																																																																																																												
									22"																																																																																																																																																																																
									24"																																																																																																																																																																																

Invacare® Action®⁵ Rigid			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
Rampes en accessoire					
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	 1654130