



Yes, you can.®



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :
1 117,98 € TTC

Codes LPPR :

- 9124749 - VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES

Action® Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

BP Bodypoint®

matrix®
SCIENCE OF SEATING

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Rigide
Matière	Aluminium
Potences	Fixes ou escamotables
Dossier	Fixe, réglable en angle ou rabattable sur l'assise et réglable en angle
Largeur d'assise	De 305 mm à 530 mm
Poids total	A partir de 10,8 kg
Poids de transport	6,8 kg
Positionnement	Compatible avec les produits Matrix et Bodypoint
Motorisation en option montée	alber e-motion
Poids max utilisateur	130 kg (100 kg pour les largeurs d'assise de 305 à 330 mm)
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com


Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

Utilisez le configurateur en ligne sur **Invacare Pro** pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Invacare® Action ^{®5} Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SJE0110	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ^{®5} Rigid - Dossier fixe Code LPPR 9124749		1059,70	1117,98	558,99	
SJE0115	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ^{®5} Rigid - Dossier réglable en angle Code LPPR 9124749		1059,70	1117,98	558,99	
SJE0120	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ^{®5} Rigid - Dossier rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124749		1059,70	1117,98	558,99	
MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)						
SJE0180	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	692,89	731,00		
TYPES DE CHÂSSIS						
SJE0200	<input type="checkbox"/> Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440, 3450	◆	◆		
SJE0210	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	○	○		
TYPES DE PROPULSION						
SJE0300	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆		
ASSISE						
Largeur d'assise						
SJE1000	<input type="checkbox"/> 305 mm - poids max 100 Kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2430 à 2452, 2465, 2470, 2475, 2478, 3040, 3140, 3400, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	○	○		
SJE1010	<input type="checkbox"/> 330 mm - poids max 100 kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2488, 2490, 2492, 3040, 3140, 3400, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	○	○		
SJE1020	<input type="checkbox"/> 355 mm	2484, 2486, 2490, 2492, 3040, 3140, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	○	○		
SJE1030	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2486, 2488, 2490, 2492, 5008	○	○		
SJE1040	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 2481, 2488, 2490, 2492	○	○		
SJE1050	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2481, 2482, 2490, 2492	○	○		
SJE1060	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2492	○	○		
SJE1070	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2486, 5006, 5007, 5090	○	○		
SJE1075	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	○	○		
SJE1078	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○		


Invacare® Action ^{®5} Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)						
SJE1100	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 3040, 3140, 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1110	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1120	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	◆	◆	
SJE1130	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 5052, 5054	○	○	
SJE1140	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5054	○	○	
SJE1150	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 5006, 5007, 5054, 5090	○	○	
SJE1160	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5006, 5007, 5008, 5009, 5020, 5040, 5090	○	○	
SJE1170	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 400 à 350 mm - Livré à 375 mm	NC : 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1180	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 5054	○	○	
SJE1190	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007	○	○	
Hauteur d'assise avant						
SJE1220	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJE1230	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJE1240	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
SJE1250	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆	
SJE1260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 7000, 7040	○	○	
Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)						
SJE1310	<input type="checkbox"/>	385 mm		○	○	
SJE1320	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJE1330	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJE1340	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
SJE1350	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 7200, 7220	○	○	
Toile d'assise						
SJE1520	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm) avec pochette de rangement amovible sous l'assise		◆	◆	 1520
DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TELESCOPIQUES)						
Canne de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm						
SJE2143	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○	 2143
SJE2150	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 375 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200	○	○	 2150 / 2153
SJE2153	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆	
SJE2160	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	 2160 / 2163 / 2170 / 2173
SJE2163	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJE2170	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJE2173	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
OU						
Canne de dossier TÉLÉSCOPIQUES : Plage de réglages limitée en combinaison avec les dossiers Matrix						
SJE2300	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2505	103,32	109,00	 2300 / 2310
SJE2310	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm		103,32	109,00	

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES						
SJE2400	<input type="checkbox"/>	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆	
SJE2410	<input type="checkbox"/>	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 2505	212,32	224,00	
SJE2420	<input type="checkbox"/>	Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : régl de 490 à 630 mm	NC : dossiers Matrx	134,60	142,00	
Dossiers Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
SJE2430	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2432	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2434	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2436	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2438	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2460	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2465	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJEC2440	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2442	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2444	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2446	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2448	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2452	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2470	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2475	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2478	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
Largeur du dossier Matrx						
SJE2481	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
SJE2482	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
SJE2484	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
SJE2486	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
SJE2488	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
SJE2490	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
SJE2492	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
SJE2505	<input type="checkbox"/>	Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante	NC : 5500, 5600	○	○	
SJE2510	<input type="checkbox"/>	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	2510

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence escamotable droite						
SJE3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	○	○	
SJE3020	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJE3030	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450	○	○	
SJE3040	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJE3050	<input type="checkbox"/>	Support amputé - Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	148,00	
Potence escamotable gauche						
SJE3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	○	○	
SJE3120	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJE3130	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450	○	○	
SJE3140	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJE3150	<input type="checkbox"/>	Support amputé - Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	148,00	
Palette droite						
SJE3200	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJE3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
SJE3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	234,12	247,00	
Palette gauche						
SJE3300	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJE3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
 Tubes porte-palettes						
SJE3400	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm	NC : 9400	134,60	142,00	
SJE3410	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○	
SJE3420	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		◆	◆	
SJE3430	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○	
SJE3440	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		◆	◆	
SJE3450	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○	
* LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette fixe (3200 / 3300) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette réglable (3210 / 3310) = 105,76 €						
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Garde-boue / Protège-vêtement (obligatoires pour accoudoirs tube)						
SJE3750	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4120, 4130, 4140	○	○	
SJE3800	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4120, 4130, 4140, 8160	○	○	
Accoudoir droit						
SJE4010	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		◆	◆	
SJE4030	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00	



Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SJE4040	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		 4050 / 4150
SJE4050	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00		
Accoudoir gauche							
SJE4110	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆		 4030 / 4130
SJE4120	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○		
SJE4130	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00		
SJE4140	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		
SJE4150	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00		
TYPE DE COUSSIN							
SJE5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm	NC : 5050, 5052, 5054	33,08	34,90		 5000  5006 / 5007 5008 / 5009  5010  5020 5040  5044
SJE5006	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00	
SJE5007	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	
SJE5008	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	
SJE5009	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00	
SJE5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} épaisseur 100 mm - Poids max utilisateur : 120 kg - Code LPPR : 1204839		76,78	81,00	81,00	
SJE5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Image	NC : 5054	246,45	260,00		
SJE5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra	NC : 5054	265,40	280,00		
SJE5044	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra , housse Mesh respirante micro-aérée noire, épaisseur 70 mm		293,84	310,00		
PROFONDEUR DU COUSSIN FLO-TECH OU MATRX							
SJE5050	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
SJE5052	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
SJE5054	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 5090	○	○		
AUTRES OPTIONS D'ASSISE							
SJE5090	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00		 5400 5500  5600  5650
SJE5400	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet ajustable		10,43	11,00		
SJE5500	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 5650	105,21	111,00		
SJE5600	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier rigide et fixe	NC : 5650	105,21	111,00		
SJE5650	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation	Uniquement compatible avec dossier Matrx	441,71	466,00		
COULEUR							
Châssis							
SJE6000	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
SJE6010	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○		
SJE6015	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○		
SJE6040	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		○	○		
SJE6045	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		○	○		


Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SJE6060	<input type="checkbox"/>	Gris Perle		○	○		
SJE6070	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
SJE6099	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial - Précisez RAL :		sur devis			
Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)							
SJE6100	<input type="checkbox"/>	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		◆	◆		
SJE6110	<input type="checkbox"/>	Bleu Mat		117,54	124,00		
SJE6200	<input type="checkbox"/>	Violet Mat		117,54	124,00		
ROUES AVANT							
SJE7000	<input type="checkbox"/>	4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft		○	○		 7000
SJE7055	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir		◆	◆		 7055
SJE7070	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/8" - 125 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00		 7070
ROUES ARRIERE							
Type de roues arrière							
SJE7200	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320, 7410	○	○		 7200 / 7230 7240
SJE7230	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320	○	○		
SJE7240	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 7410, 8000, 8160	◆	◆		
Revêtement de roues arrière							
SJE7302	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○		 1" 1.3/8" 1.3/8" 7315 7304 7302
SJE7304	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
SJE7315	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		◆	◆		
SJE7320	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir Maxxis Alpha Protect 1" - 25 - 540		83,41	88,00		
Type de mains courantes							
SJE7400	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		 7320
SJE7410	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable (Uniquement avec roues 24" rayonnage croisé)		119,43	126,00		
SJE7420	<input type="checkbox"/>	Noires - Plastique antidérapant		127,01	134,00		
Axes de roues arrière							
SJE7500	<input type="checkbox"/>	Axe à démontage rapide		◆	◆		
Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)							
SJE7620	<input type="checkbox"/>	50 mm		○	○		
SJE7630	<input type="checkbox"/>	25 mm		◆	◆		
Angle de carrossage							
SJE7700	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆		
SJE7710	<input type="checkbox"/>	1°		○	○		
SJE7720	<input type="checkbox"/>	2°		○	○		
SJE7730	<input type="checkbox"/>	3°		○	○		
SJE7740	<input type="checkbox"/>	4°		○	○		
OPTIONS DE CHASSIS							
SJE8000	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons, la paire (Transparent pour roues 22" ou noir pour roues 24" rayonnage croisé)		165,88	175,00		 8000
SJE8030	<input type="checkbox"/>	Pompe haute pression (jusqu'à 12 bar)		134,60	142,00		
TYPE DE FREINS							
SJE8100	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆		 8100 8110 8120 8130 8160
SJE8110	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		○	○		
SJE8120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extention		10,43	11,00		
SJE8130	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer avec extention		10,43	11,00		
SJE8160	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		178,20	188,00		

Invacare® Action®⁵ Rigid	Euros	
	Prix Public	LPPR
	HT	TTC

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 

OPTIONS DE SECURITE

SJE8200	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)		24,64	26,00		 8300 8500 8550
SJE8300	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, boucle plastique		31,28	33,00		
SJE8500	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	134,60	142,00		
SJE8550	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	134,60	142,00		
SJE8600	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs pour roues		38,86	41,00		

ACCESSOIRES

SJE9000	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00		 9100 9200
SJE9100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		42,65	45,00		
SJE9200	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		42,65	45,00		
SJE9300	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		8,53	9,00		

Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise

(mm)	Largeur d'assise en mm									
	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
360		○	○	○						
380			○	○	○					
410				○	○	○				
430					○	○	○			
460						○	○	○		
480							○	○	○	
510								○	○	○

Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière

	Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant					Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière						
	(mm)	410	435	460	485	510	(mm)	385	410	435	460	485
Taille roue avant	4"	x	x	x	x		Taille roue arrière	22"	x	x	x	x
	5"	x	x	x	x	x		24"	x	x	x	x

Rampes en accessoire

1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128 1654129 1654130
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		