



Yes, you can.®



## UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :  
**4 554,00 € TTC**

Codes LPPR :

- 9124749 - VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, INVACARE : 558,99 €

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.



### Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Caractéristiques produit

Type de châssis	Cadre rigide, pour personne à forte corpulence
Matière	Aluminium
Potences	Escamotables et amovibles
Dossier	Rabattable sur l'assise avec fonction de verrouillage
Poignées de transfert	réglables en hauteur de série
<b>Inédit !</b>	Système de déplacement du fauteuil à la verticale
Poids total	A partir de 27 kg
Poids max utilisateur	300 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

### Commandes




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases       Configuration standard       Option sans supplément de prix

Invacare® Action® Ampla™				Euros		
				Prix Public	LPPR	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SMB0001	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® Ampla™ - code LPPR 9124749		4316,59	4554,00	558,99	
SMBSPEC	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale, obligatoire pour coloris spécial		Sur devis			
<b>TYPE DE PROPULSION</b>						
SMB0500	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆		
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
SMB1020	<input type="checkbox"/> 605 mm	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte RECOMMANDÉ - option 9060	○	○		
SMB1030	<input type="checkbox"/> 655 mm		○	○		
SMB1040	<input type="checkbox"/> 705 mm		○	○		
SMB1050	<input type="checkbox"/> 755 mm		○	○		
<b>Profondeur d'assise - voir dessin à droite</b>						
Profondeur utile (A) = distance entre bord de toile d'assise et bord avant du coussin de dossier						
Profondeur totale (B) = distance entre bord de toile d'assise et devant cannes de dossier						
SMB1100	<input type="checkbox"/> 460 mm utile (mesure A) et 495 mm totale (mesure B)		○	○		
SMB1110	<input type="checkbox"/> 510 mm utile (mesure A) et 545 mm totale (mesure B)		○	○		
<b>Hauteur sol/siège - livré en standard avec une pente d'assise de 1° (cf tableau N°1)</b>						
SMB1220	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 430 mm		○	○		
SMB1230	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 455 mm		◆	◆		
<b>Toile d'assise</b>						
SMB1300	<input type="checkbox"/> Toile d'assise standard		◆	◆		
<b>DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier</b>						
SMB2000	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur de 450 mm à 525 mm, livré en 450 mm		◆	◆		
SMB2010	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur - 450 mm à 525 mm, livré en 500 mm		○	○		
<b>Coussin de dossier</b>						
SMB2100	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier réglable en hauteur		◆	◆		
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
<b>Potence droite</b>						
SMB3110	<input type="checkbox"/> Potence amovible et escamotable int. / ext.		◆	◆		
<b>Potence gauche</b>						
SMB3210	<input type="checkbox"/> Potence amovible et escamotable int. / ext.		◆	◆		
<b>Palette droite (cf tableau N°2)</b>						
SMB3400	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	NC : 3550, 3570	○	○		
SMB3420	<input type="checkbox"/> Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	NC : 3550, 3570	◆	◆		
SMB3450	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	NC : 3500, 3520	○	○		
SMB3470	<input type="checkbox"/> Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	NC : 3500, 3520	○	○		
<b>Palette gauche (cf tableau N°2)</b>						
SMB3500	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm		○	○		
SMB3520	<input type="checkbox"/> Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm		◆	◆		
SMB3550	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm		○	○		
SMB3570	<input type="checkbox"/> Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm		○	○		



Invacare® Action® Ampla™				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
<b>POIGNÉES DE TRANSFERT (INCLUS GARDE-BOUE)</b>							
<b>Poignée de transfert droite</b>							
SMB4110	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert droite réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm		◆	◆	 4110 / 4210	
<b>Poignée de transfert gauche</b>							
SMB4210	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert gauche réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm		◆	◆		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
SMB5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard - épaisseur 60 mm		138,31	139,00	34,90	
<b>COLORIS DE CHASSIS ET DECALS</b>							
<b>Coloris de châssis</b>							
SMB6010	<input type="checkbox"/>	Gris Tech		○	○		
SMB6099	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial		sur devis			
<b>Colour Accents (autocollants sur potences et étiquette à l'arrière du dossier)</b>							
SMB6500	<input type="checkbox"/>	Bleu Pulsé		◆	◆		
<b>ROUES AVANT</b>							
SMB7010	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 35 mm		◆	◆		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
SMB7100	<input type="checkbox"/>	24" x 1" composite, bandage noir et mains courantes en alu. anodisé noir - 610 x 25 mm		◆	◆	 7100	
<b>Axes de roues arrière</b>							
SMB7200	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
<b>FREINS</b>							
SMB8000	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser	NC : 8010	◆	◆		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
SMB8500	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxis)	NC : 9020, 9030, 9040	198,10	209,00	 8520	
SMB8510	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		73,93	78,00		
SMB8520	<input type="checkbox"/>	Tubes anti-basculer, la paire	NC : 9060	306,16	323,00		
<b>AUTRES OPTIONS</b>							
SMB9050	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en hauteur		304,27	321,00	 9050	
SMB9060	<input type="checkbox"/>	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte - (avec fonction anti-basculer)	RECOMMANDÉ pour les largeurs d'assise de 605 mm à 755 mm	532,70	562,00		 9060

Tableau 1 : hauteur d'assise avant et arrière

		Hauteur d'assise avant (FSTF)				
		(mm)	380	405	430	455
Hauteur d'assise arrière (RSTF)	370	○				
	395		○			
	420			○		
	445				○	

Tableau 2 :

Réglage de la hauteur des repose-pieds avec tubes longs					
	UL				
Hauteur d'assise avant	445	465	485	505	525
380					
405					
430					
455					