


# Action<sup>®3</sup> Junior



Din resa, ditt sätt



Yes, you can.



# Lätt och **hopfällbar**


Den lätta, hopfällbara rullstolen har designats med barn i åtanke, som omfattar frihet, nöje och stil med komfort. Den moderna designen skapar en rullstol att vara stolt över och tack vare dess integrerade flexibilitet vad gäller bredd- och djup gör att barnet och stolen kan växa tillsammans. Detta gör Action 3 Junior till en sann följeslagare.

- ▶ Innovativt teleskopiskt hopfällningssystem
- ▶ Anpassningsbar
- ▶ Justerbar sitthöjd och balanspunkt



# 3

## HUVUD FUNKTIONER



1

### Innovativt teleskopiskt hopfällningssystem

**Action<sup>3</sup> Junior**-rullstolen kan förändras tillsammans med barnet utan att den behöver bytas ut, vilket säkerställer en perfekt och bekväm passform när barnet växer. Detta genom att hopfällningssystemet har ett teleskopiskt kryss som gör att sitsen kan justeras i bredd och djup. Med den följsamma klädseln på sitsen och ryggstödet som möjliggör en snabb och enkel breddjustering, det finns inget behov av ytterligare delar!

2

### Justerbar sitthöjd och balanslägen

Denna funktion hos **Action<sup>3</sup> Junior** har utformats för att förbättra köregenskaper för barnet eftersom det tillåter att drivhjulet kan positioneras i flera lägen. Man kan också välja mellan tre olika sitthöjder, 410, 435 och 560 mm.




3

### Konfigurerad för anpassning

Rullstolen har designats för att låta barnet anpassa sin stol för att inte bara möta deras funktionella behov men också deras stil. Välj från ett urval av mjuka eller livfulla ramfärger och sedan mellan 3 moderna ekerskyddsdesigner. Utbudet av tillbehör som finns till **Action<sup>3</sup> Junior** förbättrar anpassningen av rullstolen ytterligare, så som en rad olika länkhjul, armstöd, benstöd med mera.

## Funktioner och tillval ▼



### ◀ Ekerskydd

Ekerskydd i tre moderna designar att välja mellan tillsammans med 6 ramfärger.



### ◀ Länkhjul

3 olika typer av länkhjul tillgängliga: ① 125x25mm blinkande massivt hjul, ② 125x40mm massivt hjul svart och ③ 125x25mm massivt hjul svart (fel färg på bilden)



### ◀ Armstöd

Avtagbart och höj- och sänkbart armstöd ① och juniorarmstöd ② finns tillgängliga samt alternativ för sidoskydd ③ och däckskydd ④.



### ▲ Benstöd

① 90° benstöd, ② 80° benstöd och ③ vinkelställbart benstöd, justerbart från 0° till 80°, allt för att passa alla behov.



### ▲ Ryggstödsklädsel

Justerbar i bredd, möjliggör enkel hantering och transport. Ryggöverdrag i flera storlekar.

## Tillval ▾



### ▲ Bordsbricka

Förutom det vanliga skjutbara bordet, är swingawaybordet lätt att använda, enkelt att fälla fram och ta bort när bordet inte längre används.



### ▲ Sittdyna

50 mm höglastisk skumdyna ger extra komfort för användaren.



### ▲ Ergonomiska körhandtag

De justerbara handtagen garanterar komfort och användarvänlighet för vårdaren. Ett breddjusterbart ryggstöd kan också läggas till (eller används på egen hand) för att göra ryggstödet styvare och det kan användas som nackstöds för ökad komfort hos användaren.



### ▲ Benstöd med abduktionsposition

Med 80° benstöd är det möjligt att få en abduktionsposition på 30° för dem med höftproblem.



### ▲ Transportmodell

Transportmodellen har en sitthöjd på 460 mm med 12" drivhjul.



### ▲ Positioneringsbälte

Positioneringsbälte utvecklad tillsammans med Bodypoint® för en trygg och enkel positionering. 2-punkts infästning med spänne med enkeldrag. Finns i två storlekar, en med brukarvikt upp till 50kg och en upp till 80kg.



### ▲ Stabiliseringsatts

Stabiliseringsatts ger stabilitet för aktiva barn som kan tänkas klättra på rullstolen och för barn som har en tendens att bli överentusiastiska när de driver på hjulen.



## Tekniska data ▼

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)



Sittbredd ▼



Sittdjup ▼



Sitsvinkel ▼



Sitthöjd ▼



Intervall ryggstöds-  
vinkel ▼



Ryggstöds-  
höjd ▼



Benstöds-  
vinkel ▼

**Drivhjul 20  
eller 22 tum**

205 / 230 / 255 /  
280 / 305 / 330 /  
355 / 380 mm

200 - 250 / 250 -  
300 / 300 - 350 /  
275 - 325 / 325  
- 375mm

1.5° / 5° / 8.5°

410 / 435 /  
460 mm

0° / 7° / 0° - 30°

350 - 430 mm

80° / 90° /  
0° - 80°

**Drivhjul 12 tum**

305 / 330 /  
355 / 380 mm

250 - 300 /  
300 - 350 mm

1.5° / 5° / 8.5°

410 / 435 /  
460 mm

0° / 7° / 0° - 30°

350 - 430 mm


80° / 90° /  
0° - 80°



Benstöds-  
längd ▼



Intervall  
armstöds-  
höjd ▼



Totalbredd ▼



Bredd  
ihopfäld ▼



Totallängd inkl  
fotplatta ▼



Totallängd  
utan benstöd ▼



Totalhöjd ▼

**Drivhjul 20  
eller 22 tum**

125 - 450 mm

150 - 250 /  
180 - 280 mm

Seat width + 190 /  
+ 170\* mm

315 / 270\* mm

740 - 965 mm

510 - 740 mm

870 - 1130 mm

**Drivhjul 12 tum**

125 - 450 mm

150 - 250 /  
180 - 280 mm

Seat width + 190 /  
+ 170\* mm

315 / 270\* mm

900 - 1000 mm

670 - 770 mm

870 - 1130 mm



Max lutning vid  
användning  
av parkerings-  
broms ▼



Svängradie ▼



Max brukar-  
vikt ▼



Vikt ▼



Transportvikt ▼



**Drivhjul 20  
eller 22 tum**

12°

750 mm

80 kg

15 / 14.5<sup>l</sup> kg

8.5 / 12<sup>l</sup> kg

**Drivhjul 12 tum**

12°

750 mm

80 kg

15 / 14.5<sup>l</sup> kg

8.5 / 12<sup>l</sup> kg

1. Transportmodell

## Ramfärger ▼

Pearl White



Matt Black



Matt Red



Intense Yellow



Polar Blue



Candy Pink



Black Nylon



Stolens färger kan skilja sig jämfört med färgerna som visas här.

## Klädsel ▼

Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



Yes, you can.®



© 2023 Invacare International Sarl Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. Action3 Junior - SE - 11/2023