

Invacare® Action³ Junior® Evolutive

CE



Crash test
ISO 7176-19



Transport
gewicht 9 KG



80 KG



Manuele modulaire rolstoel
Maximaal gebruikersgewicht:
80 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:



◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
CNC0025	◆	Basimodel Action3 Junior	1.910,00
CNC0100	◆	Action3 Junior zelfrijder	
CNC0151	◆	Zitbreedte 330 mm	
CNC0171	◆	Zitdiepte instelbaar 325 - 375 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	
CNC0260	◆	Zithoogte 460 mm	
CNC0335	◆	Nylon met klittenband stroken op zitmat	
CNC0380	◆	Rugleuning vast 7° instelbaar op 370, 400 en 430 mm hoogtes, ingesteld op 370 mm	
CNC0475	◆	Rugbekleding gepolsterd, hoogte en breedte verstelbaar	
CNC0520	◆	Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 80°, weg-zwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat rechts	
CNC0570	◆	Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 80°, weg-zwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat links	
CNC0610	◆	Voetplaat opklapbaar en hoekinstelbaar, rechts	
CNC0630	◆	Voetplaat opklapbaar en hoekinstelbaar, links	
CNC0640	◆	Armsteun afneembaar en hoogte instelbaar 180-280 mm, rechts	
CNC0740	◆	Armsteun afneembaar en hoogte instelbaar 180-280 mm, links	
CNC0956	◆	Framekleur polar blue	
CNC1007	◆	Voorwielen 5" X 1", zwart, massief	
CNC1030	◆	Achterwielen 22"	
CNC1040	◆	Standaard achterwielen	
CNC1130	◆	Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CNC1140	◆	Hoepels Aluminium, geanodiseerd	
CNC1180	◆	Quick Release assen	
CNC1190	◆	Achterwielpositie standaard	
CNC1270	◆	Standaard drukremmen	
CNC1345	◆	Taxifixatiebevestigingen	
CNC1430	◆	Trapdop rechts	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	1.910,00
OVERIGE UITVOERINGEN			
CNC0100	◆	Action3 Junior zelfrijder	
CNC0110		Transit uitvoering (niet i.c.m. zithoogte 410 mm, trapdop) met anti-tip aan rechterzijde	GM
ZITBREEDTE			
CNC0140		Zitbreedte 205 mm (incl. stabilisatiekit)	GM
CNC0141		Zitbreedte 230 mm (incl. stabilisatiekit)	GM
CNC0142		Zitbreedte 255 mm (incl. stabilisatiekit)	GM
CNC0143		Zitbreedte 280 mm (incl. stabilisatiekit)	GM
CNC0150		Zitbreedte 305 mm	GM



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

CNC0151	◆	Zitbreedte 330 mm	
CNC0152		Zitbreedte 355 mm	GM
CNC0153		Zitbreedte 380 mm	GM
ZITDIEPTE			
CNC0160		Zitdiepte instelbaar 200 - 250 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	49,00
CNC0161		Zitdiepte instelbaar 250 - 300 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	49,00
CNC0162		Zitdiepte instelbaar 300 - 350 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	49,00
CNC0170		Zitdiepte instelbaar 275 - 325 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	49,00
CNC0171	◆	Zitdiepte instelbaar 325 - 375 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	
ZITHOOGTE			
CNC0260	◆	Zithoogte 460 mm	
CNC0270		Zithoogte 435 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	83,00
CNC0280		Zithoogte 410 mm (niet i.c.m. trapdop)	121,00
ZITBEKLEDING			
CNC0320		Zonder zitmat	GM
CNC0335	◆	Nylon met klittenband stroken op zitmat	GM
ZITOPTIES			
CNC0362		Zitkussen, Matrx Flo-tech Essential Junior	211,00
CNC0363		Zitkussen, Vicair Vector Junior O2 (wordt geleverd met twee O2 Top Covers)	918,00
CNC0367		Diepte zitkussen 250 mm (alleen voor Vicair-zitkussen)	GM
CNC0368		Diepte zitkussen 300 mm (alleen voor Vicair-zitkussen)	GM
CNC0369		Diepte zitkussen 350 mm (alleen voor Vicair-zitkussen)	GM
RUGLEUNING			
CNC0380	◆	Rugleuning vast 7° instelbaar op 370, 400 en 430 mm hoogtes, ingesteld op 370 mm	
CNC0390		Hoekverstelbare rug 0° tot 30°, instelbaar 350-430 hoogte, ingesteld op 370 mm (alleen met amputatie-as positie)	222,00
CNC0400		Vouwbare rugleuning, instelbaar 370-430 mm, ingesteld op 370 mm (niet i.c.m. hoofdsteen)	133,00
CNC0420		Neerklapbare rug (vaste hoogte 400 mm), incl. in hoogte verstelbare duwhandvatten	329,00
CNC0425		Rugleuning vast 7° instelbaar 400 - 430 mm hoogte met in hoogte verstelbare duwhandvatten	320,00
CNC1426		Set duwhandvatten, type "wandelwagen"	176,00
RUGBEKLEDING			
CNC0465		Zonder rugbekleding	GM
CNC0475	◆	Rugbekleding gepolsterd, hoogte en breedte verstelbaar	
CNC0480		Rugbekleding naspanbaar (7 banden) Nylon	86,00
BEENSTEUNEN (lengte instelbaar in stappen van 10 mm)			
CNC0500		Zonder beensteun, rechts	GM
CNC0550		Zonder beensteun, links	GM
CNC0510		Beensteun 80°, wegzwenkbaar rechts (alleen mogelijk in combinatie met vaste voetplaat)	GM
CNC0560		Beensteun 80°, wegzwenkbaar links (alleen mogelijk in combinatie met vaste voetplaat)	GM
CNC0520	◆	Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat rechts	
CNC0570	◆	Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat links	
VOETPLATEN			
CNC0600		Voetplaat opklapbaar; rechts (inclusief hielband)	GM
CNC0620		Voetplaat opklapbaar; links (inclusief hielband)	GM
CNC0605		Voetplaat opklapbaar; diepte en hoekinstelbaar; rechts	52,00
CNC0625		Voetplaat opklapbaar; diepte en hoekinstelbaar; links	52,00
CNC0610	◆	Voetplaat opklapbaar en hoekinstelbaar; rechts (inclusief hielband)	
CNC0630	◆	Voetplaat opklapbaar en hoekinstelbaar; links (inclusief hielband)	
CNC0611		Eendelige voetplaat, breedte, hoek en diepte instelbaar (inclusief kuitband)	188,00



ARMSTEUNEN			
CNC0640	◆	Armsteun uitneembaar en hoogte instelbaar 200-280 mm, rechts	
CNC0740	◆	Armsteun uitneembaar en hoogte instelbaar 200-280 mm, links	
CNC0650		Spatbord, afneembaar en hoogte instelbaar rechts (niet i.c.m. werkblad)	14,00
CNC0750		Spatbord, afneembaar en hoogte instelbaar links (niet i.c.m. werkblad)	14,00
HOOFDSTEUN			
CNC0860		Hoofdsteun met zwarte wipe-down hoes, standaard multi-verstelbaar; inclusief rugfixatiestang	444,00
KUITBAND			
CNC0880		Kuitband, verstelbaar	30,00
STABILISATIE			
CNC0881		Stabilisatiekit voorkant	308,00
FRAMEKLEUR			
CNC0952		Framekleur pearl white	19,00
CNC0953		Framekleur matt black	19,00
CNC0954		Framekleur matt red	19,00
CNC0955		Framekleur intense yellow	19,00
CNC0956	◆	Framekleur polar blue	
CNC0957		Framekleur candy pink	19,00
VOORWIELEN			
CNC1007	◆	Voorwielen 5" X 1", zwart, massief	
MAAT ACHTERWIELEN			
CNC1010		Achterwielen 12" (alleen i.c.m. achterwielen met trommelremmen, massieve banden en vaste as)	46,00
CNC1020		Achterwielen 20" (alleen i.c.m. verstevigde achterwielen)	46,00
CNC1030	◆	Achterwielen 22" (alleen i.c.m. standaard achterwielen óf achterwielen met trommelremmen)	
TYPE ACHTERWIELEN			
CNC1040	◆	Standaard achterwielen (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider)	
CNC1045		Verstevigde achterwielen (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider)	62,00
CNC1050		Achterwielen met trommelremmen (niet i.c.m. druk- en trekremmen)	GM
BANDEN			
CNC1120		Massieve banden, zwart, 1.3/8"	GM
CNC1130	◆	Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
HOEPELS			
CNC1140	◆	Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CNC1141		Hoepels aluminium, anti slip kunststof	216,00
ACHTERWIELASSEN			
CNC1170		Vaste as	GM
CNC1180	◆	Quick Release assen	
ACHTERWIELPOSITIE			
CNC1190	◆	Standaard achterwielpositie	
CNC1200		Amputatiepositie	GM
SPAAKBESCHERMERS			
CNC1253		Spaakbeschermers transparant, per paar	320,00
CNC1254		Spaakbeschermers pixel, per paar	320,00
CNC1255		Spaakbeschermers snowflakes, per paar	320,00
REMMEN			
CNC1270	◆	Standaard drukremmen	
CNC1275		Trekremmen	124,00
CNC1280		Trommelremmen voor begeleider	648,00
CNC1390		Remverlengers, per paar	64,00
ANTI-TIP			
CNC1370		Anti-tip systeem (niet i.c.m. trapdop)	88,00



0881



1000



1060



1070



1090

OPTIES		
CNCI345	◆	Taxifixatiebevestigingen
CNCI362		Veiligheidsgordel Bodypoint 2-punts, S 110 mm lang, max. gebr. gewicht 50 kg
CNCI364		Veiligheidsgordel Bodypoint 2-punts, M 140 mm lang
CNCI380		Reflectorkit (inclusief oranje reflector en rode reflecterende stickers voor achterzijde rolstoel)
CNCI430	◆	Trapdop rechts
CNCI440		Trapdop links
CNCI470		Werkblad, transparant
CNCI471		Werkblad, transparant, wegklapbaar rechts
CNCI472		Werkblad, transparant, wegklapbaar links
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)		
		Alber e-fix E35, elektrische hulpaandrijving, 22" uitv.* incl. lader
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning, 22" uitv.* incl. lader
		Alber via GO V24, elektrische duwhulp* incl. lader
		Alber viamobil V25, elektrische duw- en remhulp* incl. lader
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten
INVACARE UNIQUE		
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel, vul dan het Invacare Unique-formulier in.



I470

