

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Action³ Junior®



Manuele modulaire rolstoel
Maximaal gebruikersgewicht:
80 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
CNB0025	◆ Basimodel Action3 Junior	1.675,00
CNB0100	◆ Action3 Junior zelfrijder	
CNB0190	◆ Zitbreedte 330 mm (niet i.c.m. instelbare zitdiepte 250-300 mm, zitdiepte 300 mm)	
CNB0250	◆ Zitdiepte 350 mm	
CNB0260	◆ Zithoogte 460 mm	
CNB0340	◆ Gepolsterde nylon zitbekleding	
CNB0380	◆ Rugleuning vast 7° instelbaar op 370, 400 en 430 mm hoogtes, ingesteld op 370 mm	
CNB0475	◆ Rugbekleding gepolsterd, hoogte en breedte verstelbaar	
CNB0520	◆ Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat rechts	
CNB0570	◆ Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat links	
CNB0610	◆ Voetplaat opklapbaar en hoekinstelbaar, rechts	
CNB0630	◆ Voetplaat opklapbaar en hoekinstelbaar, links	
CNB0640	◆ Armsteun afneembaar en hoogte instelbaar 180-280 mm, rechts	
CNB0740	◆ Armsteun afneembaar en hoogte instelbaar 180-280 mm, links	
CNB0956	◆ Framekleur polar blue	
CNB1007	◆ Voorwielen 5" X 1", zwart, massief	
CNB1030	◆ Achterwielen 22"	
CNB1040	◆ Standaard achterwielen	
CNB1130	◆ Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CNB1140	◆ Hoepels Aluminium, geanodiseerd	
CNB1180	◆ Quick Release assen	
CNB1190	◆ Achterwielpositie standaard	
CNB1270	◆ Standaard drukremmen	
CNB1430	◆ Trapdop rechts	
CNB1345	◆ Taxifixatiebevestigingen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	1.675,00
OVERIGE UITVOERINGEN		
CNB0100	◆ Action3 Junior zelfrijder	
CNB0110	Transit uitvoering (niet i.c.m. zithoogte 410 mm, trapdop) met anti-tip aan rechterzijde	GM
ZITBREEDTE		
CNB0190	◆ Zitbreedte 330 mm (niet i.c.m. instelbare zitdiepte 250-300 mm, zitdiepte 300 mm)	
CNB0180	Zitbreedte 305 mm (alleen i.c.m. 80° beensteunen, enkel met 20" wielen in amputatiepositie, niet i.c.m. zitdiepte 350 mm, zitdiepte instelbaar 300-350 mm)	GM
CNB0200	Zitbreedte 355 mm (niet i.c.m. instelbare zitdiepte 250-300 mm, zitdiepte 300 mm)	GM
ZITDIEPTE		
CNB0250	◆ Zitdiepte 350 mm	
CNB0240	Zitdiepte 300 mm	GM
CNB0251	Zitdiepte instelbaar 250 - 300 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	47,00
CNB0252	Zitdiepte instelbaar 300 - 350 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	47,00
ZITHOOGTE		
CNB0260	◆ Zithoogte 460 mm	
CNB0280	Zithoogte 410 mm (niet i.c.m. trapdop)	116,00
CNB0270	Zithoogte 435 mm (niet i.c.m. gepolsterde zitting, zitkussens)	80,00




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

ZITBEKLEDING			
CNB0340	◆	Gepolsterde nylon zitbekleding	
CNB0320		Zonder zitmat	GM
CNB0330		Nylon met klittenband stroken op zitmat	GM
ZITOPTIES			
CNB0362		Zitkussen, Matrix Flo-tech Essential Junior (wordt geleverd op separate order in de gekozen zitbreedte en diepte van de rolstoel. Levering onder condities die gelden voor Matrix Flo-tech kussens)	203,00
RUGLEUNING			
CNB0380	◆	Rugleuning vast 7° instelbaar op 370, 400 en 430 mm hoogtes, ingesteld op 370 mm	
CNB0390		Hoekverstelbare rug 0° tot 30°, instelbaar 350-430 hoogte, ingesteld op 370 mm (alleen met amputatie-as positie)	213,00
CNB0400		Vouwbare rugleuning, instelbaar 370-430 mm, ingesteld op 370 mm (niet i.c.m. hoofdsteun)	128,00
CNB0420		Neerklapbare rug (vaste hoogte 400 mm), incl. in hoogte verstelbare duwhandvatten	316,00
CNB0425		Rugleuning vast 7° instelbaar 400 - 430 mm hoogte met in hoogte verstelbare duwhandvatten	308,00
CNB1426		Set duwhandvatten, type "wandelwagen"	169,00
RUGBEKLEDING			
CNB0475	◆	Rugbekleding gepolsterd, hoogte en breedte verstelbaar	
CNB0465		Zonder rugbekleding	GM
CNB0480		Rugbekleding naspanbaar (7 banden) Nylon	83,00
BEENSTEUNEN (lengte instelbaar in stappen van 10 mm)			
CNB0520	◆	Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat rechts	
CNB0570	◆	Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat links	
CNB0500		Zonder beensteun, rechts	GM
CNB0550		Zonder beensteun, links	GM
CNB0510		Beensteun 80°, wegzwenkbaar rechts (alleen mogelijk in combinatie met vaste voetplaat)	GM
CNB0560		Beensteun 80°, wegzwenkbaar links (alleen mogelijk in combinatie met vaste voetplaat)	GM
VOETPLATEN			
CNB0610	◆	Voetplaat opklapbaar en hoekinstelbaar; rechts	
CNB0630	◆	Voetplaat opklapbaar en hoekinstelbaar; links	
CNB0605		Voetplaat opklapbaar; diepte en hoekinstelbaar; rechts	50,00
CNB0625		Voetplaat opklapbaar; diepte en hoekinstelbaar; links	50,00
CNB0600		Voetplaat opklapbaar; rechts	GM
CNB0620		Voetplaat opklapbaar; links	GM
CNB0611		Eéndelige voetplaat, breedte, hoek en diepte instelbaar	181,00
ARMSTEUNEN			
CNB0640	◆	Armsteun uitneembaar en hoogte instelbaar 200-280 mm, rechts	
CNB0740	◆	Armsteun uitneembaar en hoogte instelbaar 200-280 mm, links	
CNB0650		Spatbord, afneembaar en hoogte instelbaar rechts (niet i.c.m. werkblad)	13,00
CNB0750		Spatbord, afneembaar en hoogte instelbaar links (niet i.c.m. werkblad)	13,00
HOOFDSTEUN			
CNB0860		Hoofdsteun met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes, standaard multi-verstelbaar; inclusief rugfixatiestang	427,00
KUITBAND			
CNB0880		Kuitband, verstelbaar	29,00
FRAMEKLEUR			
CNB0956	◆	Framekleur polar blue	
CNB0952		Framekleur pearl white	18,00
CNB0953		Framekleur matt black	18,00
CNB0954		Framekleur matt red	18,00
CNB0955		Framekleur intense yellow	18,00
CNB0957		Framekleur candy pink	18,00



0380 0390 0425 0400



1426 0475 0480



0510 / 0560 0520 / 0570



0605 0625 0600 0620



0611

VOORWIELEN			
CNBI007	◆	Voorwielen 5" X 1", zwart, massief	
MAAT ACHTERWIELEN			
CNBI030	◆	Achterwielen 22" (alleen i.c.m. standaard achterwielen óf achterwielen met trommelremmen)	
CNBI010		Achterwielen 12" (alleen i.c.m. achterwielen met trommelremmen, massieve banden en vaste as)	44,00
CNBI020		Achterwielen 20" (alleen i.c.m. verstevigde achterwielen)	44,00
TYPE ACHTERWIELEN			
CNBI040	◆	Standaard achterwielen (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider)	
CNBI045		Verstevigde achterwielen (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider)	60,00
CNBI050		Achterwielen met trommelremmen (niet i.c.m. druk- en trekremmen)	GM
BANDEN			
CNBI130	◆	Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CNBI120		Massieve banden, zwart, 1.3/8"	GM
HOEPELS			
CNBI140	◆	Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CNBI141		Hoepels aluminium, anti slip kunststof	208,00
ACHTERWIELASSEN			
CNBI180	◆	Quick Release assen	
CNBI170		Vaste as	GM
ACHTERWIELPOSITIE			
CNBI190	◆	Standaard achterwielpositie	
CNBI200		Amputatiepositie	GM
SPAAKBESCHERMERS			
CNBI254		Spaakbeschermers pixel, per paar	308,00
CNBI255		Spaakbeschermers snowflakes, per paar	308,00
CNBI253		Spaakbeschermers transparant, per paar	308,00
REMMEN			
CNBI270	◆	Standaard drukremmen	
CNBI280		Trommelremmen voor begeleider	623,00
CNBI275		Trekremmen	119,00
CNBI390		Remverlengers, per paar	62,00
ANTI-TIP			
CNBI370		Anti-tip systeem (niet i.c.m. trapdop)	85,00
OPTIES			
CNBI430	◆	Trapdop rechts	
CNBI345	◆	Taxifixatiebevestigingen	
CNBI362	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel Bodypoint 2-punts, S 110 mm lang, max. gebr. gewicht 50 kg	47,00
CNBI364	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel Bodypoint 2-punts, M 140 mm lang	47,00
CNBI440		Trapdop links	33,00
CNB0881		Stabilisatiekit voorkant	296,00
CNBI380		Reflectorkit	51,00
CNBI470		Werkblad, transparant	462,00
CNBI471		Werkblad, transparant, wegklapbaar rechts	495,00
CNBI472		Werkblad, transparant, wegklapbaar links	495,00
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)			
		Alber e-fix E35, elektrische hulpaandrijving, 22" uitv.* incl. lader	
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning, 22" uitv.* incl. lader	
		Alber via GOV24, elektrische duwhulp* incl. lader	
		Alber viamobil V25, elektrische duw- en remhulp* incl. lader	
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	
INVACARE UNIQUE			
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	

