

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

## Invacare® Action<sup>®3</sup> NG



Crashtest  
ISO 7176-19



Transport  
gewicht 7,1 KG



135 KG\*



GESCHIKT VOOR  
HULPAANDRIJVING

Manuele modulaire rolstoel  
Maximaal gebruikersgewicht:  
135\* kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

\* Zitbreedte 505 mm 135 kg, overige 125 kg

Code	Omschrijving	€
<b>BASISMODEL</b>		
CEB0026	◆ Basismodel Action3 NG	1305,00
CEB0100	◆ Action3 NG zelfrijder	
CEB0210	◆ Zitbreedte 455 mm	
CEB0252	◆ Zitdiepte verstelbaar 400-450 mm	
CEB0260	◆ Zithoogte 510 mm	
CEB0340	◆ Zitbekleding nylon met klittenband stroken	
CEB0849	◆ Zitkussen schuim 50 mm (nylon en anti slip)	
CEB0878	◆ Diepte zitkussen 400 mm	
CEB0396	◆ Rugleuning vast 7° hoogte instelbaar 380 tot 460 mm, ingesteld op 380 mm, hoogte verstelbare duwhandvatten	
CEB0471	◆ Rugbekleding standaard, nylon sling (Jemima)	
CEB0510	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts	
CEB0560	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	
CEB0600	◆ Vaste voetplaat, opklapbaar rechts inclusief verstelbare hielband	
CEB0620	◆ Vaste voetplaat, opklapbaar links inclusief verstelbare hielband	
CEB0670 & 0770	◆ Armsteunen (N°2) wegzwenkbaar, uitneembaar, 240 mm hoogte, lange armlegger	
CEB0961	◆ Framekleur slate grey	
CEB1005	◆ Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, lucht	
CEB0995	◆ Voorvork standaard	
CEB1068	◆ Achterwielen 24"	
CEB1071	◆ Standaard achterwielen	
CEB1084	◆ Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CEB1140	◆ Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CEB1180	◆ Quick Release Assen	
CEB1190	◆ Standaard achterwielpositie	
CEB1270	◆ Standaard drukremmen	
CEB1440	◆ Trapdop rechts	
CEB1345	◆ Taxifixatiebevestigingen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	1305,00
<b>OVERIGE UITVOERINGEN</b>		
CEB0100	◆ Action3 NG zelfrijder	
CEB0110	Action3 NG transit uitvoering met 12" achterwielen, met anti-tip aan rechterzijde	GM
CEB0140	Eenhandshoepelaandrijving - rechts (niet i.c.m. zithoogte 360 mm)	1159,00
CEB0150	Eenhandshoepelaandrijving - links (niet i.c.m. zithoogte 360 mm)	1159,00
<b>ZITBREEDTE</b>		
CEB0210	◆ Zitbreedte 455 mm	
CEB0180	Zitbreedte 380 mm (niet i.c.m. Laguna rugleuning)	134,00
CEB0190	Zitbreedte 405 mm	134,00
CEB0200	Zitbreedte 430 mm	134,00
CEB0220	Zitbreedte 480 mm (niet i.c.m. Laguna rugleuning)	268,00
CEB0230	Zitbreedte 505 mm (maximale gebruikersgewicht 135 kg)	268,00
<b>ZITDIEPTE</b>		
CEB0252	◆ Zitdiepte verstelbaar 400-450 mm (wordt geleverd op 430 mm) (alleen in combinatie mogelijk met zitbekleding nylon met klittenband stroken)	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



0110



0140 / 0150

CEB0240		Zitdiepte 400 mm	GM
CEB0250		Zitdiepte 450 mm	GM
CEB0251		Zitdiepte 500 mm (alleen in combinatie mogelijk met zitbekleding nylon met klittenband stroken)	GM
<b>ZITHOOGTE</b>			
CEB0260	◆	Zithoogte 510 mm (niet i.c.m. 5" voorwielen, 6" voorwielen, 22" achterwielen)	
CEB0315		Zithoogte 360 mm (alleen mogelijk in combinatie met 20" achterwielen, niet i.c.m. 6" voorwielen, 8" voorwielen, vaste voetplaten, eendelige voetplaat, armsteunen No.2, voetplaatbuis verlengd, trommelremmen, anti-tip systeem (I375), trapdoppen)	116,00
CEB0310		Zithoogte 385 mm (niet i.c.m. 6" voorwielen, 8" voorwielen, 12" achterwielen, 24" achterwielen, armsteunen No.2, voetplaat buis verlengd, trommelremmen, anti-tip systeem (I370), trapdoppen, alleen voor zitbreedtes: 430, 455 mm)	116,00
CEB0300		Zithoogte 410 mm (niet met 8" voorwielen, 12" achterwielen, voetplaat buis verlengd, trekremmen, anti-tip systeem (I370), trapdoppen)	116,00
CEB0290		Zithoogte 435 mm (niet i.c.m. 8" voorwielen, 12" transit wielen)	80,00
CEB0280		Zithoogte 460 mm	80,00
CEB0270		Zithoogte 485 mm (niet i.c.m. 5" voorwielen)	42,00
<b>ZITBEKLEDING</b>			
CEB0340	◆	Zitbekleding nylon met klittenband stroken	
CEB0320		Zonder zitmat	GM
CEB0330		Zitbekleding nylon zonder klittenband stroken op zitmat	GM
CEB0345		Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)	GM
CEB0350		Gepolsterde nylon zitbekleding (niet i.c.m. zitkussen)	GM
<b>RUGLEUNING</b>			
CEB0396	◆	Rugleuning vast 7° hoogte instelbaar 380 tot 460 mm, ingesteld op 380 mm, hoogte verstelbare duwhandvatten (niet i.c.m. rugbekleding gepolsterd, rugbekleding Laguna, hoofdsteun met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes)	
CEB0410		Rugleuning vast 7° hoogte 400 en 430 mm, ingesteld op 430 mm, met vaste duwhandvatten (niet i.c.m. rugbekleding standaard, rugbekleding Laguna)	GM
CEB0421		vast 7° Laguna, hoogte 510 mm, vaste duwhandvatten (alleen mogelijk in combinatie met rugbekleding Laguna, zitbreedtes 405, 430 en 455 mm, niet i.c.m. rugfixatiestang, standaard achterwielpositie, taxifixatie-bevestigingen)	265,00
<b>MATRIX RUG - hoek en hoogte instelbaar (H 160 t/m 410 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 2,5 cm breder dan rugbreedte; H 460 en 510 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 5 cm breder dan rugbreedte, rugfixatiestang vervalt)</b>			
CEB0451		Matrx Elite E2, H 160 mm incl.bevestiging	1.007,00
CEB0452		Matrx Elite E2, H 210 mm incl.bevestiging	1.007,00
CEB0453		Matrx Elite E2, H 260 mm incl.bevestiging	1.007,00
CEB0454		Matrx Elite E2, H 310 mm incl.bevestiging	1.007,00
CEB0456		Matrx Elite E2, H 360 mm incl.bevestiging	1.007,00
CEB0461		Matrx Elite E2, H 410 mm incl.bevestiging	1.007,00
CEB0462		Matrx Elite E2, H 460 mm incl.bevestiging	1.007,00
CEB0457		Matrx Elite E2, H 510 mm incl.bevestiging	1.007,00
CEB0458		Matrx Elite E2 Deep, H 160 mm incl.bevestiging	1.134,00
CEB0459		Matrx Elite E2 Deep, H 210 mm incl.bevestiging	1.134,00
CEB0466		Matrx Elite E2 Deep, H 260 mm incl.bevestiging	1.134,00
CEB0467		Matrx Elite E2 Deep, H 310 mm incl.bevestiging	1.134,00
CEB0468		Matrx Elite E2 Deep, H 360 mm incl.bevestiging	1.134,00
CEB0463		Matrx Elite E2 Deep, H 410 mm incl.bevestiging	1.134,00
CEB0464		Matrx Elite E2 Deep, H 460 mm incl.bevestiging	1.134,00
CEB0469		Matrx Elite E2 Deep, H 510 mm incl.bevestiging	1.134,00
<b>MATRIX RUGGEN KEUZE BREEDTE</b>			
CEB0482		Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)	0,00
CEB0483		Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)	0,00
CEB0484		Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)	0,00
CEB0485		Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)	0,00
CEB0486		Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)	0,00
CEB0487		Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)	0,00



0396      0410      0421



0471      0475

CEB0488		Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)	0,00
<b>RUGBEKLEDING</b>			
CEB0471	◆	Rugbekleding standaard, nylon sling (Jemima) (niet i.c.m. hoofdsteen met zwarte wipe-down hoes)	
CEB0465		Zonder rugbekleding	GM
CEB0475		Rugbekleding gepolsterd met lumbaal ondersteuning (1 band)	85,00
CEB0480		Naspanbaar (7 banden), inclusief rugfixatiestang	310,00
CEB0490		Comfort rug Laguna met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes, 510 mm hoog (niet i.c.m. rugfixatiestang, hoofdsteen met zwarte wipe-down hoes, alleen mogelijk in combinatie met Laguna rugleuning vast)	178,00
<b>BEENSTEUNEN</b>			
CEB0510	◆	Beensteen 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts	
CEB0560	◆	Beensteen 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	
CEB0520		Comfort beensteen lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat rechts	167,00
CEB0570		Comfort beensteen lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat links	167,00
CEB0545		Amputatiesteun in hoogte en in hoek verstelbaar, rechts	265,00
CEB0595		Amputatiesteun in hoogte en in hoek verstelbaar, links	265,00
CEB0500		Zonder beensteen, rechts	GM
CEB0550		Zonder beensteen, links	GM
<b>VOETPLATEN</b>			
CEB0600	◆	Vaste voetplaat, opklapbaar rechts incl. verstelbare hielband	
CEB0620	◆	Vaste voetplaat, opklapbaar links incl. verstelbare hielband	
CEB0611		Eendelige voetplaat diepte en hoek instelbaar	181,00
CEB0935		Voetplaatbuis verlengd (onderbeenlengte: 450 - 530 mm)	57,00
CEB0936		Voetplaatbuis verkort (onderbeenlengte: 230 - 430 mm)	49,00
<b>ARMSTEUNEN PER PAAR (alle inclusief kledingbeschermers)</b>			
CEB0670 & 0770	◆	Armsteunen (N°2) wegzwenkbaar, uitneembaar, 240 mm hoogte, lange armlegger	
CEB0640 & 0740		Armsteunen (N°1), uitneembaar, hoogte instelbaar 200-280 mm, korte armlegger (niet i.c.m. werkblad)	GM
CEB0650 & 0750		Armsteunen (N°1), uitneembaar, hoogte instelbaar 200-280 mm, lange armlegger (niet i.c.m. werkblad)	GM
CEB0660 & 0760		Armsteunen (N°2), wegzwenkbaar, uitneembaar, 240 mm hoogte, korte armlegger	GM
CEB0675 & 0775		Armsteunen (N°3), wegzwenkbaar, uitneembaar, lange armlegger met opstaande elleboogondersteuning, hoogste instelbaar 170-295 mm	GM
CEB0697 & 0797		Armsteunen (N°4), uitneembaar, lange armlegger met opstaande elleboogondersteuning, hoogte en diepte instelbaar	GM
CEB0738 & 0838		Spatborden, uitneembaar, hoogte instelbaar	GM
CEB0739 & 0839		Armsteunen (N°6), gepolsterde buis, met verwijderbare kledingbeschermer, wegzwenkbaar (alleen i.c.m. 24" achterwielen in actieve/std achterwielpositie, niet i.c.m. taxifixatie, stokhouder, werkblad)	GM
<b>ZITOPIES</b>			
CEB0849	◆	Zitkussen schuim 50 mm (nylon en anti-slip)	
CEB0878	◆	Diepte zitkussen 400 mm	
CEB0869		Matrx Flo-tech Lite kussen	196,00
CEB0871		Matrx Contour NG Visco kussen	304,00
CEB0873		Matrx Flo-tech Image kussen	557,00
CEB0876		Matrx Flo-tech Libra kussen (5 dagen extra levertijd)	686,00
CEB0879		Diepte zitkussen 450 mm	GM
CEB0883		Diepte zitkussen 500 mm	GM
CEB0852		Zitting stabilisator (niet i.c.m. zitdiepte 500 mm)	116,00
<b>HOOFDSTEUN</b>			
CEB0906		Hoofdsteen met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes, standaard multi-verstelbaar, inclusief rugfixatiestang	427,00
<b>RUGFIXATIE</b>			
CEB0940		Rugfixatiestang, wegzwenkbaar en afneembaar	70,00



0480



0490



0510 / 0560

0520 / 0570

0545 / 0595

0600  
0620

0611



0670 / 0770



0660 / 0760



0650 / 0750



0640 / 0740




0738 / 0838



0739/0839



0849



0906

CEB0945		Rugfixatiestang, inklapbaar	115,00
<b>FRAMEKLEUREN</b>			
CEB0961	◆	Framekleur slate grey	
CEB0980		Framekleur anthracite black	18,00
CEB0964		Framekleur pearl white	18,00
CEB0966		Framekleur matt black	40,00
CEB0969		Framekleur matt red	40,00
CEB0974		Framekleur navy blue	40,00
CEB0976		Framekleur dark purple	40,00
<b>VOORWIELEN &amp; VOORVORK</b>			
CEB1005	◆	Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, lucht	
CEB0995	◆	Voorvork standaard	
CEB0996		Voorvork lichtgewicht	57,00
CEB1010		Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, massief	GM
CEB1030		Voorwielen 8" X 2", zwart, massief	GM
CEB1050		Voorwielen 6" X 1.1/4", zwart, massief (niet i.c.m. 12" achterwielen)	GM
CEB1054		Voorwielen 5" X 1", zwart, massief	GM
CEB1241		Voorwiel verlenging (50 mm naar buiten)	41,00
<b>MAAT ACHTERWIELEN</b>			
CEB1068	◆	Achterwielen 24" (niet i.c.m. spaakbescherms transparant 22" en 20")	
CEB1062		Achterwielen 12" (alleen i.c.m. achterwielen met trommelremmen en massieve banden)	44,00
CEB1064		Achterwielen 20" (alleen i.c.m. verstevigde achterwielen) (niet i.c.m. luchtbanden met weinig profiel)	44,00
CEB1066		Achterwielen 22" (niet i.c.m. spaakbescherms 24" zwart)	44,00
<b>TYPE ACHTERWIELEN</b>			
CEB1071	◆	Standaard achterwielen (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider, vaste achterwielassen)	
CEB1072		Verstevigde achterwielen (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider)	60,00
CEB1073		Achterwielen met trommelremmen (niet i.c.m. druk- en trekremmen en remmen voor éénhandsbediening)	GM
CEB1075		Eénhandsbediening (niet i.c.m. luchtbanden met profiel)	GM
<b>BANDEN</b>			
CEB1084	◆	Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CEB1082		Massieve banden, zwart, 1.3/8"	GM
CEB1088		Luchtbanden met weinig profiel, zwart, 1.3/8"	26,00
<b>HOEPELS</b>			
CEB1140	◆	Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CEB1150		Hoepels aluminium, anti slip kunststof (niet i.c.m. trommelremmen)	208,00
<b>ACHTERWIELASSEN</b>			
CEB1180	◆	Quick Release Assen	
CEB1170		Vaste achterwielassen	GM
<b>ACHTERWIELPOSITIE</b>			
CEB1190	◆	Standaard achterwielpositie	
CEB1185		Actieve achterwielpositie (niet i.c.m. taxifixatie)	GM
CEB1200		Passieve achterwielpositie	GM
CEB1201		Amputatiepositie	GM
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
CEB1260		Spaakbescherms 24" zwart, per paar	308,00
CEB1261		Spaakbescherms transparant 20" en 22", per paar	308,00
<b>REMMEN/REMVERLENGERS</b>			
CEB1270	◆	Standaard drukremmen	
CEB1280		Trommelremmen voor begeleider	623,00
CEB1275		Trekremmen	119,00
CEB1320		Remmen voor éénhandsbediening, rechts (niet i.c.m. remverlenger)	275,00
CEB1330		Remmen voor éénhandsbediening, links (niet i.c.m. remverlenger)	275,00
CEB1390		Remverlengers, per paar	62,00



0940



1390

ANTI-TIP			
CEBI370		Anti-tipsysteem, paar	85,00
CEBI375		Anti-tipsysteem met trapdoppen, paar	128,00
OPTIES			
CEBI440	◆	Trapdop rechts	
CEBI345	◆	Taxifixatiebevestigingen	
CEBI360		Veiligheidsgordel met clipsluiting	47,00
CEBI441		Trapdop, links	33,00
CEBI430		Stokhouder	28,00
CEBI230		Pomp met fixatie op het frame	28,00
CEBI480		Werkblad in kunststof	462,00
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)			
		Alber e-fix E35, elektrische hulpaandrijving* incl. lader	
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
		Alber via GO V24, elektrische duwhulp* incl.lader	
		Alber viamobil V25, elektrische duw- en remhulp* incl.lader	
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	
INVACARE UNIQUE			
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	



1375



1360



1230



1345



1430



1440 / 1441

