

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

## Invacare® Action<sup>4</sup> NG Heavy Duty CE



Crashtest  
ISO 7176-19



Transport  
gewicht 9 KG



160 KG



Manuele modulaire rolstoel  
Maximaal gebruikersgewicht:  
160 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
<b>BASISMODEL</b>		
CKG0026	◆ Basismodel Action4 NG	2.368,00
CKG0100	◆ Action4 NG Heavy Duty zelfrijder	
CKG0171	◆ Zitbreedte 555 mm (inclusief versterkte zitbekleding en rugfixatiestang, met verstelbare kuitband, niet i.c.m. zitkussen 400/450 mm)	
CKG0190	◆ Zitdiepte 450 mm	
CKG0210	◆ Zithoogte 510 mm	
CKG0292	◆ Zitbekleding nylon spanbanden	
CKG0300	◆ Rugleuning 7° in hoogte instelbaar 380-460 mm met vaste duwhandvatten	
CKG0370	◆ Rugbekleding Nylon met spanbanden	
CKG0390	◆ Beensteunhanger 80°, wegzwenkbaar, rechts	
CKG0440	◆ Beensteunhanger 80°, wegzwenkbaar, links	
CKG0491	◆ Eëndelige voetplaat, opklapbaar, diepte en hoek instelbaar	
0520&0580	◆ Armsteunen Rio (N°1) uitneembaar met korte armlegger, hoogte instelbaar 200, 230, 260 en 280 mm	
CKG0801	◆ Framekleur slate grey	
CKG0870	◆ Voorwielen 8" X 2", zwart, massief	
CKG0948	◆ Achterwielen 24"	
CKG0962	◆ Verstevigde achterwielen	
CKG0974	◆ Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CKG1020	◆ Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CKG1050	◆ Quick Release assen	
CKG1060	◆ Achterwielpositie standaard	
CKG1120	◆ Standaard drukremmen	
CKG1175	◆ Taxifixatiebevestigingen inclusief veiligheidsgordel	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	2.368,00
<b>OVERIGE UITVOERINGEN</b>		
CKG0026	◆ Action4 NG Heavy Duty zelfrijder	
CKG0110	Transituitvoering (standaard vaste as) (alleen mogelijk in combinatie met 12" achterwielen, passieve achterwielpositie, wordt geleverd met voetrem niet i.c.m. zithoogte 360, 385, 410, 435 mm, voorwielen 5", hoepels, quick release, trommelrem, OAD rem, remverlengers)	GM
<b>ZITBREEDTE</b>		
CKG0171	◆ Zitbreedte 555 mm (inclusief versterkte zitbekleding en rugfixatiestang, met verstelbare kuitband, niet i.c.m. zitkussen 400/450 mm)	
CKG0170	Zitbreedte 505 mm (inclusief rugfixatiestang)	GM
CKG0172	Zitbreedte 605 mm (inclusief versterkte zitbekleding en rugfixatiestang, met verstelbare kuitband, niet met zitdiepte 400 mm, niet met zitkussen 400/450 mm)	GM
<b>ZITDIEPTE</b>		
CKG0190	◆ Zitdiepte 450 mm (niet i.c.m. zitkussen 400 mm)	
CKG0180	Zitdiepte 400 mm (niet i.c.m. zitbekleding Heavy Duty nylon spanbanden, zitkussen 450 mm)	50,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

CKG0195		Zitdiepte 500 mm (niet i.c.m. nylon zitbekleding zonder klittenband, licht gepolsterde zitmat, zitkussen 400/450 mm)	50,00
<b>ZITHOOGTE</b>			
CKG0210	◆	Zithoogte 510 mm	
CKG0230		Zithoogte 460 mm	80,00
CKG0220		Zithoogte 485 mm	42,00
<b>ZITBEKLEDING</b>			
CKG0292	◆	Zitbekleding Heavy Duty nylon spanbanden	
CKG0270		Zonder zitmat	GM
CKG0280		Zitbekleding Nylon met klittenband stroken	GM
CKG0290		Zitbekleding Nylon zonder klittenband stroken	GM
CKG0295		Licht gepolsterde zitmat	GM
<b>ZITOPTIES</b>			
Spec.		Zitkussen Matrix Flo-tech Contour (wordt geleverd op separate order in de gekozen zitbreedte en zitdiepte van de rolstoel. Levering onder condities die gelden voor de Matrix Flo-tech zitkussens)	211,00
<b>RUGLEUNING</b>			
CKG0300	◆	Rugleuning 7° in hoogte instelbaar 380-460 mm met vaste duwhandvatten	
<b>MATRIX RUGGEN KEUZE BREEDTE</b>			
CKG0355		Matrix rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)	0,00
CKG0356		Matrix rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)	0,00
CKG0357		Matrix rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)	0,00
CKG0358		Matrix rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)	0,00
CKG0359		Matrix rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)	0,00
CKG0361		Matrix rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)	0,00
CKG0362		Matrix rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)	0,00
<b>RUGBEKLEDING</b>			
CKG0370	◆	Rugbekleding Nylon met spanbanden	
CKG0350		Zonder rugbekleding (niet i.c.m. zitbreedte 505 mm)	GM
CKG0360		Rugbekleding Nylon sling Jemima	GM
<b>BEENSTEUNEN</b>			
CKG0390	◆	Beensteunhanger 80°, wegzwenkbaar, rechts	
CKG0440	◆	Beensteunhanger 80°, wegzwenkbaar, links	
CKG0450		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat links	167,00
CKG0400		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat rechts	167,00
CKG0430		Zonder beensteun, links	GM
CKG0380		Zonder beensteun, rechts	GM
CKG0470		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar; links	265,00
CKG0420		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar; rechts	265,00
<b>VOETPLATEN</b>			
CKG0491	◆	Eéndelige voetplaat, opklapbaar; diepte en hoek instelbaar (niet i.c.m. langere insteekbuis voor voetplaat, comfort beensteunen)	
CKG0480		Voetplaat opklapbaar; rechts inclusief verstelbare hielband	GM
CKG0500		Voetplaat opklapbaar; links inclusief verstelbare hielband	GM
CKG0490		Voetplaat opklapbaar; hoek- en diepte instelbaar; links inclusief verstelbare hielband	GM
CKG0510		Voetplaat opklapbaar; hoek- en diepte instelbaar; rechts inclusief verstelbare hielband	GM
CKG0770		Langere voetplaatbuis	55,00
<b>ARMSTEUNEN PER PAAR</b>			
0520&0580	◆	Armsteunen Rio (N°1) uitneembaar met korte armlegger; hoogte instelbaar 200, 230, 260 en 280 mm	
0533&0593		Armsteunen (N°4) uitneembaar; kort, hoogte instelbaar; kledingbeschermer in hoogte instelbaar	110,00
CKG0534&0594		Armsteunen (N°4), uitneembaar; armlegger met opstaande elleboogondersteuning, hoogte en diepte instelbaar	GM



0300



0370



0360

0520  
05800533  
05930400  
04500420  
04700480  
05000490  
0510

0491



0860



0850




0870


CKG0542&0602		Armsteunen (N°3), wegzwenkbaar; uitneembaar; armlegger met opstaande elleboogondersteuning, hoogste instelbaar 170-295 mm	GM
<b>HIELBANDEN</b>			
CKG0760		Kuitband, verstelbaar	29,00
<b>FRAMEKLEUREN</b>			
CKG0801	◆	Framekleur slate grey	
CKB0804		Framekleur pearl white	18,00
CKG0820		Framekleur anthracite black	18,00
CKG0811		Framekleur red matt	18,00
<b>VOORWIELEN</b>			
CKG0870	◆	Voorwielen 8" X 2", zwart, massief	
CKG0850		Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, massief	GM
CKG1101		Voorwiel verlenging (50 mm naar buiten)	41,00
<b>MAAT ACHTERWIELEN</b>			
CKG0948	◆	Achterwielen 24" (niet i.c.m. spaakbeschermers transparant 22" en 20")	
CKG0942		Achterwielen 12" (alleen i.c.m. achterwielen met trommelremmen en massieve banden)	44,00
<b>TYPE ACHTERWIELEN</b>			
CKG0962	◆	Verstevigde achterwielen (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider)	
CKG0963		Achterwielen met trommelremmen (niet i.c.m. druk- en trekremmen en remmen voor éénhandsbediening)	GM
<b>BANDEN</b>			
CKG0974	◆	Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CKG0972		Massieve banden, zwart, 1.3/8"	GM
CKG0978		Luchtbanden met weinig profiel, zwart, 1.3/8"	26,00
<b>HOEPELS</b>			
CKG1020	◆	Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CKG1030		Staal, gecoat	GM
<b>ACHTERWIELASSEN</b>			
CKG1050	◆	Quick Release assen	
CKG1040		Vaste achterwielassen	GM
<b>ACHTERWIELPOSITIE</b>			
CKG1060	◆	Achterwielpositie standaard	
CKG1055		Actieve achterwiel positie (niet in combinatie met trommelremmen voor begeleider)	GM
CKG1070		Passieve achterwiel positie	GM
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
CKG1110		Spaakbeschermers, 24", zwart, per paar	308,00
CKG1111		Spaakbeschermers transparant 22" en 20", per paar	308,00
<b>REMMEN</b>			
CKG1120	◆	Standaard drukremmen	
CKG1125		Trekremmen	119,00
CKG1130		Trommelremmen voor begeleider (niet bij gecoate hoepels)	623,00
CKG1220		Remverlengers, per paar	62,00
<b>ANTI-TIP</b>			
CKG1200		Anti-tipsysteem met trapdop	128,00
<b>OPTIES</b>			
CKG1175	◆	Taxifixatiebevestigingen	
CKG1190		Veiligheidsgordel met clipsluiting	47,00
CKG1090		Pomp met bevestigingsklemmen	28,00
CKG1240		Stokhouder	27,00
<b>ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)</b>			
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader (max. gebr. gewicht tot 150 kg)	
		Alber e-fix E36, elektrische hulpaandrijving* incl. lader	
		Alber viamobil V25, elektrische duw- en remhulp* incl. lader	



0930




1060



1070



1120



1200

	*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	
--	--	--

**INVACARE UNIQUE**

	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	
--	--	--

