

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Action⁴ NG



Crashtest
ISO 7176-19



Transport
gewicht 8,0 KG



125 KG



Manuele modulaire rolstoel
Maximaal gebruikersgewicht:
125 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
CKB0026	◆ Basismodel Action4 NG	1.782,00
CKB0100	◆ Action4 NG zelfrijder	
CKB0150	◆ Zitbreedte 455 mm	
CKB0180	◆ Zitdiepte 400 mm	
CKB0210	◆ Zithoogte 510 mm	
CKB0290	◆ Zitbekleding Nylon met klittenband stroken	
CKB0654	◆ Zitkussen schuim 50 mm (nylon en anti-slip)	
CKB0701	◆ Diepte zitkussen 400 mm	
CKB0318	◆ Hoekinstelbare rug -15° tot 15° (ingesteld op 7°); hoogte 425 - 450 mm (ingesteld op 425 mm), met vaste lange duwhandvatten, neerklapbaar	
CKB0367	◆ Rugbekleding, naspanbaar (3 + 1 banden), 2 kleurig gepolsterd, met opbergvakje	
CKB0390	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar rechts	
CKB0440	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	
CKB0490	◆ Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, rechts incl. verstelbare hielband	
CKB0510	◆ Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, links incl. verstelbare hielband	
CKB0536&0596	◆ Armsteunen (N°4), uitneembaar, lang, hoogte verstelbaar en diepte instelbaar, kledingbeschermer in hoogte instelbaar	
CKB0801	◆ Framekleur slate grey	
CKB0845	◆ Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, lucht	
CKB0948	◆ Achterwielen 24"	
CKB0961	◆ Standaard achterwielen	
CKB0974	◆ Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CKBI020	◆ Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CKBI050	◆ Quick Release assen	
CKBI060	◆ Standaard achterwielpositie	
CKBI120	◆ Standaard drukremmen	
CKBI195	◆ Anti-tip rechts	
CKBI246	◆ Trapdop, links	
CKBI175	◆ Taxifixatiebevestigingen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	1.782,00
OVERIGE UITVOERINGEN		
CKB0100	◆ Action4 NG zelfrijder (niet i.c.m. 12" achter wielen)	
CKB0110	Transituitvoering (standaard vaste as) (alleen mogelijk in combinatie met 12" achterwielen, passieve achterwielpositie, met anti-tip aan rechterzijde, niet i.c.m. zithoogte 360, 385, 410, 435, voorwielen 5", hoepels, quick release, trommelrem, OAD rem, remverlengers)	GM
CKB0113	Eenhandshoepelaandrijving rechts, QR, 0° zithoek (alleen mogelijk in combinatie met 24" x 1.3/8" achterwielen, zithoogte 460, 480 mm, niet i.c.m. hoepels, lichtgewicht wielen, vaste assen, trommelremmen, OAD rem links, stokhouder)	1.159,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



0113 / 0114

CKB0114		Eenhandshoepelaandrijving links, OR, 0° zithoek (alleen in combinatie mogelijk met 24" x 1.3/8" achterwielen, zithoogte 460, 480 mm, niet i.c.m. hoepels, lichtgewicht wielen, vaste assen, trommelremmen, OAD rem rechts, stokhouder)	1.159,00
ZITBREEDTE			
CKB0150	◆	Zitbreedte 455 mm	
CKB0120		Zitbreedte 380 mm (niet i.c.m. zitdiepte 450-500 mm, Laguna rug, Flo-tech Image zitkussen, kor tere voetsteunbevestiging)	134,00
CKB0130		Zitbreedte 405 mm (niet i.c.m. zitdiepte 450-500 mm, kortere voetsteunbevestiging)	134,00
CKB0140		Zitbreedte 430 mm	134,00
CKB0160		Zitbreedte 480 mm (niet i.c.m. Laguna rug)	268,00
CKB0162		Zitbreedte 505 mm, incl. versterkte zitbekleding en rugfixatiestang (niet i.c.m. Laguna rug)	328,00
CKB0164		Zitbreedte 555 mm, incl. versterkte zitbekleding en rugfixatiestang (niet i.c.m. Matx en Laguna rug)	328,00
ZITDIEPTE			
CKB0180	◆	Zitdiepte 400 mm (niet i.c.m. zitkussen schuim 55 mm, zitdiepte 450mm, Matrx Flo-tech Image zitkussen zitdiepte 450 mm)	
CKB0190		Zitdiepte 450 mm (niet i.c.m. zitkussen 50 mm zitdiepte 400mm, Matrx Flo-tech Image kussen zitdiepte 400 mm)	50,00
CKB0195		Zitdiepte 500 mm (alleen mogelijk in combinatie met zitbekleding Nylon met klittenband stroken, niet i.c.m. zithoogte 360mm, zithoogte 385mm, Laguna rug, zitkussen schuim 50mm, Matrx Flo-tech Image kussen)	50,00
CKB0200		Zitdiepte 400-450 mm instelbaar (alleen mogelijk in combinatie met zitbekleding Nylon met klittenband stroken), wordt geleverd op 430 mm	70,00
CKB0201		Zitdiepte 450-500 mm instelbaar (alleen mogelijk in combinatie met zitbekleding Nylon met klittenband stroken, niet i.c.m. zithoogte 360mm, zithoogte 385mm, Laguna rug, zitkussen schuim 50mm, Matrx Flo-tech Image zitkussen)	70,00
ZITHOOGTE			
CKB0210	◆	Zithoogte 510 mm (niet i.c.m. 5" en 6" voorwielen, 22" achterwielen)	
CKB0260		Zithoogte 385 mm (enkel met lage voorvork en 5" voorwielen niet i.c.m. vaste rug, rug hoekverstelbaar, lange voetbuis, 24" achterwielen 12" achterwielen, trommelremmen)	116,00
CKB0250		Zithoogte 410 mm (niet i.c.m. 5" voorwielen, 8" voorwielen, 12" achterwielen, trekremmen, trommelrem, anti-tip (I195&I196), trapdoppen, voetplaatbuis verlengd)	116,00
CKB0240		Zithoogte 435 mm (alleen i.c.m. 6" voorwielen, niet i.c.m. 12" achterwielen, trekremmen)	80,00
CKB0230		Zithoogte 460 mm (niet i.c.m. 5" voorwielen, 20" achterwielen)	80,00
CKB0220		Zithoogte 485 mm (niet i.c.m. 5" voorwielen, 20" achterwielen)	42,00
ZITBEKLEDING			
CKB0290	◆	Zitbekleding Nylon met klittenband stroken	
CKB0280		Zitbekleding Nylon zonder klittenband stroken	GM
CKB0295		Gepolsterde nylon zitbekleding	GM
RUGLEUNING			
CKB0318	◆	Hoekinstelbare rug -15° tot 15° (ingesteld op 7°); hoogte 425 - 450 mm (ingesteld op 425 mm), met vaste lange duwhandvatten, neerklapbaar (alleen i.c.m. rugbekleding naspanbaar 3+1 banden)	
CKB0317		Hoekinstelbare rug -15° tot 15° (ingesteld op 7°); hoogte 325 - 350 mm (ingesteld op 350 mm), met vaste korte duwhandvatten, neerklapbaar (alleen i.c.m. rugbekleding naspanbaar 3+1 banden) (niet i.c.m. achterwielen met trommelremmen)	GM
CKB0310		Vast 7° rug, hoogte instelbaar 380 tot 460 mm, ingesteld op 380 mm, hoogte verstelbare duwhandvatten (niet i.c.m. rugbekleding lumbale steun, naspanbare rugbekleding, voorgevormde rug, armsteun opklapbaar, hoofdsteun)	GM
CKB0311		Vast 7°, 2 hoogtes 400/430 mm, vaste duwhandvatten (niet i.c.m. rugbekleding Nylon Sling Jemima, voorgevormde rug, hoofdsteun comfort)	GM
CKB0313		Vast 7° Laguna hoogte 510 mm, vaste duwhandvatten (alleen in combinatie met voorgevormde rug, rugfixatiestand, QR assen, standaard achterwielpositie, taxifixatie)	219,00



0200 / 0201



0291

0280




0295



0661/ 0662

CKB0344		Hoekverstelbare rug van 0° to 30° (gasveer), Laguna, 510 mm hoogte, vast duwhandvatten (enkel met voorgevormde rug, standaard achterwielpositie, actieve achterwielpositie, taxifixatie, anti-tip verplicht)	283,00
CKB0345		Neerklapbare, in hoek verstelbare rug, 0° tot 30° (gasveer) met vaste duwhandvatten (enkel met rugbekleding met spanbanden, passieve achterwielpositie, anti-tip verplicht)	337,00
MATRIX RUG - hoek en hoogte instelbaar (H 160 t/m 410 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 2,5 cm breder dan rugbreedte; H 460 en 510 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 5 cm breder dan rugbreedte, rugfixatiestang vervalt)			
CKB0321		Matrx Elite E2, H 160 mm incl.bevestiging	1.007,00
CKB0322		Matrx Elite E2, H 210 mm incl.bevestiging	1.007,00
CKB0323		Matrx Elite E2, H 260 mm incl.bevestiging	1.007,00
CKB0324		Matrx Elite E2, H 310 mm incl.bevestiging	1.007,00
CKB0325		Matrx Elite E2, H 360 mm incl.bevestiging	1.007,00
CKB0351		Matrx Elite E2, H 410 mm incl.bevestiging	1.007,00
CKB0352		Matrx Elite E2, H 460 mm incl.bevestiging	1.007,00
CKB0326		Matrx Elite E2, H 510 mm incl.bevestiging	1.007,00
CKB0327		Matrx Elite E2 Deep, H 160 mm incl.bevestiging	1.134,00
CKB0328		Matrx Elite E2 Deep, H 210 mm incl.bevestiging	1.134,00
CKB0329		Matrx Elite E2 Deep, H 260 mm incl.bevestiging	1.134,00
CKB0336		Matrx Elite E2 Deep, H 310 mm incl.bevestiging	1.134,00
CKB0337		Matrx Elite E2 Deep, H 360 mm incl.bevestiging	1.134,00
CKB0353		Matrx Elite E2 Deep, H 410 mm incl.bevestiging	1.134,00
CKB0354		Matrx Elite E2 Deep, H 460 mm incl.bevestiging	1.134,00
CKB0338		Matrx Elite E2 Deep, H 510 mm incl.bevestiging	1.134,00
MATRIX RUGGEN KEUZE BREEDTE			
CKB0482		Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)	0,00
CKB0483		Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)	0,00
CKB0484		Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)	0,00
CKB0485		Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)	0,00
CKB0486		Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)	0,00
CKB0487		Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)	0,00
CKB0488		Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)	0,00
RUGBEKLEDING			
CKB0367	◆	Rugbekleding, naspanbaar (3 + 1 banden), 2 kleurig gepolsterd, met opbergvakje	
CKB0370		Rugbekleding Nylon met spanbanden (7 banden), inclusief rugfixatiestang	GM
CKB0350		Zonder rugbekleding	GM
CKB0360		Rugbekleding nylon sling (Jemima)	GM
CKB0365		Rugbekleding gepolsterd met lumbaal ondersteuning (1 band)	GM
CKB0369		Naspanbaar, gevormd, geïntegreerde schuimlaag, inclusief rugfixatiestang	GM
CKB0372		Comfort rug Laguna met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes, 510 mm hoog (niet i.c.m. Flo-tech Image kussen)	GM
BEENSTEUNEN			
CKB0390	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar rechts	
CKB0440	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	
CKB0400		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat rechts (niet i.c.m. ééndelige voetplaat, kuitband verstelbaar, kortere voetsteunbevestiging)	167,00
CKB0450		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat links (niet i.c.m. ééndelige voetplaat, kuitband verstelbaar, kortere voetsteunbevestiging)	167,00
CKB0380		Zonder beensteun, rechts	GM



CKB0430		Zonder beensteun, links	GM
CKB0420		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar, rechts	265,00
CKB0470		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar, links	265,00
VOETPLATEN			
CKB0490	◆	Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, rechts incl. verstelbare hielband	
CKB0510	◆	Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, links incl. verstelbare hielband	
CKB0480		Voetplaat opklapbaar, rechts incl. verstelbare hielband	GM
CKB0500		Voetplaat opklapbaar, links incl. verstelbare hielband	GM
CKB0491		Eéndelige voetplaat, opklapbaar, diepte en hoek instelbaar (niet i.c.m. hielbanden, voetplaatbuis verlengd, kortere voetsteunbevestiging)	181,00
CKB0770		Voetplaatbuis verlengd (+ 50 mm) (onderbeenlengte = 450 - 530 mm)	57,00
CKB0771		Kortere voetsteunbevestiging per paar (onderbeenlengte = 230 - 430 mm)	49,00
ARMSTEUNEN PER PAAR (alle inclusief kledingbeschermers)			
CKB0536&0596	◆	Armsteunen (N°4), uitneembaar, lang, hoogte verstelbaar en diepte instelbaar, kledingbeschermer in hoogte instelbaar	
CKB0533&0593		Armsteunen (N°4), uitneembaar, kort, hoogte instelbaar, kledingbeschermer in hoogte instelbaar	GM
CKB0534&0594		Armsteunen (N°4), uitneembaar, armlegger met opstaande elleboogondersteuning, hoogte en diepte instelbaar	GM
CKB0539&0599		Armsteunen (N°3), wegzwenkbaar, uitneembaar, korte armlegger, in hoogte instelbaar (niet i.c.m. werkblad)	GM
CKB0540&0600		Armsteunen (N°3), wegzwenkbaar, uitneembaar, lange armlegger, in hoogte instelbaar en diepte instelbaar	GM
CKB0542&0602		Armsteunen (N°3), wegzwenkbaar, uitneembaar, armlegger met opstaande elleboogondersteuning, hoogste instelbaar 170-295 mm	GM
ZITOPTIES			
CKB0654	◆	Zitkussen schuim 50 mm (nylon en anti-slip)	
CKB0701	◆	Diepte zitkussen 400 mm	
CKB0702		Diepte zitkussen 450 mm	GM
CKB0703		Diepte zitkussen 500 mm	GM
CKB0659		Matrx Flo-tech Lite kussen (niet mogelijk met diepte zitkussen 500 mm)	196,00
CKB0681		Matrx Contour NG Visco kussen (niet mogelijk met diepte zitkussen 500 mm)	304,00
CKB0661		Matrx Flo-tech Image kussen (niet mogelijk met diepte zitkussen 500 mm)	557,00
CKB0693		Matrx Libra kussen (5 dagen extra levertijd)	686,00
CKB0640		Geen zitopties	GM
HOOFDSTEUNEN			
CKB0716		Hoofdsteun met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes inclusief rugfixatiestang	346,00
CKB0717		Hoofdsteun met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes inclusief rugfixatiestang, instelbaar in breedte, verstelbaar in hoogte en hoek	427,00
HIELBANDEN			
CKB0760		Kuitband verstelbaar	29,00
RUGFIXATIE			
CKB0780		Rugfixatiestang (wegzwenkbaar en afneembaar)	70,00
CKB0782		Rugfixatiestang, inklapbaar	115,00
FRAMEKLEUREN			
CKB0801	◆	Framekleur slate grey	
CKB0804		Framekleur pearl white	18,00
CKB0820		Framekleur anthracite black	18,00
CKB0807		Framekleur matt black	40,00
CKB0811		Framekleur matt red	40,00
CKB0816		Framekleur navy blue	40,00



0780



0360




0365




0370



0372



0717



0716



0539/0599



0533 / 0593



0555 / 0615

0390
04400420
04700400
04500480
05000490
0510

0491



0770



0760

CKB0817		Framekleur dark purple	40,00
VOORWIELEN			
CKB0845	◆	Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, lucht	
CKB0850		Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, massief	GM
CKB0870		Voorwielen 8" X 2", zwart, massief	GM
CKB0890		Voorwielen 6" X 1.1/4", zwart, massief	GM
CKB0925		Voorwielen 5" X 1.1/4", zwart, massief (niet i.c.m. 12" achterwielen)	GM
CKBI101		Voorwielverlenging (50 mm naar buiten)	41,00
MAAT ACHTERWIELEN			
CKB0948	◆	Achterwielen 24" (niet i.c.m. spaakbeschermers transparant 22" en 20")	
CKB0942		Achterwielen 12" (alleen i.c.m. achterwielen met trommelremmen en massieve banden)	44,00
CKB0944		Achterwielen 20" (alleen i.c.m. verstevigde achterwielen) (niet i.c.m. luchtbanden met weinig profiel)	44,00
CKB0946		Achterwielen 22" (niet i.c.m. spaakbeschermers 24" zwart)	44,00
TYPE ACHTERWIELEN			
CKB0961	◆	Standaard achterwielen (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider, vaste achterwielassen)	
CKB0962		Verstevigde achterwielen (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider)	60,00
CKB0963		Achterwielen met trommelremmen (niet i.c.m. druk- en trekremmen en remmen voor éénhandsbediening)	GM
CKB0965		Eenhandsbediening (niet i.c.m. luchtbanden met profiel)	GM
BANDEN			
CKB0974	◆	Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CKB0972		Massieve banden, zwart, 1.3/8"	GM
CKB0978		Luchtbanden met weinig profiel, zwart, 1.3/8"	26,00
HOEPELS			
CKBI020	◆	Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CKBI030		Hoepels aluminium, anti slip kunststof (niet i.c.m. trommelremmen)	161,00
ACHTERWIELASSEN			
CKBI050	◆	Quick Release assen	
CKBI040		Vaste achterwielassen	GM
ACHTERWIELPOSITIE			
CKBI060	◆	Standaard achterwielpositie	
CKBI055		Actieve achterwiel positie (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider)	GM
CKBI070		Passieve achterwiel positie	GM
CKBI075		Amputatiepositie	GM
SPAAKBESCHERMERS			
CKBI110		Spaakbeschermers zwart 24", per paar	308,00
CKBI111		Spaakbeschermers transparant 22" en 20", per paar	308,00
REMMEN/REMVERLENGERS			
CKBI120	◆	Standaard drukremmen	
CKBI125		Trekremmen	119,00
CKBI130		Trommelrem voor begeleider (+drukremmen)	623,00
CKBI150		Remmen voor eenhandsbediening, rechts (niet i.c.m. remverlenger)	275,00
CKBI160		Remmen voor eenhandsbediening, links (niet i.c.m. remverlenger)	275,00
CKBI220		Remverlengers, per paar	62,00
ANTI-TIP			
CKBI195	◆	Anti-tip rechts	
CKBI196		Anti-tip zonder trapdop, per paar	85,00
CKBI200		Anti-tip met trapdop, per paar	128,00



0840

0850

0860



0870

0890

0920




0930




1000


1010




1060



1055



1070



1075



1220



1195

1196



1200

OPTIES			
CKB1246	◆	Trapdop, links	
CKB1175	◆	Taxifixatiebevestigingen	
CKB1190		Veiligheidsgordel met clipsluiting	47,00
CKB1240		Stokhouder	28,00
CKB1245		Trapdop, rechts	33,00
CKB1090		Pomp met fixatie op het frame	28,00
CKB1270		Werkblad in kunststof	462,00
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)			
		Alber e-fix E35, elektrische hulpaandrijving* incl. lader	
		Alber e-motion M25/Duodrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
		Alber via GO V24, elektrische duwhulp* incl. lader	
		Alber viamobil V25, elektrische duw- en remhulp* incl. lader	
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	
INVACARE UNIQUE			
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	



1175



1190

1245
1246

1090



1270



1240

