

Trusted Solutions,
Passionate People



Action⁵[®]



Portefólio

TIPO DE CHASSIS

SJA0200

Rebatível



SJA0210

Fixo a 80°



TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO

SJA1500

Tela em nylon ajustável em prof. (-50 mm/ -2'')



SJA1510

Nylon fixo



SJA1520

Reg. em tensão e prof.

X

TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO

SJA2000

Fixo 90° vs base do assento



SJA2010

Ajust. ângulo -15° a +15°
definido a 90° vs base de assento



SJA2020

Rebatível e ajust. Ângulo -15° a +15°,
definido a 90° vs base de assento



ENCOSTO FIXO EM ALTURA

SJA2106	Fixo a 7°, altura 35cm com punhos curtos fixos, tela regu 30-35cm
SJ2110	Fixo a 7°, altura 40 cm com punhos fixos longos, tela reg. 40-45cm
SJA2120	Fixo a 7°, altura 45 cm com punhos longos fixos, tela reg. 45-50cm



TUBOS DE ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA

SJA2300	Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm
SJA2310	Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45cm



APOIOS DE PERNAS

SJA3010/3110

70°



SJA3020/3120

80°



SJA3030/3130

90°



SJA3040/3140

Elevatórios 0° a 80°



APOIO DE PÉS DIREITO

SJA3200

Patim rebatível direito

SJA3210

Regulável em ângulo e profundidade



SJA3230

Patim único regulável em ângulo e profundidade

APOIO DE PÉS ESQUERDO

SJA3300

Patim rebatível esquerdo

SJA3310

Regulável em ângulo e profundidade



PROTETORES DE ROUPA

SJA3750

Protetores de roupa



SJA3800

Protetores de roupa com rebordo removíveis



APOIOS DE BRAÇOS

SJA4010/4110

Removível, regulável em altura



SJA4030/4130

Rebatível, regulável em altura



SJA4060/4160

Removível hemi



OPÇÕES DE ASSENTO

SJA5010

Almofada Matrix Flo-tech
Contour Visco



SJA5020

Almofada Flo-tech Image



SJA5030

Almofada Flo-tech Lite



SJA5040

Almofada Flo-tech Solution Xtra



SJA5044

Almofada Matrix Libra



SJA5100

Clip para manter a cadeira encartada



SJA5500

Esticador dobrável



RODAS DIANTEIRAS

SJA7000

4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll



SJA7020

4 "X 3/4" (100 X 20 mm) Maciço



SJA7030

4" X 1" (100 X 25 mm) Maciço, luzes integradas



SJA7040

4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) Alu Softroll



SJA7055

5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço



SJA7060

5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço, luzes integradas



SJA7070

5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu Softroll



SJA7080

6" X 1" (150 X 25mm) Maciço



SJA7090

6 X 1.1/4 (150 X 30mm) Pneumático



SJA7100

6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu Softroll



SJA7110

7" X 1.1/4" (180 X 30mm) Maciço



RODAS TRASEIRAS

SJA7210

22" (560 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto—aro motor 6 pontos



SJA7230

24" (610 mm) standard, jante raios cruzados



SJA7240

24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto—aro motor 6 pontos



SJ7A244

24" (610 mm) rodas spinergy—preto



SJA7250

25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto—aro motor 6 pontos



SJA7260

25" (635 mm) Rodas spinergy—preto



TIPO DE PNEU

SJA7300

Maciça cinza 1.3/8" (35 mm)



SJA7305

Cinza pneumático 1.3/8" (35 mm)
Block pattern



SJA7310

HP Cinza e preto pneumático 1" (25 mm)



SJA7320

Schwalbe pneumático Marathon
Plus Evo1" (25 mm)



TIPO DE ARO MOTOR

SJA7400

Alumínio



SJA7410

Aço inoxidável



SJA7420

Com cobertura anti-derrapante preta



TIPO DE TRAVÕES

SJA8100

Push to lock (de empurrar)



SJA8110

Pull to lock (de puxar)

SJA8120

Push to lock com extensão



SJA8130

Pull to lock com extensão

OPÇÕES DE SEGURANÇA

SJA8500

Rodas anti-volteio traseiras dtas.



SJA8550

Rodas anti-volteio traseiras esq.

SJA8600


Kit refletores (rodas)



ACESSÓRIOS

SJA9000

Suporte canadianas



SJA9100

Ponteira traseira (esquerda)



SJ9200

Ponteira traseira (direita)

SJA9400

Suporte bagagem

