

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Action⁵ vastframe € voorraadmodellen



Crashtest
ISO 7176-19



Transport
gewicht 6,8 KG



130 KG



Manuele modulaire rolstoel

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
SJE0100	◆ Basismodel Action5 vastframe	2638,00
SJE1050	Voorraadmodel 3 zitbreedte 430 mm	
SJE1060	Voorraadmodel 6 zitbreedte 455 mm	134,00
SJE1070	Voorraadmodel 4 zitbreedte 480 mm	134,00
SJE0200	◆ Frame met wegzwenkbare beensteunen	
SJE0300	◆ Zelfbeweger	
SJE1190	◆ Zitdiepte instelbaar 400 - 530 mm, geleverd op 475 mm *	
SJE1230	◆ Zithoogte voor instelbaar 435 - 460 mm, vork S, geleverd op 435 mm, icm 6" X 1.3/8", alu softroll voorwiel *	
SJE1340	◆ Zithoogte achter instelbaar van 360 mm - 485 mm, geleverd op 410 mm	
SJE1520	◆ Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)	
SJE2010	◆ Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°	
SJE2310	◆ Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm	
SJE2410	◆ Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar	296,00
SJE2510	◆ Rugbekleding nylon met spanbanden	
SJE5600	◆ Rugfixatiestang	84,00
SJE4020+4120	◆ Armsteunen (N°1) uitneembaar, lang, hoogte en diepte instelbaar	
SJE6060	◆ Framekleur pearl grey Accentkleur: grey	
SJE6100	◆ Accentkleur: grey	
SJE7230	◆ Achterwielen 24", gekruist gespaakt	
SJE7302	◆ Massieve banden, zwart, 1.3/8"	
SJE7400	◆ Hoepels aluminium	
SJE7500	◆ Quick Release assen	
SJE7610	◆ Achterwielpositie instelbaar van passief tot zeer actief (geleverd op actief)	
SJE7700	◆ 0° camber	
SJE8100	◆ Standaard drukremmen	
SJE8500+8550	◆ Wegzwenkbare anti-tip, set	256,00
SJE8200	◆ Taxifixatiebevestigingen	
SJE9250	◆ Trapdop type Rea Focus, rechts (kan wél i.c.m. anti-tip aan dezelfde zijde)	33,00
	Totaalprijs voorraadmodel 3	3307,00
	Totaalprijs voorraadmodel 4	3441,00
	Totaalprijs voorraadmodel 6	3441,00

* Functioneel bereik middels voorraadopties:
zitdiepte: 400 - 530 mm
zithoogte (inclusief zitkussen): 395-565 mm

Voorraadopties		
SJEI200+7000	Zithoogte voor 360 mm (4" x 1.1/4" softroll voorwielen en extra korte voorvork, worden los meegeleverd) (2xSPI584356 en 2xSPI584029-0601)	41,00
SJEI210+7055	Zithoogte voor 385 mm (5" X 1", massieve voorwielen en extra korte voorvork, worden los meegeleverd) (2xSPI584354+ 2xSPI584029-0601)	41,00
SJEI220+7055	Zithoogte voor 410 mm (5" X 1", massieve voorwielen, worden los meegeleverd) (2xSPI584354)	41,00
SJEI250	Zithoogte voor 485 mm (lange vorken, worden los meegeleverd) (2xSPI584025-0005)	GM
I626666	Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 500 mm	196,00
I626667	Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 500 mm	196,00
I627621	Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 500 mm	196,00
I575612	Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 450 mm	196,00
I575614	Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 450 mm	196,00
I575616	Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 450 mm	196,00
I631378	Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 430 mm diepte 500 mm	211,00
I631380	Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 500 mm	211,00
I631383	Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 480 mm diepte 500 mm	211,00
I548222	Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 430 mm diepte 450 mm	211,00
I548224	Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 450 mm	211,00
I631382	Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 480 mm diepte 450 mm	211,00
I634493	Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, Medium, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 450 mm	304,00
I634494	Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 500 mm	304,00
I634492	Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, Firm, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 450 mm	304,00
I634488	Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 500 mm	304,00
I632543	Matrx Elite E2, B 430 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd)	1007,00
I632551	Matrx Elite E2, B 460 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd)	1007,00
I632559	Matrx Elite E2, B 480 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd)	1007,00
I632664	Matrx Elite E2 Deep, B 430 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd)	1134,00
I632672	Matrx Elite E2 Deep, B 460 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd)	1134,00
I632769	Matrx Elite E2 Deep, B 480 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd)	1134,00
SJE3020+3120	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, set (SPI584369-0515)	GM
SJE3040+3140	Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat, set (SPI671234+SPI671238)	334,00
SJE3210+3310+3420	Voetplaat, opklapbaar, hoek,- en diepte instelbaar, inclusief verstelbare hielband, std insteekbuis (onderbeenlengte: 295 - 420 mm), set (I428659+I428653)	GM
SJE3210+3310+3430	Voetplaat, opklapbaar, hoek, diepte en breedte instelbaar, inclusief verstelbare hielband, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 400 - 525 mm), set - meest gekozen comfort beensteun (SPI603263+SPI603259)	GM

SJE5090	Zitting stabilisator 395 x 480 mm (1494499)	116,00
SJE5650	Matrx hoofdsteen soft kussen met standaard bevestigingsmateriaal (alleen i.c.m. Matrx rugleuning) (1634173)	777,00
SJE7200	Achterwielen 22", gekruist gespaakt (2xSPI588643)	GM
SJE8120	Drukremmen, verlengd (niet i.c.m. comfort beensteunen), worden los meegeleverd (SPI581545+SPI581546)	62,00
SPI585529	Eenhandig bedienbare rem, links	265,00
SPI585518	Eenhandig bedienbare rem, rechts	265,00