

Foire Aux Questions

Est-ce que la motorisation que j'ai choisie est compatible avec mon fauteuil ?

Les motorisations alber sont compatibles avec la plupart des fauteuils roulants manuels, qu'ils soient fabriqués par Invacare® ou d'autres fabricants. Le Service Clients Invacare vérifie la compatibilité de chaque demande.

Est-ce que viamobil peut aussi être transporté en voiture ?

La plupart des motorisations alber sont facilement démontables afin d'être transportées aisément dans le coffre d'une voiture.

Est-ce que les motorisations alber peuvent être transportées en avion ?

La plupart des motorisations Alber disposent d'un certificat IATA, ce qui signifie qu'elles répondent aux normes internationales pour le transport aérien des batteries lithium. Cela permet aux utilisateurs de voyager en avion avec leur équipement en toute conformité et sécurité, sans démarches complexes.

Existe-t-il des aides pour financer l'achat d'une motorisation électrique ?

La plupart des motorisations Alber sont prises en charge par la LPPR, soit en ligne générique, soit sous leur nom de marque. Des aides financières peuvent également vous être attribuées en fonction de votre pathologie, de votre environnement et/ou de votre projet de vie. Pour en savoir plus, contactez votre revendeur ou rendez-vous sur www.invacare.fr.

Motorisations pour tierce-personne

alber viamobil® eco V14



12

Autonomie (km)



10,5

Poids de l'élément le plus lourd (kg)

5,5⁺

Vitesse (km/h)



Assistance électrique à la propulsion et au freinage à commande uniquement par la tierce-personne

- ✓ Assistance à la poussée et au freinage
- ✓ Amovible et démontable – sans outils.
- ✓ Embrayage /débrayage manuel.
- ✓ Adjonction pour fauteuils roulants manuels modulaires pliants.
- ✓ Pente max. 10%

Catégorie LPPR: AAP Tierce-personne

Code LPPR: 9912139



alber viaplus® V12



16

Autonomie (km)




10,57

Poids de l'élément le plus lourd (kg)

5,5⁺

Vitesse (km/h)



Assistance électrique à la propulsion et au freinage à commande uniquement par la tierce-personne

- ✓ Assistance à la poussée et au freinage
- ✓ Embrayage /débrayage manuel.
- ✓ Adjonction pour les fauteuils roulants de confort Rea Azalea®, Rea Clematis®, Rea Clematis Pro® et Rea Dahlia®
- ✓ Pente max. 10%

Catégorie LPPR: AAP Tierce-personne

Code LPPR: 9912139



alber viamobil® V25



20

Autonomie (km)




10,3

Poids de l'élément le plus lourd (kg)

5,5⁺

Vitesse (km/h)



Assistance électrique à la propulsion et au freinage à commande uniquement par la tierce-personne

- ✓ Assistance à la poussée et au freinage – avec embrayage électrique.
- ✓ Batterie Lithium.
- ✓ Amovible et démontable – sans outils.
- ✓ Adjonction pour tous types de fauteuils roulants manuels modulaires.
- ✓ Pente max. 18%

Catégorie LPPR: AAP Tierce-personne

Code LPPR: 9912139



alber ViaGO® V24



16

Autonomie (km)



5,85

Poids de l'élément le plus lourd (kg)

5,5⁺

Vitesse (km/h)



Aide à la poussée compacte pour fauteuil roulant manuel

- ✓ Compact et léger – Facile à transporter et à installer.
- ✓ Assistance fluide – Réduit l'effort, augmente l'autonomie.
- ✓ Compatible et ergonomique – S'adapte à de nombreux fauteuils, utilisation intuitive.

Catégorie LPPR: Nom de marque

Code LPPR: 4399039



alber scalamobil® S45/S46



300

Autonomie (Marches)



17,9

Poids de l'élément le plus lourd (kg)

12⁺

Vitesse (marche/min)



Monte-escalier mobile et transportable pour fauteuils roulants manuels

- ✓ 3 modes : Auto / Assist / Manuel – sans programmation.
- ✓ Hauteur de marche jusqu'à 20 cm
- ✓ Fonction SoftStep – franchissement des marches en douceur.
- ✓ Freinage automatique en bordure de marche – sécurité renforcée.
- ✓ Fonctionne sur tous types d'escaliers – sans aménagement nécessaire.

Catégorie LPPR: Nom de marque

Code LPPR: 4399039




Motorisations alber



Motorisations pour utilisateur


alber e-fix® E35/E36




alber e-motion® M25



alber smooov® ONE



alber e-pilot® P15



Apps Mobilité & Pack Mobility Plus

Restez connecté à votre motorisation Alber grâce à nos applications gratuites et nos options avancées.

Applications Mobilité (iOS & Android)
Chaque motorisation dispose de son application dédiée, gratuite et simple à utiliser via Bluetooth.



Fonctions principales :

- Niveau de batterie
- Vitesse instantanée
- Compteur kilométrique & durée des trajets
- Codes pannes avec solutions suggérées

Téléchargez gratuitement sur App Store et Google Play.
Motorisations compatibles : smooov®, e-motion®, e-fix®

Pack Mobility Plus (Option)
Offrez plus de fonctionnalités à votre motorisation via votre smartphone :



- Vitesse maximale augmentée
- Cruise Mode : régulateur de vitesse
- Retour visuel des appels & SMS
- BlueDrive : pilotage à distance du fauteuil

D'autres fonctions disponibles selon la motorisation : analyse de conduite, mémorisation des parcours, programmation personnalisée...
Disponible sur App Store & Google Play.

- ✓ Un maximum de mobilité, d'autonomie et de confort – à portée de main !



Vitesse



Cruise



Compteur de poussées



Pilotage à distance



ECS

Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations, ou tout simplement faire un essai avec l'une de ces motorisations ?

C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.

Cachet du distributeur



Vous souhaitez en savoir plus sur nos motorisations pour fauteuils roulants manuels ?
Rendez-vous sur notre site :

www.invacare.fr



Papier recyclé

Tel. : +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

© 2025 Invacare International GmbH. Tous droits réservés.
Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit. Alber - 1656942 - 09/26



Mobile. Tout simplement.

Chez Alber, notre mission est claire : offrir aux utilisateurs de fauteuils roulants des solutions compactes, polyvalentes et faciles à utiliser. Nos motorisations électriques sont conçues pour simplifier votre quotidien : transport facile, manipulation intuitive, service simplifié.

Nous savons combien l'autonomie est essentielle. C'est pourquoi nos ingénieurs innovent en permanence pour vous garantir plus de liberté, plus de confort et plus de fiabilité.

Avec Alber, vous restez mobile et actif : shopping, voyages, balades... allez où vous voulez, quand vous voulez.

Nos produits allient qualité, sécurité et respect de l'environnement, grâce à une fabrication certifiée ISO 14001.

Alber, la garantie d'une mobilité durable : fiable, confortable et simple.



Kit de propulsion électrique à commande uniquement par l'utilisateur

- ✓ Transforme votre fauteuil manuel en fauteuil électrique
- ✓ Design discret et transportable
- ✓ Moteur intégré silencieux - Aucune résistance en propulsion manuelle.
- ✓ Disponible en roues de 14", 22" et 24"
- ✓ Roulette anti-bascule fonction béquille pour faciliter le démontage des roues.
- ✓ Adjonction pour tous types de fauteuils roulants manuels modulaires.

Catégorie LPPR: AAP Utilisateur
Code LPPR: 9912139



Assistance électrique à la propulsion à commande uniquement par l'utilisateur

- ✓ Les moteurs intégrés amplifient chaque poussée pour un confort optimal
- ✓ Niveau d'assistance ajustable et asymétrique pour un contrôle sur mesure.
- ✓ La télécommande Duodrive offre un régulateur de vitesse - moins d'effort et plus de liberté.
- ✓ Adjonction pour tous types de fauteuils roulants manuels modulaires

Catégorie LPPR: Nom de marque
Code LPPR: 4321630



Dispositif de propulsion pour fauteuil roulant manuel

- ✓ Se fixe et se retire du fauteuil en quelques secondes, depuis votre fauteuil.
- ✓ Compatible sur les fauteuil manuels pliants ou à cadre rigide.
- ✓ Sa roue motrice pivotante offre une excellente maniabilité sur différents terrains.
- ✓ Design compact et poids réduit pour vous suivre partout sans effort.
- ✓ App mobilité dispo gratuitement sur Apple SmartWatch

Catégorie LPPR: Nom de marque
Code LPPR: 4353586



Dispositif de traction pour fauteuil roulant manuel

- ✓ Motorisation amovible, simple et rapide à installer.
- ✓ Batterie supplémentaire 7,8 Ah, conforme au transport aérien, offrant jusqu'à 20 km d'autonomie.
- ✓ Stabilité optimale grâce à sa grande roue motrice crantée et au moteur silencieux.
- ✓ Régulateur de vitesse de série, marche arrière et freins hydrauliques haute performance.

