



Alber® e-pilot®

NYHET!



Sett fart på din manuelle rullestol



Yes, you can.

E-pilot: Sporty, smart og stilig!

1. plass
Delkontrakt 20

Alber e-pilot P15 monteres raskt og enkelt, og din manuelle rullestol blir forvandlet til et sporty og funksjonelt kjøretøy.

Alber e-pilot tar deg raskt og sikkert frem og tilbake til jobb, besøk hos venner og familie eller ut på tur i mer ulendt terreng.

Med Alber e-pilot kommer du seg rundt både raskt, komfortabelt og miljøvennlig.

Perfekt i hverdagen

Alber e-pilot er perfekt for daglige rutiner, enten man skal på jobb, en tur til byen, besøke venner og familie eller lufte hunden. E-pilot kan gjøre hverdagen enklere, morsommere og gi mer overskudd. E-pilot gjør lengre turer i mer ulendt terreng, på grus og i oppoverbakker mulig. Den kobles enkelt av etter bruk, slik at den manuelle rullestolen kan brukes på vanlig måte.

Moderne, innovativ og lydløs

Alber e-pilot er utformet i et moderne design. Den er testet og godkjent hos TÜV og er full av innovative funksjoner. Motoren er ekstra kraftig med unik akselerasjon og gode kjøreegenskaper - og den kjører helt lydløst. Batteri og kabler er integrert i et smart design. Alber e-pilot er utstyrt med kraftige hydrauliske skivebremseser som kan brukes med høyre eller venstre hånd. Alber e-pilot har USB-inngang og en flyttbar 2,4" multifunksjonell skjerm med farger og nyttig informasjon om hastighet, rekkevidde, batterikapasitet, servicemeldinger osv.



Inkluderte komponenter



Drivenheten

En elegant drivenhet designet i aluminium. E-pilot er utstyrt med sikker og robust stativfunksjon, slik at det er enkelt å komme til når den skal kobles på eller av, i tillegg til at den er enkel å oppbevare når den ikke er i bruk. Batteriet og kablene er integrert i et smart og funksjonelt design. E-pilot er utstyrt med store, brukervennlige funksjonsknapper.



Vektlodd

Ekstra vektlodd for bedre trekraft og akselerasjon av drivhjulet. Vektloddene kan enkelt fjernes ved behov.



Batteri

Kraftig 13,8 Ah batteri som gir en rekkevidde på 50 km, avhengig av hvor og hvordan det kjøres, brukerens vekt og temperaturen i omgivelsene. Batteriet kan lades både når det er montert på E-pilot og når det ikke er montert.



Lader

Laderen kobler automatisk fra når batteriet er fulladet. Et utladet batteri lades opp på ca. 4 timer.



Multifunksjonelt display

Avtakbar 2,4" multifunksjonell fargeskjerm for nyttig informasjon om hastighet, rekkevidde, batterikapasitet, servicemeldinger osv.

Muligheter

Farger

E-pilot drivenheten er sort, og leveres med hvite deksler som standard. Deksler i andre farger kan leveres som tilbehør. Kontakt oss for mer informasjon om fargedeksler.



Tilbehør



Supernova frontlys

Supernova frontlys i aluminium, som gir et kraftig hvitt lys på 205 lumen.



Baklykter

Rød batteridrevet baklykt til montering på rullestolens ryggør. Forventet batterilevetid er ca. 50 timer.



Sidespeil e-pilot venstre

Sammenleggbart sidespeil for montering på venstre side. Speilet er enkelt å justere og tilpasse.



Easy-grip gass

Easy-grip krever mindre krefter og gjør det enklere å vri på gasshåndtaket.



Cruisekontroll

Praktisk og behagelig cruisekontroll er nå tilgjengelig i Alber sin egen Mobility App - uten ekstra kostnad.



Tetra-brems

Ergonomisk utformet håndstøtte til tetraplegikere, laget av hudvennlig nettingmateriale. Sørger for at hånden forblir i posisjon og ikke glir. Tilgjengelig for både høyre og venstre hånd.



Terrengdekk

16" ballongdekk med medium grovt mønster for bedre trekraft på grus og gress.



Batteri godkjent for flytransport

Rekkevidde opptil 20 km (avhengig av underlag, temperatur, topografi, hastighet og personens vekt). Vekt: 2,4 kg.



Klickfix® beslag

E-pilot kan leveres med Klickfix® beslag og forskjellige former for tilbehør.



Hjelpehandtak

Praktisk hjelpehandtak som forenkler innfesting av E-Pilot og reduserer belastning ved bruk



E-pilot-konfigurator

Sett sammen din optimale e-pilot med tilgjengelig tilbehør i Alber sin egen e-pilot-konfigurator.

E-pilot-konfigurator >

Fullstendig oversikt over alt tilbehør for e-pilot kan du også finne her

Tekniske data

Maks. brukervekt	Maks. totalvekt	Maks. høyde på hindringer	Maks. helling	Drivhjulsstørrelse	Motor
Maks. 100 kg	Maks. 135 kg	Opptil 10 %	Opp til 15 %	16"	250 W / maks. 650 W
Volt	Maks. dreiningsmoment	Hastighet	Batterikapasitet	Batterieffekt	Rekkevidde
36 V	40 Nm	10 km/t	36 V, 13.8 Ah	496 Wh	Opptil 50 km

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale Invacare-representant eller se www.invacare.no

HOVEDPRODUKT (standardkonfigurasjon)

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1593780	321213	E-pilot P15 drivenhet m/ vektlodd for bedre grep, standard frontlys, batteri, lader og multifunksjonelt display. Drivenheten leveres med hvite deksler som standard.



BESTILLINGSTIPS

- Oppgi hvilken rullestol e-pilot P15 skal monteres på, samt stolens setebredde og setedybde, for riktig monteringskit.
- Ved ny-bestilling: Husk å spesifisere ønsket tilbehør.
- Anbefalt tilbehør: Sidespeil og Supernova frontlys. Se og bli sett!

FINN DITT MONTERINGSKIT HER >

SE VÅRE PRODUKTVIDEOER



Scann QR-koden med telefonen din, og få tilgang til våre produktpresentasjoner og "how to"-videoer.

Se våre produktvideoer > YouTube

MADE IN GERMANY



Complies with Medical Device Directive 93/42/EEC

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®