



SMOOV® one by Alber



140 kg

7,2 kg

20 km

max 10 km/u

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:


Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€ excl. BTW	€ incl. BTW
BASISMODEL			
I592898	◆ Alber SMOOV one incl bedieningsunit bestaande uit: - aandrijfunit - bedieningsunit - oplaadkabel USB-C naar USB-C - lader - maximale snelheid 10 km/u ◆ - 2 jaar garantie	5056,00	5511,00
VERSIE			
I592898	◆ SMOOV one - 10km/u		
I592897	SMOOV one - 6km/u (Let op! 6km/u versie kan alleen particulier geupdate worden in de SMOOV one App naar 10km/u versie voor een meerprijs)		
BEVESTIGING			
	! Om de SMOOV te bevestigen aan de rolstoel, is een bevestigingsset nodig. Vul daarom altijd onderstaande gegevens in, en maak hierbij een keuze tussen een bevestiging voor een vastframe (beschikbaar voor 22", 24", 25" of 26" wielen) of vouwframe rolstoel (beschikbaar voor 24" wielen, met een camber van 0° tot 2°). De bevestiging voor de bedieningsunit is ook nodig, vul hiervoor de maat in. De mogelijke zitbreedte is tussen de 36-46cm op voorwaarde dat de afstand tussen de asbussen minimaal 28 cm is en zithoogte achter minimaal 40cm om de SMOOV te gebruiken.		
	Merk rolstoel:		
	Model rolstoel:		
	Zitbreedte:		
	Zithoogte achter:		
I592899	Bevestigingsset SMOOV one: voor vastframe rolstoelen (bracket) asdiameter, maak hier een keuze: 30mm 32mm 35mm 40mm 1 1/4"	159,00	173,00
I592900	Bevestigingsset SMOOV one: voor vouwframe rolstoelen (adapteras) afstand tussen quickrelease assen (voor vouwframe alleen), maak hier een keuze: 28.5-30.5cm 30.5-32.5cm 32.5-34.5cm 34.5-36.5cm 36.5-38.5cm 38.5-40.5cm	159,00	173,00
	 afstand tussen quickrelease assen		
I593084	Bevestiging bedieningsunit	243,00	265,00
	Maat voorframe, maak hier een keuze: 22mm 23mm 25mm 30mm ovaal 33x27mm ovaal 35x25mm		
	Totaalprijs	5458,00	5949,00



SMOOV one aandrijfunit



bedieningsunit



USB-C naar USB-C kabel



Lader



bevestiging bedieningsunit



bracket vastframe

MONTAGE			
		Montage bij Invacare mbt Alber op nieuwe Invacare stoel (netto prijs)	84,00
		Montage bij Invacare mbt Alber op andere stoel (netto prijs)	288,00
1530107		Montage bij Invacare incl. uitleg eindgebruiker (netto prijs)	284,00
		Montage op lokatie - door Invacare (netto prijs)	344,00
Aan welke kant moet de houder voor de bediening worden gemonteerd als de montage door Invacare wordt verzorgd?			
		Rechts	
		Links	
ACCESSOIRES			
1594521		Reiskoffer SMOOV one	165,00 200,00
		SMOOV one Mobility App te downloaden voor Android telefoons in de Google Playstore en voor IOS in de App Store (typ in: Alber SMOOV)	0,00 0,00
		Functies:	
		- instellingen	
		- diagnose	
		- informatie	
		SMOOV one Mobility App upgrades Te downloaden voor Android telefoons in de Google Playstore en voor IOS in de App Store (typ in: Alber SMOOV). Te betalen als in-app-purchase, de App upgrades kunnen niet via Invacare aangeschaft worden.	
		- Snelheid	
		- AutoSpeed	
		- Performance	
VEILIGHEID			
	!	Verplicht keuze te maken uit de volgende mogelijkheden	
		Rolstoel heeft al anti-tip	
		Rolstoel zal met anti-tip uitgerust worden	
		Ik wil de SMOOV one zonder anti-tip gebruiken. Als gebruiker ben ik mij bewust van de risico's bij het naar achteren kantelen van een rolstoel, en neem de beslissing het risico en de gevolgen hiervan te nemen bij het rijden zonder anti-tip met de SMOOV one.	
		Datum: / /	
		Naam:	
		Handtekening:	
Aanpassingen / Overige opmerkingen			
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	



adapters voor vouwframe



Reiskoffer

