



Alber® e-fix® E35 met begeleidersbediening



120 kg



2 kg



18,9 kg



16 km



Crashtest
7176-19

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
1566293	E-Fix E35 elektrische hulpaandrijving	7873,00
	bestaande uit:	
	- twee 24" aandrijfwielen met 110 W motoren, max. snelheid 6 km/u	
	- rvs hoepels, quick release assen en massieve banden	
	- instellingsleutel voor rijparameters	
	- accu houder	
	- lithium-ion accu 36V/6Ah	
1566198	- 3 jaar garantie op Lithium Ion accu 36V/6 Ah	
	- bevestiging van accu houder middels klittenband	
	- acculader e-fix E35/E36 (ca. 4 uur laadtijd)	544,00
1566165	Intuïtieve begeleidersbediening (let op: hierbij altijd 1489217, 1566177 en 1467804 bestellen)	630,00
1489217	Bevestiging van intuïtieve begeleidersbediening: bevestiging in duwhandvatten / duwbeugel, afhankelijk van rolstoeltype (noodzakelijk bij beg. bediening)	252,00
	Voor correcte onderdelen, geef hieronder aan betreft het een rolstoel met: handvatten of duwbeugel?	
	Rolstoel met handvatten	
	Rolstoel met duwbeugel	
1566177	Bekabeling voor aansluiten intuïtieve begeleidersbediening (noodzakelijk bij beg. bediening)	226,00
1521212	Extra handgreep intuïtieve begeleidersbediening (noodzakelijk bij begeleidersbediening, handvat aan de andere zijde)	72,00
1566557	Bevestigingsset om originele bediening achterop rolstoel (buiten bereik rolstoelgebruiker) te plaatsen	81,00
	! Om de e-fix compleet te maken, dient ook ALTIJD een bracket bij de e-fix E35 besteld te worden.	
1510457	Alber bevestigingsset (bracket)	359,00
	Totaalprijs e-fix E35 met begeleidersbediening	10037,00
	! Altijd bij uw bestelling het type rolstoel, zitbreedte Alber inbouwhoogte en positie joystick bediening (links/rechts) aangeven (zie afbeeldingen hieronder hoe er gemeten dient te worden, let op: dit geldt alleen voor e-fix en viamobil!)	
	Merk rolstoel:	
	Model rolstoel:	
	Zitbreedte in mm (zie afb.):	



Accu




Begeleidersbediening




Acculader



Extra handgreep



Meten van de zitbreedte: zitbuis buitenzijde gemeten.



Alber inbouwhoogte: hoogte, gemeten aan achterzijde, onderkant van zitting

Zie bovenstaande afbeeldingen voor hoe te meten van de zitbreedte en zithoogte. Deze methode geldt alleen bij Alber producten

	Alber inbouwhoogte (hoogte achterkant onderkant zitting in mm, zie afb.):	
	Type armsteunen:	
OVERIGE UITVOERINGEN (moet ook bevestigingsbracket bij besteld worden en begeleidersbediening - LET OP: nu INCL. lader)		
I566301	e-fix E35, 24" wielen, 7,5 Ah accu	8651,00
I566295	e-fix E35, 22" wielen, 6,0 Ah accu	8417,00
I566296	e-fix E35, 22" wielen, 7,5 Ah accu	8651,00
I566199	3 jaar garantie op Lithium Ion accu 7,5 Ah	GM
ANTI-TIP		
I593206	Alber anti-tip systeem zwart met kantelarmen en steunwielen, tevens steun bij (de)monteren van wielen	487,00
BEGELEIDERSBEDIENING		
	Optioneel - verkorte montage intuïtieve begeleidersbediening	
I490XXX	Verkorte montageset begeleidersbediening (diameter buis aangeven): I490668 - diameter 19 mm	
	I490670 - diameter 21 mm	
	I490671 - diameter 23 mm	176,00
	I490672 - diameter 25 mm	
I566559	Bevestigingsset voor intuïtieve begeleidersbediening op Ibis Pro (optie I489217 komt dan te vervallen)	179,00
ACCU'S EN OPTIES		
I565639	Reserve lithium-ion accu 6 Ah, apart besteld	843,00
I566153	Reserve lithium-ion accu 7,5 Ah, apart besteld	1059,00
I566164	Vaste bevestiging van accu houder - Set 1: voor gebruik bij kruisframe rolstoelen	292,00
I566163	Vaste bevestiging van accu houder - Set 2: voor gebruik bij vast frame en kantelrolstoelen	292,00
I566621	e-fix E35/36 accu houder t.b.v. Action5	248,00
I566168	Losse transporttas voor extra accu (bestel ook bevestiging erbij)	63,00
I566169	Bevestiging losse transporttas	24,00
OVERIG TOEBEHOREN		
I594608	Losse stickerset "Kids"	44,00
I566670	Spaakbeschermer 24" - "Alber" bedrukking (per stuk)	101,00
I566666	Spaakbeschermer 24" - transparant (per stuk)	101,00
I594607	Spaakbeschermer 24" met stickerset "Kids"	175,00
I566201	Spaakbeschermer 22" - "Alber" bedrukking (per stuk)	101,00
I566203	Spaakbeschermer 22" - transparant (per stuk)	101,00
I594609	Spaakbeschermer 22" met stickerset "Kids"	175,00
I566179	Bedieningshulp bij het activeren van de aandrijfwielen (1 stuk)	153,00
I566178	Bedieningshulp bij het activeren van de aandrijfwielen (2 stuks)	305,00
I565005	Ombouwset QR assen zijn benodigd bij het merendeel van de rolstoelen op de Nederlandse markt voor gebruik van de normale wielen op e-fix asbevestiging. Afhankelijk van rolstoeltype kan het artikelnummer variëren.	241,00
I467780	Remverbreder set Opmerking: Niet bij alle rolstoelen nodig, wel o.a. bij de volgende modellen: Kuschall Compact (2.0), Etac Cross 5, Quickie Helix2, Rubix2 en Life & Mobility Roxx NO, Canto NXT. Afhankelijk van rolstoeltype kan het artikelnummer variëren.	40,00



Alber anti-tip



Reserve accu 6 Ah



Reserve accu 7,5 Ah



Transporttas en bevestiging



Vaste bevestiging van accu houder - Set 1



Spaakbeschermer "Alber" bedrukking



Stickersets "Kids"



Bedieningshulp bij het activeren van de wielen



Werkblad

WERKBLAD		
1566207	Werkblad met bevestigingsset voor joystick bediening (middenin), zitbreedte 38-43 cm	329,00
1566208	Werkblad met bevestigingsset voor joystick bediening (middenin), zitbreedte 43-48 cm	329,00
1566206	Bevestigingsset voor het monteren van joystick bediening op bestaand werkblad	292,00
ACCESSOIRES		
	e-fix E35/E36 standaard Mobility App (voor Android en iOS)	0,00
	Functies: gebruikshandleiding, accusatus/inzicht restcapaciteit, tourcomputer, opslaan gereden afstanden, foutcodes	
1591926	e-fix E35/E36 Mobility Plus pakket (voor Android en iOS)	397,00
	Functies: snelheid van 6 naar 8 km/u, verplaatsen lege rolstoel op afstand, melding van telefoonoproepen op display e-fix (laatstgenoemde functie alleen voor Android)	
MONTAGE & AFLEVEREN		
	Montage bij Invacare mbt Alber op nieuwe Invacare stoel (netto prijs)	184,00
	Montage bij Invacare mbt Alber op andere stoel (netto prijs)	288,00
1530107	Montage bij Invacare incl. uitleg eindgebruiker (netto prijs)	284,00
	Montage op lokatie - door Invacare (netto prijs)	344,00
MONTAGE INFORMATIE		
	Wij willen u dringend verzoeken onderstaande vragen te beantwoorden omdat deze informatie betrekking heeft op wat er benodigd is om de e-fix te monteren. Geschiedt montage door Invacare? -> gelieve een kopie van dit formulier met de rolstoel mee te zenden.	!
Montage van de begeleidersbediening		
	Links	
	Rechts	
Mag de achterpositie eventueel aangepast worden?		
	Ja	
	Nee	
Aanpassingen		
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden?	
Overige opmerkingen		

